

gymna.PRO T3, linéaire, roulettes, ergomax, dos moteur, LED - Carob

gymna

Art: 183300CARRV | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

gymna.PRO. Your table. Your choice !

Choisir gymna.PRO, c'est choisir **une table de massage professionnelle de haut niveau** pour vos traitements et **manipulations**. Conçue pour répondre aux besoins des physiothérapeutes. **Avec gymna.PRO, vous composez votre propre table unique**. Notre configurateur de table (à droite) vous montre toutes les possibilités. À vous de choisir !

Vous avez choisi le modèle T3x - table de traitement professionnelle avec 3 PLANS DE COUCHAGE

- COURTE tête, à inclinaison **positive et négative**, activée par un vérin pneumatique.
- partie centrale réglable (ressort à gaz) comme 'dossier' (Constant Patient Position - voir ci-dessous).
- partie fixe de la jambe.

CONSTANT PATIENT POSITION des MODELES T : plus de pieds sur la partie principale de la table.

- **chaque table gymna.PRO à 3 sections** permet au patient de s'asseoir confortablement et de se détendre, **sans avoir à se retourner**

UNIQUE DANS LES MODÈLES T

- même lorsque vous optez pour une table à 3 sections AVEC réglage PLI (cyphose, flexion lombaire), votre gymna.PRO conserve sa "position constante du patient" en ASSISE

CHASSIS - socle fermé : design pur et unique

- la **forme arrondie** du châssis en acier de votre gymna.PRO résulte en une silhouette sereine et élégante.
- toute la technologie se trouve - invisible - dans le socle fermé.
- l'**interrupteur à clé intégré** verrouille le réglage en hauteur (modèle électrique uniquement) sans danger pour quiconque entre dans votre cabinet en votre absence.

GYMNA STABILITY PROFILE - votre premier choix est la stabilité.

- le 'Gymna Stability Profile' ou GSP vous garantit une table de traitement développant un **fléchissement minimal en cas de fortes manipulations**.
- une construction solide et stable, qui fait que **la puissance de votre manipulation soit maintenue**, sans perte d'énergie.

OPTION ADAPTATION DE LA LARGEUR DES COUSSINS.

Le configurateur vous indique si le réglage de la largeur des coussins est possible ou non.

- largeur standard : 67 cm.
- table plus étroite : 60 cm, uniquement possible pour les tables gymna.PRO modèles T3 SANS accoudoirs ni supports latéraux.
- table plus large : 77 cm, NON possible pour les tables gymna.PRO modèle T7 AVEC supports latéraux.

OPTION ACCOUDOIRS 'ONE CLICK' - réglage étonnamment facile.

- l'unique système 'One Click' **règle la position des 2 accoudoirs simultanément**.
- en descendant, les accoudoirs exécutent **un léger mouvement basculant**, de ce fait les coudes de votre de votre patient s'orientent automatiquement vers l'extérieur.
- ce faisant, la posture adoptée par votre patient sera davantage **plus naturelle et détendue**.

(OPTION) OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- une table gymna.PRO MUNIE d'accoudoirs 'One Click' est TOUJOURS pourvue **d'une ouverture pour le visage en forme de cœur** (avec coussin d'obturation) et d'un coussin facial Ergomax.
- une table gymna.PRO SANS accoudoirs peut également être pourvue d'Ergomax.
- l'ouverture-visage en forme de cœur n'entrave ni les yeux, ni la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est **doux, sans coutures, imperméable, lavable et désinfectable**.
- Ergomax est amovible et **utilisable des deux côtes**, en fonction de la forme du visage de votre patient.

OPTION SUPPORTS LATÉRAUX AU NIVEAU DE LA PARTIE CENTRALE

- **Liberté de mouvement maximale** pour vous en tant que kinésithérapeute, ostéopathe, thérapeute manuel, ...
- les supports latéraux rabattus garantissent une posture de travail toujours ergonomique, proche de votre patient, **sans tension sur les épaules ni le dos**.

OPTION RÉGLAGE MOTORISÉ DU DOSSIER - réglage sans effort pour le thérapeute.

- pour ajuster le dossier - en même temps que la tête - il suffit d'appuyer sur un bouton.
- votre patient peut rester assis tranquillement.
- la commande se fait à l'aide de **commutateurs ergonomiques** situés - à gauche et à droite - sous le coussin.
- Il y a une distinction tactile claire entre les boutons de montée et descente, et pendant l'appui, votre paume s'allume : vert = montée, rouge = descente.

OPTION RÉGLAGE MANUEL PLI FLEXI - plus de possibilités de traitement.

- a **ressort à gaz pneumatique** permet un réglage PLI fonctionnel (cyphose, flexion lombaire) de la partie centrale de votre gymn. PRO à 3 sections.

OPTION RÉGLAGE ÉLECTRIQUE PLI - pratique pour le thérapeute et le patient.

- un **moteur électrique** permet un réglage PLI facile et efficace (cyphose, flexion lombaire) de la partie centrale de votre gymn. PRO à 3 sections.
- votre patient peut rester allongé confortablement.
- la commande se fait à l'aide de **commutateurs ergonomiques** situés - à gauche et à droite - sous le coussin.
- il existe une distinction claire et tangible entre les boutons de montée et descente haut et bas, et votre est éclairé pendant l'appui: vert = montée, rouge = descente.

VOUS CHOISISSEZ POUR LE SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - matériau de qualité élevée.

- 12 couleurs, allant du classique à l'intemporel en passant par des tons vifs et gais.
- le **simili cuir en PVC** du type 'classique' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ POUR LE SIMILI CUIR 'PREMIUM' - revêtement de qualité supérieure.

- 9 couleurs, classiques et intemporelles.
- LOOK ET TOUCHER 'VRAI CUIR'
- le **simili cuir en PU** du type 'premium' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'PROGRESSIFS' - fermes et confortables à la fois - pour des manipulations.

- ces coussins ont une épaisseur de 40 mm et un **rembourrage à 2 couches avec une résistance progressive**.
- la couche inférieure a une densité 'consistante' de 100 kg/m³ et présente **la fermeté nécessaire pour effectuer des manipulations**.
- la couche supérieure a une densité 'souple' de 40 kg/m³ afin de **conserver tout confort pour votre patient**.
- les coussins 'progressifs' ont une finition avec une belle et solide couture 'façon sellier'.
- le revêtement classique ainsi que premium sont possibles avec des coussins progressifs.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - des coussins souples et confortables.

- le rembourrage relativement souple des coussins 'linéaires' est **agréable et confortable pour votre patient**.
- ce rembourrage - spécialement pour usage intense - a une épaisseur de 40 mm, la densité est 40 kg/m³.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'PREMIUM'

- comme les coussins linéaires ci-dessus, mais avec une AUTRE finition.
- finition avec une **belle et solide couture 'façon sellier'**.

OPTION COUSSINS CHAUDS - chaleur agréable pour le patient qui le désire.

- deux coussinets chauffants - respectivement intégrés dans le dossier et l'assise - génèrent **une chaleur agréable et confortable**.
- selon les souhaits de votre patient, vous éteignez ou vous allumez le chauffage, et ce par l'intermédiaire d'une télécommande sans fil (Bluetooth).
- vous avez le choix parmi **trois réglages de la température** (34 °C – 36 °C – 38 °C).

- le chauffage est automatiquement coupé après 30 minutes.

COMMANDE I-CONTROL - système intelligent pour le réglage de la hauteur.

- à partir de n'importe quel point situé à la périphérie de la table, **un mouvement de pied suffit** pour régler la hauteur de votre gymna.PRO.
- i-Control vous permet de régler 'votre' **hauteur de traitement optimale très précisément** grâce à deux modes de réglage.
- le **mode continu** pour les amples réglages de la hauteur.
- et le **mode start-stop** pour des petites adaptations finies de 1 à 2 cm.
- le cadre de commande I-Control est monté sous le châssis de la table. Il ne gêne nulle part (pour éviter d'éventuels trébuchements) et est néanmoins **accessible sur les 4 côtés de votre table**.
- réglage de la hauteur: env. 47-97 cm.
- capacité de levage maximale: 200 kg.

OPTION ROULETTES - instantanément déplaçable.

- **4 roulettes pivotantes** permettent de déplacer votre table aisément.
- pour placer votre gymna.PRO 'sur roulettes' (et vice versa), il vous suffit de d'actionner la pédale du système à roulettes (à gauche et à droite du châssis, côté pied).

OPTION ÉCLAIRAGE LED SOUS LE CHÂSSIS.

- choix de **14 couleurs**, télécommande IR spéciale avec bouton ON/OFF.
- crée une **atmosphère agréable** dans votre cabinet, luminosité réglable.
- fournit également un **support fonctionnel** : lumière verte = vers le haut, lumière rouge = vers le bas.