

# gymna.GO T3x, commande à pied - Stone

**gymna**

Art: 164312STO | Marque: GYMNA



## Informations sur le produit

**gymna.GO : Basically perfect !**

Choisir la table **gymna.GO modèle T3x**, c'est choisir une **table de base multifonctionnelle en 3 parties avec une section de tête courte, une section centrale fixe et une section jambes/dossiers réglable** pour vos traitements. Une table de base oui, mais une table de Gymna ! Conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes. **Multifonctionnelle**, elle peut être utilisée comme table d'examen, table de plâtres, table de massage, table de relaxation, ...

**VOUS CHOISISSEZ LES OPTIONS ET LA COULEUR - voir plus bas - configurez votre propre table ci-contre.**

- avec ou sans accoudoirs réglables.
- une gymna.GO avec accoudoirs est toujours équipée de série d'une ouverture visage standard en forme de poire avec coussin d'obturation.
- avec ou sans le **coussin facial hygiénique ERGOMAX**.
- choix de **15 couleurs**.
- réglage haut/bas **électrique ou hydraulique**.
- châssis avec ou sans **roulettes**.

**COUSSINS GYMNA-GO - souples et confortables.**

- le rembourrage relativement doux des coussins 'linéaires' **assure une sensation agréable de couchage et d'assise pour votre patient.**
- le rembourrage - spécialement destiné à un usage intensif - a une épaisseur de 40 mm et une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**TYPE REVÊTEMENT DES COUSSINS 'CLASSIQUE' - simili cuir de haute qualité.**

- le **simili cuir PVC** de type 'classique' est sans phtalate, résistant à l'abrasion, biocompatible et ignifuge.
- le nettoyage et la désinfection sont possibles avec les produits recommandés par Gymna.
- un choix de pas moins de **15 couleurs**, du classique et intemporel au vif et joyeux.

### **NOMBRE DE PLANS GYMNA.GO MODÈLE T3x**

- avec le modèle T3x, vous choisissez pour **3 plans de couchage : une section de tête courte, une section médiane fixe et une section dorsale/jambière réglable.**
- la combinaison de ces 3 plans **permet d'adopter la plupart des postures de base.**
- vous choisissez ce modèle **si vous effectuez des traitements en position assise et en position couchée.**
- les dimensions des plans sont un compromis optimal pour les personnes de petite et de grande taille.

La section TÊTIÈRE COURTE est **réglable en positif et en négatif** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.

- votre patient est allongé et détendu en coucher ventral grâce à l'inclinaison.
- vérin pneumatique activé par une poignée étroite à l'extrémité de la tête, ne dérange pas lorsque vous travaillez depuis un tabouret.

Le DOSSIER/JAMBIÈRE est **réglable en position quasi verticale** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.

- soutien efficace de la tête et des épaules de votre patient pendant le traitement en position assise.
- vérin pneumatique : **pousse activement le coussin vers le haut** et facilite ainsi votre travail; silencieux, fiable et freiné, donc pas de réglages soudains et désagréables.

### **OPTION SUPPORTS DE BRAS GYMNA-GO MODÈLE T3x**

- supports rectangulaires.
- réglables en hauteur pour **une relaxation maximale des muscles des épaules et du cou** de votre patient en coucher ventral.
- non amovibles.

### **(OPTION) OUVERTURE-VISAGE STANDARD EN FORME DE POIRE**

- une table gymna.GO avec accoudoirs est **toujours équipée d'une ouverture faciale standard en forme de poire** pour une répartition uniforme de la pression sur le visage.
- dans TOUS LES AUTRES CAS, cette ouverture de la face est une option.
- les yeux et la bouche de votre patient restent libres.
- avec coussin d'obturation.

### **OPTION OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.**

- ouverture faciale en forme de cœur avec coussin Ergomax, **beaucoup d'espace pour les yeux et la bouche de votre patient.**

- le coussin facial Ergomax est doux, sans couture, imperméable, **lavable et désinfectable** avec les désinfectants courants.
- Ergomax est amovible et peut être utilisé des deux côtés, en fonction de la forme du visage de votre patient.
- avec coussin d'obturation.

## GYMNA.GO CHÂSSIS

- cadre **en acier** solide, robuste et très fiable, aux formes arrondies.
- **robot-soudé** et fini avec **un revêtement en poudre blanc semi-mat**, solide et durable.
- pieds inférieurs munis de capuchons **antidérapants**, aucun déplacement indésirable de votre table.
- distance entre le sol et la base : environ 15 cm, soit **un espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-personne** (SAUF en cas d'utilisation du i-Control).

## OPTION I-CONTROL RÉGLAGE EN HAUTEUR - réglage électrique intelligent haut/bas.

- où que vous vous trouviez autour de votre table de traitement, **avec i-Control, un seul mouvement de pied suffit pour régler la hauteur** de votre table GO.
- i-Control vous permet de déterminer avec précision la hauteur de traitement optimale grâce à deux modes de réglage;
- **un mode continu** pour un grand déplacement de haut en bas.
- et **un mode start-stop** pour de petits ajustements pulsés de 1 à 2 cm (surtout utile en kinésithérapie).
- réglage en hauteur : environ 50-100 cm, facile pour votre patient, **ergonomique pour votre dos**.
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- moteur électrique : 6000 N.

## OPTION PÉDALE DE COMMANDE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas avec une pédale de commande électrique.

## OPTION POMPE À PIED HYDRAULIQUE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas **indépendant de l'alimentation électrique** par une pression répétée sur la pédale.
- réglage de la hauteur : environ 52-99 cm.
- pompe hydraulique : 10.000 N.

## OPTION ROULETTES

- **4 roulettes** pivotantes pour faciliter le déplacement de votre table, par exemple pour le nettoyage.
- 2 systèmes distincts de levage des roues, 1 à l'extrémité avant et 1 à l'extrémité arrière du châssis.

## Spécifications

- Dimensions (L x l) : 205 x 67 cm
- Poids :
  - T3x : 79 kg
  - T5x : 81 kg
- Réglage en hauteur : 50 - 100 cm électrique, 52 - 99 cm hydraulique
- Capacité de levage : max. 200 kg