

Bandage de pouce Push ortho CMC G0

gymna

Art: 231110 | Marque: **PUSH**



Informations sur le produit

La Push CMC stabilise l'articulation de base du pouce (CMC-1) et place le pouce dans une position fonctionnelle. Ceci garantit une fonction optimale de la main et diminue les symptômes tels que la douleur et le manque de force. Le matériel sélectionné et les bords arrondis contribuent à un confort maximal, et le système de fermeture simple permet aux patients d'appliquer l'orthèse eux-mêmes sans aucun effort. Le produit est antimicrobien, peut être utilisé dans l'eau et peut être séché facilement. **INDICATIONS**

- Rhizarthrose
 - Traitement postopératoire de l'articulation CMC-I
 - Situation après arthroplastie de l'articulation CMC-I
 - Instabilité de l'articulation CMC-I
-
- + Positionne le pouce dans une position fonctionnelle.
 - + Entièrement imperméable et antimicrobien.
 - + La fonction de la main est entièrement conservée.
 - + Bords arrondis pour un confort de port optimal.
 - + Peut être utilisée dans l'eau et être lavée.
-
- Pour le pouce du skieur, choisissez l'attelle de pouce Push Sports.