

gymna.GO D2, hydraulique, roulettes, ouverture visage - Sahara

gymna

Art: 168214SA | Marque: GYMNA

3 562,09 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

gymna.GO : Basically perfect !

Choisir une table **gymna.GO modèle D2**, c'est choisir une table basique à 2 plans - **une tête courte réglable** et un long plan fixe - pour vos traitements. Une table basique, oui, mais une table Gymna ! Conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes. **Multifonctionnelle**, elle peut être utilisée comme table d'examen, table de plâtre, table de massage, table de relaxation, ...

VOUS CHOISISSEZ LES OPTIONS ET LA COULEUR - voir plus bas - configurez votre propre table ci-contre.

- avec ou sans accoudoirs réglables.
- une gymna.GO avec accoudoirs est toujours équipée de série d'une ouverture visage standard en forme de poire avec coussin d'obturation.
- avec ou sans le coussin facial hygiénique ERGOMAX.
- choix de **15 couleurs**.
- réglage haut/bas électrique ou hydraulique.
- châssis avec ou sans roulettes.

COUSSINS GYMNA.GO - souples et confortables.

- le rembourrage relativement doux des coussins 'linéaires' assure **une sensation agréable de couchage et d'assise pour votre patient.**
- le rembourrage - spécialement destiné à un usage intensif - a une épaisseur de 40 mm et une densité de 40 kg/m³.

TYPE REVÊTEMENT DES COUSSINS 'CLASSIQUE' - simili cuir de haute qualité.

- le **simili cuir PVC** de type 'classique' est sans phtalate, résistant à l'abrasion, biocompatible et ignifuge.
- le nettoyage et la désinfection sont possibles avec des produits recommandés par Gymna.
- un choix de pas moins de **15 couleurs**, du classique et intemporel au vif et joyeux.

NOMBRE DE PLANS GYMNA.GO MODÈLE D2

- avec le modèle D2, vous optez pour deux plans de couchage : **une section de tête courte et une section fixe longue.**
- la section TÊTE COURTE est **réglable en positif et en négatif** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.
- votre patient est allongé et détendu en coucher ventral grâce à l'inclinaison.
- particulièrement recommandée pour les massages, la relaxation et les traitements en position allongée.
- vérin pneumatique : **pousse activement le coussin vers le haut** et facilite ainsi votre travail; silencieux, fiable et freiné, donc pas de réglages soudains et désagréables.
- poignée étroite à l'extrémité de la tête, ne gênant pas le travail depuis un tabouret.

OPTION SUPPORTS DE BRAS GYMNA-GO MODÈLE D2

- supports rectangulaires.
- réglables en hauteur pour une **relaxation maximale des muscles des épaules et du cou** de votre patient en coucher ventral.
- non amovibles.

(OPTION) OUVERTURE-VISAGE STANDARD EN FORME DE POIRE

- une table gymna.GO avec **accoudoirs** est **toujours équipée d'une ouverture faciale standard en forme de poire** pour une répartition uniforme de la pression sur le visage.
- dans TOUS LES AUTRES CAS, cette ouverture de la face est une option.
- les yeux et la bouche de votre patient restent libres.
- avec coussin d'obturation.

OPTION OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- ouverture faciale en forme de cœur avec coussin Ergomax, **beaucoup d'espace pour les yeux et la bouche de votre patient.**
- le coussin facial Ergomax est doux, sans couture, imperméable, **lavable et désinfectable** avec les désinfectants courants.
- Ergomax est amovible et peut être utilisé des deux côtés, en fonction de la forme du visage de votre patient.
- avec coussin d'obturation.

GYMNA.GO CHÂSSIS

- cadre **en acier** solide, robuste et très fiable, aux formes arrondies.
- **robot-soudé** et fini avec un **revêtement en poudre blanc semi-mat**, solide et durable.
- pieds inférieurs munis de capuchons **antidérapants**, aucun déplacement indésirable de votre table.
- distance entre le sol et la base : environ 15 cm, soit un **espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-personne** (SAUF en cas d'utilisation du i-Control).

OPTION I-CONTROL RÉGLAGE EN HAUTEUR - réglage électrique intelligent haut/bas.

- où que vous vous trouviez autour de votre table de traitement, **avec i-Control, un seul mouvement de pied suffit pour régler la hauteur** de votre table GO.
- i-Control vous permet de déterminer avec précision la hauteur de traitement optimale grâce à deux modes de réglage.
- **un mode continu** pour un grand déplacement de haut en bas.
- et **un mode start-stop** pour de petits ajustements pulsés de 1 à 2 cm (surtout utile en kinésithérapie).
- réglage en hauteur : environ 50-100 cm, facile pour votre patient, **ergonomique pour votre dos**.
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- moteur électrique : 6000 N.

OPTION PÉDALE DE COMMANDE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas avec une pédale de commande électrique.

OPTION POMPE À PIED HYDRAULIQUE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas **indépendant de l'alimentation électrique** par une pression répétée sur la pédale.
- réglage de la hauteur : environ 52-99 cm.
- pompe hydraulique : 10.000 N.

OPTION ROULETTES

- **4 roulettes** pivotantes pour faciliter le déplacement de votre table, par exemple pour le nettoyage.
- 2 systèmes distincts de levage des roues, 1 à l'extrémité avant et 1 à l'extrémité arrière du châssis.