

# gymna.GO D2, commande à pied - Nougat

**gymna**

Art: 164212NOU | Marque: [GYMNA](#)



## Informations sur le produit

**gymna.GO : Basically perfect !**

Choisir une table **gymna.GO modèle D2**, c'est choisir une table basique à 2 plans - **une tête courte réglable** et un long plan fixe - pour vos traitements. Une table basique, oui, mais une table Gymna ! Conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes. **Multifonctionnelle**, elle peut être utilisée comme table d'examen, table de plâtre, table de massage, table de relaxation, ...

**VOUS CHOISISSEZ LES OPTIONS ET LA COULEUR - voir plus bas - configurez votre propre table ci-contre.**

- avec ou sans accoudoirs réglables.
- une gymna.GO avec accoudoirs est toujours équipée de série d'une ouverture visage standard en forme de poire avec coussin d'obturation.
- avec ou sans le coussin facial hygiénique ERGOMAX.
- choix de **12 couleurs**.
- réglage haut/bas **électrique ou hydraulique**.
- châssis avec ou sans **roulettes**.

**COUSSINS GYMNA.GO - souples et confortables.**

- le rembourrage relativement doux des coussins 'linéaires' assure **une sensation agréable de couchage et d'assise pour votre patient**.
- le rembourrage - spécialement destiné à un usage intensif - a une épaisseur de 40 mm et une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**TYPE REVÊTEMENT DES COUSSINS 'CLASSIQUE' - simili cuir de haute qualité.**

- le **simili cuir PVC** de type 'classique' est sans phtalate, résistant à l'abrasion, biocompatible et ignifuge.
- le nettoyage et la désinfection sont possibles avec des produits recommandés par Gymna.
- un choix de pas moins de **12 couleurs**, du classique et intemporel au moderne.

## NOMBRE DE PLANS GYMNA.GO MODÈLE D2

- avec le modèle D2, vous optez pour deux plans de couchage : **une section de tête courte et une section fixe longue.**
- la section TÊTE COURTE est **réglable en positif et en négatif** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.
- votre patient est allongé et détendu en coucher ventral grâce à l'inclinaison.
- particulièrement recommandée pour les massages, la relaxation et les traitements en position allongée.
- vérin pneumatique : **pousse activement le coussin vers le haut** et facilite ainsi votre travail; silencieux, fiable et freiné, donc pas de réglages soudains et désagréables.
- poignée étroite à l'extrémité de la tête, ne gênant pas le travail depuis un tabouret.

## OPTION SUPPORTS DE BRAS GYMNA-GO MODÈLE D2

- supports rectangulaires.
- réglables en hauteur pour une **relaxation maximale des muscles des épaules et du cou** de votre patient en coucher ventral.
- non amovibles.

## (OPTION) OUVERTURE-VISAGE STANDARD EN FORME DE POIRE

- une table gymna.GO avec **accoudoirs** est **toujours équipée d'une ouverture faciale standard en forme de poire** pour une répartition uniforme de la pression sur le visage.
- dans TOUS LES AUTRES CAS, cette ouverture de la face est une option.
- les yeux et la bouche de votre patient restent libres.
- avec coussin d'obturation.

## OPTION OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- ouverture faciale en forme de cœur avec coussin Ergomax, **beaucoup d'espace pour les yeux et la bouche de votre patient.**
- le coussin facial Ergomax est doux, sans couture, imperméable, **lavable et désinfectable** avec les désinfectants courants.
- Ergomax est amovible et peut être utilisé des deux côtés, en fonction de la forme du visage de votre patient.
- avec coussin d'obturation.

## GYMNA.GO CHÂSSIS

- cadre **en acier** solide, robuste et très fiable, aux formes arrondies.
- **robot-soudé** et fini avec **un revêtement en poudre blanc semi-mat**, solide et durable.
- pieds inférieurs munis de capuchons **antidérapants**, aucun déplacement indésirable de votre table.

- distance entre le sol et la base : environ 15 cm, soit **un espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-personne** (SAUF en cas d'utilisation du i-Control).

#### **OPTION I-CONTROL RÉGLAGE EN HAUTEUR - réglage électrique intelligent haut/bas.**

- où que vous vous trouviez autour de votre table de traitement, **avec i-Control, un seul mouvement de pied suffit pour régler la hauteur** de votre table GO.
- i-Control vous permet de déterminer avec précision la hauteur de traitement optimale grâce à deux modes de réglage.
- **un mode continu** pour un grand déplacement de haut en bas.
- et **un mode start-stop** pour de petits ajustements pulsés de 1 à 2 cm (surtout utile en kinésithérapie).
- réglage en hauteur : environ 50-100 cm, facile pour votre patient, **ergonomique pour votre dos**.
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- moteur électrique : 6000 N.

#### **OPTION PÉDALE DE COMMANDE RÉGLAGE EN HAUTEUR**

- réglage haut/bas avec une pédale de commande électrique.

#### **OPTION POMPE À PIED HYDRAULIQUE RÉGLAGE EN HAUTEUR**

- réglage haut/bas **indépendant de l'alimentation électrique** par une pression répétée sur la pédale.
- réglage de la hauteur : environ 52-99 cm.
- pompe hydraulique : 10.000 N.

#### **OPTION ROULETTES**

- **4 roulettes** pivotantes pour faciliter le déplacement de votre table, par exemple pour le nettoyage.
- 2 systèmes distincts de levage des roues, 1 à l'extrémité avant et 1 à l'extrémité arrière du châssis.

## **Spécifications**

- Dimensions (L x l) : 205 x 67 cm
- Poids :
  - D2 : 74 kg
  - D4 : 77 kg
- Réglage en hauteur : 50 - 100 cm électrique, 52 - 99 cm hydraulique
- Capacité de levage : max. 200 kg