

Electrode bipolaire capacitive - Gymna Care 300 -

gymna

64 mm

Art: 349525 | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

La puissance du champ électromagnétique est la plus forte, directement sous les électrodes.

La thérapie appliquée avec des électrodes capacitatives cible les tissus mous, considérés généralement comme présentant la teneur en peau la plus élevée et une conductance électrique élevée, comme le derme, le système lymphatique, le système veineux et les muscles.

L'électrode bipolaire capacitive doit être utilisée avec la pièce à main pour applications bipolaires résistives/capacitives (art. 349503).