

tigo

Art: 524176



Informations sur le produit

- cadre pour utilisation des THERA-Trainers Tigo par des personnes ayant des jambes courtes ou des enfants. Convient également aux personnes en fauteuil roulant (électrique).
- le THERA-Trainer est fixé sur le cadre.
- le cadre est réglable en hauteur de 5 à 15 cm.
- possibilité de hauteur différente à l'avant et à l'arrière.
- très stable grâce à ses grands patins en caoutchouc.
- équipé de roulettes pour facilement déplacer l'appareil.