

# Hotpac cervical - 60 cm

***gymna***

Art: 114430



## Informations sur le produit

Compresse en coton pour l'application locale de CHALEUR HUMIDE.

- Grâce au matériel spécial (e.a. de la boue volcanique), la compresse conserve sa chaleur humide pendant au moins une demi-heure.
- La compresse est chauffée par immersion dans de l'eau à max. 70° C .
- Fabriquée en matériel durable, convient pour une utilisation intensive.

Attention : mettez toujours une housse ou une serviette entre la peau et la compresse. CONTRE-INDICATIONS CHALEUR

- maladies cardiovasculaires - troubles circulatoires - infections avec fièvre - inflammations et lésions localisées - rhumatismes avec symptômes inflammatoires - tumeurs non traitées - hyperthyroïdie - diabète sucré.