

Trainer Tigo (2 pcs)

Art: 524203



Informations sur le produit

Système de freins de sécurité enroulables avec des crochets pouvant être monté sur tout type de THERA-Trainer Tigo, au niveau des trous prévus à cet effet dans le châssis.

- les crochets sont fixés au fauteuil (roulant) afin de l'empêcher de basculer.
- cela permet également de maintenir une distance optimale entre l'appareil et l'utilisateur.
- les crochets peuvent être fixés à la chaise roulante par l'utilisateur lui-même.
- le système pourra également être fixé sur la base à 4 roulettes (art. 561.350).