

Gel conductive pour Winback - intimacy - 1000 ml

gymna

Art: 580542 | Marque: WINBACK



Informations sur le produit

Gel conducteur pour T.E.C.A.R. (traitements par transfert d'énergie capacitif et résistif). Gel conçu et formulé pour une utilisation avec des équipements médicaux en Tecarthérapie. Ses hautes propriétés conductrices la rendent performante pour le bon transfert de l'énergie WINBACK par les modes capacitif et résistif.

Le gel conducteur Winback Intimty peut être à la fois utilisée sur la zone intime et sur le corps
Conseils d'utilisation: Appliquer la juste quantité de produit en fonction de la zone à traiter et de la durée du traitement sur la zone où on fera glisser l'électrode capacitive ou résistive. Fermer le récipient après utilisation.

Spécifications

- Composition : Aqua [Water], Phenoxyethanol, Carbomer, Sodium hydroxide, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin
- A conserver à une température ambiante inférieure à 25°C.
- Contenance: 1000 ml = 33.81 fl oz