

BARRES PARALLÈLES avec MAIN COURANTE PIVOTANTE 360°



UN CLIC S'ONORE indique que le point de fixation est correct.



BARRES PARALLÈLES AVEC MAIN COURANTE PIVOTANTE 360°

Pour un protocole personnalisé.

- plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant
- hauteur variable 78 Δ 104 cm
- largeur variable de 36 Δ 87 cm

Disponibles en 3 dimensions :

(1) Art. 260208 250 x 36 Δ 87 x 78 Δ 104 h cm

(2) Art. 260209 350 x 36 Δ 87 x 78 Δ 104 h cm

(3) Art. 260210 400 x 36 Δ 87 x 78 Δ 104 h cm

OPTIONS : HAIES POUR PARALLÈLES, VOIR PAGE 74 (1,2)