

Revolution®

gymna infomagazine - najaar 2026



NAJAARS
PROMO

WELKOM OP ONZE
OPEN DEUR DAGEN

GENT	ZA 14 & ZO 15	NOVEMBER
BRUSSEL	ZA 21 & ZO 22	NOVEMBER
DIEPENBEEK	ZA 28 & ZO 29	NOVEMBER

gymna



> 12 Kies uw behandeltafel



> 36 **NIEUW** IMBODY Pro S Smart Gym

UW GESCHENK



KNIE-/ENKELROL

desinfecteerbaar
waarde € 55

1 geschenk per klant, bij aankoop vanaf € 50,
exclusief voor bezoekers van onze Open Deur
Dagen en op vertoon van de persoonlijke
cadeaubon.



Kinderhoek met toezicht in Brussel, Gent en Diepenbeek

INHOUD

1	Behandeltafels	11
	Winback Tecar	18
	Fysiothechniek	20
	Cryo-compressie	25
	Pressotherapie	26
	Echografie	28
	Metten & feedback	32
2	Imbody Smart Gym	36
	Functional	38
	Desmotec	40
	Cardio & kracht	44
	Wall & sportvloeren	48
	Elastische weerstand	50
	Handrevalidatie	51
	Airex & balans	52
	Opbergsysteem	55
3	Pilates & Yoga	58
	Triggerpoints & Fascia	60



> 45 **NIEUW**
Toorx cardio

WELKOM OP ONZE OPEN DEUR DAGEN

GENT ZA 14 & ZO 15 NOVEMBER
BRUSSEL ZA 21 & ZO 22 NOVEMBER
DIEPENBEEK ZA 28 & ZO 29 NOVEMBER



INTRO

Beste lezer,

Ontdekken. Testen. Ervaren.

Tijdens de Open Deur Dagen zetten we opnieuw onze deuren voor u open. Ontdek de nieuwste oplossingen voor therapie, revalidatie, training en beweging, krijg persoonlijk advies van onze experts en profiteer van **exclusieve najaarspromoties en showroomvoordelen**. In deze editie van het Revaluation Magazine geven we u alvast een voorsmaakje van wat er dit jaar te beleven valt.

INNOVATIE VOOR UW BEHANDELRUIMTE

Maak kennis met de nieuwe **Edan PA4** voor biofeedback en bekkenbodemptherapie en met **CarePump**, een compact apparaat voor pressotherapie.

NIEUWE INSPIRATIE VOOR UW OEFENZAAL

Ook voor actieve revalidatie en training hebben we heel wat nieuws voor u klaarstaan. Werk met de **Imbody PRO S Smart Gym**, ontdek onze **Toorx cardio-oplossingen** en laat u inspireren door de mogelijkheden van **Hyrox, Pilates, Yoga en vloeren**.

Of u nu werkt met patiënten, sporters, senioren of een brede doelgroep: we helpen u graag om uw oefenzaal optimaal in te richten.

Kom proberen, voelen en vergelijken! En ontdek wat het beste bij u en uw praktijk past.

OPEN DEUR VOORDELEN & PERSOONLIJK ADVIES

Tijdens de Open Deur Dagen profiteert u van onze **najaarspromoties en een extra showroombonus**.* Onze specialisten staan klaar voor demonstraties en advies op maat over de inrichting of uitbreiding van uw praktijk.

Kom inspiratie opdoen, ontdek nieuwe mogelijkheden of bespreek uw concrete investeringsplannen met ons. U bent van harte welkom!

We kijken ernaar uit u te verwelkomen !

Frank Cesar
Directeur

* Exclusief voor bezoekers van onze Open Deur Dagen.



> 36 **IMBODY** SMART GYM



> 32 **EASY BASE** KRACHTENPLATFORM




> 11 **GYMNA.GO** CARBON BLACK



> 25 **GAME READY MED4 ELITE**
CONTRAST-THERAPIE



> 58 **LIVENESS** PILATES



> 59 **AIREX** HEARTBEAT YOGA



> 33 **ACTIVFORCE2** DYNAMOMETER




WHAT'S NEW?

KOM NAAR ONZE OPEN DEUR DAGEN
EN ONTDEK ALLE NIEUWIGHEDEN



> 36 FASCIQ CUPPING



> 46 HYROX



> 39 TOORX BUMPERPLATES



> 26 CARE PUMP PRESSO

> 45 TOORX CARDIO



> 20 EDAN PA4 PELVISCH REËDUCATIE



> 51 BOBO DICE HANDTRAINING

MIS GEEN ENKEL VOORDEEL!

KOM NAAR ONZE
OPEN DAGEN EN

Voor een selectie van artikelen die in dit magazine aan bod komen.

5 jaar totale garantie op onze behandelafels & Winback: dekt alle onderdelen, uurloon en de voorrijkosten voor verplaatsing.

Extra korting bovenop de najaarspromo, gereserveerd voor bezoekers van onze Open Deur Dagen.

Online promo's, ook geldig in onze shops-in-showroom.

**NAJAARS
PROMO**

**5
JAAR
GARANTIE
I.P.V. 2**

**SHOWROOM
BONUS**

**SHOP &
ONLINE
PROMO**





SHOP-IN-SHOWROOM
OPEN

SHOP
KORTING*

**KOM 'SHOPPEN' IN EEN VAN ONZE SHOWROOMS,
NEEM UW MATERIAAL METÉÉN MEE,
EN PROFITEER VAN ONZE SHOP KORTING***

* De SHOP korting - geldig op materiaal dat u meeneemt uit onze shops -
is voorbehouden aan bezoekers van onze ODD.
Niet cumuleerbaar met andere acties.

**DE ONLINE PROMO'S ZIJN
OOK GELDIG IN ONZE SHOPS**

BELEEF HET LIVE TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN



**LIVE
DEMO**

Imbody Smart Gym

Tecar Winback

Blackroll
Compression boots,
Fasciagun, rollen, ...

Krachtenplatform & flywheel
EasyBase, Desmotec Combo,
Desmotec D en V

Metten, feedback, functional
EasyAngle, EasyForce,
ActivForce, Blazepod, ...

GROTE OPRUIMING

SHOWROOM-, DEMONSTRATIE- EN EINDEREEKS-APPARATUUR

Op onze Open Deur Dagen vindt U een **lookbook met foto's**.

Hier is alvast een selectie: Sportramen, loopbanden, Kwell bumperplates, executive bags en kettlebells, Slimbeam trekapparaat, Sprintbok V.2 houten selfpowered loopband, Movemia roeiapparaat, Desmotec vliegwielttraining, ...

KOOPJESHOEK

Kom snuisteren in onze 'koopjeshoek'. U vindt er **divers klein materiaal aan zeer lage prijzen**.

Deze apparatuur kan niet worden gereserveerd. Het aangegeven materiaal is niet bindend omdat de apparatuur reeds verkocht kan zijn tijdens de Open Deur Dagen.

INVESTEER NU, BETAAL LATER



WAAROM KIEZEN VOOR EEN LEASINGCONTRACT?

Geen voorschot

- u betaalt geen voorschot, u 'least' het volledige factuurbedrag.

Gebruik moderne apparatuur en behoud uw cashflow

- u behandelt uw patiënten met de nieuwste technologie en apparatuur zonder dat u de volledige aankoopkosten vooraf of in één keer hoeft te betalen.
- u behoudt uw cashflow, zodat u de beschikbare middelen kunt gebruiken voor andere investeringen of operationele kosten.

Budgettering en cashflowbeheer

- met vaste, vooraf gekende maandelijkse betalingen kunt u uw budget en cashflow beter beheren.
- dit vergemakkelijkt uw financiële planning en voorkomt onverwachte kosten.

Opties voor einde leaseperiode

- u hebt de optie om de geleasede apparatuur 'te kopen' voor een vooraf bepaald restbedrag, hetgeen een extra voordeel is gezien de waarde van de apparatuur waarmee u werkt.

Dossieropmaak

- snelle opmaak van uw dossier, metéén bij uw bestelling.
- u hoeft zelf niets te regelen, wij doen het voor u


Leasing mogelijk vanaf € 1.250 excl. BTW,
voor een termijn naar keuze van min. 2 tot max. 7 jaar.

LEASING OP MAAT

Uw regionale vertegenwoordiger bespreekt graag alle mogelijkheden met u. Vraag hem advies of een vrijblijvende offerte, of neem contact op met onze klantendienst op 089/510 550 of info@gymna-barthels.be.

In dit magazine vindt u - ter informatie - maandelijkse leasebedragen (inclusief BTW). De vermelde bedragen zijn berekend met de maximale korting en voor een contractduur van 7 jaar.

PRAKTIJKINRICHTING VAN A TOT Z



3D-ontwerp
oefenzaal

VAN BEHANDELTAFEL TOT SPORT- VLOER. GYMNA DENKT MET U MEE

Uw oefenzaal volledig (her)inrichten?

Gymna begeleidt u bij de totaalinrichting van uw oefenzaal: van het eerste idee en de optimale indeling tot een complete inrichting op maat.

Bij een totaalinrichting ontvangt u nu een **gratis professioneel 3D-ontwerp t.w.v. € 500**. Zo krijgt u vooraf een duidelijk beeld van uw toekomstige oefenzaal en kunt u weloverwogen keuzes maken.

Meer weten? Contacteer uw regionale vertegenwoordiger.



**GRATIS 3D-
ONTWERP
€ 500**




Whitepaper
Inrichten
oefenzaal.

1

- > BEHANDELTAFELS
- > WINBACK TECAR
- > FYSIOTECHNIEK
- > CRYO-COMPRESSIE
- > PRESSOTHERAPIE
- > ECHOGRAFIE
- > METEN & FEEDBACK





gymna.GO

SOLIDE EN
BETAALBAAR.



GYMNA.GO. KLAAR VOOR UW PRAKTIJK.
GEBOUWD MET DE GYMNA-KWALITEIT DIE U KENT.

Veilige ondersteuning. In elke positie.

gymna.GO biedt uw patiënten een solide en veilige basis. Zittend én liggend.

- betrouwbare hoogteverstelling: makkelijk plaatsnemen voor uw patiënten, ergonomisch werken voor u.
- verstelbaar hoofd- of rugdeel: optimaal comfort tijdens elke behandeling.
- neerklapbare armsteunen: maximale ontspanning bij buiklig.

Alles wat u nodig heeft. Niets meer, niets minder.

Stel uw gymna.GO samen.

Kies wat past bij uw praktijk:



- gezichtsopening: zonder, standaard of Ergomax.
- kunstleer: vegan 'classique' - keuze uit 12 kleuren.
- hoogteverstelling: elektrisch of hydraulisch.
- mobiliteit: zonder of met wielen.

De juiste tafel kiezen? Dat doen we samen.
 Een goede behandeltafel kiezen is niet evident.
 Onze experts begeleiden u graag.

KOM LANGS TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN!



**GYMNA.GO
 SELECT
 -25%**



gymna.GO SELECT
 Populaire configuraties.
 Meteen klaar. Altijd voordelig.



**NAJAARS
 PROMO**

**5
 JAAR
 GARANTIE
 I.P.V. 2**



Leasing gymna.GO vanaf € 44,89/maand, BTWi, 7j -



gymna.PRO

STABIELE BASIS VOOR MANUELE PRECISIE.

**Elke behandeling vraagt iets anders.
gymna.PRO past zich aan.**

Volledig personaliseerbaar, tot in het kleinste detail.
Zo werkt u altijd op een tafel die perfect aansluit bij
uw techniek en uw patiënten.

De juiste tafel kiezen? Dat doen we samen.

Onze experts luisteren naar uw behoeften en helpen
u graag de juiste keuze te maken.



**NAJAARS
PROMO**

**5
JAAR
GARANTIE
I.P.V. 2**



GYMNA STABILITY PROFILE

- **minimale buiging en beweging onder belasting**, zonder energieverlies.
- solide en stabiel: uw manipulatiekracht behoudt dezelfde intensiteit.



TYPE KUSSENS

- **lineair**: polstering 40 mm voor een aangenaam lig- en zitgevoel.
- **progressief voor manipulaties**: duo-polstering, afwerking solide zadelsteek.



ERGOMAX GEZICHTSSTEUN


- zacht, naadloos, waterdicht en afwasbaar.
- dubbelzijdig, passend voor elke patiënt.



CONSTANT PATIENT POSITION

- 3-delige tafel: lig-, zit- & kyfoseposities zonder patiënt te draaien.

Stel uw gymna.PRO samen.
Kies wat past bij uw praktijk:



**EXTRA
VOORDEEL**
€ 520

GYMNA.PRO

Kiest u voor progressieve kussens voor manipulaties? Dan ontvangt u kussenverwarming en premium kunstleder er gratis bij. Goed voor maar liefst **€ 520 extra voordeel**. En dat bovenop de lopende promo's!

KOM NAAR ONZE OPEN DEUR DAGEN!



Leasing gymna.PRO vanaf € 60,54/maand, BTWi, 7j

TOEBEHOREN VOOR TAFELS



QINES



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%



DESINFECTEERBARE KUSSENS

Comfortabele positionering van uw patiënt!

- kwaliteitsvol PU-kunstleder, optimaal desinfecteerbaar, ook met alcohol.

576905	Knierol / enkelrol - klein	€ 55,00	€ 49,51
576900	Knierol - groot	€ 66,01	€ 59,40
576910	Hoofd- en buiksteunkussen	€ 78,00	€ 70,20
576920	Wigvormig steunkussen - klein	€ 61,25	€ 55,12
576915	Wigvormig steunkussen - groot	€ 101,85	€ 91,66

Badstof hoezen, kleur graniet, beschikbaar voor deze kussens, zoekwoord HOES.

MATCH UW ZITKRUK MET UW TAFEL!



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%



GYMNA - RONDE ZITKRUK

Met 360° hendel bereikbaar van alle kanten.

- universele krug met ronde, platte zitting.
- verstelbaar 54 - 73 cm.

195800	Classique kunstleder	€ 485,00	€ 436,50
195811	Premium kunstleder	€ 555,00	€ 499,50

GYMNA - ZADELZITKRUK

Stimuleert een actievere, meer open zithouding.

- verstelbaar 56 - 75 cm.
- 'self lock' wielen, blokkeren zonder gewicht, rollen soepel bij zitten.

195822	Classique kunstleder	€ 595,00	€ 535,50
195833	Premium kunstleder	€ 675,00	€ 607,50

Zitkrukken: aluminium frame met witte poedercoating.

ARMASSAGETAFELTJE

Voor optimale behandeling van het bovenste lidmaat.

- praktisch en makkelijk te positioneren dankzij 4 zwenkwielen (2 met rem).
- hoogte traploos instelbaar van 71 tot 120 cm.
- gepolsterd kussen (43 x 43 cm, afgeronde hoeken), bekleed met carbon kunstleder; zacht voor de patiënt, eenvoudig te reinigen voor u.
- onderstel in lichtgrijs metaal.

510900	Armmassagetafeltje	€ 449,00	€ 404,10
--------	--------------------	----------	----------




SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%



SOFT TOUCH DESINFECTEERBARE HOEZEN

576790	Hoes universeel, neusopening universeel	€ 99,69	€ 89,72
576795	Hoes gymna.PRO, Ergomax opening, donker- / lichtgrijs	€ 99,69	€ 89,72

QINES



SHOP &
ONLINE
PROMO tot
-15%



DESINFECTEERBARE HOEZEN, POLYURETAAN

576760	Zonder neusopening	€ 61,00	vanaf € 51,85
576770	Neusopening universeel	€ 91,00	vanaf € 77,35
576750	Gezichtsopening Ergomax	€ 98,00	vanaf € 83,30



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

SOFT TOUCH DESINFECTEERBARE KUSSENS

Stoffen kussens, hoog ligcomfort, eenvoudig te desinfecteren.

576787	Gezichtskussens	€ 68,53	€ 61,68
576785	Hoofdkussens	€ 56,65	€ 50,98
576783	Knierol	€ 74,77	€ 67,29

QINES



SHOP &
ONLINE
PROMO tot
-15%

BADSTOF HOEZEN

Universele hoezen met grote elasticiteit.

576670	Met neusopening	€ 60,00	vanaf € 51,00
576641	Zonder neusopening	€ 54,00	vanaf € 45,90
105340	Elastiek met clips v. hoes - 3 st	€ 13,52	€ 11,49

EINDEREKES: Hoes met neusopening, kleuren Terracotta, Marine en Cream: **1 + 1 GRATIS** (zolang de voorraad strekt).

QINES



-15% 1 st.
3+1 gratis
6+3 gratis



TAFELPAPIER

2 lagen · absorberend
perforaties voor gebruiksgemak
8 rollen per karton

9080490	rol 48 cm x 50 m 1 karton	€ 48,00	€ 40,80	€ 5,10/rol
9090490	rol 59 cm x 50 m 1 karton	€ 54,00	€ 45,90	€ 5,74/rol
	3 kartons + 1 gratis / 48 cm			€ 4,50/rol
	6 kartons + 3 gratis / 48 cm			€ 4,00/rol
	3 kartons + 1 gratis / 59 cm			€ 5,06/rol
	6 kartons + 3 gratis / 59 cm			€ 4,50/rol

BETERE RESULTATEN.
MINDER BEHANDELINGEN.
SNELLER HERSTEL.

LIVE
DEMO



WAT ALS U MEER KUNT BEREIKEN? IN MINDER TIJD?

Winback combineert TECAR, HI-EMS en HI-TENS in één apparaat. Voor een aanpak die dieper gaat, breder werkt en uw patiënten sneller vooruithelpt.


- TECAR: stimuleert herstel van binnenuit, op elk type weefsel.
- HI-EMS: gerichte spierrekrutering bij revalidatie.
- HI-TENS: effectieve pijnstilling, direct voelbaar.
- Multifrequent : combineer drie methodes gelijktijdig.

Het resultaat:

- minder fysieke belasting voor u.
- meer comfort voor uw patiënten.

Wist u dat?

Winback TECAR ook uitermate geschikt is voor **littekenbehandeling** - voor een betere weefselkwaliteit en soepelheid na letsels of chirurgische ingrepen? Een toepassing die veel kinesisten nog niet kennen, maar die het verschil maakt voor uw patiënten.



Winback integreert naadloos in uw bestaande behandeltechnieken.

Toepassingen: musculoskeletale letsels · inflammatoire aandoeningen · lymfatische problemen · traumatologie · reumatologie · sportkine · bekkenbodem · endometrioze · esthetische toepassingen ...

Ontdek de Winback behandelpacks:

- **Fascia:** gericht werken op bindweefsel en beweeglijkheid.
- **Pelvic:** gespecialiseerde aanpak voor bekkenbodem en intieme klachten.

De Winback technologie moet u voelen!

Onze therapeuten geven u een 'behandeling' tijdens de Open Deur Dagen.

NAJAARS
PROMO

SHOWROOM
BONUS

5
JAAR
GARANTIE
I.P.V. 2



Leasing Winback Back3TX
€ 286/maand, BTWi, 7j



Meer info

NEW

EDAN PA4 PRO

ELEKTROSTIMULATIE EN BIOFEEDBACK IN ÉÉN APPARAAT.

METEN ÉN BEHANDELEN. TEGELIJK.

De Edan PA4 Pro combineert **elektrostimulatie met biofeedback**. Zo volgt u direct wat er tijdens de behandeling gebeurt. Voor preciezer werken en meetbare vooruitgang.

Gericht op urogynaecologie en postnatale zorg.

Een sterk apparaat voor een groeiende doelgroep:

- **urogynaecologie:** behandeling van incontinentie (urge, stress, mixed), prolaps en spierdysfunctie.
- **postnatale revalidatie:** herstel van bekkenbodemspieren en controle terugwinnen na zwangerschap.
- **functionele revalidatie:** integratie van elektrotherapie met actieve trainingsprogramma's.

Professionele elektrotherapie, volledig in één apparaat:

- TENS: effectieve pijnverlichting.
- EMS: spierversterking en revalidatie.
- specifieke behandelprotocollen voor diverse aandoeningen.
- adaptatieve training: parameters passen zich automatisch aan aan spierversmoeidheid ...
- vrij instelbare parameters - gepersonaliseerd voor elke patiënt.

**KOM ALLE MOGELIJKHEDEN ONTDEKKEN
TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN.**

SHOWROOM
BONUS



Leasing Edan PA4 Pro
€ 85,81/maand, BTWi, 7j



BEKKENBODEM: TRAINING EN ACCESSOIRES



ANATOMISCH MODEL VROUW

Vrouwelijk bekken met ligamenten, zenuwen, spieren en organen met **uitneembare delen**.

- op ware grootte, 6-delig.
- gedetailleerde informatie over de topografie van botten, ligamenten, vaten, zenuwen, bekkenbodemspieren en vrouwelijke genitale organen.

9132081 Anatomisch model € 815,00



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

DESINFECTIE EN MEDISCH GLIJMIDDEL

Voor vaginale en anale sondes..

500906	Tristel Duo ULT desinfectie - 250 ml	€ 170,76	€ 153,68
500907	Tristel droge doekjes - 200 st	€ 23,33	€ 21,00
9010785	Umonium sondes	€ 69,47	€ 62,25
823194	Rodilan glijmiddel	€ 7,90	€ 7,11

VOOR UW PATIËNTEN



NU-TEK LEVATOR

2-kanaals mini bekkenbodestimulator.

Toepassing: diverse vormen van incontinentie : stress, urge, mixed • rectale stimulatie • voor en na bevalling • bekkenbodempijn • verbeteren blaasfunctie • verminderen menopauze symptomen • seksuele therapie.

107335 Nu-Tek € 94,95

SHOP &
ONLINE
PROMO tot
-30%



QINES VAGINALE EN ANALE SONDES

- elektrostimulatie en feedback.

500900	Sonde vaginaal	€ 28,77	v.a. € 20,14
500901	Sonde vaginaal fijn	€ 35,38	v.a. € 24,77
500904	Sonde anaal	€ 41,00	v.a. € 28,70

Qines-sondes hebben universele aansluitingen van Ø 2 mm.

Profiteer van onze VOLUMEKORTING!



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

VAGINALE KEGELS

- voor bekkenbodembreëductie.
- Ø 32 mm - gewicht 37 - 45 - 53 - 71 - 110 g.

107330 Vaginale kegels - set 5 st € 44,00 € 39,60

OPLAADBAAR. DRAADLOOS.

TENS EN ELEKTROSTIMULATIE



TOP
PRIJS

GLOBUS DUO TENS

Compact en direct inzetbaar voor de meest voorkomende pijnklachten.

503332 Duo Tens € 139,00



SHOP &
ONLINE
PROMO

GLOBUS GENESY 1500

Veelzijdig apparaat voor professionals.

- TENS - EMS - microstroom - interferentiestroom - Russische stroom - gedenerveerde spieren - iontoforese.
- 4 individuele kanalen.

503330 Genesy 1500 € 950,00 € 849,00

NETVOEDING & BATTERIJ UNITS

ULTRASOUND COMPACT

Pijnverlichting, spierontspanning en weefselkwaliteit verbeteren via 1 & 3 MHz.

- multifrequentie-koppen 1 & 3 MHz, kleine kop optioneel verkrijgbaar.
- continu en gepulseerd.
- 7" full color touch screen.
- evidence based behandelprotocollen en opslagruimte voor 100 eigen programma's.



TOP
PRIJS



Verhoog de effectiviteit van uw behandeling dankzij DynamUS.

Unieke snelheidsdetector die u real-time feedback geeft of u de kop te snel of te traag beweegt.



Leasing US Compact
€ 39,46/maand, BTWi, 7j



ACURE 250

Hardnekkige klachten lokaal en gericht aanpakken.

- percutane elektrolyse voor chronische peesaandoeningen, spierblessures, myofasciaal pijnsyndroom ...

NAJAARS
PROMO

SHOWROOM
BONUS



Leasing Acure 250 € 68,18/maand, BTWi, 7j



ELEXEOTHERAPIE

ELEKTRO- EN ULTRAGELUIDTHERAPIE. MODULAIR OPGEBOUWD. VOLLEDIG NAAR UW NODEN.

BEGIN KLEIN. GROEI MEE.

Eluxeo is een modulair, evidence-based apparaat dat u zelf samenstelt. Start met wat u vandaag nodig heeft en breid uit wanneer uw praktijk groeit.

Controle unit ET

- stand-alone 2-kanaals elektrotherapie voor neuromodulatie en neurostimulatie.

Controle unit US

- stand-alone ultrageluidtherapie.

Breid uit met:

- **ET-module** > van 2 naar 4 kanalen elektro, of combineer met ultrageluid (Combi).
- **US-module** > voeg ultrageluid toe aan uw ET-unit (Combi).
- **Vaco-module** > elektrotherapie met vacuüm elektroden.
- **Batterij-module** > volledig onafhankelijk van het stroomnet.

Welke toepassingen?

- pijnverlichting - neuromodulatie - functionele spieractivatie - weefselherstel - anti-inflammatoire behandelingen ...

Ontdek Eluxeo in de praktijk: onze therapeuten leggen u alle mogelijkheden uit tijdens de Open Deur Dagen.

KOM NAAR ONZE OPEN DEUR DAGEN!



Leasing Eluxeo vanaf € 71,20/maand, BTWi, 7j

* Inruil van elk elektro- of us-apparaat, ongeacht merk, type of staat.

INRUILACTIE*

€ 450

BIJ AANKOOP
'COMBI'





Chronische klachten die niet wijken?
Shockwave werkt waar anderen stoppen.

- **pijnvermindering:** ook bij hardnekkige, langdurige klachten.
- **weefselregeneratie:** herstel van aangetast weefsel van binnenuit.
- **afbraak van verkalking en fibrose:** structureel, niet symptomatisch.
- **vermindering van spiertonus en spasticiteit:** meer bewegingsvrijheid.



Wist u dat?

Shockwave wordt beschouwd als een realistisch alternatief voor chirurgie? Met een fractie van de hersteltijd!

SHOCKWAVE

UW PATIËNT WIL RESULTAAT. SNEL!

**RADIALE SHOCKWAVE (RESWT) GEEFT RESULTAAT.
GEMIDDELD IN 6 TOT 8 BEHANDELINGEN.**



ShockMaster 300 op Mobile:
mobiel en direct inzetbaar.



ShockMaster 500:
voor de intensieve praktijk.

**PROBEER HET ZELF UIT TIJDENS ONZE
OPEN DEUR DAGEN.**



Leasing ShockMaster 300 € 205,21/maand,
ShockMaster 500 € 278,82/maand, BTWi, 7j

**TOP
PRIJS**

**SHOWROOM
BONUS**

CRYO-COMPRESSIE

GAME READY

SNELLER TERUG PIJNVRIJ BEWEGEN.

CRYO-COMPRESSIE VOOR SNELLER HERSTEL NA LETSELS EN INTENSIEVE TRAINING.

Cryo-compressie versnelt het herstel. **Na inspanning, bij acute letsels én post-operatief.** Game Ready combineert constante koude (0–10°C) met dynamische compressie. Twee essentiële sleutels voor sneller en efficiënter herstel.

- **ontstekingsremmend:** vermindert zwelling snel en effectief.
- **sneller herstel:** na blessures of intensieve trainingssessies.
- **anatomisch gevormde manchetten:** perfect aansluitend op elk gewricht of lichaamsdeel.
- **draagbaar** - lichtgewicht, met praktische draagtas en optionele batterij.




Anatomisch gevormde manchetten

GAME READY

CRYO

COLDPACK



Dankzij de compressie **dringt de koude dieper door** en wordt de cryotherapie effectiever toegepast.



Wist u dat?

De **Game Ready Med4 Elite** nog een stap verder gaat? **Koude, warmte én compressie in één apparaat.** In minder dan 1 minuut schakelt u - zonder ijs - van maximale koeling (3°C) naar maximale opwarming (45°C). Ideaal voor **contrasttherapie** bij sporters of medische toepassingen. Twee patiënten tegelijk behandelen? Het kan!



NEW



Game Ready Med4 Elite - contrasttherapie én compressie



Leasing Basic Pack € 84,10/maand, BTWi, 7j

NAJAARS
PROMO

SHOWROOM
BONUS

RECOVERY

BLACKROLL FASCIA GUN

Percussie therapie voor een gerichte behandeling van fascia, pezen en spieren. Helpt myofasciale spanning te verminderen, stimuleert de lokale doorbloeding en ondersteunt het herstel.

- **4 snelheden** (1.200–3.200 RPM)
- **4 verwisselbare applicatiekoppen**
- optioneel: **Soft Peaks** voor een zachtere massage en **Heat Head** voor vibratie in combinatie met warmte.




Soft Peaks



Heat Head



577160	Fascia Gun	€ 149,90	€ 129,40
577119	Heat Head		€ 39,90
577126	Soft Peaks		€ 14,90
577124	Draagtasje		€ 29,90

TOP
PRIJS

RECOVERY

BLACKROLL RECOVERY COMPRESSION BOOTS

Bevorderen de afvoer van metabole afvalstoffen, reduceren perifeer oedeem en versnellen het herstelproces na intensieve fysieke belasting of langdurige statische belasting.

- **3 programma's & 5 drukniveaus** (20–120 mmHg).
- **5 overlappende luchtkamers** voor sequentiële compressie.
- **geïntegreerde compressor**: compact en draadloos.
- **lange batterijduur**.
- ideaal voor spierherstel, vermoeide benen en ondersteuning van de lymfedrainage.



577093	Compression boots - S/M/L	€ 499,90	€ 449,91
575503	Air Lounger 2,0	€ 199,50	€ 169,57



Creëer uw eigen recovery corner met **Blackroll Air Lounger 2.0** met ergonomische elevatie van de onderste ledematen en geïntegreerde compressor.

RECUPERATIE & COMPRESSIONSTHERAPIE

CAREPUMP LITE 6

Compressietherapie in uw praktijk? De Carepump Lite 6 maakt het mogelijk.

Meer patiënten vragen om herstelondersteuning na sportbelasting of langdurige immobilisatie. De Carepump Lite 6 is een **compact en intuïtief compressietherapietoestel**, geschikt voor gebruik in de praktijk of thuisomgeving. Het apparaat beschikt over **6 afzonderlijke luchtkamers** die sequentieel worden opgeblazen en ontlucht.

- eenvoudig in gebruik en snel geïntegreerd in uw praktijkwerking.
- effectieve behandelmodaliteit zonder onnodige complexiteit.

Manchetten:

Met 6 overlappende luchtkamers. met de mogelijkheid **individuele kamers uit te schakelen**; nuttig wanneer een bepaalde zone ontzien moet worden, bijvoorbeeld bij wonden, operatie-littekens of lokale gevoeligheid.

De Carepump Lite 6 wordt geleverd zonder manchetten. Deze zijn apart verkrijgbaar als arm-, been- of broekmanchet - afgestemd op de meest frequente behandelingen.

119200 Carepump

€ 1.095

NEW



ONTDEK DE CAREPUMP LITE 6
TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN!



RECUPERATIE, LYMFEDRAINAGE & PRESSOTHERAPIE

LYMPHA-MAT®

HET SYSTEEM DAT UW MANUELE LYMFEDRAINAGE OPTIMAAL ONDERSTEUNT.

Complexe lymfologische pathologie vraagt om een gerichte aanpak die verder gaat dan standaard compressie. Lympha-Mat® werkt volgens het gradient principe:

- hogere drukwaarden distaal, afnemend naar proximaal.
- creëert een **ononderbroken drukgolf** binnen elke compressiecyclus.
- zorgt voor een **drukopbouw** die de lymfatische en veneuze terugvloed actief stimuleert.

Klinische toepassingen: van fysiologische trombo-embolische profylaxe over lymfoedeem tot posttrombotisch syndroom; de Lympha-Mat® geeft u de klinische controle die complexe patiëntenprofielen vragen.

Manchetten:

- de 12 overlappende kamers worden één voor één gevuld tot de gewenste behandeldruk bereikt is, waarna de lucht gelijktijdig uit alle kamers ontsnapt.
- hoogwaardig, extreem belastbaar materiaal, machinewasbaar.

Lympha-Mat® is als enige inzetbaar voor behandeling van romp, thorax en okselregio, essentieel bij onder meer borstkankergerelateerd lymfoedeem.

**NAJAARS
PROMO**

LYMPHA-MAT 300N
1 GRATIS MANCHET* T.W.V. € 844

LYMPHA-MAT DIGITAL
2 MANCHETTEN GRATIS* T.W.V. € 1.688

* arm- of beenmanchet(ten) naar keuze, hier waarde beenmanchetten vermeld.



Lympha-Mat® 300N, elke dag inzetbaar



Lympha-Mat® Digital voor maximale protocol-fijnstemming



De Lympha-Mat® wordt geleverd zonder manchetten. Diverse modellen beschikbaar.

**ERVAAR HET 'GRADIENT PRINCIPE' ZELF
TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN!**

€ Leasing Lympha-Mat 300 € 67,73/maand,
Digital € 99,16/maand, BTWi, 7j

ECHO IN DE KINÉPRAKTIJK


ZIÉN WAT U VOELT

Echografie is al lang geen exclusief domein van radiologen of artsen meer. Steeds meer kinesitherapeuten ontdekken wat beeldvorming op de behandeltafel verandert: een diagnose die scherper is, een behandeling die gericht verloopt en een patiënt die beter begrijpt wat er met zijn of haar lichaam aan de hand is.


Waar palpatie u vertelt dát er iets is, vertelt echo u wat het is. U ziet spieren, pezen, ligamenten, bursae en gewrichten in real time. Terwijl u beweegt, terwijl u behandelt. Dat geeft u een klinisch kompas dat uw intuïtie versterkt en uw beslissingen onderbouwt.

Echo maakt het verschil.


Eén echobeeld zegt meer dan duizend woorden. Aan uw patiënt, aan de verwijzende arts, aan de specialist. Echo versterkt uw positie als klinisch expert en maakt uw communicatie krachtiger.




Achillespees



Laterale elleboog



Supraspinatus



Ventrale knie

Wist u dat?

Echografie perfect inzetbaar is bij **bekkenbodembreëducatie?**

Vind hier het artikel van Hedwig Neels MPT, PhD / Prof. Women's and Pelvic Health Founder 'The Pelvic Floor'.



WELK APPARAAT PAST BIJ UW PRAKTIJK?

Gymna stelt twee echogamma's voor: Clarius en Vinno. Elk met hun eigen profiel, elk met hun eigen sterktes. Maar allebei met één doel: echografie zo toegankelijk en waardevol mogelijk maken voor de kinesitherapeut.

Ze vullen elkaar aan en spreken elk een ander praktijkprofiel aan. De keuze hangt niet af van budget alleen. Ze hangt af van hoe u werkt, waar u werkt en wat u wilt bereiken.

WANNEER Kiest U VOOR CLARIUS?

Clarius combineert krachtige echografie met maximale mobiliteit.

Deze draadloze echografen bieden hoogwaardige beeldvorming en slimme AI-features die u ondersteunen bij het scannen en optimaliseren van beelden.

Via uw smartphone of tablet heeft u alles wat u nodig heeft binnen handbereik. Compact, licht en snel inzetbaar. In de praktijk, bij de patiënt thuis of op het sportveld.

Voor de kinesist die professionele echografie altijd en overal wil kunnen inzetten.



WANNEER Kiest U VOOR VINNO?

Vinno is de ideale keuze wanneer u op zoek bent naar een compleet en professioneel echografiesysteem dat perfect aansluit bij uw praktijk en manier van werken.

Het gamma varieert van **compacte laptopmodellen tot volwaardige cart-based systemen**. Zo kiest u de opstelling die het beste bij uw praktijk past: flexibel en draagbaar voor mobiel gebruik, of een complete workstation-oplossing voor intensief dagelijks gebruik op een vaste werkplek.

Vinno komt volledig tot zijn recht wanneer echografie een belangrijke pijler binnen uw praktijk vormt en u hoge eisen stelt aan beeldkwaliteit, geavanceerde functionaliteiten en gebruikscomfort.

Voor de kinesist die kiest voor een compleet, veelzijdig en professioneel echografiesysteem, in elke praktijkomgeving.

**NIUWSGIERIG? KOM HET ZELF ONTDEKKEN
TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN!**



CLARIUS

ECHO IN UW ZAK

CLARIUS L15

Ontwikkeld voor musculoskeletale echografie. Combineert professionele prestaties met het gemak van een volledig draadloos systeem.

- **draadloos & hand-held:** compact en altijd binnen handbereik.
- **hoogwaardige beeldvorming:** geoptimaliseerd voor musculoskeletale toepassingen.
- **Al-ondersteund:** slimme functies helpen bij scanning en beeldoptimalisatie.
- **intuïtieve bediening:** rechtstreeks via de Clarius-app op smartphone of tablet.
- **overall inzetbaar:** van behandelruimte tot huisbezoek en sportveld.



Echografie geeft me meer inzicht en houvast.

Het vult mijn klinisch onderzoek aan en helpt me gerichter te behandelen, met minder trial & error. Bij follow-up en return-to-play biedt het extra zekerheid. Bovendien is het mogelijk om echo in te zetten bij meerdere behandelingen zoals ESWT, dry needling, BFR en myofeedback.

Daarnaast kan het ook ingezet worden voor educatieve doeleinden wat de therapietrouw en patiënten tevredenheid boost. Zo ondersteunt echografie zowel mijn behandeling als mijn professionele expertise.

Geoffrey Jans

Kinesitherapeut, docent Echografie
Vlaanderen en SonoSkills



Leasing Clarius L15 € 77,76/maand, BTWi, 7j

**TOP
PRIJS**

**VANAF
€ 4.876**
incl. 1 jaar
licentie

VINNO VOOR WIE VERDER KIJKT



VINNO A5

De slimme instapper.

Compact, licht en gebruiksvriendelijk. Ideaal om echografie vlot te integreren in uw dagelijkse praktijk, met twee transducerpoorten voor extra flexibiliteit.



VINNO 6

De krachtige partner.

Sterke beeldkwaliteit, intuïtieve bediening en breed inzetbaar. Voor wie maximale mogelijkheden zoekt in één compacte draagbare unit.



VINNO S300

De veelzijdige allrounder.

Haarscherpe beeldvorming en geavanceerde functies zoals elastografie en 3D/4D. Voor wie zijn diagnostische mogelijkheden verder wil uitbreiden met een apparaat dat zijn praktijk naar een hoger niveau tilt.

ECHOGRAFIE
VLAANDEREN



Leasing Vinno A5 excl. transducer
€ 128,03/maand, BTWi, 7j

TOP
PRIJS

PROMO
VINNO
ESSENTIAL
PACKS

METEN & BIOFEEDBACK

EASYBASE

METEN. ANALYSEREN. VOORUITGAAN.

Revalidatie wordt sterker wanneer ze op data is gebaseerd. Het EasyBase krachtenplatform meet **kracht, balans, stabiliteit en asymmetrie**. En maakt vooruitgang zichtbaar in heldere grafieken.

Van de eerste meting tot return-to-sport: u beslist op basis van objectieve criteria, niet op basis van inschatting.

Voor sporters, senioren en postoperatieve patiënten. Licht, draagbaar en onmiddellijk inzetbaar.

Praktische opties

- **JumpGuard**: voor meer stabiliteit en ruimte bij sprongen.
- **ISOframe**: innovatieve en ruimtebesparende oplossing voor het uitvoeren van diverse isometrische tests.

Ontdek EasyBase tijdens onze Open Deur Dagen.

Ervaar hoe meetgestuurde revalidatie uw praktijk versterkt.



Leasing EasyBase € 52,90/maand, BTWi, 7j


LIVE
DEMO



GRATIS
JUMPGUARD
TWV
€ 299



ISOframe



JumpGuard

Bekijk hier
het filmpje



EASYFORCE

DIGITALE DYNAMOMETER

Spijkracht objectief meten in 4 stappen.

De EasyForce brengt maximale spierkracht snel, nauwkeurig en reproduceerbaar in kaart. Zonder tijdverlies voor de therapeut, met tastbare resultaten voor de patiënt.

577468 EasyForce

€ 399,00



GRATIS
KIT
ACCESSOIRES
TWV
€ 79



Bekijk hier
het filmpje



GRATIS
HOOFD-
BEVESTIGING
TWV
€ 23

EASYANGLE

DIGITALE GONIOMETER

Gewrichtsmobiliteit meten in 3 kliks.

De EasyAngle meet snel en accuraat de beweeglijkheid van alle gewrichten, inclusief scoliosmetingen.

577470 EasyAngle

€ 288,54



Bekijk hier
het filmpje

ACTIVEFORCE 2**DRAAGBARE DYNAMO- & INCLINOMETER**

Objectief meten van kracht en mobiliteit.

ActivForce helpt u om **spierkracht en bewegingsbereik (ROM) nauwkeurig en herhaalbaar te meten**.

Via de digitale app visualiseert u resultaten en u legt ze vast. Ideaal om vooruitgang op te volgen en behandel- en trainingsstrategieën te ondersteunen.

Test ActivForce tijdens onze Open Deur Dagen!

532075 ActivForce 2 € 453,00



NEW

**SEISMOFIT****VO₂MAX-METING ZONDER INSPANNING**

Breng de cardiovasculaire conditie in minder dan 3 minuten objectief in kaart.

Seismofit® biedt een **klinisch gevalideerde VO₂max-schatting in rust**, zonder masker of inspanningstest.

Ideaal voor kinesisten bij patiënten met een verminderde fysieke belastbaarheid.

Snel, veilig en betrouwbaar.

Ontdek uw eigen VO₂max tijdens onze Open Deur Dagen!

579950 Seismofit Sensor* € 305,00

*exclusief abonnement.



LIVE DEMO



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

ORBITA**INTERACTIEVE OEFENBAL**

Beweging wordt zichtbaar. Vooruitgang voelbaar.

Orbita vertaalt druk en beweging direct naar kleur. Zo krijgt elke oefening onmiddellijke, intuïtieve feedback.

Voor gerichte training van kracht, coördinatie, reflexen en motoriek.

Ontdek Orbita tijdens onze Open Deur Dagen.

585780 Orbita - 19 cm € 435,60 € 392,04



Bekijk hier
het filmpje

**LACTATE PLUS****LACTAATMETER**

Geeft u snel inzicht in fysieke belasting en herstel. Met slechts 0,7 µl bloed krijgt u binnen 13 seconden een nauwkeurig resultaat.

Ideaal voor revalidatie, inspanningstesten en sportbegeleiding.

Compact, gebruiksvriendelijk en zonder kalibratie.

576170 Lactate Plus € 459,80 € 413,82
576173 Teststrips - 25 st € 55,66 € 50,09

SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

NEW



**KOM LANGS TIJDENS ONZE
OPEN DEUR DAGEN!**

2

- > IMBODY
- > FUNCTIONAL
- > DESMOTEC
- > CARDIO & KRACHT
- > WALL & SPORTVLOEREN
- > ELAST. WEERSTAND
- > HANDREVALIDATIE
- > AIREX & BALANS
- > OPBERGSYSTEEM







SLIM REVALIDEREN OP SLECHTS 1,4 M².

De IMBODY Pro S combineert digitale weerstand, slimme software en objectieve krachtmeting in één compact revalidatietoestel.

Geen losse gewichten en geen complexe installatie. De servomotor regelt de weerstand tot op de kilogram nauwkeurig, met maximaal 120 kg digitale weerstand. Zo bouwt u de belasting gecontroleerd en geleidelijk op, afgestemd op elke fase van het revalidatietraject.

Vijf weerstandsmodi voor veelzijdige revalidatie.

Concentrisch en isokinetisch ondersteunen een gecontroleerde krachtopbouw. Elastische, excentrische en burn out modus maken een veilige, gedifferentieerde spierbelasting mogelijk, zonder abrupte belastingpieken. Ideaal voor onder meer knie-, schouder- en rugrevalidatie.

Extra veiligheid met Assist Mode

Kan een patiënt een herhaling niet voltooien? Dan detecteert het systeem dit en verlaagt het automatisch de weerstand. Zo wordt de oefening veilig en gecontroleerd voortgezet.

Met 650+ oefeningen, 5 trainingsmodi en objectieve krachtmetingen biedt één toestel alles voor veelzijdige revalidatie, gerichte training en nauwkeurige opvolging van uw patiënten.

Visuele instructies

De Imbody Smart Gym toont bewegingen duidelijk op het scherm, zodat gebruikers oefeningen correct en zelfstandig kunnen uitvoeren. Motiverende games maken het oefenen bovendien leuker en stimuleren de therapietrouw.

De Imbody Pro S wordt geleverd inclusief trainingsbank + 7 trainingsaccessoires.



Leasing IMBODY € 91,23/maand, BTWi, 7j

NEW





650+
oefeningen


5
trainingsmodi

1.4M²
vloeroppervlak


120 KG
digitale weerstand



Groot interactief scherm



650+ oefeningen



Touchscreen



Bar chest press



Standing leg raise
met enkellus



Straight-leg deadlift

**LIVE
DEMO**

Ontdek de IMBODY Pro S tijdens onze Open Deur Dagen en ervaar zelf hoe slim, veilig en meetbaar revalideren eruitziet.

REACTIE- EN BEHENDIGHEIDSTRAINING



-20%
TIJDENS
OPEN DEUR
DAGEN



BLAZEPOD

Van neurologische revalidatie tot sport-specifieke conditionering.

BlazePod traint **snelheid, behendigheid, kracht, beweeglijkheid en reactietijden** via interactieve lichtprikkels. Motiverend voor elke patiënt, van kind tot senior.

Breed inzetbaar: revalidatie- en sportspecifieke oefeningen, tactiele training, sport en spel, ...

Geschikt voor **neurologische revalidatie** zoals bij CVA, Parkinson en motorische hertraining.

578500 BlazePod Trainer Kit €468,19 **€ 374,55**

FRICTIETRAINING



**SHOP &
ONLINE
PROMO tot
-15%**

FLOWIN PRO & PHYSIO

Gecontroleerde functionele beweging op elk niveau.

De Flowin combineert een gladde bodemplaat met ergonomische pads voor handen, knieën en voeten, waardoor frictie-bewegingen beheerst en veilig uitgevoerd worden. Effectief voor **functionele krachtopbouw, motorische controle en stabilisatie**.

575705	Pro - 138 x 98 cm	-10%	€299,00	€ 269,10
575711	Physio - 98 x 68 cm	-15%	€199,00	€ 169,15

Te ontdekken tijdens onze Open Deur Dagen.



FUNCTIONAL



**TOP
PRIJS**

TOORX HALTERTOREN & HALTERS

Orde en ergonomie in uw oefenzaal.

- compact, met 10 paar halters van 1-10 kg.
- overzichtelijk, direct bereikbaar.

581541 Toren + halters **€ 664,05**

Prijs haltertoren ZONDER halters: gymna.be - art. 581572.



**SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%**

TOORX SLAM BALL

Voor explosieve krachttraining.

- robuust, stuitert niet, optimale grip.
- voor gecontroleerde kracht-, core- en explosiviteitstraining.
- van 2 tot 15 kg - Ø 22 cm.

581572 Slam Ball - 2 kg €17,90 **€ 16,11**

Prijs andere gewichten: gymna.be - art. 581572.



**SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%**

TOORX WALL BALL

Veelzijdig en functioneel gewicht.

- voor kracht, coördinatie en conditie.
- voor professioneel gebruik.
- van 3 tot 10 kg - Ø 35 cm.

581673 Wall Ball - 3 kg €56,90 **€ 51,21**

Prijs andere gewichten: gymna.be - art. 581673.



**SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%**

TOORX INTERVAL TABATA TIMER

Timing is alles, ook in revalidatie.

- professionele timer voor interval-, tabata- en functionele oefeningen.
- helder LED-scherm en de afstandsbediening.
- voorgeprogram. & eigen programma's.

581627 Tabata timer €249,01 **€ 224,11**

FUNCTIONAL



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

TOORX BARBELL & HALTERSCHIIF

- professionele olympische halterstang.
- **rubberen schijven** voor professioneel gebruik.
- geïntegreerde handvatten voor een stevige grip.
- van 1,25 kg tot 25 kg.

581556	Halterstang - 180 cm, 15 kg	€ 149,00	€ 134,10
581543	Halterschiif rubber - 1,25 kg	€ 18,90	€ 17,01

Prijs andere gewichten barbells/schijven:
gymna.be - art. 581556/581543. Opbergrek art. 581560.

NEW



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

TOORX GEKLEURDE HALTERSCHIIF

- professionele bumper plates met **robuuste rubberen coating** voor duurzaamheid en een comfortabele grip.
- voor alle olympische stangen Ø 50 mm.
- verkrijgbaar per stuk van 5 tot 25 kg, duidelijke kleurcodering per gewicht.

581550	Halterschiif gekleurd - 5 kg	€ 29,90	€ 26,91
--------	------------------------------	---------	---------

Prijs andere gewichten: gymna.be - art. 581550.



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

TOORX BODY BAR

Verzwaarde oefenbar


- voor functionele training en revalidatie.
- comfortabele foamlag, stabiele grip.
- van 2 tot 6 kg, kleurcodeerd.

581652	Body Bar - 2 kg	€ 31,90	€ 28,71
--------	-----------------	---------	---------

Prijs andere gewichten: gymna.be - art. 581652.
Toorx opbergrek voor Body Bars: gymna.be - art. 581660.



Truss-
oversteek



TOORX PROFESSIONAL WALLBAR - HOUT

Voor intensief professioneel gebruik.

- versterkte ovale stalen buizen met 10 beukenhouten sporten.

576520	Wallbar hout	€ 449,00
576522	Dip station	€ 279,00
576524	Safety Spotter Arms - 2 st	€ 119,00



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%



TOORX HALF RACK

Robuuste constructie voor klassieke krachttraining tot functionele revalidatie.

- verstelbare J-cups en veiligheidspotterarmen op 25 niveaus met beschermkussens.
- multigrip pull-up bar en 8 bevestigingspunten voor weerstandsbanden.
- geïntegreerde opbergruimte voor 8 gewichtsschijven en 2 stangen
- stabiel tot 300 kg belasting.

576556	Half Rack	€ 1299,00	€ 1169,10
--------	-----------	-----------	-----------



LIVE
DEMO

VOORDEELACTIE: BETAAL GEEN BTW

OP TWEE TOPPRODUCTEN UIT
HET DESMOTEC GAMMA

DESMOTEC MED COMBO

Evalueren én trainen. Tegelijk. In één compact systeem.

De Desmotec Med Combo bundelt twee klinisch krachtige toestellen in één mini-set.

E.BOARD MINI MED

- 4 load cells voor **objectieve evaluatie van balans, kracht, sprong en explosiviteit**.
- real-time data via tablet en D.Soft app voor onmiddellijke bijsturing tijdens de sessie.

V.MINI MED

- **iso-inertieel vliegwieltoestel** voor training in open én gesloten keten, onafhankelijk van de zwaartekracht.
- licht, **draagbaar** en direct gekoppeld aan een app voor live feedback.
- bijzonder effectief voor **excentrische overbelasting**, één van de meest evidence-based trainingsmodaliteiten bij peesrevalidatie, ACL-herstel en spierkrachtbouw bij ouderen.

De kracht van de combinatie.

Klik de V.Mini Med via het docking station vast op het E.Board Mini Med en **train kracht van de onderste ledematen terwijl u tegelijk balans evalueert**.

Twee klinische doelen. Eén sessie.



Leasing Med Combo
€ 64,94/maand, BTWi, 7j

BTW
GRATIS

€4.779

€ 3.950



DESMOTEC V.PLUS

Vliegwielttraining op zijn best.

Train excentrisch. Train slimmer. Train met het beste.

DESMOTEC V.PLUS

De Desmotec V.Plus is **dé referentie in iso-inertiële training**. Dit veelzijdige toestel combineert excentrische vliegwielttraining met geavanceerde real-time monitoring via de D.Soft-software.

Geschikt voor nagenoeg **alle spiergroepen van het lichaam**. Zo traint u niet op gevoel, maar op data.

Waarom de V.Plus?

- totale lichaamstraining in één compact toestel.
- vliegwielttechnologie die automatisch meegeeft met de sporter, zonder dood punt in de bewegingsboog.
- tot 200 kg kracht en een vermogensbereik tot 4.000 W.
- breed inzetbaar voor revalidatie, blessurepreventie en topsportbegeleiding.
- real-time feedback op prestaties en musculaire symmetrie.

Of u nu werkt met patiënten, actieve recreanten of topsporters: de V.Plus past in elke doelgroep.

DESMOTEC
Training & Rehab

€ Leasing Desmotec V.Plus
€ 113,58/maand, BTWi, 7j

BTW
GRATIS
€ 8.360
€ 6.909

CARDIO

ERGO-FIT CYCLE

ERGOFIT CYCLE 400/450

Van de eerste stappen in de revalidatie tot actief herstel.

Uw meest veeleisende patiënten verdienen een fiets waarop ze kunnen vertrouwen.

Patiënten die moeilijk opstappen. Die behoefte hebben aan eenvoudige bediening. Of die extra stabiliteit en veiligheid nodig hebben. De ERGOFIT Cycle 400/450-serie is voor hen ontwikkeld.

Geen overbodige complexiteit, maar een **stabiele, betrouwbare ergometer** die doet wat hij moet doen. Veilig en eenvoudig, elke dag opnieuw!

Dankzij de uiterst **lage en brede instap** nemen ook minder mobiele patiënten vlot en veilig plaats.

De **bediening met slechts vier toetsen** is overzichtelijk en intuïtief. En met een **vermogensbereik van 0 tot 400 W**, instelbaar in stappen van 5 W, stemt u de training nauwkeurig af op ieder niveau.

Praktische details: handsensoren en de meegeleverde borstband maken **hartslagmeting** eenvoudig, terwijl de **transportwieltjes** het toestel makkelijk verplaatsbaar maken.

Toegankelijk voor de patiënt. Eenvoudig voor de therapeut. Betrouwbaar in elke training.



NAJAARS
PROMO

€ Leasing Cycle 400 serie vanaf
€ 35,52/maand, BTWi, 7j

Cycle 400: horizontale & verticale
zadelverstelling met knop.
Cycle 450: horizontaal met knop,
verticaal met gasveer.

NUSTEP ZIT-CROSSTRAINERS

EÉN BEWEGING. VIER LEDEMATEN.
ONEINDIG VEEL PATIËNTEN.



Het principe is simpel. De impact is dat niet.

Bij de NuStep T6 PRO en T4r *werkt het sterke lidmaat voor het zwakke*. Arm helpt been. Been helpt arm. Links helpt rechts. Bewust of onbewust, de beweging komt op gang. En met haar: herstel, kracht en zelfvertrouwen.

'Zittend stappen' heet dat. Maar wie het ziet, ziet iets anders: iemand die stap voor stap fitter en sterker wordt.

De elektromagnetische weerstand loopt van **0 tot 1.400 Watt**, van extreem licht tot heel intensief. Dat maakt de NuStep uitzonderlijk **geschikt voor de meest kwetsbare patiënten**: wie nauwelijks kracht heeft, wie pijn kent bij de kleinste inspanning, wie al lang niet meer bewogen heeft. De weerstand past bij iedereen.

Voor wie?

Post-operatief. Post-stroke. Gewrichtsproblemen. Neurologische aandoeningen. Obesitas. Senioren.

Kortom: voor vrijwel elke patiënt die u ziet. Ook de meest fragile.

NUSTEP T6 PRO

Gekoppelde beweging: 4 ledematen tegelijk of afzonderlijk.

Voor patiënten tot 227 kg.

NUSTEP T4R

Dezelfde gekoppelde beweging als de T6 PRO. Display geeft actuele trainingsgegevens weer. Werkt zonder netstroom voor maximale plaatsingsflexibiliteit.

Voor patiënten tot 180 kg.

NAJAARS
PROMO

SHOWROOM
BONUS

€ Leasing Nustep T4r € 118,21/maand,
NuStep T6 PRO € 174,27/maand, BTWi, 7j





*Ik 'bewoog' al jaren niet meer.
Nu kan ik weer een trap oplopen.*

Zo'n twee jaar geleden was mijn conditie erbarmelijk. Mijn gewicht was veel te hoog én ik had last van artrose. Een trap op- of aflopen was bijna onmogelijk.

Op aanraden van mijn kiné ben ik beginnen oefenen met de NuStep. Zij liet mij starten met een heel laag belastingsniveau en voerde de inspanning zeer geleidelijk aan op.

Door elke dag een half uurtje te 'trainen' ben ik fysiek enorm vooruitgegaan: ik kan weer een trap oplopen!

NuStep is een fantastisch goed toestel.

J. Meeuwissen
patiënte



NuStep T4r

NUSTEP ZITFIETS

FIETSEN ZONDER DREMPELS.

NUSTEP RB8 RECUMBENT BIKE

Voor de patiënten die nood hebben aan **low-impact onderlichaamstraining**.

De NuStep RB8 Recumbent Bike combineert comfort, veiligheid en gebruiksgemak in één veelzijdige zitfiets.


Dankzij **15 weerstandsniveaus** en de mogelijkheid om zowel voor- als achteruit te trappen, kan de training eenvoudig worden afgestemd op elke patiënt.

De **360° draaibare ergonomische zitting**, verstelbare rugleuning en extra grote pedalen met voetfixaties maken op- en afstappen én trainen comfortabel.

Het heldere **HD-touchscreen** zorgt bovendien voor een intuïtieve bediening en een duidelijk overzicht tijdens de training.

Een solide keuze.

Voor patiënten tot 227 kg.



NuStep RB8



Leasing NuStep RB8 PRO
€ 127,10/maand, BTWi, 7j

NAJAARS
PROMO

SHOWROOM
BONUS

BH CARDIO



Leasing Loopband BH RCM PRO MED
€ 51,64/maand, BTWi, 7j



LOOPBAND BH RCM PRO MED

Elke stap begint ergens. De BH RCM Pro Med zorgt ervoor dat die eerste stap ook veilig is.

Niet elke patiënt betreedt de loopband met zelfvertrouwen. Sommigen aarzelen. Sommigen vrezen te vallen. Sommigen durven nauwelijks los te laten. De BH RCM Pro Med met **lange zijrails** is voor hen gebouwd.

Met een **startsnelheid van slechts 0,3 km/u** in stappen van 0,1 km/u gaat niemand te snel van start. Met de uitgebreide, **stevige zijrails** blijft elke patiënt veilig in controle. En met de **magnetische noodstop** is er altijd een vangnet, voor het geval dat toch nodig is.

Dit is geen compromis tussen veiligheid en mogelijkheden. Het is allebei tegelijk.

- breed loopoppervlak van 55 x 155 cm.
- helling tot 15%.
- 36 profielen; hartslag-gestuurde en vrije programma's.
- hartslag via handvaten of borstband (optie).

Voor patiënten tot 180 kg.

NAJAARS
PROMO

SHOWROOM
BONUS

TOORX CARDIO

TOORX BRX 3000 CYCLE

Compact. Stil. Efficiënt. Ideaal voor semi-professioneel gebruik.

De TOORX BRX 3000 is geen gewone hometrainer. Met **32 elektronische weerstandsniveaus**, een fluisterstille 16 kg-vliegwielas en volledige connectiviteit met 'Zwift en Kinomap' biedt hij meer dan alleen cardio. Hij maakt elke sessie tot een beleving.

Gemakkelijk toegankelijk dankzij de **lage instap**. Extra **grote pedalen** met verstelbare riemen. Zadel **horizontaal en verticaal** instelbaar. Hartslagmeting via handvaten en draadloze borstband (optie).

- vermogen: 10 - 350 Watt in stappen van 5 Watt.
- 24 trainingsprogramma's.
- bluetooth-connectiviteit voor koppeling met de iConsole- of Kinomap-app.

Voor patiënten tot 160 kg.



581350 Toorx Cycle **TOPPRIJS** € 949,05

**KOM BH EN TOORX CARDIO ZELF BELEVEN
TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN.**

TOORX TRX 3500 TFT LOOPBAND

Lopen tot 24 km/u. Of wandelen op eigen tempo.

Van **rustige revalidatiestap tot intensieve loopsessie**, de Toorx TRX 3500 TFT volgt de patiënt.

Een krachtige AC-motor van 4,5 pk continu (7 pk piek), een **ruim loopoppervlak** van 60 x 164 cm en **helling tot 15%** maken dit toestel klaar voor semi-professioneel gebruik.

De display toont snelheid, hartslag, calorieën, stappen, METs en temperatuur.

Bluetooth koppelt live met Zwift en Kinomap; inclusief automatische aanpassing van snelheid en helling. Borstband en draadloos oplaadplatform inbegrepen.

- 0,8 - 24 km/u, tot 15% helling.
- 9 programma's.
- noodstop.

Voor patiënten tot 160 kg.



Leasing TOORX TRX 3500 TFT
€ 53,50/maand, BTWi, 7j

NEW



**NAJAARS
PROMO**



TOORX KRACHT

TOORX LEG CURL/LEG EXTENSION

1 toestel, 2 bewegingen, én ruimte voor wat echt telt.

Elke vierkante meter in uw praktijk is kostbaar. De TOORX LEG CURL/LEG EXTENSION biedt u **twee klassieke beenbewegingen in één compact toestel**, zodat u uw patiënten optimaal kunt begeleiden, zonder in te boeten op comfort of precisie.



€ Leasing TOORX Leg Ext/Curl
€ 64,20/maand, BTWi, 7j

TOORX HORIZONTAL LEG PRESS

Van eerste revalidatiestappen tot plyometrische uitdaging.

Of u nu werkt met een patiënt die voorzichtig herstelt na een knie-ingreep, of met een sporter die opnieuw wil exploderen op het veld, de TOORX HORIZONTAL LEG PRESS past zich aan. Het **lage startgewicht** maakt een zachte opbouw mogelijk, terwijl de **beweegbare stoel** en brede antislip voetplaat de weg openen naar krachtigere en dynamischere training. Eén toestel dat uw patiënten / sporters door het volledige hersteltraject begeleidt



€ Leasing TOORX Horizontal Leg Press
€ 84,08/maand, BTWi, 7j

CENTR × HYROX

Gymna lanceert een selecte collectie voor de snelst groeiende fitnesssport ter wereld.

Hyrox wint snel aan populariteit. Ook bij uw patiënten en sporters. Als kinesitherapeut die atleten begeleidt, is het een voordeel om vertrouwd te zijn met het materiaal waarmee zij trainen. **Gymna brengt daarom een zorgvuldig samengesteld gamma van de Centr × Hyrox collectie met het officiële Hyrox equipment.**

NEW



TOORX HIIT

TOORX AIR 5000 - CYCLE

HIIT zonder grenzen.

Vetverbranding en conditieopbouw, zonder uw patiënten te belasten. De TOORX Air 5000 Cycle is stil, **ergonomisch en gewrichtsvriendelijk**. Ideaal voor wie intensief wil trainen, maar voorzichtig moet opbouwen.



TOORX AIR 5000 - ROEITRAINER

Power & Flow: full body, zero impact.

Roeien is één van de meest complete bewegingsvormen die er bestaat. Met **10 hartslag-gestuurde weerstandsniveaus** en nagenoeg geen gewrichtsbelasting is de TOORX Air 5000 Roeitrainer een aanwinst in elke revalidatiepraktijk of sportruimte.



Leasing Toorx Race Cross Pro
€ 64,21/maand, BTWi, 7j



TOORX AIR 5000 - SKI TRAINER

Full body cardio, ook vanuit zitpositie.

De vloeiende langlaufbeweging van de Ski Trainer **traint het hele lichaam** op een lage impactmanier. Bijzonder: ook patiënten die niet rechtop kunnen staan, kunnen voluit meedoen. Ski-fit, altijd en overal.



TOORX RACE CROSS PRO - HIIT

Van eerste stappen tot explosieve sprint.

Deze **zelf aangedreven** loopband vraagt geen motor. Uw patiënten of sporters bepalen zelf het tempo.

Met **6 weerstandsniveaus** biedt de Race Cross Pro alles voor een veilige progressieve opbouw én echte HIIT-training.



BLOODFLOW RESTRICTION TRAINING

Maximale spieropbouw met minimale belasting.

Als kinesitherapeut zoekt u voortdurend naar manieren om uw patiënten effectief te laten trainen. Ook wanneer zware belasting (nog) niet mogelijk is. Blood Flow Restriction Training biedt u precies dat. Door de **bloedtoevoer naar arm of been tijdelijk en gedeeltelijk te beperken** met de Occlude Cuffs, creëert u een **krachtige prikkel voor spieropbouw en herstel**, zelfs met lage gewichten.

De juiste druk bepaalt u via de Arteriële Occlusie Druk (AOP) met een doppler, nauwkeurig, veilig en volledig onder uw controle.

Waarom kiezen voor Blood Flow Restriction Training?

- unieke mogelijkheid om spieren te versterken zonder zware mechanische belasting van gewrichten of pezen.
- sneller functioneel herstel.

Ideaal voor

- revalidatie na operaties (knie, heup, schouder, ...).
- spieratrofie of sarcopenie.
- sporters in herstel na blessures.
- senioren en patiënten met een chronische aandoening.

**SHOP &
ONLINE
PROMO
-15%**

581310	Occlude Set Rehab	€ 499,00	€ 424,15
581311	Occlude Set Rehab +	€ 939,00	€ 798,15
9200334	Vasculaire doppler	€ 279,00	€ 237,15

BFR vraagt klinische kennis en praktische vaardigheid, een aangepaste en specifieke opleiding.



Showroom Zaventem



Kinepraktijk Vitaal, Hasselt

▲ ACTIVE WALL 2 * 2 M

Maak van uw muur een actief onderdeel van uw praktijk.


De Active Wall brengt oefentherapie, akoestisch comfort en uitstraling samen in één veelzijdige wand.

De **dempende structuur** helpt het geluid in uw oefenruimte te verminderen en draagt zo bij aan een aangename omgeving voor therapeut én patiënt.

Maar de Active Wall doet meer dan dempen. Integreer de wand in actieve oefenvormen en creëer nieuwe mogelijkheden binnen uw oefentherapie. Ook visueel maakt u er helemaal uw eigen verhaal van. **Personaliseer** de Active Wall met uw logo, tekst of illustratie in maximaal 4 kleuren en maak van uw oefenruimte een herkenbaar visitekaartje voor uw praktijk.

Nog meer beleving? Kies voor geïntegreerde LED-verlichting en geef uw ruimte een moderne, dynamische uitstraling.

Actief. Akoestisch. Helemaal van u.



Kinepraktijk 't Eiland, Harelbeke



Kinepraktijk Barfit, Herent



Kinepraktijk UGent

SPORTVLOEREN

De juiste omgeving maakt het verschil.

Rubberen sportvloeren en sprinttracks horen al lang niet meer alleen thuis in topsportcentra. Ook in de moderne kinesistenpraktijk zorgen ze voor **comfort, veiligheid én uitstraling**.

Ze dempen schokken, bieden grip en stabiliteit en creëren de ideale ondergrond voor revalidatie en functionele training. Tegelijk geven ze uw praktijk een professionele, sportieve uitstraling.

Kom langs tijdens onze opendeurdagen en ontdek welke vloer past bij uw praktijk en uw patiënten.



Bekijk hier het volledige gamma

Kine C, De Haan

**NAJAARS
PROMO
SPRINTTRACKS
– € 200**


Kinepraktijk Kinekt, Poperinge



Kinepraktijk Kinaxis, Verviers



Kinepraktijk Vitaal, Hasselt



ReVaKi, UGent

ELASTISCHE WEERSTAND

FIELDPOWER

Weerstand vanuit elke richting. Voor elke patiënt.

Wat als uw patiënten konden trainen vanuit elke beweging? In elk tempo? Zonder dat het toestel hen beperkt?

FieldPower maakt het mogelijk!

Via elastische koorden biedt dit baanbrekende apparaat een **constante weerstand** - concentrisch én excentrisch, traag of explosief, en vanuit alle mogelijke richtingen tegelijk. **Zonder piekweerstandskrachten**, wat het bijzonder veilig maakt voor zowel patiënten van alle leeftijden als topsporters.

Het toestel volgt moeiteloos elke beweging binnen een bereik van 11 tot 21 meter, en is ideaal voor snelle richtingsveranderingen.

Van revalidatie tot topsport - FieldPower past zich aan.

Benieuwd hoe het aanvoelt in uw eigen praktijk?
Vraag een gratis proefplaatsing aan en ontdek het verschil.



**NAJAARS
PROMO**

-10% 1 st.
-20% 2 st.



Leasing Fieldpower P11
€ 48,34/maand, BTWi, 7j

MINIVECTOR

Al van bij de eerste behandeling.

Hoe vroeger u uw patiënt kunt laten bewegen, hoe beter het herstel verloopt; dat weet u als kinesitherapeut als geen ander.

De MiniVector maakt oefenen in **gesloten keten** mogelijk vanaf de **allereerste fase** van een conservatieve of post-chirurgische behandeling, ook wanneer belasting nog beperkt moet blijven.

Het toestel is razendsnel ingesteld: via 6 rubbers past u de elastische weerstand aan tot ca. 30 kg, volledig afgestemd op de mogelijkheden van uw patiënt op dat moment.

Compact genoeg om overal in te zetten: aan het bed, in de oefenzaal, of tijdens een huisbezoek.

Een klein toestel, een groot verschil.



**NAJAARS
PROMO
-10%**



504768	MiniVector	€ 1.599,00	€ 1.439,10
--------	------------	------------	-------------------

HANDREVALIDATIE



BOBO DICE PRO

Therapie die patiënten écht doet oefenen.

Hoe motiveert u een patiënt om oefening na oefening vol te houden? Bobo Dice geeft u een onverwacht antwoord: met dobbelstenen.

Vier lichtgevende, intelligente dobbelstenen die via een **intuïtieve gratis app** een wereld aan interactieve oefeningen en spellen ontsluiten.

Of u nu werkt aan **fijne motoriek, hand-oogcoördinatie, mobiliteit of cognitieve vaardigheden**, Bobo Dice combineert therapie met uitdaging.

De dobbelstenen kunnen afzonderlijk of samen worden ingezet voor unilaterale én bimanuele training.



Dankzij de meegeleverde omhulsels past u de taken aan:

- **nummer, groot en klein:** oriëntatie en matching.
- **kleur:** visuele matching en cognitieve taken.
- **vorm:** tactiele en sensorische activiteiten.
- **D20:** geavanceerde getalherkenning en -manipulatie met 20-zijdige dobbelsteen.

Wat Bobo Dice Pro echt onderscheidt?

Therapie wordt meetbaar. Resultaten worden bijgehouden, vooruitgang is zichtbaar; voor u én voor uw patiënt.

Slim, speels en verrassend doeltreffend.

510878 Bobo Dice Pro € 549,00



SHOP &
ONLINE
PROMO
-20%

SQUEGG

Grijpkracht trainen met meer motivatie.

- De Squegg is een **slimme handtrainer en dynamometer in één**. Het zachte, eivormige ontwerp ligt comfortabel in de hand en weegt slechts 66 gram.
- Geschikt voor jong en oud, van **revalidatie tot krachttraining**.
- De app maakt oefenen leuk met interactieve games en volgt de vooruitgang in grijpkracht en activiteit.

579700 Squegg € 112,50 € 90,00



SHOP &
ONLINE
PROMO
-25%

DIGIFLEXION VINGERTRAINERS

Gericht trainen. Vinger per vinger.

- Train elke vinger afzonderlijk en werk gericht aan mobiliteit, kracht en coördinatie.
- **6 kleurgecodeerde weerstanden** voor een geleidelijke opbouw.

514827 Digiflexion + display € 257,50 € 193,13

Ook apart verkrijgbaar: gymna.be - art. 514824.

AIREX® MATTEN

EEN MAT IS EEN MAT, TOCH? NIET ALS HET EEN AIREX® IS!

Ontworpen voor professioneel en therapeutisch gebruik, voelt men het verschil meteen: het gesloten-cellig schuim biedt **optimale demping die gewrichten ontlast**. De grip creëert een stabiele en veilige ondergrond, en het comfort is aangenaam. Of uw patiënt nu ligt, knielt, zit of steunt.

Daar bovenop is de AIREX® mat **hygiënisch** (de gesloten celstructuur neemt nauwelijks vocht op en reinigt moeiteloos) en gemaakt om mee te gaan in een drukke praktijkomgeving.

Beschikbaar in de modellen **Fitline**, **Coronella** en **Corona**, elk met eigen afmetingen, diktes en kleuren, zodat u altijd de juiste mat vindt voor de juiste oefening.

De basis van elke goede behandelruimte.

AIREX® BE BALANCED

DE JUISTE UITDAGING, OP HET JUISTE MOMENT.

Balanstraining is maar zo goed als de ondergrond waarop u ze laat uitvoeren. De AIREX® Balance Pads creëren een **gecontroleerde instabiliteit** die het lichaam aanzet tot voortdurende kleine correcties. En zo balans, proprioceptie, coördinatie en stabiliteit doelgericht traint.

Het gamma bestaat uit drie niveaus:

- **Solid** (low instability) voor een veilige opstart in de revalidatie,
- **Elite** (medium) als veelzijdige middenweg, en
- **Cloud** (high) voor de maximale neuromusculaire uitdaging bij gevorderde patiënten en sporters.

Zo bouwt u **progressief** op, van de eerste stappen in het hersteltraject tot de terugkeer naar sport.

Van stabiel naar steeds uitdagender. Altijd op maat.



Sanitized® beschermt uw Airex materiaal op betrouwbare en duurzame wijze tegen de vorming van bacteriën, geuren en schimmels.

**TOP
PRIJZEN**



Meer info en promo's? Scan de QR code.



Matten



BeBalanced



ONTDEK ZE ALLEMAAL LIVE TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAG!

SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

**BOSU PRO EDITION**

Twee kanten, eindeloze mogelijkheden.

Oefenbal en evenwichtstol in één voor veelzijdige training van balans, kracht en core stability.

Geschikt voor elk niveau en elke leeftijd.

Balans die blijft uitdagen.

510865	PRO edition - blauw		€-260,00	€ 234,00
510862	PRO black edition		€-325,00	€ 292,50

SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

**WOBBLESMART**

Instabiel trainen, volledig onder controle.

Optimale grip en 6 instelbare moeilijkheidsgraden voor training op maat van uw patiënt.

Slim balanceren. Sterker bewegen.

510870	Wobblesmart	€-99,00	€ 89,10
--------	-------------	---------	---------

ENKEL
TIJDENS ODD
-20%

**BOBO PRO 2.0**

Interactieve balans- en coretraining.

Maak bestaande balansmaterialen **interactief** met games, oefeningen en realtime biofeedback. App > personaliseren trainingen, volgen vooruitgang en rapporten.

Balans, kracht, flexibiliteit en fietsen in één.

510875	BOBO Pro 2.0	€-899,00	€ 719,20
--------	--------------	----------	----------



SHOP &
ONLINE
PROMO
-10%

**BALANZA**

Balanstraining met een glimlach.

Balanza combineert hout met luchtgevulde ballen voor training van balans, proprioceptie en coördinatie.

Drie modellen, drie niveaus: Ballstep (1), Freeride (2) en Balanza (3).

Uit balans. Volop in training.

575812	Ballstep	€-221,72	€ 199,55
575811	Freeride (2 ballen, niet afgebeeld) -15%	€-214,15	€ 182,04
575810	Balanza (1 bal, niet afgebeeld) -15%	€-201,17	€ 171,00

**HELLINGSBORD**

Eenvoudig en veelzijdig.

Stevig hellingsbord voor stretching, revalidatie en krachttraining.

Instelbaar op 4 niveaus (10° - 40°), opvouwbaar.

Elke hoek telt.

531091	Bord hellend	€ 55,00
--------	--------------	---------

TONKEY GYMNASTIKBALL

Oefen- en zitballen.



Ontdek het Tonkey gamma online.



GROTE NAJAARS ACTIE!

**BEKIJK ONS PROMO-
OVERZICHT* IN BIJLAGE:
8 PAGINA'S VOL
INTERESSANTE
AANBIEDINGEN.**



★ **Profiteer van aantrekkelijke voordeelprijzen op een ruim assortiment verbruiksmaterialen en producten voor uw patiënten.**


CLICK




UNIEK MODULAIR OPBERGSYSTEEM

Overzichtelijk en plaatsbesparend opbergen van oefenmateriaal in kinepraktijken en oefenzalen.

Basis van het systeem is één of meer muurprofielen waarop u opbergbeugels van diverse afmetingen vastklikt.



CONFIGUREER UW EIGEN CLICK OPBERGMUUR



Hoe werkt de configurator?

Voer de afmetingen van uw muur in en bepaal het aantal profielen, beugels en legplanken dat u nodig hebt. Het getoonde oefenmateriaal dient enkel ter illustratie en is niet inbegrepen in de artikellijst.



Configureer hier uw eigen opbergmuur.

3

- > PILATES & YOGA
- > TRIGGERPOINTS
& FASCIA







NEW

ONTDEK PILATES & YOGA TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN!

Maak kennis met **Liveness Pilates** van Toorx Professional en het **professionele Yoga-gamma van AIREX**: twee bewegingsconcepten die kinesisten en bewegingsprofessionals extra mogelijkheden bieden binnen hun praktijk.

Pilates en Yoga combineren **gecontroleerde beweging, balans en lichaamsbewustzijn** en ondersteunen het werken rond **mobiliteit, stabiliteit, coördinatie en houding**. Gespecialiseerde toestellen en professioneel materiaal bieden daarbij ruimte voor een gevarieerde en doelgerichte aanpak, afgestemd op uw patiënten.

Ontdek hoe Pilates en Yoga bijdragen aan **lichaamscontrole, bewust bewegen en functioneel bewegen** en zo een waardevolle aanvulling vormen binnen de kinesitherapiepraktijk.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?
LAAT U INSPIREREN TIJDENS ONZE OPEN DEUR DAGEN!

LIVENESS PILATES REFORMER

Ontdek de kracht van Pilates Reformer in uw praktijk.


De **Pilates Reformer** biedt u een veelzijdige manier om patiënten (en cliënten) gericht en gecontroleerd te laten bewegen.

Het glijdende **platform, instelbare veerweerstand, straps en voetbar** laten u de weerstand perfect afstemmen op elk niveau en elke doelstelling.

Van **mobiliteit en stabiliteit tot kracht, coördinatie en lichaamscontrole**: met één toestel creëert u een breed scala aan oefenmogelijkheden.



Scan en ontdek het volledige Liveness-aanbod.



Diverse modellen beschikbaar in hout of aluminium, al dan niet inklapbaar.



Leasing Liveness Reformer vanaf € 29,66/maand, BTWi, 7j

YOGA



LIVENESS PILATES ROLLER

Ideaal voor het ondersteunen van oefeningen rond **core stability, balans, proprioceptie en flexibiliteit**. Eenvoudig inzetbaar binnen verschillende therapeutische oefenprogramma's.

581490	Pilates roller - 45 cm	€ 29,95
581492	Pilates roller - 90 cm	€ 44,95

AIREX® HEARTBEAT



AIREX HEARTBEAT SIGNATURE MAT

Combineert yoga en functionele training op hoog niveau.

Dankzij het bijzonder **gripvaste en antislip oppervlak** biedt deze mat maximale controle, stabiliteit, een aangenaam comfort en **optimale demping** bij elke beweging.

Voor core training, mobiliteitsoefeningen en oefeningen op de vloer.

575488	Yogamat - 183 x 61 x 0,4 cm	€ 109,95
--------	-----------------------------	----------



LIVENESS PILATES RING

De ring biedt lichte of sterke weerstand en is ideaal voor oefeningen rond **core stability, kracht, controle en mobiliteit**. Geschikt voor zowel boven- als onderlichaam. Veelzijdig inzetbaar binnen verschillende oefenprogramma's.

581487	Pilates ring - licht	€ 19,95
581486	Pilates ring - sterk	€ 24,95



LIVENESS YOGARIEM

De riem helpt patiënten om bewegingen **gecontroleerd en geleidelijk** uit te voeren en ondersteunt bij het verbeteren van **flexibiliteit en bewegingsbereik**.

581489	Yogariem - 180 x 3,8 cm	€ 9,95
--------	-------------------------	--------




AIREX HEARTBEAT TONING BALL

Verzwaarde oefenbal - 1 kg.

Bal gevuld met zand voor professioneel en intensief gebruik. De zachte buitenzijde ligt comfortabel in de hand - Ø 12 cm. Voor pilates, yoga, functionele training en revalidatie.

575495	Toning ball - 1 kg	€ 19,95
--------	--------------------	---------



AIREX YOGA ECO KRUKBLOK

Stabiel en betrouwbaar.

Een stevig en veelzijdig hulpmiddel voor extra ondersteuning, stabiliteit en een correcte houding tijdens yoga- en mobiliteitsoefeningen.

Het hoogwaardige kurkmateriaal is comfortabel, natuurlijk zelfreinigend en milieuvriendelijk.

575482	Yoga Eco block - kurk	€ 20,95
--------	-----------------------	---------

AIREX® HEARTBEAT



NEW

AIREX HEARTBEAT TRIGGERPOINT

Gerichte zelfmassage.

Dit compacte hulpmiddel biedt gerichte druk op triggerpoints, fascia en gespannen spieren. Ook de moeilijke zones zoals rug, schouders en bilspieren.

De ingebouwde zuignap maakt het **handsfree** te gebruiken.

575493 Triggerpoint massage tool € 29,95



FASCIQ EASY-PUSH

Triggerpoint cuppingset.

Om de huid makkelijk vacuüm te trekken. Bestaat uit 4 siliconen rubber cups (2 formaten) met handgreep aan de bovenzijde.

575990 EasyPush cupping set € 32,95

FASCIQ IASTM TOOLS

Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization.

Met deze ergonomisch gevormde metalen instrumenten mobiliseert u spieren en fascia gericht als aanvulling op manuele behandelingen.

De verschillende randen en vormen van de tools maken het mogelijk om bepaalde zones heel gericht te behandelen.



FASCIQ IASTM TOOL - WAVE

Veelzijdige all-round tool.

Vingergrip aan beide zijden. Met de puntige kant bereikt u diepere fascialagen en triggerpoints; de ronde kant is ideaal voor elleboog, knie, handen en voeten.

575992 Wave € 119,95

NEW



FASCIQ IASTM TOOL - ARTIST

Precisietool.

Verschillende randen voor nauwkeuriger werken op kleinere of moeilijk bereikbare zones, contouren en specifieke structuren.

575996 Artist € 87,95



NEW

FASCIQ CUPPING SET 4

Doorbloeding en fascia-stimulatie.

Set van vier verschillende doorzichtige massagecups, diameters: 4,5 - 6 - 7,5 en 10 cm.

575991 Cupping set € 24,95



SHOP & ONLINE PROMO -20%

FASCIQ WAX

Voor meer grip en controle.

Om gecontroleerd druk te zetten met IASTM-tools zonder dat de tools té gemakkelijk over de huid glijden.

575994 Wax - 150 ml € 11,95 € 9,56



FASCIQ CREAM

Voor meer 'glide'.

Vermindert de wrijving sterk en zorgt ervoor dat cups (maar ook handen) soepeler over de huid glijden.

575998 Cream - 150 ml € 11,95 € 9,56


FASCIA

BLACKROLL® FASCIA

Werkt in op pijn, houding en functie.

3 factoren die elkaar wederzijds beïnvloeden.

SHOP &
ONLINE
PROMO
-15%



Soft



Standaard

Groove :
intensiefFlow :
vibratie-effect

Scan en vind
alle prijzen en
promoties.



Innovatie in de behandeling van fasciitis plantaris.



Push® med Voetbrace FP

**De hele dag staan en lopen zonder pijn
- met of zonder schoenen!**

- vermindert de spanning op de peesplaat tijdens belasting, waardoor het herstelproces wordt ondersteund.
- direct op de voet dragen, geschikt voor elk type schoen.
- overdag gebruiken bij acute en chronische klachten.

Een ultradunne, lichte en individueel instelbare brace voor volwassenen.
Gebaseerd op een innovatieve tapetechniek, ontwikkeld door de Belgische sportarts **dr. Filip Parmentier**.



Push for
freedom



Scan de QR-code
en bestel direct met **15% korting**
of plan een **afspraak met een productspecialist!**

Push® braces worden exclusief verdeeld door Advys, onderdeel van de INDEQS Group, waar ook Gymna deel van uitmaakt.

EEN PRAKTIJK BOUWEN OF VERBOUWEN? BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES.

Architectenbureau ARCHITIME is uitermate gespecialiseerd in het (ver)bouwen en inrichten van kiné-praktijken, revalidatie-ruimtes, oefenzalen, ...

Uw specifieke - professionele - wensen vertalen in een bevattelijk bouwkundig concept vraagt een bijzondere expertise.

Gymna biedt u deze expertise vandaag aan via een duurzame samenwerking met zusterbedrijf Architime.



ontwerp



interieur



coördinatie



(ver)bouwing

Meer weten? Advies? Afspraak?

Neem contact op met Architime of met uw regionale vertegenwoordiger.

T 011 151 950

info@architime.be

www.architime.be



GRATIS INFOESSIE



Tijdens de Open Deur Dagen is Architime elke zaterdag de hele dag aanwezig!

(Ver)bouwplannen voor uw praktijk?

Kom dan om 11 u. naar onze gratis infosessie en laat u informeren en inspireren.





WELKOM OP ONZE ODD

GENT • ZA 14 + ZO 15 NOV

Showroom Jan Samijnstraat 23 - Gentbrugge

BRUSSEL • ZA 21 + ZO 22 NOV

Showroom Imperiastraat 16 - Zaventem

DIEPENBEEK • ZA 28 + 29 NOV

Showroom Groeningeweg 19 - Diepenbeek

Telkens van 9u30 - 17u30



► U kan niet aanwezig zijn?
Contacteer uw regionale vertegenwoordiger!



VERTEGENWOORDIGERS

- | | |
|---|--|
| <p>① Geert Van Daele
T 0496 16 11 84
geert@gymna-barthels.be
Regio Oost-Vlaanderen /
Henegouwen (westen)</p> <p>② Mathieu Leber
T 0489 34 66 82
mathieu@gymna-barthels.be
Regio Luik / Luxemburg / Namen
(Dinant, Ciney)</p> <p>③ Xavier Peeters
T 0496 16 11 83
xavier@gymna-barthels.be
Regio Waals-Brabant / Henegouwen
(oosten) / Namen</p> <p>④ Brigitte Stas
T 0496 16 11 85
brigitte@gymna-barthels.be
Regio Antwerpen</p> | <p>⑤ Cédric Gielen
T 0486 11 92 17
cedric@gymna-barthels.be
Regio Limburg</p> <p>⑥ Wouter Vlerick
T 0496 16 11 82
wouter@gymna-barthels.be
Regio West-Vlaanderen /
Henegouwen PC 7780 tot 7784</p> <p>⑦ Carl Baeten
Sales Director
T 0495 16 15 21
carl@gymna-barthels.be</p> <p>⑧ Alexandre Lheureux
T 0485 04 74 30
alexandre@gymna-barthels.be
Regio Brussels Gewest /
Vlaams-Brabant</p> |
|---|--|

KLANTENDIENST

☎ 089/510 550
E-mail info@gymna-barthels.be

WWW.GYMNA.BE

gymna



Alle prijzen vermeld in dit Revaluation magazine zijn BTWi (excl. Recupel/Bebat).

De volumekortingen 'tot' zijn de hoogste kortingen. De prijzen 'vanaf' zijn berekend met de hoogste volumekorting (zie online). De PROMO'S zijn geldig t.e.m 31 december 2026. De ONLINE promo's zijn ook geldig in onze shops-in-showroom. De SHOWROOMBONUS (op een selectie artikelen) en de SHOP-korting (geldig in onze shops voor het materiaal dat u meeneemt) zijn gereserveerd voor bezoekers van onze ODD. Acties zijn onderling niet cumuleerbaar, inclusief topprijzen en special editions, tenzij anders aangegeven. Onder voorbehoud van wijzigingen, drukfouten of weglatingen.