

adhome

CATALOGUE 2023

Aides techniques
pour des personnes
extraordinaires



HELPDESK POUR DES CONSEILS SUR DES ARTICLES

info@advys.be
+32 (0)78 151 171

CATALOGUE ONLINE

ADVYS dispose d'une très large gamme de produits complémentaires à cette offre Adhome.

La gamme complète peut se consulter rapidement sur www.advys.be

La recherche peut se faire par :

- le nom du produit
- la référence du produit
- le type de produit



adhome



TABLE DES MATIÈRES

Dans la salle de bain et à la toilette

douche	3
planches et sièges de baignoire	8
barres et poignées	9
petites aides utiles	12
soins du corps	14
rehausseurs de toilette	17
chaises percées	19
hygiène	22

Dans la chambre à coucher

sécurité et transferts de lit	23
aides techniques au positionnement	25
prévention des escarres	26
habillement	29

Manger et boire

couvverts	33
rebords et assiettes	38
gobelets	41
bavoirs	49
dans la cuisine	50

Mobilité

transferts, petits déplacements	57
aides à la marche	62
accessoires pour chaises roulantes	66
vêtements pour chaises roulantes	67

La santé

boîtes à médicaments	69
confort & wellness	71
confort d'assise	76
bandages	78
exercices à la maison	79

À la maison

à et pour la maison, loisir	82
pincettes de préhension	84
lire et écrire	85
trotteur/chaise de travail	87

Tabouret de douche avec assise ronde

Petit tabouret de douche léger en aluminium avec assise en matière synthétique.

- réglable en hauteur



	assise	base au sol	poids	charge max.		
• standard, modèle Dino, 34 - 52 cm	Ø 32 cm	32,5 x 32,5 cm (hauteur min.) 34,5 x 34,5 cm (hauteur max.)	1,6 kg	130 kg	AD104299	€ 53,00
• modèle haut, 51 - 61 cm	Ø 34 cm	34,5 x 34,5 cm (hauteur min.) 35,5 x 35,5 cm (hauteur max.)	1,5 kg	113 kg	AD045217	€ 69,70



Siège de douche avec assise galbée Duro

Petite chaise de douche sécurisante en aluminium avec assise galbée et perforée en matière synthétique. Celle-ci est pourvue de 2 poignées pour une meilleure stabilité.

Disponible avec ou sans dossier.

- réglable en hauteur de 40 à 52 cm
- assise : 50 x 30 cm
- base au sol : 48,5 x 49,5 cm (hauteur min.), 50,5 x 53,5 cm (hauteur max.)
- poids : 2 / 2,9 kg
- charge maximale : 130 kg

- tabouret **AD149289** € 66,00
- avec dossier **AD149291** € 87,00



Siège de douche avec accoudoirs Days

Siège de douche pourvu d'accoudoirs pour un transfert plus facile et sécurisant.

Cadre en aluminium avec assise perforée en matière synthétique.

- réglable en hauteur de 46 à 59 cm
- assise : 37 x 28 cm
- base au sol : 50 x 36 cm (hauteur min.), 51 x 39 cm (hauteur max.)
- poids : 2,8 kg
- charge maximale : 160 kg



AD023202 € 97,50



Chaise de douche Adhome

Siège de douche idéal pour petits espaces. L'assise plus large et confortable est fabriquée en matière synthétique de haute qualité et pourvue d'une couche antidérapante et d'une ouverture de drainage. Avec pieds en aluminium anodisé, munis d'antidérapants.

- réglable en hauteur de 39 à 54 cm
- assise : 50 x 30 cm
- distance entre les accoudoirs : 51,5 cm
- base au sol : 55 x 34 cm (hauteur min.), 58 x 38 cm (hauteur max.)
- poids : 1,8 / 2,4 kg
- charge maximale : 150 kg



• standard	AD162640	€ 81,00
• avec dossier	AD162641	€ 112,00
• option : accoudoirs, hauteur 19 cm (1 paire)	AD162642	€ 43,00

Chaise de douche Prima Modular, modèle haut

Chaise de douche légère et attrayante avec une assise perforée en matière synthétique. Les accoudoirs et le dossier sont très faciles à enlever pour le nettoyage, le stockage et à emporter en déplacement. Pieds pourvus d'antidérapants.

- réglable en hauteur de 41 à 56 cm
- réglage en hauteur totale (dossier inclus) : de 68 à 83 cm
- assise : 40 x 31 cm
- distance entre les accoudoirs : 53 cm
- base au sol : 48 x 53 cm (hauteur min.), 42,5 x 49 cm (hauteur max.)
- poids : 2 kg
- charge maximale : 190 kg



AD101326 € 170,00

Siège de douche à fixer au mur Profilo

Siège de douche design pourvu de trous de drainage. Le modèle Compact est idéal pour les petites zones de douche. Rabattu, le siège prend peu de place.



- combinaison de matière synthétique, aluminium et inox
- assise Compact : 39 x 30,5 cm
- assise standard / avec pieds de support : 42 x 47 cm
- réglage en hauteur des pieds de support : de 44 à 55 cm
- dossier (option) : 38,5 x 21 x 5,5 cm
- accoudoirs antidérapants (option) : 45 x ± 6 cm
- charge maximale sans pieds de support : 125 kg, avec pieds de support : 150 kg

• Compact	AD162623	€ 144,00
• standard	AD162624	€ 205,00
• standard, avec pieds de support	AD162625	€ 244,00
options	• accoudoirs (1 paire)	AD162626 € 185,00
	• dossier	AD162627 € 79,00

Qualité éprouvée

Siège de douche pour fixation murale Days



Dans l'assise en matière synthétique courbée il y a 2 poignées afin que la personne se sente en sécurité et puisse facilement faire son transfert.

- hauteur à choisir lors de l'installation de 40 à 55 cm (modèle avec pieds de support)
- assise : 49 x 28 cm
- profondeur totale : ouvert 38 cm, rabattu 12 cm
- charge maximale : 114 kg (sans pieds de support), 160 kg (avec pieds de support)

• sans pieds de support	AD135649	€ 75,00
• avec pieds de support, en aluminium	AD136947	€ 107,50

Siège de douche avec fixation murale Ropox

Ce siège de douche compact et pliable de Ropox fournit un support sécurisé et confortable sans sensation de froid ni de dureté. Il est fait de matériaux durables, on ne ressent pas la sensation de froid ou de dureté, et est facile à nettoyer.

- hauteur de 45 à 57,5 cm (modèle avec pied de support), à choisir lors de l'installation
- assise : 47 x 42,5 cm
- profondeur totale : ouvert 55 cm, rabattu 12,5 cm
- charge maximale : 150 kg (sans pied de support), 200 kg (avec pied de support)

options	• sans pied de support	AD162588	€ 530,00
	• avec pied de support	AD141938	€ 770,00
	• dossier et accoudoirs	AD160960	€ 660,00
	• dossier	AD162590	€ 245,00
	• système réglable en hauteur pour type avec dossier	AD160961	€ 550,00



ROPOX
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

Siège de douche avec fixation murale EASA

Siège de douche confortable et rabattable avec dossier et accoudoirs. Rembourré, les coussins sont amovibles pour faciliter le nettoyage.

- réglable en hauteur entre 46,5 et 61,5 cm
- assise : 46 x 55 cm (jusqu'au mur)
- charge maximale : 190 kg

AD150803	€ 520,00
-----------------	----------

Qualité reconnue

easa



Chaise de douche/toilette percée avec roulettes, en aluminium, Deluxe Days

Chaise de douche/toilette complètement résistante à l'eau et facile à nettoyer.

L'assise peut s'enlever et la chaise est pourvue d'un support pour pieds.

L'assise a une découpe à l'avant pour l'hygiène intime.

La pièce découpée rembourrée est livrée permettant de reboucher la découpe et le seau de toilette. Les accoudoirs sont rabattables afin de faciliter les transferts.

- assise : L x P x H : 45,7 cm x 42,5 cm x 54 cm
- distance entre accoudoirs : 46,5 cm
- espace libre en-dessous de l'assise : 46,5 cm
- charge maximale : 125 kg

Dimensions extérieures :

- modèle avec petites roues : L x L x H : 55,5 x 55,5 x 99 cm
- modèle avec grandes roues à l'arrière : L x L x H : 69 x 69 x 99 cm

• avec 4 petites roues	AD080264	€ 600,00
• avec 2 grandes roues à l'arrière	AD080265	€ 725,00



Chaises de douche/toilette percées Etac

Etac est une marque de qualité reconnue dans le monde des aides techniques.



Tabouret de douche rond Etac Easy

Tabouret de douche stable en aluminium avec assise en matière synthétique.

- réglable en hauteur de 42 à 57 cm
- assise : Ø 40 cm

- Etac Easy tabouret

AD167151	€ 145,00
----------	----------
- option : coussin d'assise doux, gris foncé

AD167775	€ 92,40
----------	---------

- base au sol : 49,5 x 49,5 cm (hauteur min.), 53,5 x 53,5 cm (hauteur max.)
- poids : 2,8 kg
- charge maximale : 150 kg

Variante avec disque tournant pour des transferts faciles

- Etac Easy Swivel avec disque tournant

AD167776	€ 299,00
----------	----------



Siège de douche de coin Etac Edge

Modèle triangulaire en aluminium avec assise en matière synthétique. L'assise peut être légèrement inclinée pour faciliter le passage à la position debout.

- réglable en hauteur de 44 à 59 cm (version standard), de 37 à 44 cm (version basse)

- assise : 45 x 40,5 cm
- base au sol : version standard 50 cm (hauteur min.), 52 cm (hauteur max.), version basse 49 cm (hauteur min.), 50 cm (hauteur max.)
- poids : version standard 2,6 kg, version basse 2,4 kg
- charge maximale : 130 kg

- version standard

AD167152	€ 110,00
----------	----------
- version basse

AD167773	€ 120,00
----------	----------
- option : coussin d'assise doux, gris foncé

AD167774	€ 93,00
----------	---------

Chaise de douche/toilette percée avec roulettes Etac Clean

En acier inoxydable avec assise, dossier, accoudoirs et repose-pieds en matière synthétique. L'assise est abaissée à l'avant et dispose d'une ouverture à l'arrière pour des soins personnels optimaux. Cela la rend également utilisable comme chaise de toilette. Les accoudoirs peuvent être facilement retirés ou pliés. Le repose-pieds se glisse facilement sous l'assise pour ne pas gêner lors des transferts. De nombreuses options sont disponibles sur demande, par ex. seau de toilette, revêtement pour le dossier et l'assise, ceinture de sécurité, porte-savon, ...



- assise : 48 x 44 cm
- largeur totale : 50 cm
- hauteur totale : 98 - 107 cm, selon modèle
- poids : 13,5 kg - 14,5 kg, selon modèle
- charge maximale : 130 kg

avec hauteur d'assise fixe

	44 cm		49 cm		55 cm		
	blanc	vert clair	blanc	vert clair	blanc	vert clair	
• 4 petites roues verrouillables	AD167784	AD167786	AD167214	AD167178	AD167695	AD167576	sur demande
• 4 petites roues, 2 verrouillables			AD167682	AD167788	AD167683	AD167789	sur demande
• 2 grandes roues à l'arrière					AD167693	AD167694	sur demande

avec hauteur d'assise réglable, 47,5 - 60 cm, blanc uniquement

- 4 petites roues verrouillables

AD167790	sur demande
----------	-------------

Chaise de douche Etac Swift

Chaise de douche modulable en aluminium et matière synthétique. Très simple à démonter pour la nettoyer et l'emporter facilement. Pourvue d'une découpe à l'avant et de larges pieds antidérapants.

- réglable en hauteur de 42 à 57 cm (version standard) ou de 34,5 à 42 cm (version basse)
- hauteur avec dossier inclus : de 80 à 95 cm (version standard), de 72,5 à 80 cm (version basse)
- assise : 54 x 41 cm

- ouverture : 13 x 11,5 cm
- distance entre les accoudoirs : 54 cm
- base au sol : 54 x 50 cm
- poids : 3,1 kg (tabouret), 3,9 kg (chaise de douche avec accoudoirs) 4,7 kg (chaise de douche avec accoudoirs et dossier)
- charge maximale : 130 kg

chaise de douche

- version standard, gris **AD167153** € 245,00
- version standard, vert clair **AD167778** € 275,00
 - version basse, gris **AD167780** € 210,00

tabouret

- version standard, gris **AD167674** € 145,00
- version standard, vert clair **AD167777** € 160,00
 - version basse, gris **AD167779** € 160,00

options pour tabouret

- dossier, gris **AD167670** € 68,00
- dossier, vert clair **AD167782** € 66,00
- accoudoirs, gris (par paire) **AD167675** € 55,00
- accoudoirs, vert clair (par paire) **AD167783** € 56,50

options pour toutes les variantes

- revêtement doux pour le dossier, gris foncé **AD167671** € 47,00
- coussin d'assise doux, gris foncé **AD167673** € 84,20
 - porte-savon, gris **AD167669** € 34,00
 - porte-savon, vert clair **AD167781** € 34,00



Chaise de douche/toilette Etac Swift Commode

Variante de la chaise de douche Swift, qui peut être légèrement inclinée vers l'avant pour faciliter le passage à la position debout. L'assise et le dossier sont pourvus d'un revêtement confortable. Comprend un seau de toilette avec un couvercle hermétique qui se ferme automatiquement lorsque le seau est retiré. Equipée d'une plus grande ouverture : 30 x 21,5 cm.

- Swift Commode **AD167668** € 299,00
- option : porte-savon, gris **AD167669** € 34,00



Autres produits Etac, disponibles sur demande



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil-2
avec grandes roues arrière



Etac Swift Mobil Tilt-2

Planche de bain Savannah®



Avec des bandes en matière synthétique blanche pour que l'eau puisse s'écouler rapidement. Les pinces de fixation sont arrondies et s'adaptent à la forme

de la baignoire. Une poignée avec une couche antidérapante est disponible séparément.

- poids : ± 2 kg
- charge maximale : 190 kg

largeur intérieure de la baignoire

• 66 x 23 cm	48,3 - 58,4 cm	AD029809	€ 65,00
• 69 x 23 cm	50,8 - 61 cm	AD026820	€ 65,00
• 71 x 23 cm	53,3 - 63,5 cm	AD029810	€ 65,00
• 76 x 23 cm	58,4 - 68,6 cm	AD029811	€ 70,00
		• option : poignée	AD023281 € 14,90



Planche de bain avec poignée colorée

Planche de bain de haute qualité, avec une assise solide perforée. Les pinces de fixation sont arrondies et s'adaptent à la forme de la baignoire. Aussi disponible avec un disque tournant, la solution idéale quand les transferts sont difficiles :

- on amène le disque tournant vers l'extérieur et on s'assied dessus
- on se tourne et on amène les jambes dans la baignoire
- ensuite on glisse avec le disque tournant vers le milieu de la planche de bain

	dimensions	largeur intérieure du bain	charge max.		
• standard	70 X 35 cm	38 – 61 cm	150 kg	AD160966	€ 65,50
• extra longue	78 X 35 cm	42 – 67 cm	150 kg	AD160967	€ 82,00
• avec disque tournant	72,5 X 35 cm	42 – 67 cm	150 kg	AD160968	€ 117,00

Siège de bain Savannah®

Petit siège de bain en matière synthétique, solide et confortable. Évacuation rapide de l'eau à travers les lattes étanches de l'assise. Toutes les pièces sont anticorrosion. 4 ventouses solides pour la sécurité.



- assise : 45,5 x 29 cm
- base au sol : 34,5 x 30 cm
- poids : 2,2 / 3,2 kg
- charge maximale : 190 kg

• 20 cm de hauteur	AD023291	€ 76,20
• 30 cm de hauteur	AD023292	€ 82,00

Siège de bain suspendu

Ce siège de bain perforé est suspendu aux bords de la baignoire avec des bouchons antidérapants qui n'abîment pas la baignoire. L'assise en matière synthétique blanche est fixée sur un cadre en aluminium.



1



2



3

Il existe 3 modèles :

	dossier	hauteur dossier	découpe hygiénique	assise	largeur interne	charge max.		
1	sans	/	sans	41 x 23 cm	58,5 – 67 cm	100 kg	AD072300	€ 79,00
2	avec	38 cm	sans	41 x 22 cm	54 – 73 cm	100 kg	AD160084	€ 118,00
3	avec	36 cm	avec	41 x 41 cm	61 – 80 cm	120 kg	AD094757	€ 149,00

Barres et poignées spéciales pour la baignoire

Remarque importante : la «charge maximale» indiquée se réfère à la force appliquée à la barre ou à la poignée, et non au poids corporel. La charge réelle est généralement plus basse et dépend de la fermeté avec laquelle la barre ou la poignée est fixée.

Poignée multifonctionnelle pour le bord de la baignoire Hugo

La meilleure poignée et la plus complète pour le bord de la baignoire.

Avantages :

- 2 poignées, 1 au dessus et sur le côté qu'on peut placer aussi bien à gauche qu'à droite
- sur la poignée horizontale du dessus, on peut s'y appuyer de tout son poids

Complètement inoxydable. Il y a un revêtement sur la calle afin de ne pas abîmer le bord de la baignoire. 4 cales supplémentaires sont incluses pour combler l'espace entre la baignoire et la poignée.

- hauteur réglable au-dessus du bord : de 8 à 14 cm
- largeur totale : 39 cm
- calle : une atteinte de 2,9 cm à 13,5 cm
- poids : 2,5 kg
- charge maximale : 120 kg

AD150842 € 205,00



Poignée pour le bord de la baignoire - direction transversale

Poignée stable qui veille à un soutien solide lors de l'entrée et de la sortie de la baignoire. Entièrement en matière synthétique de façon à ce que ce soit agréable au toucher. Le collier de serrage est recouvert pour ne pas endommager la baignoire.

- hauteur au-dessus du bord de la baignoire : 41 cm
- calle : une atteinte de 6,3 à 14 cm
- poids : 2,4 kg
- charge maximale : 110 kg

AD155976 € 67,00



Barre murale en acier, avec revêtement antidérapant EASA

Fabriquée en acier inoxydable galvanisé avec un revêtement antidérapant naturel, Natural Touch®. Disponible en différentes versions.

- Ø poignée : 3,2 cm
- charge maximale : 150 kg

Design moderne de haute qualité



easa



en forme L sans douchette

en forme L avec avec coulisseau de douche et douchette

- droite
- 30 cm
 - 45 cm
 - 60 cm
 - 90 cm

coudée 135°

- 27,5 x 27,5 cm
- 35 x 67 cm, gauche
- 35 x 67 cm, droite
- 46 x 120 cm, gauche
- 46 x 120 cm, droite


blanc

anthracite

	blanc	anthracite	
	AD152971	AD155033	€ 91,00
	AD152970	AD155034	€ 102,00
	AD152969	AD155035	€ 132,00
	AD152968	AD155036	€ 150,00
	AD155037	AD155038	€ 155,00
	AD155039	AD155040	€ 196,00
	AD155041	AD155042	€ 196,00
	AD149518	AD153058	€ 449,00
	AD149517	AD153059	€ 449,00

Barres murales à forer

Du fait qu'il existe des surfaces différentes, les vis ne sont pas fournies avec les barres murales à forer, sauf indiqué autrement. La charge maximale dépend en premier lieu de la fixation et du type de mur.



Barre murale en aluminium anodisé

Barre murale ergonomique et ovale fabriquée en aluminium anodisé, qui peut être utilisée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. La barre sera livrée dans une longueur standard, mais elle peut aussi être facilement raccourcie.

Les supports de montage sont fabriqués en matière synthétique renforcée, les bouchons couvrants sont en ABS. Inclus vis en acier inoxydable et chevilles.

Pour un montage dans un mur creux, des chevilles fischer sont recommandées.

- Ø poignée : 3,5 x 2,5 cm (ovale)
- l' espace libre derrière la poignée : ± 5 cm



• blanc - 40 cm	AD162650	€ 36,00
• blanc - 50 cm	AD162651	€ 39,00
• blanc - 60 cm	AD162652	€ 41,00
• noir - 40 cm	AD168876	€ 42,00
• noir - 50 cm	AD168877	€ 46,00
• noir - 60 cm	AD168878	€ 48,00

Barre murale en matière synthétique avec des fines stries

Fabriquée dans une matière synthétique solide, avec une structure finement striée. Fixation avec vis, qui sont proprement recouvertes d'une petite plaque de protection.

- Ø poignée : 3,6 cm
 - l' espace libre derrière la poignée au mur : 4 cm
- | | | |
|-----------|-----------------|---------|
| • 30,5 cm | AD024536 | € 19,50 |
| • 41 cm | AD024538 | € 24,20 |
| • 61 cm | AD024540 | € 26,80 |



Barre murale en matière synthétique avec des fines stries antidérapantes Prima

Barre très solide avec un noyau en aluminium et pourvue de stries antidérapantes. Très sécurisante même avec les mains humides. La version courbée est aussi très utile à la toilette. Fixation avec des vis qui sont cachées (voir photo). La variante noire peut aussi être utilisée à l'extérieur.

- Ø poignée : 3,5 cm
- l' espace libre derrière la poignée : 4 cm



• blanc - 30 cm	AD096591	€ 23,00
• blanc - 40 cm	AD096592	€ 26,00
• blanc - 45 cm	AD096593	€ 29,00
• blanc - 60 cm	AD096594	€ 40,00
• blanc - courbée - 40 cm	AD096596	€ 43,00
• noir - 45 cm - pour une usage à l'extérieur	AD101436	€ 30,00

Barre murale en acier

Barre murale de structure lisse blanche ou chromée. Fixable avec vis apparentes.

- Ø poignée : 3,2 cm
- l'espace libre derrière la poignée : 5 cm

	epoxy blanc		chromée	
• 30,5 cm	AD024503	€ 22,40	AD024504	€ 32,60
• 45 cm	AD024505	€ 26,80	AD022283	€ 42,20
• 61 cm	AD024507	€ 30,90	AD024508	€ 48,40
• 91 cm	AD024509	€ 39,60	AD024510	€ 57,10



Barre murale chromée avec des fines stries antidérapantes

Barre murale chromée avec structure striée. Fixable avec des vis apparentes.

- Ø poignée : 2,5 cm
- l'espace libre derrière la poignée : 3,8 cm



• 30 cm	AD024526	€ 29,10
• 40,6 cm	AD027443	€ 29,10
• 45 cm	AD024527	€ 30,20
• 60 cm	AD024528	€ 34,90
• 81 cm	AD027446	€ 34,90

Barre murale en inox avec des stries antidérapantes

Barre murale brillante en inox 100% anticorrosion avec une structure striée. Qualité très solide et lourde. Fixable avec des vis apparentes.

- Ø poignée : 3 cm
- l'espace libre derrière la poignée : 7 cm



• 30 cm	AD127242	€ 51,00
• 50 cm	AD127243	€ 63,00
• 60 cm	AD167058	€ 68,00

Barre murale sur ventouses Solido

Ventouses de 12 cm de Ø, poignée de 3,5 cm de Ø. Solido n'a pas d'indicateur de sécurité : il est recommandé de vérifier les ventouses régulièrement. La version courte de 10 cm est destinée à l'usage d'une seule main. Peut également être combinée avec des plaques autocollantes en inox si la surface est trop poreuse ou si le carrelage est plus petit que 14 cm.

Il est aussi recommandé de nettoyer fréquemment les barres murales sur ventouses et leur surface et de détacher et remettre la barre : un set de nettoyage pour ventouses est aussi disponible.

• longueur fixe - 10 cm (longueur totale 32,5 cm)	AD075953	€ 51,00
• longueur fixe - 32 cm (longueur totale 58 cm)	AD075954	€ 76,00
• longueur fixe - 62 cm (longueur totale 88 cm)	AD075955	€ 114,00
• réglable de 22 à 34,5 cm (longueur totale 44 - 57 cm)	AD101712	€ 77,00
• plaques murales autocollantes en inox - 14,5 x 14,5 cm (par 2)	AD121319	€ 46,75
• set de nettoyage pour ventouses - 1 flacon 100 ml + chiffon	AD155855	€ 32,00



Barres murales avec ventouses

Idéales à placer là où on ne peut/doit pas forer. Également très pratiques pour un usage temporaire, par exemple en voyage ou pour des prestataires de soins professionnels lors de leurs visites à domicile ou leurs conseils : en un clin d'oeil, on peut les mettre à l'essai, à la place désirée avant de forer les trous pour placer la barre définitive. 2 types sont disponibles : avec ou sans indicateur de sécurité.

L'indicateur de sécurité mesure en permanence la force en-dessous de la ventouse et donne constamment une indication de confiance lorsque la force de la ventouse diminue et que la barre n'est plus sécurisante. Vous trouverez d'autres produits Mobeli® sur notre site Web www.advys.be.



D'autres modèles disponible sur demande

Barre murale sur ventouses Mobeli® avec indicateur de sécurité

Mobeli® est un produit Allemand de la plus haute qualité, TÜV testé. Avec ventouses de 12 cm de Ø, poignée de 3,5 cm de Ø.

Des autres applications sont possibles : barres de toilette, raccourcisseur de bain, serrure de sécurité contre le vol ou la mauvaise utilisation, ...

Mettre ou enlever les barres/poignées Mobeli® exige une certaine force. La poignée/rallonge optionnelle diminue la force à émettre pour plus de la moitié. Il suffit tout simplement de glisser la rallonge au-dessus de l'attache à clipser, d'appliquer la ventouse contre

le mur et de clipser les attaches pour les fermer. La rallonge peut rester au-dessus de l'attache, et on peut donc opter de mettre une rallonge de chaque côté. Si la surface est trop poreuse ou si le carrelage est plus petit que 14 cm, la solution est d'utiliser les plaques autocollantes en inox. Elles ont une adhérence adhésive très forte, et elles peuvent s'enlever par après sans dommages. Les barres Mobeli® sont facilement démontables et peuvent se prendre rapidement avec en voyage.



- longueur fixe - 21 cm (longueur totale 43 cm)
- longueur fixe - 35 cm (longueur totale 57 cm)
 - réglable de 22 à 34,5 cm (total 44-56,5 cm)
 - réglable de 34 à 46,5 cm (total 56-68,5 cm)
- poignée rallonge pour la ventouse Mobeli®
- plaques murales autocollantes en inox - 14,5 x 14,5 cm (par 2)
- set de nettoyage pour ventouses - 1 flacon 100 ml + chiffon

AD121380	€ 159,50
AD121306	€ 181,50
AD121307	€ 214,50
AD121311	€ 225,50
AD167068	€ 34,00
AD121319	€ 46,75
AD155855	€ 32,00



CONSEIL POUR LA DURABILITE : nettoyez fréquemment les ventouses et leurs surfaces!

ROTH®
MOBELI®



Marchepied superposable pour entrer dans la baignoire Savannah®, avec tapis confort antidérapant

La hauteur de l'élément inférieur est de 10 cm, que l'on peut ensuite rehausser par des éléments supplémentaires de 5 cm, chaque élément de 5 cm se glisse sur le précédent.

Par exemple : on désire rehausser la marche de 20 cm : on utilise 3 éléments (10 + 5 + 5). 6 modules maximum, avec une hauteur totale de 35 cm. On peut également clipser les éléments entre eux sur le côté de manière à obtenir une plus grande surface ou un escalier.

- 38 x 48 cm
- poids de chaque module : 1,3 kg
- charge maximale : 190 kg

• par pièce **AD023423** € 62,90



Dalle/marche superposable pour entrer dans la baignoire, avec surface antidérapante

Hauteur de chaque dalle : 2,5 cm.

- 45 x 35 cm
- poids : 3,4 kg
- charge maximale : 190 kg

• par 4 **AD101400** € 95,00



Tapis de douche et de bain antidérapant

Fabriqué dans un caoutchouc naturel, anti-moisissures et anti-bactériens. Pourvu de petites ventouses sur toute la surface.

- 54 x 54 cm **AD023416** € 23,60
- 56 x 56 cm **AD023412** € 30,60
- 57 x 35,5 cm **AD023415** € 22,40
- extra large : 95 x 35 cm **AD026885** € 32,90

Bandes/cercles de sécurité pour la baignoire, la douche et la salle de bain, antidérapants

Autocollants, doux au toucher.
Nettoyage facile.



- 21,6 x 1,9 cm (par 20) **AD023202** € 12,50
- 24,5 x 2,5 cm, blanc (par 12) **AD162643** € 16,00
- cercles Ø 3,5 cm, blanc (par 32) **AD162644** € 15,00



Eponge de bain sur manche en métal flexible

Le manche de cette éponge peut être courbé pour l'adapter de façon la plus optimale possible aux besoins de la personne. L'éponge a un manche grossi de couleur grise.

- 61 cm **AD023429** € 20,70



Peignes/brosses ergonomiques avec manche rallongé Etac

Très belle gamme avec un design ergonomique, de ce fait ils se tiennent bien en main et exercent peu de pression sur les articulations.

La brosse lave-cheveux est conçue pour qu'elle puisse aller sur chaque partie de la tête et ainsi remplacer les doigts. Les éponges sont remplaçables (sur demande).

- brosse à laver les cheveux - 30 cm **AD167184** € 33,50
- brosse pour le corps - 37 cm **AD167189** € 33,50
 - brosse à dos - 77 cm **AD167179** € 43,00
- brosse à cheveux - 30 cm **AD167180** € 32,50
- brosse à cheveux - 37 cm **AD167181** € 33,50
 - peigne - 30 cm **AD167182** € 27,50
 - peigne - 37 cm **AD167183** € 32,50



Brosse de bain légère

Pour laver facilement le dos ou les jambes. Brosse très douce pour éviter les blessures.

- 38 cm **AD131401** € 25,60



Lave-orteils avec manche rallongé

Cette brosse à orteils aide les personnes ayant un accès limité à leurs pieds.

- 71 cm, incl. 2 tampons **AD023438** € 31,50
- réserve : tampons (par 3) **AD167725** € 4,80

Serviette de toilette avec poignées et gant de toilette

Une bande de 80 x 10 cm avec 2 poignées souples rend les endroits difficiles comme les pieds ou le dos plus accessibles.

D'un côté c'est une éponge, l'autre côté est plus rugueux pour gratter.

- AD023440** € 32,90



Distributeur de savon pour usage unimanuel

Convient pour la salle de bain et la cuisine. Remplissez la moitié du distributeur avec du détergent ou du savon et de l'eau. Secouez bien. Avec une légère pression sur le dessus, la quantité exacte de savon coule sur une éponge, une brosse ou dans la main.

- matériau synthétique, transparent/noir

AD165777	€ 18,00
----------	---------
- silicone marbré

AD167066	€ 31,00
----------	---------
- silicone, blanc/gris

AD167067	€ 31,00
----------	---------



Brosse à main sur ventouses pour usage unimanuel

Avec 2 ventouses à fixer afin de pouvoir nettoyer facilement les mains, les pieds et les ongles sans avoir besoin de 2 mains.

AD165797 € 13,80

Lime à ongles sur ventouses pour usage unimanuel

Avec 2 ventouses à fixer pour que l'on puisse facilement limer les ongles sans avoir besoin de 2 mains.

AD165799 € 25,30



Coupe-ongles sur ventouses, avec loupe

La grande poignée pour couper les ongles est facile à utiliser avec le bras, le poignet ou le doigt. La loupe est fixée au coupe-ongles avec un petit aimant et permet une visualisation plus précise pendant la coupe des ongles. La loupe est également rotative pour un champ de vision encore plus précis.

La lime à ongles a une pointe légèrement courbée qui permet un nettoyage sous les ongles.

- dimensions coupe-ongles : 10 x 5,6 x 3,5 cm
- loupe : Ø 3,8 cm, agrandissement x 4

AD167584 € 30,00



3 en 1 :
couper, limer
et nettoyer

Coupe-ongles adaptés

Le **coupe-ongles** modèle de table est conçu pour aider les personnes ayant une fonction manuelle limitée. Une large forme antidérapante avec un revêtement doux est fixée à la poignée de poussée. Cela donne un effet de levier de sorte que peu de force est nécessaire. Monté sur un pied antidérapant synthétique. Il est également pourvu d'une petite lime à ongles.

Avec les **longs ciseaux de pédicure** vous devez vous pencher moins profondément. Les poignées sont également profilées et ont un revêtement doux pour plus de confort et de contrôle. La grande surface de contact assure une bonne répartition de la pression lors de la coupe.

Les tranchants allongés sont en acier inoxydable, légèrement inclinés pour une position naturelle du poignet et légèrement dentés, de façon à ne pas déraiper lors de la coupe.

Idéal pour les personnes souffrant d'articulations douloureuses telles que l'arthrite.

- coupe-ongles, vert

AD002795	€ 18,00
----------	---------
- longs ciseaux de pédicure, vert

AD156761	€ 22,00
----------	---------



Pince à tube


Pour les gens n'ayant que peu de force mais possédant la fonction des 2 mains. Cette pince aide à faire sortir plus facilement le dentifrice du tube, sans exiger beaucoup de force des doigts.

- par 2 **AD021315** € 7,20



Pince à tube avec support

En tournant la petite manivelle, vous pouvez facilement obtenir la quantité souhaitée de dentifrice ou de crème du tube, sans trop de force. Pourvue d'un antidérapant en-dessous.



NOUVEAU



- AD168727** € 3,80



Bassin gonflable pour laver les cheveux au lit

Confortable et possédant une découpe qui soutient bien la nuque et les épaules. Peut être gonflé à la bouche ou à l'aide d'une pompe à main ou à pied (non incluse). Le type AD168311 comprend une pompe à main, ainsi qu'un réservoir d'eau.

Pourvu d'un tuyau d'évacuation.

Les bassins gonflables ont une durée de vie limitée : le garder gonflé et bien sec permet de le garder plus longtemps.

- 64 x 52 cm, vinyle, compact
- 64 x 52 cm, vinyle, set avec réservoir d'eau et pompe à main

AD160970 € 43,75

AD168311 € 59,90



Bassin gonflable pour laver les cheveux au lavabo

La découpe pour le cou a une forme anatomique pour un plus grand confort. La douchette illustrée de 140 cm de longueur est en option. Elle s'adapte à la plupart des robinets.

- 60 x 35 cm, PVC bleu
- option : douchette 140 cm

AD149347 € 55,00

AD149351 € 35,00



Housse imperméable pour plâtre pour la douche Sealcuff

On glisse cette housse de protection par dessus un plâtre, une attelle, un IV, un cathéter, ... afin de les protéger durant la douche, la natation, ...

La fermeture s'effectue par un solide bord élastique. Facile à appliquer d'une seule main. Convient pour une utilisation sous la douche, dans la piscine ou à la mer. Qualité durable. Pour adultes. Sans latex.

Qualité éprouvée

- main **AD167427** € 22,50
- demi-bras **AD167428** € 24,00
- bras entier **AD167429** € 27,50
- pied **AD167430** € 26,00
- demi-jambe **AD167431** € 27,50
- jambe entière **AD167432** € 27,50



Rehausseur de toilette Savanah®

Un rehausseur de toilette très confortable conçu pour s'adapter à la plupart des cuvettes de taille standard. Les calles sont pourvues d'antidérapants et sont faciles à manipuler. Le couvercle est simple à placer ou à enlever.

- 37 cm x 41 cm
- charge maximale : 190 kg

sans couvercle	• 5 cm - blanc	AD023514	€ 41,70
	• 10 cm - blanc	AD023519	€ 35,00
	• 13,2 cm - blanc	AD023520	€ 110,90
avec couvercle	• 5 cm - blanc	AD023515	€ 50,40
	• 10 cm - blanc	AD023518	€ 55,20
	• 13,2 cm - blanc	AD023521	€ 123,20
	• clips de réserve blancs (2)	AD155724	€ 7,40



Rehausseur de toilette Serenity

Ce rehausseur de toilette est conçu pour ressembler autant que possible à un siège de toilette standard. Facile à nettoyer grâce à l'alignement lisse et au fini très brillant. Ce rehausseur de toilette convient aux toilettes standard mais aussi aux toilettes carrées ! Parfaitement combinable avec la coquille Derby P-Guard (AD101354) à la page 22 : avec chaque siège de toilette Serenity, une fixation est fournie en standard. Couvercle disponible séparément.

- charge maximale : 220 kg

• 5 cm	AD156754	€ 40,00
• 10 cm	AD156753	€ 44,00
• couvercle	AD156755	€ 22,00

Convient également aux toilettes carrées

Rehausseur de toilette avec poignées

Rehausseur de toilette avec espace sur l'avant pour l'hygiène intime. Peut être fixé sur la toilette avec 3 systèmes de fixation adaptables. Les poignées sont recouvertes d'un matériel doux qui permet une bonne préhension.

- hauteur poignées : 19 cm
- distance entre les poignées : 44,5 cm
- charge maximale : 180 kg

- 10 cm AD027353 € 230,00



Rehausseur de toilette TSE 120 avec accoudoirs rabattables, réglable en hauteur

Rehausseur de toilette compact avec couvercle et accoudoirs rabattables. Avec espace sur l'avant et l'arrière pour l'hygiène intime. Réglable en hauteur sur 3 niveaux.

Fixation solide avec un système de calles, prend la place du siège existant.

- charge maximale : 120 kg

- réglable en hauteur 8,5 - 12 - 15,5 cm AD165778 € 119,00





Coussin de toilette pour toilette standard ou chaise percée

Coussin mou en forme de rehausseur de toilette, fixé avec 4 bandes Velcro au siège existant. Il est de ce fait facile à placer et à enlever. La surface est en vinyle blanc facilement lavable.

- 5 cm

AD023609	€ 34,90
----------	---------
- 10 cm

AD023610	€ 47,00
----------	---------

Coussin gel/visco pour chaise de toilette

Coussin de gel compact et confortable, spécialement conçu pour l'utilisation sur une chaise de toilette. L'ouverture peut être remplie avec le coussin d'obturation fourni, permettant d'utiliser le coussin comme un coussin de siège complet. Avec une base antidérapante et une housse imperméable, amovible et lavable en machine (30 °C).



- 40 x 40 x 2,5 cm

AD159822	€ 175,00
----------	----------



Cadre de toilette

Cadre de toilette solide, réglable en hauteur.

Disponible en 2 versions :

- **en acier, avec un coating blanc** : largeur fixe de 59 cm, réglable en hauteur de 69,5 à 85 cm. La profondeur est de 46 cm. Le poids est de ± 3,5 kg.
- **en aluminium** : réglable aussi bien en hauteur (62,5 à 79 cm) qu'en largeur (51 à 56 cm). La profondeur est de 49 cm. Le poids est de 2,8 kg, ce qui est utile pour les déplacements quotidiens. De par sa solidité et son format, il est aussi adapté pour les personnes plus lourdes.

La différence de prix est due au type de matériau et à la charge maximale.

charge max.

- acier blanc - libre

160 kg	AD136962	€ 99,00
--------	----------	---------
- aluminium, largeur réglable

190 kg	AD023620	€ 170,80
--------	----------	----------

Aide pour la toilette intime

Fabriquée pour atteindre la zone anale par l'avant. Au bout, des fentes permettent de tenir le papier de toilette. Le modèle ③ est très facile à manipuler. Le papier est d'abord solidement tenu et en poussant sur le bouton, il s'enlève facilement sans devoir le toucher. Les 2 versions sont disponibles dans une version repliable pour l'emporter facilement.



- | | | | | | |
|---|------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | longueur fixe | | | pliable |
| ① | • standard | 26 cm | AD023703 | € 53,50 | ② |
| ③ | • Easywipe | 37,5 cm | AD060139 | € 100,80 | ④ |
| | | | 12 cm | AD023704 | € 57,30 |
| | | | 19 cm | AD162660 | € 105,00 |



Siège de toilette TS 130

Chaise percée stable et de bonne qualité avec un cadre en acier. Siège, coussin d'assise, dossier et accoudoirs rembourrés et confortables. Facile à nettoyer : siège et coussin d'assise sont rabattables et s'enlèvent facilement. Couleur : noir/gris.

AD149402 € 195,00

- réglable en hauteur de 50 à 64 cm
- assise intérieure : 43 cm de large, 44 cm de profondeur
- base au sol : 50 x 58 cm (hauteur min.), 55 x 62 cm (hauteur max.)
- poids total : 8,5 kg
- charge maximale : 130 kg

Chaise percée/fauteuil luxe

Une chaise percée traditionnelle et luxueuse s'adaptant parfaitement dans un intérieur classique. Les accoudoirs sont suffisamment hauts pour donner un appui à la mise debout ou assise. La chaise entière est facile à nettoyer.

Disponible en 2 variantes :

1 Modèle Basket Weave : chaise percée en bois avec un revêtement en matière synthétique tissé blanc/beige. L'assise est amovible et en-dessous se trouve un seau en matière synthétique avec couvercle et poignée. Les accoudoirs sont suffisamment hauts pour donner un appui à la mise debout ou assise. **Ce modèle n'est pas réglable en hauteur.**

- hauteur d'assise : 46 cm
- largeur de l'assise intérieure : 44 cm
- base au sol : 55 cm à l'avant x 44 cm à côté x 43 cm à l'arrière
- poids : 7,2 kg
- charge maximale : 160 kg

2 Modèle Walton : chaise percée en aluminium avec un revêtement en matière synthétique tissé en blanc ou en brun foncé. Avec un coussin d'assise confortable. Sous l'assise amovible il y a un seau en matière synthétique avec poignée et couvercle pourvu d'un système de fermeture pour éviter les renversements. **Ce modèle est réglable en hauteur.**

- hauteur d'assise de 42 à 58 cm
- largeur de l'assise intérieure : 49 cm à l'avant, 40 cm à l'arrière
- base au sol : 58 cm à l'avant x 46 cm sur le côté, x 40 cm à l'arrière
- poids : 10 kg
- charge maximale : 190 kg



1

• beige AD096589 € 580,00



2

- beige AD162581 € 580,00
- brun foncé AD162582 € 580,00
- seau de réserve AD166520 € 110,00

Chaise percée de toilette TRS 130 avec des repose-pieds

Chaise percée en acier chromé avec 4 petites roues, dont 2 freinantes. Pourvue des repose-pieds amovibles et réglables en hauteur. Les accoudoirs sont rabattables pour faciliter les transferts. Couleur : noir/gris.

AD135757 € 229,00

- assise : largeur 44 cm, profondeur 42,5 cm
- largeur totale : 56 cm
- hauteur d'assise : 52 cm
- Ø seau : 30 cm
- espace libre en-dessous : hauteur de 43 cm
- roues : Ø 12,4 cm
- poids : 14,4 kg
- charge maximale : 130 kg



Barre d'appui repliable Ropox

Barre de toilette de haute qualité avec une forme elliptique extra-large, ce qui donne un soutien plus large. La version courbée donne sur l'avant une rehausse de 8 cm, ce qui permet une hauteur de soutien optimale lors de la position debout ou assise. On obtient le même effet en combinant la barre droite avec le bouton de soutien en option. Repliée, la barre se trouve à 13 cm du mur.

- disponible en 2 longueurs : 76 et 90 cm
- largeur de la surface d'appui : 6 cm
- charge maximale sur l'extrémité de la barre : 110 kg (76 cm) et 80 kg (90 cm)



76 cm | 90 cm

• courbée	AD160015	AD121200	€ 250,00
• droite	AD160014	AD121191	€ 230,00
	AD121189		€ 43,50
• porte-rouleau de papier de toilette	AD121191		€ 43,50

NOUVEAU



Lavabo réglable en hauteur Ropox Quickwash

Le « Quick Wash » est le lavabo idéal pour une utilisation en position assise et debout. Le déverrouillage de l'évier lui permet de se déplacer doucement vers l'avant et vers le bas. Cela garantit une portée maximale.

L'évier est livré avec un mitigeur, des flexibles de raccordement et un trop-plein.

Pour plus d'informations ou un devis : www.advys.be

- lavabo 50 x 43 cm, support haut/bas, avec robinet et tuyaux

AD168399 sur demande

NOUVEAU



Ropox Toilet Lifter

Le Ropox Toilet Lifter est un tout nouveau support haut-bas, idéal pour faciliter l'utilisation de vos toilettes, vous permettant de fonctionner de manière autonome plus longtemps. Ce support est disponible en version manuelle ou électrique et peut être combiné avec des barres d'appui confortables pour toilettes. La plupart des toilettes suspendues standard peuvent être montées sur ce support. Pour plus d'informations ou un devis : www.advys.be

sur demande



Barre d'appui repliable Days

Barre d'appui en acier avec un excellent rapport qualité/prix. Mécanisme de blocage en position verticale.

Le pied de support donne une stabilité supplémentaire et en même temps moins de tension sur la fixation au mur.

- longueur : 74 cm
- réglable en hauteur de 72 à 92 cm
- plaque de fixation murale : 23 x 10 cm.
- charge maximale : 125 kg

- avec pied de support **AD140733** € 100,00

Barre d'appui repliable Premium

Barre d'appui en acier bien fini. Mécanisme de blocage en position verticale. La fixation murale est munie de caches afin que les vis ne soient pas visibles (matériel de montage non inclus).

Un porte-rouleau de papier toilette est disponible en option, facile à installer.

- plaque de fixation murale : 10 x 13,5 cm
- charge maximale : 125 kg



• blanc - 60 cm	AD168927	€ 98,00
• blanc - 70 cm	AD168928	€ 104,00
• blanc - 80 cm	AD168929	€ 110,00
• noir - 70 cm	AD168931	€ 110,00
• acier inoxydable - 60 cm	AD168933	€ 120,00
• acier inoxydable - 70 cm	AD168934	€ 132,00
• acier inoxydable - 80 cm	AD168935	€ 144,00

options

• porte-rouleaux, blanc	AD168936	€ 16,00
• porte-rouleaux, noir	AD168937	€ 16,00
• porte-rouleaux, acier inoxydable	AD168938	€ 16,00

Bidet pour au-dessus d'une toilette

Pratique pour laver la zone intime. S'adapte sur la plupart des toilettes standard, ne peut pas se combiner avec un rehausseur de toilette.

AD160972 € 11,80





Urinal

Urinal facile à nettoyer avec une poignée pratique. Pourvu de graduations pour mesurer le bilan hydrique. Le modèle pour homme est pourvu d'un couvercle.

avec poignée

- homme, 1 litre **AD045372** € 10,40
- femme, 0,8 litre **AD045373** € 11,30
- option : brosse de nettoyage **AD168379** € 5,00

sans poignée

- homme, 1 litre **AD168376** € 7,00
- femme, 1 litre, avec couvercle **AD168377** € 7,00

Panne de lit

Panne de lit en matière synthétique blanche/mi-transparente. Forme anatomique avec rebord large. Nettoyable à l'eau chaude.

- 27 x 39 cm

AD168429 € 25,30



Panne de lit avec couvercle BioCote® Selina

Panne de lit de haute qualité avec un profil bas et pourvue d'un couvercle. Fabriquée dans un polypropylène et donc stérilisable jusqu'à 137 °C.

- 33,5 x 24,5 cm, hauteur de 5 à 8 cm
- 1 litre

AD023710 € 37,30



Coque Derby P-Guard

La coque est destinée à éviter les accidents mineurs. La coque est principalement destinée aux hommes ou garçons qui urinent en position assise. La coque peut se coller sur une toilette existante ou sur un rehausseur de toilette.

AD101354 € 45,00



Uri-Go® pour enlever l'odeur d'urine

Les taches ou les odeurs d'urine sont désagréables pour le confort de vie. Les odeurs d'urine font à présent partie du passé avec Uri-Go®.

Livré dans un vaporisateur très pratique et peut s'appliquer partout où il est nécessaire : sur les sols et parois, aux toilettes, sur des objets, des vêtements, ...

- spray 750 ml **AD071406** € 15,50

RECOMMANDÉ
Éliminez les mauvaises odeurs !



Aussi pour enfants

Squat-N-Go support pliable pour la toilette

Pour une position correcte lors de la visite aux toilettes. Une posture naturelle réduit la pression, la constipation et le risque d'hémorroïdes. La forme universelle rend ce support adapté à toutes les toilettes. Anti-glisse en bas pour la stabilité. Facile à nettoyer, compact et facile à ranger.

- 40 x 25 x 18 cm
- poids : 1 kg
- blanc **AD167001** € 24,95
- gris **AD167727** € 24,95
- noir **AD167728** € 24,95
- vert **AD167729** € 24,95
- bleu **AD167730** € 24,95



Petite table de lit en bois

Petite table de lit en bois qui se place au dessus des jambes. Tout autour, il y a un petit rebord afin d'éviter que les objets ne glissent de la tablette.
Réglable en 5 angles différents.

- dimensions de la tablette : 54 x 31 cm

AD024482 € 69,70



Table de lit sur 4 roues, dont 2 sont freinables

Cette petite table de lit existe en 2 versions :

- avec 1 plateau 55 x 40 cm en couleur bois, le plateau peut s'incliner légèrement
- avec 1 plateau inclinable 60,5 x 38,7 cm en couleur bois et avec un plus petit plateau fixe 38,7 x 20,5 cm : grâce auquel, il est possible par ex. d'incliner le grand plateau à 45° pour lire et avoir un café à portée de main

Tous les plateaux sont pourvus d'un petit rebord afin d'éviter que les objets ne glissent de la tablette.

- avec 1 plateau AD135663 € 104,20
- avec 1 plateau fixe et 1 inclinable AD160081 € 190,00



Barre d'appui/sécurité simple pour les 2 côtés

Cette barre se glisse sous le matelas et la largeur peut s'adapter sur 94 ou 140 cm. Pourvue de 2 poignées solides de chaque côté du lit. Se démonte pour faciliter le transport.

- hauteur des poignées : 44,5 cm
- charge maximale : 127 kg

AD127337 € 75,00



Barrière de lit/aide de transfert Stander™

2 en 1 :

- une aide technique de transfert très solide, qui s'abaisse rapidement quand on le désire
- une barrière de lit dont la longueur est réglable de 65 à 105 cm, avec un clic intermédiaire sur 85 cm

Le cadre en métal se glisse sous le matelas et est attaché avec une sangle fournie.

Pourvue d'un sac de rangement avec pochettes.

- poids : 6,3 kg
- charge maximale : 180 kg

AD149599 € 199,00





Barrière de lit/aide au transfert de lit RST

Aide au transfert en acier inoxydable dans un design neutre, qui se glisse sous le matelas et qui se fixe avec des sangles.

- réglable en hauteur de 42 à 53 cm
- cadre : 88 x 51 cm
- poids : 2,6 kg
- charge maximale : 100 kg

AD156773 € 79,00

Adaptation pour barrière de lit/aide de transfert sur un sommier à lattes

La plupart des barrières de lit/aides au transfert ont un cadre sous le matelas. Pour les sommiers à lattes, surtout les modèles réglables, on conseille un petit set de lattes à glisser. Celles-ci se fixent sur tout type de sommier à lattes et donnent plus de sécurité et une facilité d'utilisation.

- dimensions : 35 x 3 cm
- set de 4 AD156771 € 20,50



Perroquet

Ce perroquet est glissé sous et derrière le lit et transforme un lit normal en lit d'hôpital. Démontable en 3 pièces pour un transport facile. Disponible en 2 types sur pied et 1 type pour montage mural.

Type sur pied

- charge max. 75 kg AD159824 € 189,00
- charge max. 125 kg AD168182 € 230,00

Type pour montage mural

- charge max. 100 kg AD168026 € 235,00



CONSEIL DE NOTRE EXPERT

Lorsque vous faites votre choix, tenez compte de votre état de santé, pas de votre poids. Laissez-vous conseiller, si nécessaire.

Rehausseurs de meubles en matière synthétique, pour meubles avec ou sans pieds

Set de 4 rehausseurs pour rehausser les meubles tels que chaises, lits, canapés ou tables. Vous pouvez connecter les 4 rehausseurs avec un set de connexion en option pour plus de sécurité.



- réglable en paliers par un système de vissage
- rehaussement de 3,8 à 10 cm
- prévu pour différentes formes de pieds : ronds, carrés, avec roues de max 7 cm de Ø
- aussi prévu pour fixer sur une surface sans pieds comme par ex. un canapé (via les plaques fournies)
- ne s'aperçoit pas de trop
- couleur : noir
- charge maximale : 700 kg (réparti sur les 4 rehausseurs)

• set de 4 AD135806 € 89,00

• set de connexion - 1 croix AD161229 € 36,00

• prolongation pour les connexions AD161230 € 15,00

Rehausseurs de meuble en bambou

Set de 4 rehausseurs solides en bambou respectueux de l'environnement.

Il existe 2 types :

- **Des cubes** de 9,3 cm avec un trou de $\pm 1,6$ cm de profondeur sur 3 côtés avec différents \varnothing : 3,2 / 5,1 / 7,6 cm.
La rehausse effective est de 7,7 cm.
- **De grands blocs** de 15,5 cm avec un trou au dessus de $\varnothing 7,5$ cm et un pied plus large de 14,6 x 14,6 cm pour une plus grande stabilité.
La rehausse effective est de 13,5 cm.
- charge maximale : 380 kg (réparti sur les 4 rehausseurs)



- 9,3 cm, set de 4 **AD156757** € 79,00
- 15,5 cm, set de 4 **AD156758** € 120,00



Echelle de lit

Echelle simple avec 4 échelons de 20 cm de largeur et 2,5 cm de \varnothing . Ils sont espacés chaque fois de 18 cm. Avec une corde en nylon au pied du lit.

- longueur : 3 m

AD024000 € 38,40

RECOMMANDÉ
en cas de risque de
tomber du lit

Matelas à placer à côté du lit

Ce matelas est fabriqué en mousse ignifuge et pourvu d'une housse en PU respirante et lavable. Le matelas est pliable en 3 et pourvu d'un ruban/poignée et de cette manière facile à ranger.

- déplié : 180 x 60 x ± 5 cm
- plié : 60 x 60 x ± 15 cm
- charge maximale : 100 kg



AD104330 € 195,00



Dossier/repose tête réglable pour lit, avec coussinet

Ce soutien libre est destiné à tout lit normal et permet d'adopter une position plus aisée pour manger, lire, etc....

Le dossier est recouvert d'un tissu en nylon respirant. Un confortable coussinet (avec fixation Velcro) est inclus.

- dimensions : 50 x 65 cm
- inclinaison : 5 positions
- charge maximale : 113 kg

AD168232 € 68,50



Coussin de contour pour les jambes/mollets

Excellente répartition de la pression par l'utilisation de la mousse lente. Le coussin adopte doucement la position couchée et la forme du bas des jambes. Il procure une sensation agréable et reposante.

Housse amovible et lavable.

- 70 x 60 x 20 cm **AD159845** € 89,00

Coussin gonflable

Ce coussin gonflable a spécialement été conçu pour une position relaxe. Facile à emporter en excursion ou en voyage. Divers usages : p. ex. comme soutien de la tête ou du dos. Une pompe est livrée avec le coussin.

- dimensions : 70 x 50 cm
- épaisseur : de 10 à 20 cm, selon le gonflage

AD168418 € 31,60



Konbanwa Leg Pillow : coussin d'abduction des genoux

Le Konbanwa Leg Pillow est un coussin ergonomique de forme ovale qui s'adapte confortablement entre vos genoux, offrant à votre corps le soutien nécessaire pendant la nuit. La sangle pratique garantit que le coussin ne tombe pas pendant la nuit.

Fournit un soulagement optimal de la pression et un alignement droit de la colonne vertébrale, des hanches et du bassin.

Soulage les douleurs dans le dos, les hanches, les jambes et les genoux, améliore la circulation sanguine et assure une position de sommeil correcte.

Fabriqué en mousse ventilée.

Le coussin est compact et facile à ranger dans un sac ou une valise.

La housse est amovible et peut être lavée à 30 °C. La haute qualité de la housse garantit une longue durée de vie.

- 26 x 24 x 14 cm **AD168269** € 27,45



Coussins d'abduction des genoux

Petit coussin pré-moulé se plaçant entre les genoux.

Le coussin se fixe avec des bandes Velcro.

Tous les coussins conviennent pour le couchage latéral, le coussin 3 est également adapté pour se coucher sur le dos car il peut également être utilisé ouvert.

1. **AD162661** : 26 x 21 x 16 cm
2. **AD162688** : 24 x 19 x 14 cm
3. **AD167142** : 52 (ouvert) x 19 x 8,5 cm

- 1 • avec mousse solide **AD162661** € 29,00
- 2 • avec mousse visco-élastique **AD162688** € 46,50
- 3 • avec mousse visco-élastique **AD167142** € 42,50



Protections coudes/talons GelBodies™

Protections confortables pourvues d'un coussinet de gel silicone. Les Gelbodies™ sont conçues pour une utilisation de longue durée, pourtant on conseille de ne pas les porter plus de 12h par jour. En cas de doute sur la bonne taille, prenez la taille la plus grande. Pour les talons, on peut également opter pour la version avec une protection supplémentaire sur les 2 côtés. Cela peut être utile quand on est beaucoup couché sur le côté. La pastille de gel s'enlève de la protection avant le lavage. Ce gel ne peut en aucun cas être mis dans la machine à laver ou dans le séchoir.



1 Pour talon et coude - par paire :

• S - 20-25 cm	AD121053	€ 67,50
• M - 25-30 cm	AD121054	€ 67,50
• L - 30-36 cm	AD121055	€ 67,50
• XL - 36-41 cm	AD121056	€ 67,50

PRISE DE MESURE



2 Pour talon avec une protection supplémentaire sur le côté - par paire :

• S - 20-25 cm	AD121064	€ 76,00
• M - 25-30 cm	AD121062	€ 76,00
• L - 30-35 cm	AD121063	€ 76,00



Protections coude/talon Akton™ Gel

Protection élastique, confortable avec un coussinet de gel Akton™. Effective par une distribution maximale de la pression. Le Gel Akton™ a été conçu pour une utilisation durable, pourtant on conseille de ne pas porter les protections plus de 12h par jour. Ce coussinet de gel s'enlève de la protection avant le lavage. Ce gel ne peut en aucun cas être mis dans la machine à laver ou dans le séchoir. Disponible par paire.

• S - 23 cm	AD026714	€ 71,90
• M/L - 28 cm	AD026715	€ 71,90
• XL - 33 cm	AD026716	€ 71,90



Protège-talon Heel Protector

Le protège-talon reste positionné sur la zone désirée. L'utilisation d'un revêtement intérieur spécial garantit que les forces de frottement et de cisaillement sont réduites au minimum. L'ouverture du talon favorise la circulation et permet un contrôle facile. Livré avec un sac de lavage.

- sans latex
- lavable en machine jusqu'à 40 °C
- séchage à basse t°

• par pièce **AD163703** € 54,50



Protège-talon en forme d'anneau

Ce coussin confortable, en forme d'anneau libère entièrement le talon du drap de dessous. Il est rempli de fibres creuses de polyester siliconé, avec des propriétés lentes à la combustion. Le revêtement de haute qualité PU est extensible, respirant et imperméable. Le coussin est lavable en machine jusqu'à 40°C.

• par pièce **AD159947** € 64,00



Protection de matelas imperméable

2 couches :

- une couche en PU imperméable
- et la dessus une couche de molleton (100% coton) ou d'éponge-stretch
- lavable en machine jusqu'à 95 °C



	Molleton	Éponge	
• 50 x 90 cm	AD155775	AD155776	€ 15,00
• 75 x 100 cm	AD155771	AD155773	€ 19,00
• 90 x 150 cm	AD155772	AD155774	€ 27,00

Housse matelas incontinence

Housse de matelas imperméable en vinyle souple. Ne fait pas de bruit, durable et douce pour la peau.

- lavable en machine jusqu'à 95 °C



• 90 x 200 cm	AD168359	€ 19,90	• 160 x 200 cm	AD168360	€ 29,00
• 140 x 200 cm	AD168273	€ 19,90	• 180 x 200 cm	AD168361	€ 29,00

Coussins de positionnement

Ces coussins sont adaptés pour le soutien de certaines parties du corps. Remplissage : billes de polystyrène. Les dimensions concernent un coussin déplié. Les coussins ont une housse en PU imperméable et respirante. Les coussins sont lavables en machine jusqu'à 90 °C. Il y a une taie en coton/ polyester à commander séparément qui assure une hygiène et un confort supplémentaires. La taie est lavable en machine jusqu'à 60 °C. Autres coussins : sur demande.



• grand coussin rectangulaire pour sous les jambes ou derrière le dos PL8 - 55 x 10 cm	AD159828	€ 61,00
• taie PL8	AD161064	€ 31,00
• petit coussin rectangulaire pour sous le bras PL10 - 40 x15 cm	AD159830	€ 43,00
• taie PL10	AD161065	€ 27,00
• coussin triangulaire pour sous les genoux PL12 - 55 x 30 x 25 cm	AD159832	€ 89,00
• taie PL12	AD161067	€ 44,00
• grand coussin en fer à cheval pour le dos ou les côtés PL16 - 161 cm	AD159835	€ 132,00
• taie PL16	AD161069	€ 64,00
• grand coussin en forme de serpent pour le côté PL17 - 180 cm	AD159827	€ 163,00
• taie PL17	AD161063	€ 70,00
• petit coussin en fer à cheval pour le cou PL18 - 45 cm	AD159843	€ 59,00
• taie PL18	AD161072	€ 29,00

Conseils de nos ergothérapeutes...

Les protecteurs de talon et de coude et les coussins de positionnement offrent plus de soutien et/ou une pression réduite sur les membres et les articulations lorsque vous êtes assis ou couché. Ces aides techniques sont également idéales pour prévenir les escarres de pression. Une fiche technique d'utilisation correcte des coussins de positionnement est disponible sur notre site web www.advys.be

Vous trouverez également plus de coussins, tels que des coussins pour la nuque, mais aussi des coussins pour augmenter votre confort d'assise, dans ce catalogue à la p. 72, 75 et 76 et sur notre site web.



SlipLift® Traveler : enfile slip, pliable

Le fameux SlipLift® est le gagnant de l'émission «Les Inventeurs» de TV éen. C'est un projet original que Pierre van Den Broecke a créé pour sa soeur. ADVYS en est le fabricant. Le SlipLift® est disponible exclusivement chez les distributeurs de ADVYS. Il est destiné à tous ceux qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas atteindre leurs pieds et est utilisé pour enfiler les slippers mais aussi pour les pantalons qui ont un élastique à la taille. Facile à ranger et à emporter en voyage.

- standard - ouverture 34 x 18 cm

AD136939	€ 41,50
----------	---------
- XXL - ouverture 41,5 x 20,5 cm

AD149285	€ 51,00
----------	---------



Enfile-bouton et tire-fermeture éclair

Un enfile-bouton est surtout destiné aux personnes ayant des problèmes de motricité fine. La poignée est épaissie pour une meilleure préhension. Passer l'accroche-bouton en inox dans la boutonnière, attraper le bouton, puis tirer sur le bouton en exerçant un mouvement de torsion. La variante de la qualité bien connue BIG-GRIP™ (anciennement Good Grips®) convient parfaitement aux petits boutons tels que les chemises/chemisiers, ...

- 1 • enfile-bouton avec poignée épaissie

AD024271	€ 12,50
----------	---------
- 2 • combinaison avec un tire-fermeture éclair

AD024273	€ 9,20
----------	--------
- 3 • enfile-bouton BIG-GRIP™

AD136999	€ 26,00
----------	---------



Enfile-bas

Enfile-bas simple, destiné aux personnes qui ne peuvent pas atteindre leurs pieds mais qui ont encore l'utilisation de leurs 2 mains. Existe sous forme d'un petit tuyau en plastique pliable auquel est attaché un ruban. Le modèle AD024262 a une encoche pour garder le bas en place plus facilement tout en le mettant.

- standard

AD024260	€ 10,40
----------	---------
- avec petite encoche

AD024262	€ 9,20
----------	--------
- double, pour panty's

AD024264	€ 17,10
----------	---------





RECOMMANDÉ

2 en 1!

Enfile-bas rallongé d'un chausse-pied

Combinaison d'un enfile-bas et d'un chausse-pied. Aussi bien pour droitier que gaucher, le manchon peut se retourner. De l'autre côté se trouve un chausse-pied, celui-ci est pourvu d'une découpe pour l'enlèvement des chaussettes.

AD024270 € 25,30



Enfile-bas Comfort recouvert de tissu éponge

Le plus confortable des enfile-bas : design spécial pour glisser les chaussettes facilement autour du talon. Le revêtement intérieure en nylon offre une résistance minimale, l'extérieur en tissu éponge offre suffisamment de friction pour maintenir le bas assez longtemps jusqu'à ce qu'il soit complètement autour du pied. Poignées faciles et solides. Ne peut être lavé qu'à la main.

AD160987 € 16,90

Enfile-bas en métal pour bas de contention

Cadre en métal, recouvert de plastique pour permettre au bas de glisser. Grâce à cette couche lisse, le bas ne peut pas s'abîmer. Destiné aux personnes ayant la fonction des 2 mains mais qui ne peuvent plus atteindre leurs pieds à cause d'une mobilité réduite. Les poignées sont à rallonge et tournent à 90°. De ce fait, elles peuvent toujours prendre la position parfaite.



- simple AD045571 € 45,70
- double AD060253 € 69,50


Chausse-pieds adaptés

Différentes variantes :

- 1 version économique en matière synthétique
- 2 version 2 en 1 en matière synthétique avec gratte-dos
- 3 version en métal avec à son extrémité une poignée en matière synthétique souple et antidérapante et un crochet pour le ranger plus facilement
- 4 version légère en métal avec une section à ressort qui suit le mouvement lorsque la chaussure est enfilée. Equipé d'une poignée en en matière synthétique avec une boucle pour un rangement facile



2 en 1!



- 1 • en matière synthétique, 60 cm AD168317 € 6,00
- 2 • 2 en 1, en matière synthétique, 56 cm AD168357 € 13,30
- 3 • en métal, poignée en matière synthétique, 60 cm AD024250 € 16,00
- 4 • en métal, modèle léger avec ressort, 60 cm AD045565 € 42,20

Aussi des problèmes à mettre et enlever des bas de contention ?

Mettre et enlever des bas thérapeutiques de soutien, de pression ou de contention, sont souvent des manipulations difficiles qui reviennent quotidiennement. Pour les professionnels de soins, cette tâche est classée dans le top 3 des manipulations lourdes. Pour beaucoup de personnes âgées, il est impossible de le faire seul. Arion a développé une ligne complète pour chaque type de bas basée sur des matériaux très glissants. Chaque produit est pourvu d'un mode d'emploi clair. La désinfection est possible en nettoyant le produit avec une solution d'alcool.

L'aide technique d'Arion pour mettre et enlever les bas de contention

Pour faire le choix de la bonne aide technique, il faut tenir compte de :

- est-ce pour un bas de contention avec embout ouvert ou fermé?
- est-ce seulement pour mettre ou aussi pour enlever?



	XS < 34	S 34-36	M 37-38,5	L 39-41	XL >42	
• Mettre Embout ouvert Easy-slide	AD155873	AD155874	AD155875	AD155876	AD155877	€ 35,20
• Mettre Embout ouvert et enlever Sim-Slide		AD155904	AD155905	AD155906	AD155907	€ 46,80
			M < 39	L 39-43	XL >44	
• Mettre Embout fermé Magnide			AD155901	AD155902	AD155903	€ 49,00
• Mettre et enlever Embout fermé Magnide 2 en 1			AD161051	AD161053	AD161054	€ 68,20



SlideX

M - Ø de la jambe < 20 cm

AD155957 € 22,60

L - Ø de la jambe > 20 cm

AD155958 € 22,60



Gants antidérapants par paire

S - < 7,5 cm

AD155998 € 11,60

M - 7,5 - 8,5 cm

AD155996 € 11,60

L - 8,5 - 9,5 cm

AD155997 € 11,60



Autres aides Arion : voir aussi les pages 60 et 71.



Quickshoelace lacets élastiques

Les lacets élastiques de Quickshoelace ont un design très innovant avec 3 avantages majeurs : ils font gagner du temps, simplifient la vie et sont également un accessoire de chaussure à la mode. Convient à toutes les chaussures trouées et a une longueur universelle de 120 cm qui peut simplement être coupée à la longueur souhaitée. Disponible en différentes couleurs, également audacieuses. Convient à toutes les générations, des enfants aux personnes âgées!

Livré dans une boîte en métal et comprend :

- 1 paire de lacets élastiques avec logo Q (longueur : 120 cm, épaisseur : 7 mm)
- 4 fixations en métal
- 4 disques métalliques (sliders, stoppers)
- 4 vis

Les pièces métalliques sont inoxydables.



CONSEIL

Vous trouvez une vidéo d'utilisation sur www.advys.be

STYLE CLASSIQUE



Lacets élastiques classiques

- noir - 65 cm (2 paires) **AD044318** € 18,90



Lacets spirale élastiques

standard, 5mm

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| • standard, brun (1 paire) | AD168363 | € 6,70 |
| • standard, noir (1 paire) | AD168364 | € 6,70 |
| • standard, bleu (1 paire) | AD168365 | € 6,70 |
| • standard, blanc (1 paire) | AD168366 | € 6,70 |

	standard	
blanc	AD167051	€ 19,25
beige	AD168267	€ 19,25
brun	AD167046	€ 19,25
gris	AD167041	€ 19,25
noir	AD167040	€ 19,25
cuivre	AD168268	€ 19,25
argent	AD167042	€ 19,25
or	AD168329	€ 19,25
rouge	AD167043	€ 19,25
turquoise	AD167047	€ 19,25
bleu	AD168325	€ 19,25
bleu marine	AD167045	€ 19,25
fuchsia	AD168326	€ 19,25
violet	AD167044	€ 19,25
jaune	AD168327	€ 19,25

	neon	
orange	AD167048	€ 19,25
rose	AD167049	€ 19,25
vert	AD167050	€ 19,25
jaune	AD168328	€ 19,25
rainbow	AD168324	€ 19,25

Tous les couverts sont prévus pour aller au lave-vaisselle ménager à une température modérée, sauf indiqué autrement.



Couverts adaptés Senior

Couverts en acier inoxydable comprenant 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à soupe et 1 cuillère à thé. La poignée plus épaisse offre plus de contrôle en cas d'une fonction de préhension réduite, une force réduite, ...

- poids : 32 g
- le lavage à la main est recommandé

• set de 4 **AD167711** € 28,75

Version
enfants

Couverts adaptés Kura Care

Kura Care est un parfait exemple d'Universal Design : les préhensions anatomiques ne se remarquent pas trop et sont antidérapantes. La bande colorée dans le manche a été choisie soigneusement afin de moins remarquer que le manche est courbé. La version pour enfants est fabriquée dans des couleurs attrayantes, la version adulte est dans un gris foncé/blanc stylé ou rouge/blanc pour des personnes ayant des problèmes visuels ou atteintes de démence. Disponible en set ou séparément sur demande.

- longueur poignée : 12,8 cm (adultes), 10 cm (enfants)
- poids : de 50 à 55 g

- set de 3, pour adultes, gris foncé/blanc **AD150328** € 32,00
- set de 3, pour adultes, rouge/blanc **AD157136** € 32,00
- set de 3, pour enfants, couleurs vives **AD150329** € 22,00



Couverts adaptés Newstead

Les manches Newstead sont doux, antidérapants et ergonomiques, fabriqués en ABS et ne contenant pas de latex. La version alourdie est destinée aux personnes souffrant de tremblements. La version standard est uniquement disponible en set, les spécifications de la version lestée sont également disponibles séparément sur demande.

- longueur poignée : 13,8 cm



À NOUVEAU
DISPONIBLE

- | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| | poids : 80 g | version lestée : 130 g |
| • set de 4 | AD045639 € 79,20 | AD045649 € 85,00 |

Couverts très légers avec manche en mousse

Couverts très légers et montés sur des manches confortables en mousse gris clair, avec empreintes pour les doigts. L'utilisation d'un lave-vaisselle est déconseillée.

- longueur poignée : 11,5 cm
- poids : de 30 à 45 g

- couteau **AD024385** € 13,70
- fourchette **AD024386** € 16,60
- cuillère **AD024387** € 16,00
- cuillère à café **AD024388** € 16,60
- set de 4 **AD024389** € 52,40



Couverts très légers et courbés avec manche en mousse

Version courbée des couverts légers. Couteau spécial bascule à 90°, également utilisable pour usage uni manuel. La cuillère et la fourchette sont courbées à 40°. L'utilisation d'un lave-vaisselle est déconseillée.

- couteau 90° **AD024390** € 18,40
- fourchette 40° droite, pour la main gauche **AD024391** € 14,20
- fourchette 40° gauche, pour la main droite **AD024392** € 14,20
- cuillère 40° droite, pour la main gauche **AD024393** € 14,20
- cuillère 40° gauche, pour la main droite **AD024394** € 14,20

SOLUTION
PETIT BUDGET !



**NOUVEAU
DISPONIBLE
EN 2 VARIANTES**



Cuillère stable et dynamique ELISPOON

L' ELISPOON permet de manger d'une façon plus contrôlée et autonome en ayant une mobilité limitée des mains et / ou des bras.

Un contrepoids et des axes de rotation maintiennent la cuillère stable indépendamment de la façon de tourner, plier ou déplacer la main ou le bras, ce qui facilite le ramassage de la nourriture et évite qu'elle ne tombe de la cuillère.

Ne contient pas de composants électriques ou de batteries pour une utilisation et un nettoyage faciles. Convient pour l'utilisation chez les droitiers et les gauchers.

Disponible en 2 versions : cuillère à thé et cuillère à soupe. La grande cuillère convient pour la soupe et les plats chauds, la petite cuillère pour le dessert.

La petite cuillère est également recommandée pour les enfants ou les personnes ayant une motricité orale limitée.

- longueur poignée : 15,5 cm
- poids : 68 g (cuillère à thé), 78 g (cuillère à soupe)

• cuillère à thé	AD168838	€ 150,00
• cuillère à soupe	AD168839	€ 180,00

Couverts adaptés et pliables BIG-GRIP™

Les couverts BIG-GRIP™ ont un manche doux, qui même mouillé tient bien dans la main. Les manches confortables ont 3,5 cm d'épaisseur et sont fabriqués dans un matériel légèrement caoutchouteux avec des nervures flexibles qui s'adaptent à chaque main. Il y a 1 point pliable, afin de tourner les cuillères et fourchettes dans l'angle souhaité, aussi bien vers la gauche que la droite, en principe une fois. La version alourdie est destinée aux personnes souffrant de tremblements.

- longueur poignée : 11cm



Good Grips® devient BIG-GRIP™ :
identique qualité excellente



	poids : 80 g		version alourdie : 170 g	
• couteau Rocker	AD127408	€ 21,00	AD168770	€ 42,00
• couteau Rocker denté	AD127412	€ 36,50		
• fourchette	AD127407	€ 21,00	AD168753	€ 42,00
• cuillère à soupe	AD127411	€ 21,00	AD168754	€ 42,00
• cuillère à thé	AD127409	€ 21,00	AD168863	€ 42,00

Couvert adapté Henro-Grip®

La gamme comprend une cuillère, un couteau bascule et une fourchette/cuillère combinée. Cette dernière est appelée 'Spork'. Dans la version 'enfants' la couleur désigne le fait que c'est pour un gaucher ou pour un droitier : le bleu est pour les droitiers et le vert pour les gauchers. La version pour adultes est gris foncé ou rouge. La version rouge a été conçue pour les personnes ayant des problèmes visuels ou atteintes de démence.



Version enfants



	version enfants	version adultes		
	vert (gauche) ou bleu (droite)	gris foncé	rouge	
• Spork : cuillère/fourchette droite	AD127268	AD155985	AD156238	€ 15,20
• Spork : cuillère/fourchette gauche	AD127269	AD155986	AD156239	€ 15,20
• cuillère droite	AD127270	AD155987	AD156240	€ 15,20
• cuillère gauche	AD127271	AD155988	AD156241	€ 15,20
• couteau bascule		AD160034	AD160035	€ 15,20

Couvert combinés 2 en 1

Handy est une cuillère /fourchette robuste, aussi appelée Spork et est légèrement concave afin que les aliments n'en tombent moins vite. Knork™ est une combinaison fourchette/couteau dont la fonction de couper se fait par un mouvement de bascule.



- 1 • Handy

AD165921	€ 17,00
----------	---------
- 2 • Knork™

AD072533	€ 43,10
----------	---------

Couvert légers pour fonction uni manuelle

Manches ultralégers en mousse de 2,8 cm de Ø. Le couteau Nelson coupe par mouvement de bascule et non par mouvement de scie. L'utilisation d'un lave-vaisselle est déconseillée.

- fourchette/cuillère

AD045667	€ 18,40
----------	---------
- couteau/fourchette Nelson

AD045666	€ 19,50
----------	---------

SOLUTION PETIT BUDGET!

Conseils de nos ergothérapeutes...

- Comment choisir un couvert adapté? Choisissez un :
- couvert avec une poignée plus épaisse quand la force de la main est diminuée
 - couvert léger quand la force en général est diminuée
 - couvert alourdi quand vous avez un problème de tremblements
 - couvert courbé ou pliable quand la possibilité de mouvement dans le poignet est amoindrie et qui fait que la fourchette ou cuillère ne rentre plus dans la bouche avec un bon angle

Couteau à bascule T-Knife

Pratique pour les personnes ayant peu de force dans les doigts et une motricité fine limitée. Avec le couteau bascule, la force est exercée avec le prolongement du bras, donc moins de charge sur le poignet. Et pourtant il y a moins de chance que la nourriture ne glisse. Lame en acier inoxydable.

- lame - 10 cm **AD022983** € 71,90



Couverts anti-blessure

Ces couverts en matière synthétique sont spécialement fabriqués pour ne pas vous blesser.

- longueur poignée : 12 cm (couteau), 13 cm (fourchette et cuillère)
- poids : 13 g (fourchette), 14 g (cuillère), 15 g (couteau)
 - couteau vert **AD168235** € 2,80
 - cuillère blanche **AD168237** € 2,80
 - cuillère noire **AD168843** € 2,80
 - fourchette noire **AD168236** € 2,80



Rebord anti-débordement pour cuillère

Pour manger de façon autonome et sûre : permet à la nourriture de rester dans la cuillère malgré les tremblements.

Discret et adaptable sur les cuillères courantes. Fabriqué en caoutchouc thermoplastique (TPE). Lavable en lave-vaisselle à température modérée.

- par pièce **AD163730** € 6,60
- par 3 **AD163731** € 19,40



Support universel Multi-Holder

Le Multi-Holder est fabriqué dans un tissu souple et extensible. Utilisé pour maintenir les couverts, stylos, brosses, peignes,... Pour droitier ou gaucher.

AD024411 € 22,40

Épaississement pour couverts normaux Elan, Ornamin

Elan est un épaississement avec des caractéristiques antidérapantes excellentes. A une forme moderne et est prévu pour mettre sur une fourchette ou cuillère normale. L'ouverture est plate et fait 15 x 2 mm. Résiste au lave-vaisselle.

- rouge **AD155009** € 5,50
- noir **AD155010** € 5,50





Manchette lestée pour le poignet

Une manchette lestée permet de diminuer les tremblements et d'augmenter la stabilité lors des mouvements. Est souvent utilisée par des personnes souffrant de Parkinson, entre autres pendant les repas. La manchette se fixe à l'aide d'une bande Velcro. Des versions plus lourdes sont sur demande, voir aussi notre site Web www.advys.be.

- 0,5 kg **AD168340** € 13,75

Support pour couverts normaux, GripoBalls et Gripofix

GripoBall est un épaississement original de forme ronde de 4 mm de Ø qui va sur les couverts, stylos ou brosses à dents.

On peut aussi monter 2 ou 3 épaississements l'un après l'autre ou les alourdir avec des billes métalliques (par exemple pour des problèmes de tremblements).

Gripofix est une sangle se mettant autour de la main qu'on peut aussi combiner avec le Gripoball. Avec Gripofix on peut fixer des couverts, une brosse à dents, du matériel d'écriture, etc.

Les GripoBall et Gripofix sont également disponibles dans les versions pour enfants : **Mini-GripoBall** et **GripoKid**. Résistant au lave-vaisselle.



- Gripoballs, par 3, bleu **AD156293** € 20,50
- option : billes en inox pour alourdir 10 g (par 5) **AD156865** € 16,75
- Gripofix strap, noir **AD160954** € 21,50
- Gripofix strap, blanc **AD160955** € 21,50
- Gripofix strap, transparent **AD166773** € 21,50
- 1 Gripoball, 1 Gripofix blanc, 5 billes en inox pour alourdir 10 g **AD167112** € 40,00
- 1 Gripoball, 1 Gripofix noir, 5 billes en inox pour alourdir 10 g **AD160956** € 40,00
- 1 Gripoball, 1 Gripofix transparent, 5 billes en inox pour alourdir 10 g **AD166774** € 40,00



pour enfants

- Mini-Gripoballs, par 3, rouge **AD167113** € 20,50
- GripoKid strap, noir, 2 pièces **AD162725** € 21,50
- 3 Mini-Gripoballs, 2 Gripokids, noir **AD167116** € 31,00



Tous les rebords, les assiettes et gobelets sont prévus pour aller dans le lave-vaisselle ménager à une température modérée, sauf indiqué autrement.

Rebord d'assiette

Rebord d'assiette muni de 3 fixations pour assiette plate de 19 à 25,5 cm de Ø. Le polypropylène (PP) est une matière synthétique plus douce, plus résistante aux cassures, mais moins aux griffes. L'ABS est très dur, mais peut éventuellement casser quand on ouvre l'anneau trop loin.



CONSEIL

fixez le rebord d'assiette dans le sens contraire du ramassage!



• blanc	AD024423	€ 6,60
• rouge	AD160962	€ 8,20
• blanc	AD142032	€ 15,50
• bleu	AD142028	€ 15,50
• rouge	AD142030	€ 15,50

Assiette avec bord relevé et ventouse

Cette assiette antidérapante à rebord surélevé permet de manger plus facilement en toute autonomie. La nourriture peut facilement être ramassée grâce au bord surélevé. Convient au micro-ondes à température modérée.

- Ø : 24 cm
- hauteur : 6 cm

• 24 cm - blanc	AD168371	€ 21,20
• 24 cm - rouge	AD168373	€ 23,60

NOUVEAU



Assiette avec rebord intégré

La conception unique rend cette assiette adaptée à tous les types de plats, de la soupe au dessert. La nourriture peut facilement être ramassée grâce au bord surélevé. Convient au micro-ondes.

- Ø 24 cm
- hauteur : 5,7 cm



• blanc	AD166971	€ 32,80
• rouge	AD166972	€ 32,80
• option : couvercle blanc	AD166973	€ 13,70

Assiette asymétrique avec bord surélevé, Scoop

Assiette légère en polypropylène avec un anneau en caoutchouc antidérapant en-dessous. Le bord le plus bas à seulement 1,3 cm de haut de façon à ce que la personne puisse prendre facilement la nourriture. Le bord le plus haut grimpe jusqu'à 3,8 cm de hauteur. Convient au micro-ondes : l'assiette elle-même ne chauffe pas !

- 23 cm - blanc **AD027395** € 28,00



Assiette asymétrique ovale Manoy

Ces assiettes en mélamine ont une forme ovale et aident la personne à mieux prendre sa nourriture. Pour empêcher le déplacement de l'assiette, il vaut mieux la combiner avec un set de table antidérapant, par ex. Dycem®. Ne convient pas au micro-ondes.

- dimensions : 23 x 16 cm (petite version), 28 x 20 cm (grande version)
- poids : 200 g (petite version), 260 g (grande version)
- hauteur : 2,5 cm (petite version), 3 cm (grande version)

**NOUVELLE
VERSION**



- 23 cm - petit modèle **AD024417** € 19,80
- 28 cm - grand modèle **AD024418** € 26,80

Assiette avec 3 compartiments

En mélamine : très résistante aux griffes mais ne convient pas au micro-ondes. Avec pieds antidérapants en-dessous.

- hauteur : 3 cm

- Ø 22 cm - blanc **AD168227** € 24,10



Assiette isolante avec couvercle

Cette assiette en matière synthétique à 2 compartiments est pourvue d'un couvercle. On met de l'eau chaude ou de la glace pillée par l'ouverture que l'on referme avec un bouchon à visser. En-dessous il y a un anneau antidérapant pour la stabilité. Un couvercle transparent est compris. Convient au micro-ondes.

- 22 cm **AD160969** € 15,70



Convient pour les plats
froids et chauds!



Une assiette adaptée intègre les avantages d'un rebord d'assiette, sans pour autant l'appliquer et le retirer à chaque fois. Une assiette en matière synthétique casse rarement quand on l'utilise normalement. Une cassure ou fente est toujours possible, tout dépend du type de matière synthétique dont l'assiette est fabriquée ou éventuellement de comment elle tombe.

Assiette asymétrique avec bord incorporé Ornamin

Des assiettes avec un fond oblique de manière à ce que la nourriture glisse d'un côté contre un bord incliné discret. L'assiette classique est disponible en matière synthétique SAN. Le bol et l'assiette à dessert sont disponibles en mélamine, la matière la plus solide. Mais la mélamine n'est pas résistante aux micro-ondes, la variante SAN l'est. Vous pouvez choisir entre des variantes neutres ou colorées. Les variantes colorées offrent un confort visuel aux personnes ayant des problèmes visuels et peuvent également activer les personnes atteintes de démence et ainsi stimuler la prise de nourriture. Les assiettes sont pourvues d'un anneau antidérapant en bas.



Assiette classique Ø 27 cm

	SAN	
• blanc	AD166907	€ 23,80
• blanc avec rebord bleu	AD166908	€ 30,00
• blanc avec rebord jaune	AD166912	€ 30,00
• blanc avec rebord vert	AD166915	€ 30,00
• blanc avec rebord rouge	AD166917	€ 30,00
• blanc avec rebord cassis	AD166919	€ 30,00
• blanc avec rebord vert foncé	AD166921	€ 30,00

Assiette à dessert Ø 20 cm

	Mélamine	
• blanc	AD141011	€ 33,50
• blanc avec rebord bleu	AD141037	€ 40,00
• blanc avec rebord jaune	AD141038	€ 40,00
• blanc avec rebord vert	AD141039	€ 40,00
• blanc avec rebord rouge	AD141036	€ 40,00

Bol Ø 15,5 cm


	Mélamine	
• blanc	AD127321	€ 22,70
• avec rebord bleu	AD149251	€ 27,20
• avec rebord jaune	AD149254	€ 27,20
• avec rebord vert	AD149252	€ 27,20
• avec rebord rouge	AD149253	€ 27,20

Assiette isolante Thermo Ornamin

On verse de l'eau chaude dans l'une des ouvertures qui se trouvent en-dessous des poignées colorées et antidérapantes. On peut remplir aussi l'assiette avec de la glace pillée afin de garder le plat plus longtemps frais. En-dessous, il y a un anneau antidérapant. Faite en mélamine (partie blanche à l'intérieur) et polypropylène (extérieur). La mélamine est très résistante aux griffes mais ne convient pas au micro-ondes. D'autres couleurs sur demande.



Convient pour les plats froids et chauds !



Assiette Ø 25,5 cm

• blanc - bleu	AD141275	€ 38,90
• blanc - cassis	AD141277	€ 38,90
• blanc - rouge	AD141283	€ 38,90
• blanc - vert foncé	AD167076	€ 38,90

Assiette profonde Ø 19 cm

• blanc - bleu	AD141265	€ 34,70
• blanc - cassis	AD141267	€ 34,70
• blanc - rouge	AD141273	€ 34,70
• blanc - vert foncé	AD167077	€ 34,70

Les gobelets d'**Ornamin** sont fabriqués en Allemagne et se remarquent par leur grande qualité et leur beau design. En même temps les adaptations ergonomiques se remarquent à peine.

En matière synthétique très solide et incassable lors d'une utilisation normale.

Convient au micro-ondes et au lave-vaisselle à température modérée.

D'autres couleurs sur demande.

Gobelet SAN Ornamin 350 ou 450 ml

Ce gobelet léger et économique se tient bien en main, est stable et approprié pour les boissons chaudes et froides. Empilables et donc économie d'espace. Disponible sans poignée ou avec 1 grande poignée ouverte, à savoir la variante **Culinar**.

- Ø 9 cm

350 ml

• transparent	AD160991	€ 4,40
• blanc	AD160993	€ 4,40
• gris lin	AD167102	€ 4,40
• vert sauge	AD167104	€ 4,40
• noir	AD167687	€ 4,40

450 ml

• transparent	AD161101	€ 5,20
• blanc	AD162343	€ 5,20
• gris lin	AD167108	€ 5,20
• vert sauge	AD167110	€ 5,20



Gobelet Culinar (avec une anse)

• blanc	AD156334	€ 16,50
• jaune/blanc	AD156326	€ 16,50
• bleu/blanc	AD156324	€ 16,50
• vert/blanc	AD156328	€ 16,50
• rouge/blanc	AD156330	€ 16,50
• cassis/blanc	AD167095	€ 16,50
• gris lin/blanc	AD167096	€ 16,50
• sauge/blanc	AD167098	€ 16,50



Il y a un couvercle en polypropylène/TPE disponible en option qui garde les boissons à température plus longtemps et qui permet de transporter le gobelet en toute sécurité. Le couvercle aide à contrôler la fonction de boire par ex. pour les personnes ayant des tremblements ou atteintes de Parkinson. Une couvercle sans ouverture est également disponible en option. Les couvercles correspondants ne conviennent pas au micro-ondes.

• noir, avec ouverture	AD162339	€ 5,20
• noir, sans ouverture	AD167743	€ 5,20






Gobelet isolant Ornamin

Ce gobelet d'Ornamin est beau et de bonne qualité, il a une double paroi et de ce fait une bonne propriété isolante.

Le gobelet est disponible en diverses couleurs attrayantes et pourvu d'une poignée ergonomique. Par sa forme stable il ne se renverse pas. Combinable avec différents types de bords verseurs d'Ornamin (voir plus loin).

Thermo 204, 320 ml gobelet classique avec 1 anse

• rouge	AD141253	€ 12,70
• jaune	AD141249	€ 12,70
• vert	AD141251	€ 12,70
• bleu	AD141245	€ 12,70
• cassis	AD141247	€ 12,70
• vert foncé	AD167078	€ 12,70



Le même gobelet existe avec une forme d'entonnoir à l'intérieur, ce qui lui donne la même fonction qu'un gobelet avec une découpe nasale. Il ne faut plus pencher la tête en arrière pour boire convenablement.

Gros avantages :

- on ne sait pas tenir le gobelet du mauvais côté ce qui arrive souvent avec un gobelet avec découpe pour le nez
- combinable avec différents types de bords verseurs d'Ornamin (voir plus loin)
- il n'y a pas de différence visuelle extérieure avec le gobelet isolant simple
- disponible avec 1 ou 2 anses



Thermo 205, 200 ml, forme d'entonnoir avec 1 anse

• vert	AD141261	€ 11,60
• rouge	AD141263	€ 11,60
• bleu	AD141255	€ 11,60
• jaune	AD141259	€ 11,60
• cassis	AD141257	€ 11,60
• vert foncé	AD167079	€ 11,60

Thermo 815, 200 ml, forme d'entonnoir avec 2 anses

• vert	AD153010	€ 12,70
• rouge	AD153012	€ 12,70
• bleu	AD153004	€ 12,70
• jaune	AD153008	€ 12,70
• cassis	AD153006	€ 12,70



Gobelet simple Ornamin 250 ml

Pourvu de graduations discrètes à l'intérieur pour suivre un bilan hydrique. L'extérieur est légèrement antidérapant. Combinable avec différents types de becs verseurs d'Ornamin (voir plus loin). En polypropylène.

• transparent	AD070811	€ 3,00	• bleu	AD070807	€ 3,00
• rouge	AD070808	€ 3,00	• vert	AD070806	€ 3,00

Gobelet avec 2 anses Ornamin 250 ml

Ce gobelet en polypropylène est solide et se tient bien en main. Disponible en différentes couleurs transparentes attractives. Combinable avec différents types de becs verseurs d'Ornamin (voir plus loin).



• transparent	AD067283	€ 9,30	• turquoise	AD167119	€ 9,30
• bleu	AD067384	€ 9,30	• vert	AD167120	€ 9,30
• orange	AD140916	€ 9,30			



Becs verseurs Anti-Goutte Ornamin

Becs verseurs robustes pour les différents gobelets Ornamin des pages 42-43. Chaque fois un set de 2: petite et grande ouverture.

- Ø petite ouverture : 4 mm
- Ø grande ouverture : 13 x 6 cm (ovale)

• transparent	AD149385	€ 7,80
---------------	-----------------	--------



TYPE 813

Couvercle pour boire Ornamin

Ce couvercle est destiné à contrôler la fonction de boire, par ex. pour les personnes présentant des problèmes moteurs, tremblements, ... C'est une aide technique discrète qui offre une bonne isolation et qui veille à ce que les boissons chaudes refroidissent moins vite.

811 a d'un côté une ouverture pour boire de 9 x 3 mm et est légèrement creusé, afin que les gouttes restantes ne coulent pas sur le côté.

813 est un modèle avec 4 fentes permettant de boire de différents côtés.

814 est un couvercle profond avec 12 petites ouvertures. Idéal pour les personnes qui ont des tremblements, par ex. le Parkinson. En secouant ou en tremblant, une grande partie du liquide reste en dessous du couvercle, quand le gobelet est porté à la bouche le liquide coule en même temps par les 12 trous. Convient uniquement aux gobelets d'Ornamin des pages 42-43.



TYPE 814

TYPE 811

• type 811 avec 1 ouverture, transparent	AD079649	€ 3,80
• type 813 plus profond, avec 4 fentes, transparent	AD165935	€ 3,80
• type 814 plus profond, avec 12 petits trous, transparent	AD149558	€ 3,80

Manger et boire

adhome

MODÈLE
RENOUVELÉ



Verre d'eau Caipi 250 ml

Verre d'eau ultra-résistant en polycarbonate ressemblant à un verre ordinaire.

- Ø 8,3 cm
- hauteur : 9 cm

AD166979 € 4,60

Verre à vin élégant 250 ou 310 ml

Ce verre à vin en polycarbonate a l'aspect raffiné d'un vrai verre à vin, mais il est solide et ultra résistant.

- Ø 7,6 (250 ml) ou Ø 6,9 cm (310 ml)
- hauteur : 16,8 cm (250 ml) ou 21 cm (310 ml)



1 • 250 ml AD166978 € 5,40
2 • 310 ml AD166977 € 8,10



Gobelet avec 1 anse 280 ml

Gobelet simple en polycarbonate de couleur vive. Convient au micro-ondes.

- bleu pacifique AD166981 € 4,90

- Ø 7,7 cm
- hauteur : 10 cm

Bol isolant avec couvercle 450 ml

Bol à soupe en matière synthétique durable et ultra solide. Convient au micro-ondes.

- Ø 12,5 cm
- hauteur 6,8 cm



• bol à soupe AD166963 € 16,70
• option : couvercle hermétique AD166964 € 1,70



Gobelet isolant avec couvercle 250 ml

Ce gobelet isolant en polypropylène s'utilise de préférence avec le couvercle en option : les boissons restent ainsi chaudes jusqu'à 45 minutes et vous ne pouvez pas vous brûler pendant le transport.

- Ø 8,3 cm (gobelet) et 8,6 cm (couvercle)
- hauteur gobelet : 7,5 cm
- convient au micro-ondes et au lave-vaisselle

• 250 ml AD166961 € 10,90
• option : couvercle hermétique AD166962 € 1,70

Gobelet à rainures 200 ml

Un beau gobelet pratique fabriqué en polycarbonate clair avec une très bonne préhension. Il y a 2 becs verseurs disponibles en option, avec une ouverture de 8 et 4 mm de Ø, ainsi qu'un porte-gobelet avec poignée pour une meilleure prise en main. Les petits trous de ventilation des becs verseurs peuvent être fermés avec un petit anneau en caoutchouc. De cette manière, le gobelet peut être utilisé comme gobelet anti-renversement. Il sert aussi à doser la boisson. Convient au lave-vaisselle et micro-ondes.

Gobelets

• transparent	AD021224	€ 4,60
• cristal clair	AD156251	€ 4,60
• bleu	AD066176	€ 5,90
• orange	AD066179	€ 5,90
• vert	AD066175	€ 5,90
• fuchsia	AD066177	€ 5,90
• violet	AD066178	€ 5,90
• jaune	AD066180	€ 5,90

Sets

• gobelet, transparent avec 2 becs verseurs 4 - 8 mm	AD149412	€ 11,50
• gobelet, bleu avec 2 becs verseurs 4 - 8 mm	AD149414	€ 13,25

Options

• bec verseur ouverture 4 mm	AD021223	€ 3,60
• bec verseur ouverture 8 mm	AD021293	€ 3,60
• poignée jaune	AD050301	€ 8,90



Sasscup pour personnes souffrant de tremblements 150 ml

Gobelet en polypropylène avec une pièce en forme d'éventail unique grâce à laquelle les mouvements du liquide sont ralentis comme avec un brise-lames. De ce fait, ce gobelet est principalement adapté aux personnes souffrant de tremblements. Vous pouvez simplement saisir la poignée ouverte ou la glisser et serrer sur la main. Le gobelet peut être utilisé en combinaison avec des boissons épaisses. Les boissons épaisses et les boissons avec une consistance comme le yaourt à boire couleront plus lentement, mais peuvent être bues. L'éventail peut être facilement encliqueté dans le tasse et retiré via la poignée intégrée. L'éventail est fabriqué dans une matière synthétique relativement dure et ne convient pas aux gobelets d'une forme différente. Convient au lave-vaisselle et micro-ondes.

- Ø gobelet : 8 cm
- hauteur gobelet : 10 cm
- transparent
- jaune
- gris
- vert

• orange	AD167607	€ 32,95
• rouge	AD167608	€ 32,95
• blanc	AD167609	€ 32,95
• noir	AD167611	€ 32,95
• bleu	AD167612	€ 32,95



Tasse Easi 2 pour personnes souffrant de tremblements

Tasse en céramique avec une pièce en forme d'éventail unique grâce à laquelle les mouvements du liquide sont ralentis comme avec un brise-lames. De ce fait, cette tasse est principalement adaptée aux personnes souffrant de tremblements. On peut facilement enlever l'éventail avec un petit crochet en inox livré avec la tasse. L'éventail est fabriqué dans une matière synthétique relativement dure et ne convient pas aux autres gobelets.

• gobelet en céramique avec éventail	AD045707	€ 70,40
• éventail de réserve	AD045708	€ 38,10



Total Cup® 200 ml

Permettant de réduire le risque d'étouffement chez les personnes souffrant de dysphagie (trouble de la déglutition). C'est une invention scientifiquement fondée et fortement testée en pratique.

Disponible en 4 types : avec dosage à avaler de 5, 10, 15 ou 20 ml. 20 ml par gorgée est le dosage maximum qui peut être proposé en cas de dysphagie. Le gobelet peut être construit de manière modulaire : il peut être utilisé avec ou sans l'insert de dosage (muni d'un trou pour boire) et avec 1 ou 2 poignées ou sans poignées. Le gobelet porte une marque graduée de 200 ml.

L'embout est plus large au-dessus, afin que le nez rentre également dans le gobelet quand on boit sans incliner la tête vers l'arrière. Convient au lave-vaisselle.

- | | | |
|----------------------------|-----------------|---------|
| • 5 ml de dosage à avaler | AD168943 | € 51,00 |
| • 10 ml de dosage à avaler | AD168942 | € 51,00 |
| • 15 ml de dosage à avaler | AD167054 | € 51,00 |
| • 20 ml de dosage à avaler | AD167055 | € 51,00 |



Handycup® gobelet oblique avec 2 becs verseurs 237 ml

Le Handycup® est un gobelet original et pratique pour les enfants et les adultes, qui facilite l'action de boire.

- design oblique pour une déglutition plus fluide, pas besoin d'incliner la tête vers l'arrière
- 2 grandes anses
- large pied pour une meilleure stabilité du Handycup®
- transparent pour une meilleure vision du contenu restant
- résistant au lave-vaisselle ménager jusqu'à 65 °C
- convient au micro-ondes (en principe, les becs verseur conviennent également au micro-ondes, mais cela n'est pas recommandé pour préserver la durabilité)
- 2 becs verseurs inclus : ouverture de 4 mm pour la boisson et 8 mm pour entre autres la soupe et le yaourt



HANDY-CUP®

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| • transparent clair | AD075869 | € 18,50 |
| • transparent avec indication ml | AD075892 | € 20,00 |

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------|
| • vert transparent | AD075871 | € 18,50 |
| • bleu transparent | AD075870 | € 18,50 |
| • rouge transparent | AD075872 | € 18,50 |

Gobelet ergonomique 250 ml

Ce gobelet avec découpe nasale est conçu de telle manière qu'il est facile à tenir. Convient au lave-vaisselle et au micro-ondes pendant une courte période à température modérée.

- transparent **AD168840** € 18,50



CamoCup gobelet 120 ml

Le gobelet CamoCup® a été développé pour les enfants et les adultes ayant des problèmes de succion, de boisson et de déglutition. Le design oblique facilite la déglutition afin de ne pas incliner la tête vers l'arrière. Le gobelet offre un soutien aux enfants lors de l'apprentissage de boire, mais aussi lorsque le passage de l'allaitement au biberon ou du biberon au gobelet est difficile. Le gobelet offre également un soutien aux adultes en buvant.

En raison de la "forme de bec" ovale, le liquide s'écoule lentement, ce qui facilite le dosage.

Le gobelet a également une petite gouttière qui empêche le liquide de s'écouler latéralement le long de la bouche.

Des petits embouts au niveau de la zone des lèvres stimulent le réflexe de déglutition.

La structure à rainures offre une bonne préhension en cas d'une préhension ou force réduite.

Le CamoCup® est également pourvu de graduations claires par 20 ml.

- hauteur : 10 cm
- convient au micro-ondes, au lave-vaisselle et à la stérilisation



- | | | |
|-------------------|-----------------|---------|
| • transparent | AD168684 | € 16,50 |
| • rouge | AD168686 | € 16,50 |
| • pétrole | AD168688 | € 16,50 |
| • lila | AD168689 | € 16,50 |
| • jaune | AD168690 | € 16,50 |
| • bleu | AD168691 | € 16,50 |
| • gris anthracite | AD168692 | € 16,50 |





Gobelet à nez Nasalto 200 ml

Ce gobelet à nez permet de boire sans incliner la tête vers l'arrière. De ce fait, on peut avaler plus facilement et il y a moins de risque de renverser.

Convient au lave-vaisselle.

- transparent **AD166976** € 8,10

- Ø 8,5 cm
- hauteur : 10 cm

Gobelet avec découpe pour le nez Nosey Cup avec 2 anses 250 ml

Le gobelet à découpe nasale discrète Nosey Cup permet de ne pas avoir à courber la tête et la nuque vers l'arrière. De ce fait la déglutition est meilleure, réduisant ainsi le risque de déversement. Il a 2 anses ouvertes, légèrement inclinées afin de garder une préhension naturelle. En polycarbonate clair, convient au micro-ondes et au lave-vaisselle.

- AD149652** € 23,60



Pailles « One Way » Pat Saunders

Ces pailles possèdent un clapet qui les garde remplies de liquide même si l'utilisateur arrête d'aspirer. Cela permet de boire calmement sans aspirer trop d'air. Ces pailles sont équipées d'un clip de façon à être fixées au bord supérieur du gobelet ou du verre. Il y a une grande paille de 26 cm et une plus petite de 18 cm, toutes les deux d'un Ø de 6 mm.

- set d'une petite (18 cm) et d'une grande (26 cm) **AD098761** € 10,25



Clips pour pailles

Petites attaches blanches pour mieux garder les pailles en place.

- par 10 **AD149308** € 14,00

Porte-gobelet antidérapant Dycem®

Petit porte-gobelet antidérapant, en qualité d'origine Dycem®. La base plus large empêche au maximum le récipient de glisser ou de basculer. Pour gobelets entre 6 et 8 cm de Ø.

- vert citron **AD155975** € 15,00
- bleu **AD018504** € 15,00



Grand bavoir à carreaux

Bavoir imperméable en 2 couches :

- à l'avant : 100% polyester, à carreaux
- à l'arrière : couche PVC entièrement imperméable
- fermeture à Velcro
- 91 x 43 cm
- lavable à la main

• XL - bleu/vert **AD162723** € 16,30



Grand bavoir en éponge avec pochette

Grand bavoir avec l'arrière imperméable en PU. On peut plier le bord inférieur de façon à pouvoir recueillir la nourriture. Fermeture bouton-pression.

- 90 x 45 cm
- lavable en machine à 95 °C
- résistant au sèche-linge à température modérée

• XL - bleu clair **AD161000** € 18,10
 • XL - vert clair **AD162604** € 18,10
 • XL - blanc **AD162662** € 18,10



Grand bavoir bien fini en éponge, avec pochette

Avec une couche imperméable à l'arrière. Fermeture bouton-pression. On peut plier le bord inférieur de façon à pouvoir recueillir la nourriture.

- 80 x 43 cm
- lavable en machine à 40 °C
- résistant au sèche-linge à température modérée

• L - rouge **AD140908** € 51,20
 • L - bleu foncé **AD140842** € 51,20
 • L - bleu clair **AD149862** € 51,20



Bavoir bandana

Ce bavoir original et discret a une forme de bandana. Bien fini en tissu éponge, avec une couche imperméable en nylon à l'arrière. D'autres couleurs sur demande.

- lavable en machine à 40 °C
- résistant au sèche-linge à température modérée



Stylé

	enfants		adultes	
• bleu foncé	AD140843	€ 21,90	AD140844	€ 24,70
• rouge	AD140909	€ 21,90	AD140910	€ 24,70
• bleu	AD149499	€ 21,90	AD149501	€ 24,70
• gris			AD166538	€ 24,70





Bavoires jetables (50 pièces)

Traités à l'arrière pour l'imperméabilité. En-bas, il y a une poche afin de recueillir la nourriture.

- 64 x 36 cm

AD161237 € 12,10

Soutien pour bavoir

Petite aide technique très pratique pour garder les bavoires en place. Les 2 pinces sont reliées par une fine chaîne.

- longueur totale : 50 cm

AD161241 € 10,60



Planche à tartiner en matière synthétique

Planche rectangulaire avec 2 bords. On place le côté bords à droite pour les gauchers et à gauche pour les droitiers. Résistant au lave-vaisselle. Il existe aussi un modèle avec des pointes de fixation. Les 9 pointes en inox se trouvent dans un petit cercle amovible qui s'insère dans la planche.

- 25,5 x 18 cm

- sans pointes de fixation AD024331 € 18,90
- avec pointes de fixation AD045595 € 24,20



Disponible en version petite et grande

Planche à tartiner Ornamin

Planche rectangulaire en matière synthétique, disponible dans des couleurs attrayantes. Il y a 3 bords, de cette manière elle est adaptée aux gauchers comme aux droitiers. Les planchettes sont superposables. Un accessoire intéressant est le clip avec des pointes. Ce qui permet d'utiliser la planche pour par ex. couper un fruit. Disponible en 2 tailles.

La version 22 x 17 cm est en mélamine et est pourvue d'un antidérapant en-dessous.

La version 28,5 x 21 cm est en TPE (avec du silicone) et est totalement antidérapante.

Le clip avec les pointes est le même pour les deux planches à tartiner et est fabriqué en matière synthétique PBT. Résistant au lave-vaisselle.

Planche à tartiner

	22 x 17 cm		28,5 x 21 cm		avec clip à pointes de fixation			
					22 x 17 cm		28,5 x 21 cm	
• blanc	AD075920	€ 33,50			AD149387	€ 43,40		
• rouge	AD075921	€ 33,50	AD165940	€ 34,70	AD149389	€ 43,40	AD165942	€ 44,50
• jaune	AD075922	€ 33,50	AD165944	€ 34,70	AD149391	€ 43,40	AD165947	€ 44,50
• bleu	AD075923	€ 33,50	AD165948	€ 34,70	AD149393	€ 43,40	AD165951	€ 44,50
• vert	AD150760	€ 33,50	AD165952	€ 34,70	AD156779	€ 43,40	AD165954	€ 44,50

Prix gagné pour meilleur design !

Planche à tartiner design Theomatik, pour usage uni manuel

Cette planche à tartiner porte le nom de Theo Willen, bénévole dans un centre de réadaptation.

Ce projet compact et hygiénique est en matière synthétique et muni de petites encoches en coin antidérapantes sur le côté, pour par exemple y fixer des petits pots de beurre, de confiture, ... afin de pouvoir les ouvrir.

Le petit couteau amovible inclus peut facilement ouvrir les petits sachets de sucre, de thé et de charcuterie...

Le repas est préparé sur la petite assiette antidérapante et pratique, qui est pourvue d'une découpe le long des bords verticaux afin de couper d'une manière indépendante une tranche de pain.

La petite assiette peut être retirée.

Convient au lave-vaisselle.

- dimensions de la planche : 30 x 17 x 6 cm
- dimensions des encoches : Ø 2 cm à 6 cm
- poids : 900 g

AD165930 € 56,99



Marque renommée

Planche de travail universelle ETAC

Planche de travail en matière synthétique avec différentes possibilités de fixation, adaptée pour l'utilisation uni manuelle. Avec petits pieds à ventouses, broches amovibles et pointes en acier inoxydable pour fixer un bol ou de la nourriture.

- 31 x 29,5 x 3,5 cm

AD167177 € 120,00

etac
Cleaning Accessories



Poste de travail de cuisine Kitchen Workstation

Multifonctionnel, en matière synthétique. Plusieurs possibilités de fixation :

- une râpe démontable avec couvercle de protection
- 2 bords
- des pointes en acier inoxydable, démontables
- pince amovible, s'ouvrant jusqu'à 11 cm, avec bord rond ou carré pour maintenir les pots ou les bocaux

Avec pieds à ventouses. Convient au lave-vaisselle.

- 50 x 30 x 10 cm

AD027131 € 162,40

Qualité connue





Système d'étau pour ouverture de bocaux, 3 formats, avec ouvre bocaux/bouteilles

Système de blocage des bocaux, pourvu de 3 ouvertures coniques, habillées d'un matériau antidérapant. 3 ouvre bocaux/bouteilles séparés en matériau antidérapant sont inclus. Après utilisation, ils peuvent se ranger dans le système. Le dessous du système est aussi pourvu d'un antidérapant, idéal pour une utilisation uni manuelle. Pour toutes sortes de bocaux et bouteilles (aussi bouteilles de 2 l) avec un Ø de 2 à 10 cm.

AD160799 € 33,00

Tapis antidérapants Dycem®

La qualité top originale connue de Dycem®, 3,2 mm, non-toxique et inodore. D'autres couleurs sur demande.

14 cm rond

• bleu	AD002836	€ 14,00
• rouge	AD002837	€ 14,00
• citron vert	AD150808	€ 14,00

19 cm rond

• bleu	AD005041	€ 18,00
• rouge	AD002840	€ 18,00
• citron vert	AD150809	€ 18,00

Petit set de table 25 x 18 cm

• bleu	AD002843	€ 24,00
• rouge	AD002844	€ 24,00

Set de table 35 x 25 cm

• bleu	AD002847	€ 37,00
• rouge	AD002848	€ 37,00

Grand set de table 45 x 38 cm

• bleu	AD002851	€ 59,00
• rouge	AD002852	€ 59,00



Ouvre-bouteille également disponible en vert citron, la couleur « Adhome »

Ouvre-bocal ou ouvre-bouteille Dycem®

Petite aide technique antidérapante, pratique et flexible dans la qualité top originale connue de Dycem®. Pour ouvrir tous les bocaux et bouteilles avec un couvercle ou bouchon à visser. Elle est surtout destinée aux personnes avec une force de préhension diminuée et qui, en combinaison avec un petit tapis antidérapant, est utilisable pour une fonction uni manuelle. Elle est aussi utilisable pour l'ouverture de portes, boudins de chauffage, de gaz, ... Non-toxique et inodore.

• pour bouteilles, vert citron	AD163795	€ 7,00
• pour bouteilles, bleu métallique	AD006875	€ 8,00
• pour bocaux, bleu métallique	AD006516	€ 10,00





Couteau de cuisine avec poignée ergonomique ronde

Les couteaux pour la cuisine, en acier inoxydable, sont munis d'une poignée plus épaisse et fermée qui veille à la position naturelle du poignet. Les aliments peuvent être coupés en douceur avec un mouvement de sciage. La longueur donnée est celle de la lame.

- poids : 175 g (couteau du chef), 164 g (couteau à pain)

1	• couteau du chef - 19,5 cm	AD168725	€ 21,60
2	• couteau à pain - 20,5 cm	AD168726	€ 21,60



Couteau de cuisine avec poignée ergonomique Easi-Grip®

Ces couteaux en acier inoxydable ont un manche antidérapant, grossi et ont une forme ergonomique afin d'avoir toujours une bonne position du poignet. Léger : 120 à 130 g. La longueur donnée est celle de la lame.

• couteau légumes - 15 cm	AD006095	€ 26,00
• couteau à viande - 20 cm	AD006094	€ 26,00
• couteau à pain - 20 cm	AD006093	€ 26,00



Aiguiser Bavarian Edge

L'aiguiser de couteaux Bavarian Edge aiguisé et polit professionnellement tous les couteaux de cuisine, même les couteaux dentelés. Manipulation facile grâce à la technologie X-Cross qui s'adapte de manière flexible à n'importe quelle lame. Extrêmement résistant et durable. Équipé de pieds antidérapants. Ne convient pas aux couteaux en céramique.

AD168270 € 26,95



Éplucheur ergonomique avec prise pour les doigts

Conçu pour utiliser la force du bras sans forcer le poignet et les doigts. Placez le majeur dans l'anneau de boucle flexible, les ailes offrent une stabilité supplémentaire. En raison de sa flexibilité, cet éplucheur convient à différentes tailles de doigts. Le couteau est en acier inoxydable et suit le contour des fruits et légumes. Un couvre-couteau est inclus pour garder le couteau affûté plus longtemps et pour protéger vos doigts.

• gris foncé, à lames droites	AD167071	€ 11,25
• gris clair, à lames dentées	AD167072	€ 11,25



Manger et boire

adhome

Éplucheur avec fixation sur les doigts

Pour ceux qui ont des difficultés à utiliser un éplucheur de pommes de terre ordinaire. On introduit les doigts à l'arrière de la fixation, le couteau suit les contours des fruits et des légumes de manière flexible. Les couleurs peuvent varier.

AD165775

€ 8,80



Grands ciseaux de cuisine à ouverture automatique

Version renouvelée des ciseaux de cuisine Peta bien connus. Avec de grandes poignées ergonomiques confortables permettant d'utiliser la puissance de toute la main. Les poignées sont également pourvues d'un revêtement doux pour une bonne prise en main. Les lames en acier inoxydable sont dentelées pour bien saisir l'article à couper. Un mécanisme à ressort caché ouvre les ciseaux automatiquement. Une fermeture de sécurité garde les ciseaux fermés si on ne les utilise pas. Ne convient pas au lave-vaisselle.

• 23,3 cm

AD168723

€ 25,00



Ouvre-bocal Jarkey

Ce solide ouvre-bocal original laisse rentrer, sans problème, de l'air dans le bocal, le rendant facile à ouvrir.

AD021307

€ 7,40



Ouvre-boîte/bouteille Multi 6-en-1

Cet ouvre-boîte/bouteille possède plusieurs fonctions en 1 : il ouvre sans problème les bocaux avec couvercle à vis, les bouteilles avec capuchon ou capsules, les boîtes de conserves avec anneau et les canettes. Sa surface antidérapante et son design de goupille veillent à une très bonne préhension.

AD072516

€ 35,80



Ouvre-boîte avec un anneau J-Popper

L'ouvre-boîte J-Popper travaille comme un levier. Il est de ce fait adapté aux personnes n'ayant que peu de force de préhension.

AD21309

€ 7,40



Ulla® capteur intelligent pour boire régulièrement

Appareil compact à mettre autour d'un verre ou d'une bouteille qui détecte quand vous buvez via des capteurs de mouvement, d'inclinaison et de lumière. Il donne un signal lumineux subtil toutes les 30 à 40 minutes si vous avez oublié de boire. Ulla s'active automatiquement lorsque vous êtes à proximité et passe en mode veille lorsque vous partez. Convient aux verres et bouteilles de différentes tailles et températures entre 0 et 70°. Comprend un bracelet en silicone, 1 pile bouton (durée de vie 6 mois) et un manuel.

- dimensions : 4 x 2,5 x 1 cm
- poids : 28 g

NOUVEAU



1 • blanc - cactus	AD168815	€ 31,00
2 • blanc - koala	AD168816	€ 31,00
3 • blanc - sweet heart	AD168817	€ 31,00
4 • vert - be-YOU-tiful	AD168818	€ 31,00
5 • bleu	AD168819	€ 31,00
6 • noir	AD168820	€ 31,00
7 • rose - you got this	AD168821	€ 31,00

Bouilloire inclinable Uccello

Bouilloire électrique élégante avec système d'inclinaison sécurisé intégré. Equipée d'une poignée ergonomique. Idéale pour les personnes ayant peu de force dans les mains ou les bras.

- dimensions : 29,8 x 24,2 x 24,7 cm
- matériel bouilloire, support et base : matière synthétique
- matériau de l'élément chauffant : acier inoxydable
- filtre anticalcaire amovible : acier inoxydable
- indicateur de niveau d'eau
- petite lumière comme indicateur «on»
- grande base antidérapante
- poids : 1,7 kg



- noir/blanc, 1,5 litre **AD167698** € 79,95

Système d'essorage pour les lavettes

Ce système unique est surtout destiné aux personnes souffrant d'une faiblesse des mains. On retire la partie interne (piston) hors du cylindre et on y place la lavette. On remet alors le piston à sa place. On utilise le poids du corps pour appuyer sur le dessus antidérapant. La lavette est alors essorée et peut être ôtée de l'appareil.

AD066036 € 47,00



Système pour garder les aliments frais CleverTray

Alternative réutilisable intelligente et écologique au film plastique, au papier d'aluminium ou aux sacs d'aliments. Cette solution d'emballage innovante, presque étanche à l'air, a un conteneur comme base avec un couvercle amovible en film réutilisable qui se ferme étroitement autour des aliments et les garde frais. Convient par exemple pour de la viande, les restes du dîner, les fruits et légumes tranchés, ... Empilable et gain de place.

- couleur : blanc/rouge
- peut être placé dans le réfrigérateur et le congélateur
- la partie inférieure est résistante aux micro-ondes
 - version standard : 30 x 23 x 3 cm (2 pièces) AD167708 € 28,75
 - version XL : 39 x 27 x 3 cm (1 pièce) AD167709 € 24,00



Plateau de service antidérapant avec coussin de lestage en-dessous

Coussin formable avec plateau amovible. Le plateau est pourvu d'une couche antidérapante, de sorte que les ustensiles de cuisine n'en glissent pas. Également utilisé, par exemple, pour avoir le téléphone, les télécommandes ou des livres à portée de main. Convient aussi pour un ordinateur portable. Le plateau peut être facilement retiré grâce aux bandes Velcro et peut être utilisé séparément. Sans le plateau, le coussin peut être utilisé comme coussin de soutien. Très approprié pour une utilisation en chaise roulante et au lit. Les couleurs peuvent varier. La housse est amovible et est lavable en machine à 30 °C.

- standard 46 x 38 cm - plateau noir avec coussin AD166778 € 84,00
- mini 42,5 x 23 cm - plateau noir avec coussin AD165927 € 67,00

Conseils de nos ergothérapeutes...

Beaucoup de personnes surchargent leurs articulations, même les jeunes. Utiliser en temps voulu les aides techniques qui facilitent le fait de pincer, tourner ou tordre, protège vos articulations contre des surcharges causant des douleurs à long terme.

Coussin pivotant

Coussin doux pivotant, fait de 2 couches entre lesquelles se trouve un morceau de tissu glissant. Prévu pour l'utilisation dans une chaise, un fauteuil, le lit ou la voiture. Le dessous est antidérapant et le dessus est un coussin.

- Ø 43 cm
- charge maximale : 120 kg

• pour les transferts en position assise **AD155979** € 36,50



Coussin pivotant sur une disque en matière synthétique

Coussin pivotant fabriqué d'une plaque synthétique robuste et d'un coussin confortable avec une housse lavable en peau synthétique de 5 cm d'épaisseur.

- Ø 40 cm
- housse : lavable en machine jusqu'à 30 °C
- charge maximale : 120 kg

• pour les transferts en position assise **AD127241** € 61,00



Disque pivotant Turntable

Turntable est fabriqué en matériau solide et facile à entretenir permettant également une bonne utilisation avec des chaussures, à l'extérieur, pour les transferts-voiture, ...

- Ø 40,5 cm
- charge maximale : 115 kg

• pour transferts en position debout **AD168682** € 71,50



Notre expérience en ergothérapie est là pour vous !



Entrer et sortir rapidement de la voiture

Un tas d'aides techniques peuvent faciliter la rentrée et la sortie :

Le **Metro Car** est une aide technique compacte, solide et simple qui facilite la montée et la descente de la voiture. Il se compose d'une tige inoxydable et d'une poignée douce antidérapante. Le Metro Car se coince dans le rectangle de fermeture de la plupart des portières de voiture.

- charge maximale : 130 kg



Pour entrer et sortir de la voiture, un coussin spécial glissant et tournant a été fabriqué : l'**Autoglide**. Ce coussin tournant et souple peut aussi rapidement glisser latéralement, l'accompagnateur peut éventuellement aider en tirant sur les liches. Le tissu est respirant, ce qui garantit un confort lors de longs trajets.

- lavable en machine jusqu'à 60 °C

• Metro Car **AD149861** € 55,00
 • AutoGlide **AD080440** € 122,00

Barre légère pour transfert de lit Econorail Stander™

Aide technique de transfert de lit légère en aluminium anodisé.

- le dessus de la barre (la poignée) est revêtu d'un antidérapant
- se démonte complètement afin de pouvoir le transporter facilement dans une valisette (incluse), idéale pour emporter en voyage

Le cadre métallique se glisse sous le matelas et s'attache avec une sangle (incluse).

- hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : 54 cm
- cadre : 50 x 40 cm
- poids : seulement 700 g
- charge maximale : 136 kg

- avec sac de voyage pratique **AD149605** € 107,00



Barre pour transfert-lit BedCane™ Stander

Aide aux transferts se glissant sous le matelas et fixée avec des sangles.

- réglable en hauteur de 48 à 55 cm
- cadre : 58,4 x 48,2 cm
- poids : 5,4 kg
- charge maximale : 136 kg



- avec sac de rangement à 4 pochettes **AD149594** € 176,00

Barre pour transfert de lit Mobility Rail Stander™



Cette barre de transfert a une partie qui se déplie, ce qui permet de la mettre dans diverses positions pour les transferts. Le dessus de la barre (la poignée) est rembourrée. Le cadre métallique se glisse sous le matelas et s'attache avec une sangle (incluse).

- réglable en hauteur de 53 jusqu'à 110 cm
- hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : 44 à 56 cm
- hauteur à partir du sol jusque sous le matelas : 34 à 54 cm
- largeur de la barre : 47,5 cm
- poids : 4,4 kg
- charge maximale : 136 kg

- avec un soutien au sol + un sac de rangement à 4 pochettes **AD149603** € 170,00



Aide-transfert avec 2 poignées Handy Handle Stander™

En soulevant une personne assise, on charge souvent inutilement son dos et il est difficile de tenir la personne correctement. Avec cette aide technique pratique et ergonomique, on peut rapidement soulever une personne de manière sécurisante de son fauteuil, de sa chaise roulante, de son lit ou de sa voiture.



AD161038 € 29,90

Poignée de transfert pour fauteuil, Stander™

Un cadre solide en acier qui se glisse en dessous du fauteuil ou du sofa et qui est pourvu de petits pieds antidérapants. La grande poignée est réglable en hauteur et adaptable pour gaucher ou droitier. Pourvue d'une petite tablette pratique et pivotante.

- poignée : réglable en hauteur de 87,5 à 102 cm
- table : réglable en hauteur de 66,5 jusqu'à 81 cm
- base au sol : réglable en longueur de 51 jusqu'à 91,5 cm
- hauteur base au sol : 4,2 cm
- charge maximale de la table : 13,5 kg
- charge maximale totale : 113,5 kg



AD149595 € 325,00



Barre de transfert – lit

Aide aux transferts qui se glisse sous le matelas et est fixée par des sangles.

- réglable en hauteur de 40 à 52 cm
- cadre 31 x 44 cm
- poids : 2 kg

AD142806 € 75,00

Planche de transfert droite

Planche de transfert en bambou respectueuse de l'environnement, les extrémités sont plus fines pour un glissement plus souple.

- charge maximale : 190 kg
- type long 76 cm, avec 1 poignée

AD156775 € 67,00



Planche de transfert courbée

La planche de transfert courbée sert dans de situations nombreuses différentes : par ex. d'une chaise à la chaise roulante, vers la toilette, vers l'auto, ...

Disponible en 2 versions :

- en bambou respectueux de l'environnement : charge maximale jusqu'à 190 kg
- en matière synthétique : charge maximale jusqu'à 152 kg

• bambou - 65,6 cm AD156777 € 89,00

• matière synthétique - 70 cm AD025300 € 151,20





Drap de transfert en forme de tunnel HyperGlideToo®

Hyperglide Too® est fabriqué dans un tissu unique, spécial pour les transferts. Le tissu combine solidité, douceur, souplesse et capacité de glissement exceptionnelles par sa résistance de frottement extrêmement basse. Hyperglide Too® est piqué en forme de tunnel et est par ex. idéal pour lever, positionner ou changer quelqu'un de position.

- lavable en machine à 80 °C

• 70 x 70 cm	AD156021	€ 35,00
• 130 x 90 cm	AD156025	€ 76,00

Drap de transfert Arion Trans-Slide

Grand drap de transfert d'Arion qui est fabricant réputé pour e.a. ses aides techniques d'enfilage de bas de contention. Le revêtement spécial « high tenacity » a une grande durabilité de vie et est appliqué en double couche. Le Trans-Slide peut être utilisé dans n'importe quelle direction dans les limites du lit.

La variante ② est faite d'un matériau très lisse qui a été traité avec une couche unique. Associé à l'application en double couche, cela garantit un produit ultra lisse et une très grande réduction de la friction. Cela garantit que l'effort physique requis pour l'utilisateur et l'aide soignant est réduit au minimum. Convient pour les transferts de personnes de forte corpulence.

① : ne convient pas aux machines à laver en raison du revêtement unique ! Facilement lavable à la main et il est préférable de le sécher avec un essuie main. Il est donc recommandé d'utiliser le drap pour 1 seule personne.

② : convient au nettoyage à sec, à la désinfection et aux machines à laver industrielles jusqu'à 95 °C.

① • Tri-Clean, 145 x 90 cm	AD155989	€ 97,90
----------------------------	-----------------	---------

② • 125 x 90 cm - matière extra glissante	AD168246	€ 97,90
---	-----------------	---------



Relève-siège avec assise viscoélastique

Léger coussin portable qui donne à chaque chaise un système de levage par un cylindre pneumatique ou un moteur électrique. Peut facilement être adapté au poids de l'utilisateur. Pourvu d'un coussin noir en viscoélastique, prévu pour s'asseoir pendant une longue durée. Pliable (±5 cm d'épaisseur) pour en faciliter le transport.



Pneumatique : poids total de 4 kg :

- version standard pour personnes de 35 à 105 kg
- version plus lourde pour personnes de 90 à 160 kg

La version électrique pèse 6,2 kg et est prévue pour des personnes jusqu'à 136 kg.

• version standard	AD149855	€ 279,00
• version lourde	AD149856	€ 279,00
• version électrique	AD149857	€ 429,00

HEPRO

DESIGN
SCANDINAVE

NOUVEAU
EXCLUSIF

Barre verticale de transfert Gripo™

Aide technique de transfert qui consiste en une barre verticale offrant beaucoup de possibilités. La barre se fixe sans forer entre le sol et le plafond par serrage, même s'il n'y a pas un mur tout près. La barre de transfert peut être pourvue de nombreuses options telles que différentes poignées, siège de douche, ..

- pour plafonds de 210 à 300 cm de hauteur
- poids : 4,7 kg
- charge maximale de la barre même : 150 kg, si elle est placée correctement



options

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| • standard - hauteur de 210 à 300 cm | AD168757 | € 550,00 |
| • barre d'appui triangulaire | AD168758 | € 120,00 |
| • perroquet de lit | AD168759 | € 275,00 |
| • plaque pour plafond | AD168760 | € 175,00 |
| • siège de douche relevable | AD168761 | € 525,00 |
| • deux accoudoirs latéraux | AD168762 | € 499,00 |
| • poignée horizontale double | AD168763 | € 115,00 |
| • barre d'appui horizontale double | AD168764 | € 270,00 |
| • connecteurs universels | AD168765 | € 115,00 |
| • barre d'appui combi | AD168766 | € 155,00 |
| • grip douce | AD168767 | € 84,00 |
| • poignée verticale double | AD168834 | € 200,00 |

Releveur de pieds Leg Lifter

Un releveur de pieds qui a en bas une sangle solide dont on peut adapter la forme. Pratique pour aider à entrer et sortir les pieds du lit, de la voiture ou des repose-pieds de chaise roulante quand la force manque.

- | | | |
|--|-----------------|---------|
| • standard, 86,4 cm, boucle inférieure semi-rigide | AD025208 | € 13,70 |
| • long, 91,5 cm, boucle inférieure rigide et triangulaire | AD027155 | € 32,60 |
| • long, 91,5 cm, boucle inférieure rigide et triangulaire, avec 2 poignées | AD027156 | € 34,90 |



Producteur belge de cannes de marche de haute qualité. Excellent rapport qualité/prix ! Fourni avec une lchette de poignet en standard. Autres couleurs/variantes disponibles : voir notre site internet.

BESTSELLER!



Canne de marche Pluiose en 2 pièces, poignée standard

Modèle de base réglable en hauteur de 80 à 104 cm.

- noir **AD167815** € 21,60
- gris **AD167818** € 19,30

Canne de marche Pluiose en 5 pièces, pliable

Canne de marche pliable avec clip pour maintenir la canne ensemble. Comprend une pochette de rangement en matière synthétique transparente.

- réglable en hauteur de 82 à 93 cm

- noir **AD167821** € 21,00
- gris **AD167825** € 19,30



Canne de marche Pluiose avec poignée anatomique

Spécialement développée pour les personnes souffrant d'arthrite dans les mains, mais la poignée préformée est aussi confortable pour d'autres utilisateurs. La version pliable comprend un clip pour maintenir la canne ensemble.

- réglable en hauteur de 76 à 102 cm



- noir, droite **AD167816** € 20,40
- noir, gauche **AD167817** € 20,40
- gris, droite **AD167819** € 19,50
- gris, gauche **AD167820** € 19,50

version pliable, réglable en hauteur de 82 à 90 cm

- noir, droite **AD167822** € 28,80
- noir, gauche **AD167823** € 28,80



Canne de marche Pluiose Fantasy en 4 pièces, pliable

Canne de marche avec poignée courbée en bois à motif fantaisie.

- réglable en hauteur de 80 à 91 cm

- 1 • Bird **AD167831** € 56,90
- 2 • Blue **AD167826** € 56,90
- 3 • Swift **AD167832** € 56,90
- 4 • Teatime **AD167830** € 56,90
- 5 • Autumn **AD167828** € 56,90
- 6 • Denise **AD167836** € 56,90
- 7 • Japan **AD167827** € 56,90
- 8 • Manon **AD167829** € 56,90

Canne de marche Pluiose Loyal, pliable

Canne de marche pliable qui tient debout grâce à une rotule avec 4 embouts. Équipée d'une poignée droite standard avec lumière LED. Comprend une pochette de rangement noire avec des bouchons de réserve et des piles de recharge.

- réglable en hauteur de 84 à 94 cm

- noir **AD167824** € 72,50



Pluieuse canne-parapluie

Combinaison d'une canne de marche robuste et d'un parapluie de qualité. Equipé d'une belle poignée en bois massif. Les versions à hauteur réglable ne sont pas équipées d'une canne extensible, les versions à hauteur fixe le sont.



réglable en hauteur de 82 à 94 cm hauteur fixe 86 cm

• noir	AD167837	€ 57,50	AD167840	€ 57,50
• gris	AD167838	€ 57,50	AD167841	€ 57,50
• bleu	AD167839	€ 57,50	AD167842	€ 57,50

Pluieuse canne- siège

2 types :

- 1 avec 3 pieds. Une fois plié, l'ensemble est une canne de marche robuste avec une poignée classique. Hauteur d'assise réglable de 46 à 56 cm.
 - 2 avec 4 pieds, assise en nylon noir et bandoulière pour un transport facile. Hauteur d'assise 54 cm.
- charge maximale : 100 kg



1 • couleur cuivre	AD167844	€ 69,60
2 • noir	AD167845	€ 69,60

PREMIUM DESIGN!

La marque espagnole Finna produit des cannes faites à la main qui sont attrayantes et de haute qualité. Autres couleurs/varianes disponibles : voir notre site internet.



Finna canne de marche, hauteur fixe, poignée standard

Canne de marche classique en hêtre. Le modèle Derby (version luxe) a une poignée recouverte d'un revêtement doux et agréable.



• hauteur fixe : 95 cm		
• 1 classique	AD167887	€ 27,00
• 2 Derby	AD167933	€ 93,00

NOTRE CONSEIL :

portez la lichette entre le pouce et l'index au cas où vous perdriez la prise



Finna canne de marche pliable et réglable

Avec clip pour maintenir la canne ensemble et pochette en nylon noir.

- réglable en hauteur de 59 à 98 cm

• noir	AD167863	€ 63,00
--------	-----------------	---------

Finna canne de marche pliable et réglable

Canne de marche pliable, facile emporter. Aluminium pratique et léger. Avec clip pour maintenir la canne ensemble et pochette en nylon noir. Gamme très colorée !

- réglable en hauteur de 82 à 90 cm

									
1 • Salvador	2 • Chess grenade	3 • Miro	4 • Vert avec des fleurs	5 • Vichy	6 • Margaruta	7 • Bordeaux avec des fleurs	8 • Gaudi	9 • Damier gris	10 • Couleur or avec des fleurs
AD167903	AD167911	AD167914	AD167913	AD167905	AD167910	AD167907	AD168116	AD167908	AD167909
€ 75,50	€ 75,50	€ 75,50	€ 75,50	€ 67,50	€ 67,50	€ 67,50	€ 67,50	€ 67,50	€ 67,50

Embout de canne Stabicane

Il n'est pas toujours possible d'avoir quelque chose à proximité pour soutenir votre canne. Stabicane est une solution pratique. C'est un pied en caoutchouc noir qui garantit qu'une canne ou la béquille reste en place pendant que l'on a les mains libres. Il offre également plus de sécurité sur les surfaces glissantes ou humides. La combinaison avec une canne pliable n'est pas conseillée.

- prévu pour des cannes avec un poids jusqu'à 500 g
- Ø 10,5 cm, poids : 240 g
- charge maximale : 130 kg



Embout Stabicane

pour cannes de Ø 16 - 18 mm	AD155808	€ 37,00
pour cannes de Ø 19 - 21 mm	AD155807	€ 37,00

Canne Eiffel

L'Eiffel offre plus de stabilité qu'une canne standard. On a le choix entre une base large ou plus étroite, avec 3 ou 4 petits pieds. Une plus grande base donne une plus grande stabilité, mais est moins pratique dans les petits espaces.

- charge maximale : 125 kg

	base au sol	hauteur		
• à base étroite 3 pieds	16,5 x 14 cm	69 - 94 cm	AD135575	€ 45,00
• à base étroite 4 pieds	12,5 x 12,5 cm	69 - 94 cm	AD024728	€ 45,00
• à base large 3 pieds	38 x 31 cm	74 - 100 cm	AD140817	€ 52,50
• à base large 4 pieds	38 x 26 cm	74 - 100 cm	AD140809	€ 52,50





Petits accessoires pour cannes et béquilles

- lichette pour canne, brune **AD162716** € 2,80
- lichette pour canne, noire **AD162714** € 2,80
- porte-canne **AD024799** € 6,60
- poignée horizontale rabattable, pour plus de soutien en se levant **AD156178** € 22,00
- appui en cas de givre **AD162664** € 7,80

Cadre de marche Universal

Cadre de marche léger pliable en aluminium.

- réglable en hauteur de 79 à 97 cm
- largeur entre les accoudoirs : 43 cm
- base au sol : 51,5 x 49,2 cm
- poids : 2,3 kg
- charge maximale : 110 kg



AD168870 € 78,75



Rollator Gigo 2G

Version renouvelée du rollator léger bien connu Gigo. Cette version est un peu moins large et est réglable plus haut.

Y compris une assise confortable et profonde, un panier, une tablette, un porte-canne, une aide à l'inclinaison et un dossier rembourré, amovible et pliable dans cette version.

- réglable en hauteur de 83 à 96 cm, en 6 paliers
- largeur : 61,5 cm
- dimensions plié : 100 x 61,5 x 28 cm
- assise : 34 x 33,5 cm
- hauteur du siège : 54 cm
- distance entre les accoudoirs : 40,5 cm
- Ø des roues : 20 cm
- poids : 7,8 kg
- charge maximale : 120 kg




AD168678 € 176,00



Plan incliné en aluminium

L'entrée de votre maison est facilement accessible à l'aide de ce plan incliné en aluminium léger facile à manier. Muni de nervures pour empêcher le glissement, d'une poignée et 2 trous de montage. Matériel de montage non inclus.

couleur métallique



- pour 150 kg, 78 x 20 cm pour un seuil à 3 cm **AD162632** € 46,00
- pour 150 kg, 78 x 40 cm pour un seuil de 3 à 7 cm **AD162633** € 109,00
- pour 150 kg, 78 x 54 cm pour un seuil de 5 à 15 cm **AD162634** € 144,00
- pour 300 kg, 75 x 20 cm pour un seuil à 7 cm **AD163742** € 150,00
- pour 300 kg, 75 x 40 cm pour un seuil de 7 à 15 cm **AD163743** € 213,00

avec revêtement époxy gris foncé

- pour 150 kg, 78 x 20 cm pour un seuil à 3 cm **AD162635** € 62,00
- pour 150 kg, 78 x 40 cm pour un seuil de 4 à 7 cm **AD162636** € 115,00
- pour 150 kg, 78 x 54 cm pour un seuil de 5 à 15 cm **AD162637** € 150,00



Parapluie pour déambulateur

Parapluie robuste protégé contre la pluie. Réglable dans différentes positions, facile à plier et facile à enlever. Un support compatible avec la plupart des déambulateurs standard de forme tubulaire ronde et ovale est inclus.

- Ø parapluie : 105 cm
- convient aux épaisseurs de tube suivantes :
tube rond : 1,8/2/2,2/2,5 cm
tube ovale : jusqu'à 6 cm
- convient pour personnes ayant une taille de 150 à 195 cm
- poids : 1 kg



- | | | |
|---------|-----------------|----------|
| • olive | AD162728 | € 107,00 |
| • beige | AD163449 | € 107,00 |
| • rouge | AD163450 | € 107,00 |



Chauffe-mains pour déambulateur

Chauffe-mains à fixer sur les poignées d'un déambulateur. L'extérieur est imperméable. Est attaché par un Velcro et des pressions.

- matériau extérieur : polyamide avec une couche de PU
- matériau à l'intérieur : polyester
- lavage à la main
- par paire **AD162727** € 22,90



Sac pour l'arrière d'une chaise roulante Economy

Ce sac imperméable en nylon s'adapte à presque toutes les chaises roulantes. Pourvu d'une fermeture éclair et de poignées.

- couleur : noir
- 36 x 39 x 15 cm

AD025212 € 69,80

Sac multi-poches pour l'arrière de la chaise roulante Deluxe

Sac très solide et imperméable qui s'adapte au dossier de la plupart des chaises roulantes. Est attaché aux poignées de la chaise roulante par 2 boucles robustes. Pourvu d'une poche pour des petits objets et de 2 poches sur le côté pour par ex. des bouteilles. A l'intérieur, il y a encore une petite pochette imperméable pour par ex. un gsm. La grande poche principale est rembourrée pour une protection supplémentaire.

- couleur : noir
- L x B x H : 40 x 60 x 15 cm

AD080387 € 112,00



Housse pour scooter

Housse en nylon imperméable, s'adaptant sur presque tous les scooters à 3 ou 4 roues. Le bord inférieur est élastique de manière à rester bien en place.

- 145 x 68 x 140 cm
- lavable en machine jusqu'à 40 °C

AD024884 € 91,40

Avec ces protections du corps inférieur, vous serez armé contre les journées froides. Compatible avec différents types de chaises roulantes, manuels et électriques. Le lavage à la main est conseillé.

Poncho pour chaise roulante

La protection idéale contre les pluies inattendues. Ce poncho imperméable possède une simple fermeture éclair ainsi qu'un capuchon à ficelles. Protection de la partie supérieure du corps et une longueur supplémentaire pour les genoux.

- jusqu'aux genoux **AD025214** € 65,90
- jusqu'aux pieds **AD025215** € 62,60
- jusqu'aux pieds, avec manches **AD025216** € 94,10



Poncho pour scooter avec protection de la personne et du scooter

Poncho léger qui protège aussi bien l'utilisateur que le scooter. Nylon 100% imperméable avec une fermeture éclair au niveau du torse. La partie transparente permet de bien voir le panneau de commande et l'éclairage du scooter brille également à travers celui-ci. Taille universelle pour 3 ou 4 roues.

AD024887 € 94,10

Protection jambes et bas du corps en fourrure synthétique pour chaise roulante

Protection très chaude. Une longue tirette permet d'y entrer et d'en sortir facilement. La partie dorsale plus haute a des bretelles pour une fixation à la chaise roulante. En combinaison avec un poncho de pluie, on est armé pour n'importe quel temps.

- taille : max. 140 cm

AD025218 € 115,90



Protection extra chaude pour les jambes et le bas du corps pour chaise roulante, taille adaptable

Le dessus peut se fermer par un cordon pour garder la chaleur à l'intérieur.

- imperméable

	longueur housse	contour ventre housse		
• n° 1 - enfant jusqu'à 6 ans	80 cm	80 cm	AD155765	€ 125,00
• n° 2 - enfant jusqu'à 12 ans	100 cm	90 cm	AD155766	€ 125,00
• n° 3 - junior jusqu'à 16 ans	125 cm	110 cm	AD155767	€ 125,00
• n° 4 - adulte M	135 cm	120 cm	AD155768	€ 125,00
• n° 5 - adulte L	145 cm	130 cm	AD155769	€ 125,00
• n° 6 - adulte XXL	155 cm	140 cm	AD155770	€ 125,00



Boîte à couper les médicaments compacte

Coupe les médicaments en 2. Il y a de la place dans le couvercle pour y mettre quelques pilules ou y ranger les autres moitiés non utilisées.

- blanc AD161049 € 4,60
- bleu AD162419 € 4,60



Broyeur de médicaments compact avec compartiment

Ce broyeur fonctionne par un simple mouvement de vissage. Dans le couvercle il y a de la place pour y ranger quelques pilules. Pratique grâce à sa petite taille. Le couvercle à visser a des encoches afin de devoir appliquer peu de force.

AD149564 € 8,90

Boîte pour broyer les médicaments avec compartiment

Broye les médicaments non pelliculés en petits morceaux ou en poudre par un simple mouvement de vissage. Il y a de la place pour y ranger quelques pilules.

AD160999 € 13,80



Système aidant à enlever les médicaments de leur emballage

Facile à utiliser : vous placez la plaquette de pilules et vous pouvez pousser la pilule avec peu de force. Vous pouvez ensuite sortir la pilule du réceptacle extractible.

- blanc/gris AD167218 € 7,90



Boîte à médicaments avec alarme

Cette boîte à médicaments possède 2 compartiments et est équipée d'un écran LCD. On peut programmer 1 signal. L'alarme peut être facilement réinitialisée pour resonner à la dernière période programmée.

- 5 x 9 x 2,5 cm
- pile LR44 (incluse)

AD168321 € 16,90



ANABOX®

adhome

ANABOX® appartient au plus haut segment de qualité et est fabriqué en Allemagne. Les boîtes à médicaments sont particulièrement bien réfléchies : chaque tigarette a 5 compartiments dont le compartiment du matin est un peu plus grand que les autres. Des statistiques montrent que la plupart des médicaments doivent être pris le matin. Le cinquième compartiment est un compartiment supplémentaire pour éventuellement y mettre une petite réserve. Les petites tigarettes ont des clous en bas qui rendent la manipulation plus facile pour les personnes avec des rhumatismes ou des mains tremblantes. Les boîtes à médicaments hebdomadaire ont une forme arrondie, ce qui facilite la sortie du médicament et la boîte peut être facilement nettoyée. Toutes les abréviations sont en français, le néerlandais est possible sur demande.

Boîte à médicaments ANABOX® pour 7 jours, 1 compartiment par jour

Cette boîte à médicaments a une forme arrondie, ce qui permet de prendre plus facilement les médicaments hors de la boîte ainsi que de la nettoyer. La version de luxe est de couleur noire avec des impressions discrètes dorées. Cette boîte à médicaments se trouve dans un superbe étui en cuir et va parfaitement dans chaque sac à main. Abréviations en français. Un cadeau idéal!

- 13,6 x 5,1 x 2 cm



- 1 • standard, les couleurs peuvent varier
- édition luxe dans un étui en cuir, noir, lisse
 - édition luxe dans un étui en cuir, brun, lisse
- 2
- édition luxe dans un étui en cuir, brun, avec structure
 - édition luxe dans un étui en cuir, rouge, avec structure
 - édition luxe dans un étui en cuir, noir, avec structure

AD155892	€ 12,00
AD155896	€ 36,50
AD163443	€ 36,50
AD167647	€ 36,50
AD163444	€ 36,50
AD167648	€ 36,50

Boîte à médicaments ANABOX® pour 1 jour, 5 compartiments

Boîte à médicaments pour 1 jour avec 5 compartiments, dont celui du matin est un peu plus large que les autres. Le 5^{ème} compartiment est utilisé pour éventuellement y mettre des médicaments en réserve. Abréviations en français. Couleurs attrayantes avec des couvercles transparents.

- 11,3 x 4,2 x 2,5 cm



- couleurs diverses

AD155894

€ 5,70

Boîte à médicaments ANABOX® pour 7 jours, 4 ou 5 compartiments par jour

Le box pour la semaine comprend 7 doseurs journaliers. On peut facilement déplacer les tigettes dans et hors de la boîte.

Disponible en 2 variantes :

- boîte pour 7 jours avec 5 compartiments par tigette (18 x 12 x 5 cm)
- nouvelle boîte compacte pour 7 jours avec 4 compartiments par tigette (14,5 x 11,5 x 4,5 cm)



Dans la boîte pour 7 jours avec 5 compartiments, les tigettes sont disposées en diagonale afin que vous puissiez voir en un coup d'œil si tous les médicaments ont été pris. Avec cette variante, le cinquième compartiment peut être utilisé comme réserve.

Sur chaque doseur journalier, il y a le nom du jour, et chaque jour a sa couleur.

Version compacte

- adultes, compact - avec symboles - blanche
- adultes, compact - avec symboles - citron vert
- adultes, compact - avec symboles - bleu clair
- adultes, chaque jour une autre couleur - fr
- adultes, bleu - fr
- enfants, chaque jour une autre couleur - fr

AD166779	€ 20,00
AD166910	€ 20,00
AD168391	€ 20,00
AD155890	€ 23,00
AD155888	€ 23,00
AD155934	€ 23,00

Version enfants



ANABOX® 2GO

Bouteille avec pilulier Anabox® intégré avec 7 compartiments. De cette façon, vous avez toujours vos médicaments et votre liquide à portée de main. Le pilulier se détache facilement du flacon. Le bouchon de la bouteille peut être ouvert d'une simple pression sur un bouton : assurez-vous d'avoir d'abord cliqué l'anneau de sécurité du bouton vers le bas avant d'appuyer sur le bouton. Les compartiments du pilulier ont une numérotation simple de 1 à 7.

- matériau de la bouteille : matière synthétique solide et couvercle en matière synthétique avec anneau en silicone
- dimensions bouteille : 29 cm de haut, 8 cm de large
- dimensions du pilulier : 13,6 x 5,1 x 2 cm
- dimensions de chaque compartiment du pilulier : 37 x 17 x 16 mm
- poids : 181 g
- convient au lave-vaisselle (seulement la bouteille)

NOUVEAU



bordeaux - 700 ml	AD168882	€ 30,00
orange - 700 ml	AD168883	€ 30,00
turquoise - 700 ml	AD168884	€ 30,00

Pillbase Travel

Le Pillbase Travel est un étui à médicaments pratique et compact à emporter en voyage. Équipé de compartiments intérieurs réglables pour ranger proprement les blisters, les inserts, etc. Aussi équipé de cartes colorées pratiques pour étiqueter les différents médicaments.

- 20 x 13,5 x 7 cm

• noir/bleu **AD167590** € 25,95



Oxymètre

Cet oxymètre digital compact affiche avec précision la saturation et le pouls. Utilisation simple et fiable.

- luminosité réglable, 6 modes d'affichage
- précision de mesure de 98%
- peu de consommation d'énergie
- avec indicateur de batterie
- arrêt automatique : après 8 secondes d'inactivité
- piles : 2 x AAA (inclus)

AD167597

€ 38,50



Gants de compression pour arthrite Thermoskin

Gants conçus anatomiquement pour garder une chaleur et une compression régulière. De ce fait la chaleur corporelle est maintenue et la circulation sanguine stimulée. Le côté de la paume est pourvu d'une couche structurée pour une meilleure préhension. Avec doigts ouverts pour une meilleure sensation au toucher. Afin de déterminer la taille correcte, vous devez mesurer la circonférence de la main au niveau des articulations du poing.

- matériau : nylon à l'extérieur, polyester à l'intérieur et une couche de caoutchouc entre les deux
- lavable à la main



• XS - 15 à 17 cm	AD167059	€ 39,95
• S - 18 à 20 cm	AD167060	€ 39,95
• M - 21 à 23 cm	AD167061	€ 39,95
• L - 24 à 26 cm	AD167062	€ 39,95
• XL - 27 à 29 cm	AD167063	€ 39,95
• XXL - +30 cm	AD167064	€ 39,95



Arion Dactyna aide à l'enfilage pour gants de compression

Aide à l'enfilage en cas de brûlures ou de réparation de cicatrices sur la main. Le port de gants de compression pour les brûlures ou pour la guérison des cicatrices est inconfortable, mais est indispensable pour une cicatrisation optimale. Parce que mettre des gants de compression peut aussi être très douloureux, l'état physique et psychologique de la personne peut être affecté. Dactyna aide les soignants à mettre des gants de compression et favorise ainsi l'observance thérapeutique. Par 5 pièces.

• Enfants - XS -(longueur de l'index : 6 cm)	AD168335	€ 36,30
• S -(longueur de l'index : 6,5cm)	AD168332	€ 36,30
• M -(longueur de l'index : 7,5cm)	AD168333	€ 36,30
• L -(longueur de l'index : 8,5cm)	AD168334	€ 36,30



ARION
simply smile



Coussin pour la nuque viscoélastique

Le coussin pour la nuque offre un soutien plus confortable en position assise ou couchée, par ex. durant les voyages ou devant la télévision. La mousse viscoélastique laisse les muscles de la nuque parfaitement relâchés. La housse douce en velours est hypoallergénique et traitée contre les acariens. La housse est lavable en machine jusqu'à 40 °C.

- visco 50 avec housse en velours **AD104250** € 49,75



VERSION
RENOUVELÉE
20% PLUS GRANDE
+ MEMORY FOAM



AVANT



APRÈS

Side Sleeper Pro - Memory Foam

Cet oreiller est spécialement conçu pour les personnes qui dorment sur le côté et présente un design ergonomique avec un évidement pour l'oreille. L'oreiller offre un bon soutien pour la tête, le cou et les épaules. Favorise également la position naturelle de la colonne vertébrale. Cela garantit également que les voies respiratoires sont ouvertes pendant le sommeil, ce qui réduit le ronflement. Le rembourrage est constitué de mousse à mémoire qui prend la forme du corps, de sorte que l'on a l'impression que l'oreiller est fait sur mesure. Comprend 1 housse lavable en machine (à basse température) et 1 sac supplémentaire en mousse à mémoire de forme.

- oreiller pour dormir sur le côté **AD168957** € 32,50

Hot/Cold Pack à base d'argile

Disponible en versions rectangulaires (de différentes tailles) et en version à 3 sections: cette dernière peut être pliée dans n'importe quel angle pour une couverture maximale des articulations et des muscles.

Peut être chauffé au micro-ondes et congelé au congélateur. La température reste environ 30 minutes.

Equippé d'un revêtement sans givre qui permet un contact direct avec la peau. Il reste mou même en dessous de -20 °C.

Rempli d'argile 100% naturelle et donc non toxique.

rectangulaire	• S - 15 x 25 cm	AD167018	€ 10,00
	• M - 20 x 30 cm	AD167019	€ 15,00
	• L - 25 x 35 cm	AD167020	€ 15,00
	3 sections	• 20 x 40 cm	AD166928



BESTSELLER

MyCare+ bandage pour le dos

La douleur dans le dos, le cou et les épaules est souvent due à une mauvaise posture. Ce bandage pour le dos soutient la posture correcte en position debout, assise ou en marchant. Se porte sous les vêtements. Convient pour les hommes et les femmes.

- lavage à la main à 30 °C
- M - réglable jusqu'à une circonférence abdominale de 80 cm **AD166999** € 27,50
- L - réglable jusqu'à une circonférence abdominale de 95 cm **AD166998** € 27,50
- XL - réglable jusqu'à une circonférence abdominale de 110 cm **AD167000** € 27,50

adhome

CONSEILLÉ
pour les muscles
tendus

VERSION
RENOUVELÉE



Shiatsu coussin de massage

Ce coussin de massage avec fonction de chaleur réduit la douleur et la tension des muscles. Les 4 têtes de massage effectuent des mouvements de pétrissage et massent ainsi les muscles. Réglable via le panneau de commande simple situé sur le coussin lui-même. Convient pour le cou, les épaules, le dos, les fesses et les jambes. Y compris le manuel d'utilisation.

- dimensions : 41 x 18 x 18 cm
- fonctionne à l'électricité (câble inclus)
- poids : 1,8 kg

AD167004 € 59,95

LegEX entraîneur de jambes

Cet appareil cardio permet de garder les muscles des jambes actifs sans bouger : idéal pour les personnes à mobilité réduite. Avec 2 pédales motorisées qui simulent le mouvement de pas. Réglable dans 3 vitesses différentes. Y compris la télécommande et le manuel d'utilisation.

- dimensions : 20 x 45,5 x 38 cm
- fonctionne à l'électricité (câble fourni)
- piles : 4 x CR2032 (télécommande) inclus
- poids : 4,6 kg



AD166997 € 117,50

Vibration Leg Trainer - plaque vibrante multifonctionnelle

Stimule les muscles sans avoir à bouger activement. Convient pour une utilisation en position assise. Les mouvements constants imitent l'activité musculaire naturelle de la marche.

Équipé d'un rouleau de massage d'acupression intégré qui peut être combiné avec la fonction de mouvement.

Il y a un choix de 5 programmes et 20 vitesses pour que l'appareil puisse être réglé selon les besoins et les souhaits.

Il améliore la circulation sanguine, réduit les varices et soulage les jambes et les pieds agités et douloureux.

Stimule aussi l'endurance générale et la relaxation musculaire.

Une utilisation de 20 minutes par jour est recommandée.

L'appareil peut être utilisé pour le massage des jambes et des pieds, le massage du dos ou le massage des bras. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le manuel.

Fonctionne à l'électricité (câble fournis).

Y compris la télécommande.

- dimensions : 46 x 41 x 18,5 cm
- poids : 4,10 kg

AD168865 € 140,00

NOUVEAU!
DISPONIBLE
DÈS
FEVRIER 2023



NOUVELLE VARIANTE

Circulation Maxx - stimulateur musculaire

Réduit les pieds et les chevilles enflés et les douleurs aux jambes. Des impulsions électriques sont envoyées à travers le corps par les pieds, ce qui déclenche l'action de pompage des muscles et améliore la circulation. Les 4 pads de gel auto-adhésifs fournis peuvent également être placés sur le dos ou les épaules pour que l'appareil puisse être utilisé pour tout le corps. Appareil compact, donc facile à emporter. Y compris une télécommande et un manuel d'utilisation. Ne convient pas aux personnes portant des stimulateurs cardiaques !

NOUVELLE VARIANTE : Circulation Maxx Reflexology avec carte de réflexologie plantaire intégrée. Comprend un petit appareil TENS supplémentaire avec 6 programmes de massage pour stimuler les nerfs d'autres parties du corps. Ce petit appareil est également livré avec 4 pads de gel auto-adhésifs supplémentaires.

- | | |
|---------------------|----------------|
| dimensions : | poids : |
| 1 34 x 32,5 x 5 cm | 1 1,3 kg |
| 2 37 x 43 x 8 cm | 2 1 kg |

- fonctionne à l'électricité (câble fourni) mais aussi avec batteries (non fournies)
- piles : 4 x piles AA (appareil, si non utilisé sur l'électricité), 2 x AAA (télécommande), 2 x AAA supplémentaires pour l'appareil TENS à 1

1 • Circulation Maxx Reflexology	AD168962	€ 189,95
2 • Circulation Maxx Reviver	AD166833	€ 179,95
• option: gel contact - 200 ml	AD168032	€ 4,95



Revitive Medic- stimulateurs musculaires

Dispositif médical pour l'amélioration active de la circulation sanguine dans les jambes et les pieds, grâce à la technologie OxyWave. Les tests cliniques montrent que l'enflure, la douleur et les crampes dans les jambes sont réduites. Avec différents niveaux d'intensité pour l'entraînement ajusté en fonction de vos besoins. Les 2 électrodes autocollantes fournies peuvent également être placées sur le dos ou les épaules. Comprend la télécommande et le manuel d'utilisation.

- dimensions de toutes les versions : Ø 37 cm
- piles nécessaires : 2 x AAA (télécommande), incluses
- poids : +/- 4,4 kg

3 versions :

1 Revitive Medic Pharma

Avec le système IsoRocker standard : incline légèrement l'articulation de la cheville (mouvement talon-orteil) pendant que les muscles des jambes se contractent et se détendent. Fonctionne à l'électricité (câble fourni).

2 Revitive Medic Plus

Modèle renouvelé : effet plus profond sur les veines. Avec système IsoRocker 20 ° avancé : pour une plus grande amplitude de mouvement de l'articulation de la cheville. Utilisation sans fil grâce à la batterie rechargeable!

3 Revitive Arthrose Genou

Le programme unique pour les genoux stimule aussi les muscles de vos cuisses, jambes et pieds. Aussi avec le système IsoRocker 20 ° avancé. Utilisation sans fil grâce à la batterie rechargeable! Consultez notre site Web pour d'autres produits Revitive.



Pour utilisation pieds nus

Marchez plus loin sans douleur

• Revitive Medic Pharma	AD167219	€ 359,00
• Revitive Medic Plus avec batterie rechargeable	AD167741	€ 399,00
• Revitive Arthrose-Genou avec batterie rechargeable	AD168395	€ 419,00

Revitive Aerosure

Une aide respiratoire qui a prouvé lors d'un test clinique qu'elle peut contribuer à réduire l'essoufflement et la toux chez les personnes souffrant d'une BPCO, ce qui permet d'améliorer significativement leur qualité de vie.

Revitive Aerosure est le seul appareil sur le marché à offrir 2 modes d'action pour permettre l'entraînement des muscles respiratoires par la thérapie de vibration :

- mode respiration facilitée
- mode évacuation du mucus

Ce même principe d'entraînement respiratoire est utilisé par les kinésithérapeutes et les cliniques de réhabilitation.

L'utilisation de Revitive Aerosure est conçue pour :

- améliorer la toux chronique
- améliorer l'essoufflement
- réduire la sensation d'oppression sur la poitrine, associée à l'essoufflement
- renforcer les muscles respiratoires

Convient aussi en cas de Bronchectasie, Fibrose Kystique et Asthme.

Y compris la tête remplaçable, station de charge et câble, manuel de l'utilisateur, étui de rangement.

Des embouts buccaux de réserve sont aussi disponibles sur demande, voir aussi notre site Web www.advys.be.



AD167758 € 209,00

Revitive Ultrason

Un dispositif médical conçu pour accélérer le processus de guérison des blessures musculaires et soulager la douleur. La thérapie par ultrasons Revitive convient au traitement des blessures anciennes et nouvelles telles que les entorses, les foulures, les contusions, les blessures sportives, les blessures aux tendons et ligaments.

L'appareil dispose de 3 niveaux d'intensité et de 3 durées de traitement. Une vibration acoustique stimule les tissus jusqu'à 4 cm sous la surface de la peau. L'appareil convient aux personnes souffrant de blessures musculaires, de douleurs musculaires et de tensions musculaires et est particulièrement efficace pour les épaules et le bas du dos.

Y compris Revitive Ultrasound Gel, station de charge avec câble, manuel d'utilisation, pochette de transport.

- Revitive Ultrason **AD167759** € 209,00
- contactgel - 200 ml **AD168441** € 14,50



Coussin d'assise viscoélastique

Le coussin d'assise est fabriqué en mousse visco élastique d'une densité de 50 kg. De ce fait les pressions sont diminuées. La housse en PU 210 de haute qualité est lavable, imperméable et respirante. La housse est aussi antibactérienne.

- 43 x 43 x 7 cm **AD104265** € 93,50



Coussin rehausseur

Un coussin solide en mousse qui est utilisé lorsque l'assise existante est trop basse. Peut aider à se redresser.

- poids : 230 g
- charge maximale : 79 kg

- 44 x 44 x 10 cm, sans housse **AD098926** € 49,00



Egg Sitter coussin de gel

Coussin de gel orthopédique confortable avec motif en nid d'abeille pour soutenir le dos et la colonne vertébrale. Convient très bien aux sièges de voiture, les chaises ordinaires, les chaises de bureau, ... Comprend une housse de protection. Lavage à la main (coussin et housse de protection).

- dimensions : 44 x 34 x 5 cm
- poids : 1,5 kg



• 44 x 5 x 34 cm **AD168814** € 48,00

Coussin en forme d'anneau

Coussin en forme d'anneau, avec lequel il n'y a pas de pression sur le coccyx.

Coussin avec housse en éponge

- 45 cm Ø - vert clair **AD162665** € 54,00
- 45 cm Ø - bleu foncé **AD162679** € 54,00
- housse de réserve - vert clair **AD162680** € 12,60
- housse de réserve - bleu foncé **AD162681** € 12,60



Coussin gonflable en caoutchouc avec housse en éponge et pompe

- 45 cm Ø **AD162713** € 47,00
- housses disponibles de réserve (10) **AD162735** € 19,60

Curble assises actives

Soutient activement les hanches pour répartir la pression pour un confort d'assise plus grand et plus long. Faite d'un matériau hautement élastique poussant la colonne lombaire dans sa position la plus naturelle pour l'empêcher de s'affaisser. Convient pour un usage quotidien, même sur un canapé ou au lit. L'utilisation en voiture n'est pas recommandée. Convient à partir de 12 ans.

2 versions:

Curble Comfy

Curble Wider, 5 cm plus large

La principale différence réside dans le cadre et la sensation de tension qu'il produit. Le modèle Wider a une tension plus forte. Le dossier plus large, la plus grande profondeur d'assise et le bord surélevé soulèvent les lombaires et le bassin et aident l'utilisateur à adopter une meilleure posture.

Le modèle Comfy a un dossier plus flexible et moins de tension, ce qui le rend plus adapté aux personnes ayant une flexibilité limitée et qui ne peuvent pas s'asseoir pendant de longues périodes sur une coque plus rigide comme le modèle Wider.

- matériau : PVC et mousse à mémoire, respirant
- dimensions :
Curble Comfy : 34 x 33 x 33 cm
Curble Wider : 31,5 x 38 x 31,5 cm
- poids : Curble Comfy: 800 g, Curble Wider: 880 g



Curble Comfy

Curble Wider



Curble Comfy

- gris **AD167205** € 80,00
- bleu **AD167206** € 80,00
- rouge **AD167207** € 80,00

Curble Wider

- noir **AD167211** € 90,00
- rouge **AD167212** € 90,00
- gris **AD167213** € 90,00

Ceinture de fixation SafeBelt®

Ceinture de fixation confortable pour le bassin, 15 cm. L'intérieur est antidérapant et velouté. Si elle sert principalement à éviter de glisser vers le bas, il est recommandé de la combiner avec le One Way Glide (voir ci-dessous).

- ceinture de fixation du bassin

AD041974	€ 147,00
----------	----------
- ceinture de fixation de la taille

AD049971	€ 99,00
----------	---------

 - allonge 100 cm

AD156740	€ 50,00
----------	---------



One way glide

One Way est basé sur un drap coulissant, mais ne peut glisser que dans un sens. La personne peut se repousser, avec ou sans l'aide d'un soignant, mais ne peut alors plus redescendre.

- pour fauteuil 45 x 45 cm - antidérapant

AD016757	€ 178,00
----------	----------
- pour chaise roulante 37 x 43 cm - antidérapant

AD021432	€ 165,00
----------	----------



Thérapie anti contracture mains Care

Ces aides techniques maintiennent la main dans une position naturelle autant que possible et protègent la paume des dommages cutanés. Avec le coussinet contracteur des doigts, l'écartement des doigts crée un espace entre les doigts et réduit la pression sur la paume. Le coussinet de paume est disponible en 2 tailles. Le cône à main a un noyau conique dur. Toutes les variantes ont une bande élastique pour les maintenir en place. Il est recommandé de retirer le coussinet/cône au moins toutes les 2 heures pour évaluer l'état de la peau. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.



- pour doigts, 13 x 8,5 cm

AD168347	€ 29,25
----------	---------
- pour paume, small 5 x 11 cm

AD168348	€ 25,75
----------	---------
- pour paume, large 6,5 x 12 cm

AD168349	€ 28,00
----------	---------

 - cône, 12,5 x 4 cm

AD168350	€ 29,25
----------	---------

Bandages sportifs orthopédiques Neo-G

Neo-G est une série de bandages de sport de qualité pour une compression variable et un soutien avant, pendant et après les activités intenses. Fabriqué en néoprène de 2 mm d'épaisseur seulement, de façon à ce que le bandage ne soit pas seulement léger et aéré mais également facile à porter durant le travail ou les activités sportives.

Entretien :

- lavage à la main à 30 °C
- séchage à température ambiante
- pas de repassage

Neo-G braces

- poignet D+G

AD142003	€ 28,00
----------	---------
- poignet avec pouce D+G

AD142004	€ 28,00
----------	---------
- poignet avec renforcement D

AD142016	€ 35,00
----------	---------
- poignet avec renforcement G

AD142015	€ 35,00
----------	---------



- pouce D+G

AD142018	€ 37,00
----------	---------
- épicondylite du coude D+G

AD142001	€ 31,00
----------	---------
- coude D+G

AD142002	€ 37,00
----------	---------



- épaule D+G

AD167604	€ 55,00
----------	---------

- genou avec trou D+G

AD142009	€ 37,00
----------	---------
- genou avec trou, renforcement D+G

AD142010	€ 61,00
----------	---------
- genou fermé D+G

AD142008	€ 35,00
----------	---------
- genou, avec articulation D+G

AD142011	€ 74,00
----------	---------



- cheville D+G

AD142014	€ 35,00
----------	---------



- bas du dos

AD142005	€ 48,00
----------	---------
- bas du dos, renforcement

AD142006	€ 71,00
----------	---------



NOUVEAU

NOUVEAU

Neo-G Airflow pour le poignet et le pouce

- small

AD168713	€ 19,00
----------	---------
- medium

AD168714	€ 19,00
----------	---------
- large

AD168715	€ 19,00
----------	---------

Neo-G Hallux Valgus Soft Support

- gauche

AD168886	€ 23,00
----------	---------
- droite

AD168887	€ 23,00
----------	---------



adhome

La technologie pour un meilleur bien-être

NOUVEAU

NeuroSocks

Dotées de la griffe unique VOXX HPT intégrée à la chaussette pour stimuler le système nerveux et équilibrer le corps. Équipées d'une doublure supplémentaire sur le bas pour plus de confort. Il y a une ventilation adéquate au-dessus et en-dessous des orteils pour les garder au frais et au sec et éviter les cloques. Antibactériens, sans coutures. Lavables en machine jusqu'à 40 °C.

- 1 **Mini-Crew Athletic** : pour les activités sportives et un mode de vie actif
- 2 **Wellness Crew** : un look subtil pour un usage quotidien
- 3 **Athletic No-Show** : chaussettes basses qui conviennent aux modèles bas de chaussures de sport/baskets



1	• small 35-38, blanc	AD168078	€ 44,00
	• medium 39-42,5, blanc	AD168079	€ 44,00
	• large 43-46, blanc	AD168080	€ 44,00
	• X-large 47-50, blanc	AD168081	€ 44,00
	• small 35-38, noir	AD168082	€ 44,00
	• medium 39-42,5, noir	AD168083	€ 44,00
	• large 43-46, noir	AD168084	€ 44,00
	• X-large 47-50, noir	AD168085	€ 44,00

2	• small 35-38, noir	AD168086	€ 44,00
	• medium 39-42,5, noir	AD168087	€ 44,00
	• large 43-46, noir	AD168088	€ 44,00
	• X-large 47-50, noir	AD168089	€ 44,00
	• small 35-38, blanc	AD168295	€ 44,00
	• medium 39-42,5, blanc	AD168274	€ 44,00
	• large 43-46, blanc	AD168275	€ 44,00
	• x-large 47-50, blanc	AD168276	€ 44,00
	• small 35-38, noir	AD168296	€ 44,00
	• medium 39-42,5, noir	AD168277	€ 44,00
3	• large 43-46, noir	AD168278	€ 44,00
	• x-large 47-50, noir	AD168279	€ 44,00



2 poignées et une poulie pour des exercices de l'épaule pour fixation à la porte

Simple système d'exercices économique. S'adapte à la plupart des portes avec une épaisseur standard.

- poignées en matière synthétique **AD156203** € 15,25
- poignées en bois **AD160821** € 16,75

Bande élastique de thérapie

Cette bande élastique d'exercice est d'une excellente qualité.

Avec latex

• faible - jaune	1,5 m	AD160833	€ 5,75	5,5 m	AD006487	€ 18,00
• moyenne - rouge	1,5 m	AD160834	€ 6,60	5,5 m	AD006488	€ 19,25
• mi-ferme - vert	1,5 m	AD160835	€ 7,40	5,5 m	AD006489	€ 20,25
• X-ferme - bleu	1,5 m	AD160836	€ 8,25	5,5 m	AD006490	€ 25,00
• XX-ferme - noir	1,5 m	AD160837	€ 9,60	5,5 m	AD006491	€ 28,50

Pour l'exercice quotidien !



Haltères d'exercice

Les haltères d'exercice sont recouvertes d'une agréable couche de vinyle, de couleur attrayante.



- 0,5 kg - rose (par 2) **AD150783** € 9,90
- 1,0 kg - jaune (par 2) **AD150784** € 18,00
- 1,5 kg - rouge (par 2) **AD150785** € 25,00
- 2,0 kg - vert (par 2) **AD150786** € 31,75
- 3,0 kg - bleu (par 2) **AD150787** € 48,50
- 4,0 kg - noir (par 2) **AD150788** € 60,50
- 5,0 kg - gris (par 2) **AD150789** € 73,50



Petit vélo d'exercices

Pour une thérapie simple du mouvement, à faire en chambre, au lit, devant un fauteuil ou une chaise roulante. La résistance est facilement réglable. Petits pieds antidérapants. Dans la version avec un display digital, on sait y lire les données suivantes : le nombre de rotations, le temps et les calories brûlées. Léger et compact, de ce fait facile à emporter. La version digitale est pliable.

- standard **AD025454** € 69,00
- digitale **AD168053** € 70,00



BluFit Tiger - entraîneur elliptique compact

Entraîneur elliptique compact et puissant pour l'entraînement des bras et/ou des jambes, avec 8 niveaux de résistance réglables pour un entraînement progressif. Améliore les niveaux d'énergie et la fonction musculaire ainsi que la flexibilité des articulations avec un faible impact sur les genoux. L'appareil est facile à utiliser en position assise sur une surface dure et molle. Comprend un manuel.

- dimensions : 27 x 17 x 26 cm
- piles nécessaires : 2 x AA (non incluses)
- poids : 6,5 kg

AD168864 € 184,50



Petite attelle pour les articulations des doigts Oval 8

Attelle de doigt 3-points très discrète en couleur de peau et 1,6 mm d'épaisseur. Prévue pour e.a. l'hypertension, la boutonnière, le « swan neck », une déviation latérale, « le mallet » et en prévention d'un « trigger finger ». Utilisable pour tous les doigts, y compris le pouce. Parce qu'un doigt peut gonfler et dégonfler, l'Oval 8 est toujours vendu par set de 3 avec 3 tailles consécutives chacune.

Il est important de choisir la bonne taille :

mesurez la circonférence de la phalange du doigt à la hauteur où l'attelle doit venir, avec un mètre ruban ou une ficelle. Ensuite, prenez la taille correcte en fonction du tableau des tailles ci-dessous :



- set de 3 avec n° 2-3-4 (4,3 - 4,95 cm) **AD160721** € 32,50
- set de 3 avec n° 4-5-6 (4,95 - 5,7 cm) **AD160722** € 32,50
- set de 3 avec n° 6-7-8 (5,7 - 6,14 cm) **AD160723** € 32,50
- set de 3 avec n° 8-9-10 (6,14 - 6,8 cm) **AD160724** € 32,50
- set de 3 avec n° 10-11-12 (6,8 - 7,4 cm) **AD160725** € 32,50
- set de 3 avec n° 13-14-15 (7,65 - 8,2 cm) **AD160726** € 32,50
- set de base avec 14 attelles différentes (4,3 - 8,2 cm) **AD160720** € 68,30



Attelle de doigt Buddy Loops

Une protection efficace et confortable pour les doigts touchés, par exemple, par des rhumatismes, de l'arthrose ou des traumatismes. Cela réduit la douleur et la perte de fonction. Les Buddy Loops permettent d'attacher facilement le doigt affecté au doigt adjacent : placez un doigt dans la boucle et enroulez la boucle Buddy autour du doigt adjacent. On peut combiner 2 Buddy Loops si nécessaire. Fabriqué de nylon, de lycra et de mousse. Lavage à la main.

- set de 3, 19 mm, gris **AD168850** € 18,00
- set de 3, 13 mm, noir **AD168851** € 17,00

Petites balles d'exercice en gel

Petites balles d'exercice pour améliorer la force musculaire et la souplesse des doigts et de la main. Agréables à tenir, de par leur structure en gel, elles sont fiables pour les articulations. Aussi utilisables comme balles anti-stress. Disponibles en forme ronde ou d'œuf.



balles d'exercice rondes Ø 5 cm

• extra mou - rose	AD025705	€ 6,60
• mou - bleu	AD025706	€ 6,60
• mi mou - vert	AD025707	€ 6,60
• ferme - orange	AD025708	€ 6,60
• extra ferme - noir	AD025709	€ 6,60

Eggsercizer forme d'œuf 6 x 4,5 cm


• extra mou - jaune	AD066196	€ 12,00
• mou - rouge	AD006147	€ 12,00
• mi mou - vert	AD006146	€ 12,00
• ferme - bleu	AD006145	€ 12,00
• extra ferme - noir	AD006144	€ 12,00

Pâte d'exercice Putty

Est sans odeur et ne laisse aucune particule sur les mains après l'exercice. Le matériau est non toxique, sans graisse, ne contient pas de latex et est hypoallergique. Disponible en 5 niveaux de force. Petits pots de 113 gr, suffisants pour la plupart des exercices de la main. Des autres poids sont sur demande, voir aussi notre site Web www.advys.be.



• extra souple - beige	AD026043	€ 17,80
• souple - jaune	AD026059	€ 17,80
• moyenne - rouge	AD026061	€ 17,80
• ferme - vert	AD026063	€ 17,80
• extra ferme - bleu	AD026065	€ 17,80



Système d'exercice pour les doigts Flex-Ion

Flex-Ion possède des petits ressorts individuels pour chaque doigt. Au contraire d'autres matériels d'exercice pour la main, un doigt fort ne peut pas compenser un doigt faible. Flex-Ion est similaire à Digi-flex®. Une petite brochure d'information et d'exercices est fournie.



• 0,35 kg / 1,1 kg - beige	AD161218	€ 25,00
• 0,7 kg / 2,3 kg - jaune	AD006133	€ 25,00
• 1,4 kg / 4,5 kg - rouge	AD005256	€ 25,00
• 2,3 kg / 7,3 kg - vert	AD006134	€ 25,00
• 3,2 kg / 10,4 kg - bleu	AD006135	€ 25,00
• 4,1 kg / 14,1 kg - noir	AD006136	€ 25,00



Aide pour des clefs Keywing, pour 1 clef

Ce produit compact glisse simplement sur votre clef et offre une prise en main plus large lorsque vous tournez votre clef.

- | | | |
|-------------------------------|----------|---------|
| • rose | AD168369 | € 12,00 |
| • vert | AD168368 | € 12,00 |
| • bleu | AD168367 | € 12,00 |
| • set de 3 : bleu, vert, rose | AD168370 | € 29,00 |



Aide pour des clefs Key Turner

Poignée incurvée pour tenir des clefs pour plus de prise et pour faciliter le mouvement de rotation. Après utilisation, les clefs peuvent être rangées dans la poignée.

- | | | |
|--------------------|----------|---------|
| • 2 clefs | AD024576 | € 15,50 |
| • pour 1 à 3 clefs | AD168945 | € 12,70 |



Tavolino petite table pliable

Petite table compacte et pliable.

Cette table est légère et donc facile à déplacer. Facilement réglable à différentes hauteurs et angles, ce qui la rend idéale pour une utilisation lors de diverses activités: lire, écrire, manger, travailler sur l'ordinateur portable, ...



- matière : plan de travail en matière synthétique, pieds en métal
- dimensions : 52 x 39 x 52 (hauteur minimale) / 70 cm (hauteur maximale)
- réglable à 6 hauteurs
- inclinable dans 3 angles
- distance entre les jambes : 45 cm
- poids : 2,2 kg
- charge maximale : 22 kg



- | | | |
|-----------|----------|---------|
| • blanche | AD167685 | € 27,50 |
|-----------|----------|---------|



Support de cartes de jeu, courbé, en hêtre pour la table

Beau porte-cartes à jouer légèrement incurvé en hêtre.

- petit - 34 cm **AD024576** € 13,50
- grand - 49 cm **AD168945** € 16,50



Cartes de jeu et support de cartes pour la table

Support de cartes original en plastique blanc. Grâce à sa forme en V, on peut facilement y placer les cartes, même si on a moins de contrôle des mouvements de la main. Jeu de cartes de grandeur normale avec de grands chiffres facilement lisibles et clairement reconnaissables. Spécialement conçu pour les personnes ayant des problèmes visuels.

- support de cartes - 30 cm **AD135644** € 10,00
- cartes de jeu extra visible - sans figures **AD021766** € 8,95



Support de cartes de jeu, rond, à tenir en main

2 disques qui sont tenus ensemble avec un ressort.

On dispose les cartes entre 2 disques et en tournant, les cartes se disposent automatiquement en éventail.

AD049918 € 10,00

Rummikub XL

Jeu bien connu Rummikub avec des chiffres clairs.

Le but est de rassembler des groupes ou des lignes de chiffres et de les étaler sur la table ou de les ajouter chez son adversaire.

Les blocs mesurent 38 mm de haut, les chiffres sont clairs et en relief, 16 mm de haut et 4 mm d'épaisseur.

NOUVEAU :
JEUX EN
VERSION XL



AD018293 € 59,00

Scrabble XL

Jeu bien connu dont le plateau de jeu, les règles et les blocs de lettres sont tous en version XL, ce qui rend le jeu également adapté aux personnes ayant des problèmes visuels. De plus, le plateau de jeu est équipé d'un système « tilelock », qui garantit que tous les blocs restent en place. Le tableau peut être facilement tourné par une goupille en forme de boule sur le fond, la rendant toujours lisible pour tous les joueurs.

- dimensions: 37 x 37 cm (plateau de jeu), 2,5 x 2,5 cm (les blocs)

- version française **AD168251** € 55,00



Ludo XL

Jeu connu en version géante avec des cercles légèrement creusés de manière à ce que les pions ne glissent pas ou ne tombent pas.

- dimensions: 50 x 50 cm (plateau de jeu), 2,5 cm (les pions)

AD053179 € 88,00



Pince de préhension RevoReach™

RevoReach™ est solide, léger et particulièrement astucieux. Pince pourvue d'une poignée ergonomique antidérapante et de mâchoires antidérapantes. La partie sur l'avant peut se tourner jusqu'à 360°.

Le modèle Griplock est pourvu d'un petit levier « Griplock » à gauche avec lequel on peut bloquer l'objet. On peut aussi choisir pour un blocage automatique ou un « demi » blocage ; ce dernier est intéressant quand on veut contrôler la préhension de petits objets.



• Xcel - 66 cm	AD112990	€ 29,10
• Xcel - 81 cm	AD112991	€ 31,50
• Griplock - 66 cm	AD112988	€ 31,50
• Griplock - 81 cm	AD112989	€ 33,80

Pince de préhension Handi-Reacher

Handi-reacher possède une mâchoire fixe et une mobile. Un aimant au bout de la rallonge de bras permet de ramasser les objets métalliques de petite taille, munie également d'un petit crochet qui aide à l'habillage.

Le manche est destiné à être pris en pleine main de façon à pouvoir utiliser un maximum de force.

• petit - 61,3 cm	AD025123	€ 11,60
• standard - 76,6 cm	AD025125	€ 14,20
• extra-longue - 89,4 cm	AD027834	€ 16,00



Pince de préhension Pick-up

La rallonge de bras Pick-Up est très légère, les 2 mâchoires sont mobiles en même temps. Les pinces peuvent pivoter. Au bout, un aimant permet de ramasser des petits objets métalliques. Cette pince comporte un clip qui permet de la fixer à une aide à la marche.

• 75 cm	AD025131	€ 30,20
---------	-----------------	---------



Pince de préhension avec ventouses Suction Tip

Pince de préhension en aluminium avec 2 solides ventouses en caoutchouc aux extrémités.

La transmission de la force se fait par des bandes en métal au lieu de corde, ce qui est moins sujet à l'usure.

Version plus courte sur demande.

• 50 cm	AD168445	€ 25,30
• 75 cm	AD168048	€ 26,20



NOUVEAU:
SOUPLE,
FACILE À
EMPORTER

Pince de préhension pliable

Avec une poignée avec prise en main confortable pour actionner la fonction de préhension. Un aimant au bout de la rallonge de bras permet de ramasser les objets métalliques de petite taille.



- 53 cm (plié : 33 cm) **AD168946** € 26,20



Épaisseur de stylo

Set d'aides à l'écriture qui contient 9 différents épaisseurs et aides.

- AD149401** € 27,00

Épaisseur de stylo, triangulaire et concave

Épaisseur de stylo en matière synthétique moulée, triangulaire, légèrement concave pour une meilleure préhension.

- Ø intérieur : 8 mm
- par 3 **AD024680** € 10,40



Latte de lecture

La latte/loupe de lecture agrandit seulement dans un sens. Les lettres sont plus longues tandis que la largeur n'est pas modifiée.

- longueur 30 cm, agrandissement x 2 **AD162710** € 14,50

Loupe à mettre au cou avec cordelette, avec loupe intégrée

Loupe en matière synthétique qui repose sur le corps avec 2 petits pieds doux. Grâce à cela, les 2 mains sont libres. Très pratique quand on fait un ouvrage à la main ou pour tenir un magazine ou un livre. Dans la loupe, il y a une deuxième petite loupe avec un agrandissement de 4x, qui aide à voir les petits détails.

- Ø 10,5 cm, agrandissement x 2 **AD167704** € 32,80



Feuille/loupe

Grande feuille/loupe souple qu'on peut tenir en main. Poids léger.

- dimensions : 27 x 19 cm
- agrandissement : x 3 à 4

AD161037 € 17,20



Y compris
câble USB

Loupe sur pied

Loupe sur 4 petits pieds. Pourvue de petites lampes LED. Avec la cordelette fournie, c'est également utile comme loupe de lecture ou de broderie.

- dimensions de la loupe : 24 x 16 x 11 cm
- agrandissement : x 3,5
- batteries : 3 x AAA (non inclus)

AD161036 € 20,00

Loupe sur support

Loupe sur un support avec un pied alourdi. De cette façon les mains restent libres et la loupe peut être placée de différentes façons et à différentes distances.

- dimensions loupe : 25 x 18 cm
- agrandissement : x 4
- longueur du bras : la partie inférieure et la partie supérieure mesurent 26,5 cm

AD121585 € 59,00



The Book Seat™ porte-livres

The Book Seat™ est une conception australienne brevetée dans le monde entier. Avec ce porte-livres pratique, vous pouvez lire confortablement les mains libres partout.

De livres fins ou épais, de grande ou petite taille, avec ou sans couverture rigide, ... une tablette digitale ou e-reader : tous sont parfaitement supportés par The Book Seat™.

Il s'adapte à toutes les surfaces et positions : par exemple dans le lit, sur la plage, dans un hamac, sur vos genoux ou sur le canapé. Un petit soutien plexi garantit que le livre reste ouvert. Pourvu d'une petite pochette pratique pour par exemple lunettes de lecture, lunettes de soleil, téléphone portable, ...

Équipé d'une boucle en haut pour l'accrocher. Peut également être utilisé comme oreiller de voyage.

Convient aux personnes ayant une fonction de préhension réduite, des douleurs au cou et aux épaules, ...

- matière : imitation daim (extérieur), petites boules de positionnement (intérieur)
- dimensions : 30 x 29 x 24 cm
- entretien: nettoyer avec une brosse douce ou un chiffon légèrement humide et un détergent doux
- ne convient pas à la machine à laver



- olive **AD167655** € 45,00
- gris **AD167660** € 45,00
- rouge **AD167662** € 45,00
- turquoise **AD167666** € 45,00
- bleu marine **AD167667** € 45,00

Chaises de travail / trotteur Vela

La référence pour les chaises de travail pour stimuler la posture et l'autonomie pendant l'activité quotidienne !

Seule une offre limitée est indiquée sur ces pages.
De nombreux autres types, hauteurs, couleurs et options sont possibles : consultez notre site Web www.advys.be



Vela Tango 700/700E

Idéal pour le confort d'assise au quotidien. Disponible avec différents types d'assises et de dossiers. Disponible en version manuelle (Tango 700) et en version électrique (Tango700E). La version électrique permet d'adopter facilement des postures variées : d'une simple pression sur un bouton, la chaise vous aide à vous lever en toute sécurité et avec un minimum d'effort.



La gamme Vela Salsa

Chaises de travail / trotteur pour alterner les activités assises et debout.
Disponible avec différents types de dossiers et d'assises.

Chaise pour enfants Vela Tango 100/100ES

Chaises de croissance pour le confort quotidien des enfants.
Disponible en différentes tailles et types de dossiers et d'assises.



Conseil

Vous trouverez des fiches d'information où vous pourrez facilement cocher les choix souhaités sur notre site Web www.advys.be
Visitez également le site Web de Vela, où vous pouvez configurer vous-même la chaise souhaitée: www.vela.eu/build-a-chair.

Adhome est un concept de ADVYS bv
Manta 20
9250 Waasmunster

info@advys.be
www.advys.be



adhome

Disponible chez votre distributeur de confiance, pharmacie,
bandagiste, fournisseur indépendant ou magasin de soins :

Prix de vente conseillés tva incl. valables jusqu'au 31 décembre 2023.
Les illustrations peuvent parfois différer légèrement du produit livré.
Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression.