

Revolution®

gymna magazine - automne 2026



**PROMO
D'AUTOMNE**

**BIENVENUE À NOS
JOURNÉES PORTES OUVERTES**

**CHARLEROI
GAND
BRUXELLES
DIEPENBEEK**

**SA 7 NOVEMBRE
SA 14 & DI 15 NOVEMBRE
SA 21 & DI 22 NOVEMBRE
SA 28 & DI 29 NOVEMBRE**

gymna



> 12 Choisissez votre table de massage



> 36 **NOUVEAU** IMBODY Pro S Smart Gym

VOTRE CADEAU



ROULEAU GENOU/CHEVILLE

désinfectable
valeur : 55 €

1 cadeau par client, pour tout achat d'un montant minimum de 50 €. Exclusivement réservé aux visiteurs de nos Journées Portes Ouvertes, sur présentation de votre bon cadeau personnel.



Espace enfants surveillé à Bruxelles, Gand et Diepenbeek

SOMMAIRE

1	Tables de massage	11
	Winback Tecar	18
	Physiothérapie	20
	Cryocompression	25
	Pressothérapie	26
	Échographie	28
	Mesure et feedback	32
2	Imbody Smart Gym	36
	Fonctionnel	38
	Desmotec	40
	Cardio et musculation	44
	Activ wall & sols de sport	48
	Résistance élastique	50
	Rééducation de la main	51
	Airex et équilibre	52
	Système de rangement	55
3	Pilates & yoga	58
	Point gâchettes & fascia	60



> 45 **NOUVEAU**
Toorx cardio

BIENVENUE À NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES

CHARLEROI SA 7 NOVEMBRE
GAND SA 14 & DI 15 NOVEMBRE
BRUXELLES SA 21 & DI 22 NOVEMBRE
DIEPENBEEK SA 28 & DI 29 NOVEMBRE



INTRO

Chère lectrice, Cher lecteur,

Découvrir. Tester. S'inspirer.

Nos **Journées Portes Ouvertes** sont de retour ! Une occasion privilégiée de découvrir les dernières innovations en matière de **thérapie, de rééducation, d'entraînement et d'activité physique**, mais aussi d'échanger avec nos experts et de bénéficier de **conditions exclusives**.

Dans ce nouveau numéro de Revaluation, nous vous proposons un avant-goût des nouveautés, solutions et inspirations qui vous attendent cette automne.

DES INNOVATIONS POUR VOTRE SALLE DE TRAITEMENT

Découvrez le nouvel **Edan PA4**, une solution dédiée au biofeedback et à la rééducation du plancher pelvien, ainsi que **CarePump**, un appareil compact de pressothérapie pensé pour s'intégrer facilement à votre pratique.

DE L'INSPIRATION POUR VOTRE ESPACE D'EXERCICES

La rééducation active et l'entraînement occupent également une place de choix cette année. Découvrez l'**Imbody PRO S Smart Gym**, explorez notre gamme d'équipements cardio **Toorx** et laissez-vous inspirer par les possibilités qu'offrent le **Hyrox**, le **Pilates** et le **yoga**, sans oublier nos différentes solutions de revêtement de sol.

Patients, sportifs, seniors ou un large public : quels que soient les profils que vous accompagnez, nos spécialistes vous aident à créer un **espace d'exercices fonctionnel, performant et parfaitement adapté à vos besoins**.

Essayez. Comparez. Faites votre choix.

Nos Journées Portes Ouvertes sont avant tout l'occasion de découvrir les équipements en conditions réelles. Testez les différentes solutions, échangez avec nos spécialistes et trouvez celles qui correspondent le mieux à votre pratique et à vos projets.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS ET DES CONSEILS SUR MESURE

Profitez également de nos **promotions d'automne** et d'un **bonus showroom* supplémentaire**. Nos experts seront présents pour vous proposer des démonstrations, répondre à vos questions et vous conseiller dans vos projets d'aménagement, de rénovation ou d'agrandissement.

Que vous soyez à la recherche de nouvelles idées ou que vous ayez déjà un projet d'investissement concret, venez en discuter avec nous.

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de nos Journées Portes Ouvertes !

Frank Cesar
Directeur

* Exclusivement réservé aux visiteurs de nos Journées Portes Ouvertes.



> 36 **IMBODY** SMART GYM



> 32 **EASY BASE** PLATEFORME DE FORCES




> 11 **GYMNA.GO** SELECT



> 25 **GAME READY MED4 ELITE**
THÉRAPIE PAR CONTRASTE



> 58 **LIVENESS** PILATES



> 59 **AIREX** HEARTBEAT YOGA



> 33 **ACTIVFORCE2** DYNAMOMÈTRE




QUOI DE NEUF ?

DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS À NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES



> 36 FASCIQ CUPPING



> 46 HYROX



> 39 TOORX DISQUES D'HALTÈRE



> 26 CARE PUMP PRESSO

> 45 TOORX CARDIO



> 20 EDAN PA4 RÉÉDUCATION PELVIENNE



> 51 BOBO DICE ENTRAÎNEMENT DE LA MAIN

NE MANQUEZ AUCUN DE NOS AVANTAGES !

RENDEZ-VOUS À NOS
JOURNÉES PORTES OUVERTES.

Sur une sélection
d'articles présentés
dans ce magazine.

**5 ans de garantie complète
sur les tables de massage
et les appareils Winback.**

La garantie couvre toutes les
pièces, la main-d'œuvre et
les frais de déplacement.

Remise
supplémentaire en
plus de nos promos
d'automne, réservée
aux visiteurs de nos
Journées Portes
Ouvrées.

Promotions en
ligne, également
valables dans
nos 'shops-en-
showroom'.

**PROMO
D'AUTOMNE**

**5
ANS DE
GARANTIE
A.L.D 2**

**BONUS
SHOWROOM**

**PROMO
SHOP &
EN LIGNE**





SHOP-EN-SHOWROOM
OUVERT

REMISE
SHOP*

**FAITES VOS ACHATS 'SHOP' DANS NOS SHOWROOMS
ET EMPORTEZ VOTRE MATÉRIEL IMMÉDIATEMENT,
TOUT EN PROFITANT DE NOTRE REMISE SHOP***

* La remise SHOP - valable sur le matériel que vous emporterez de nos 'shops' - est réservée aux visiteurs de nos JPO. Non cumulable avec d'autres actions.

**PROMOS EN LIGNE SONT ÉGALEMENT
VALABLES DANS NOS SHOPS**

ENEZ VIVRE L'EXPÉRIENCE DÉMONSTRATIONS PENDANT NOS JPO



**LIVE
DEMO**

Imbody Smart Gym

Tecar Winback

Blackroll
Compression boots,
FasciaGun,
Rouleaux, ...

Plateformes de force & volant d'inertie
EasyBase, Desmotec Combo &
Desmotec D et V

Mesure, feedback, fonctionnel
EasyAngle, EasyForce, ActivForce,
VO₂max, Blazepod, ...

GRANDE VENTE DE LIQUIDATION

ÉQUIPEMENTS DE SHOWROOM, DE DÉMONSTRATION ET DE FIN DE SÉRIE

Lors de nos Journées Portes Ouvertes, vous trouverez un **catalogue illustré de photos**. En voici déjà une sélection : espaliers, tapis de course, disques Kwell, sacs Executive et kettlebells, appareil de pouliothérapie Slimbeam, Sprintbok V.2, tapis de course en bois à propulsion autonome, rameur Movemia, entraînement avec volant d'inertie Desmotec, ...

COIN DES 'SOLDERIES'

Venez chiner dans notre coin des solderies. Vous y trouverez **divers petits équipements à des prix très bas**.

Ces équipements ne peuvent pas être réservés. La liste des articles indiquée n'est pas contractuelle, les équipements pouvant déjà avoir été vendus pendant les Journées Portes Ouvertes.

INVESTISSEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD



POURQUOI CHOISIR UN CONTRAT DE LEASING ?

Pas d'acompte

- vous ne payez pas d'avance, vous 'louez' le montant total de la facture.

Utilisez des équipements modernes et préservez vos liquidités

- vous traitez vos patients avec les technologies et les équipements les plus récents sans avoir à payer le coût d'achat total à l'avance ou en une seule fois.
- vous préservez vos liquidités, ce qui vous permet d'utiliser les fonds disponibles pour d'autres investissements ou coûts opérationnels.

Budgétisation et gestion des flux de trésorerie

- des paiements mensuels fixes et prévisibles vous permettent de mieux gérer votre budget et votre trésorerie.
- cela facilite votre planification financière et évite les dépenses importantes et inattendues.

Options de fin de bail

- vous avez la possibilité de reprendre l'équipement loué pour un montant résiduel limité prédéterminé, ce qui constitue un avantage supplémentaire compte tenu de la valeur de l'équipement avec lequel vous travaillez.

Création du dossier

- préparation rapide de votre dossier, immédiatement lors de la commande de votre matériel.
- vous ne devez rien régler vous-même, nous le faisons pour vous.


Leasing possible à partir de 1.250 € HTVA,
pour une durée au choix de min. 2 à max. 7 ans.

LEASING SUR MESURE

Votre délégué régional se fera un plaisir de discuter avec vous de toutes les possibilités. Demandez-lui des conseils ou un devis sans engagement, ou contactez notre service clientèle au 089/510 550 ou à l'adresse info@gymna-barthels.be.

Pour votre information, nous indiquons tout au long de ce magazine des montants mensuels de leasing (TVA incluse). Les montants mentionnés sont indicatifs, calculés avec la remise maximale et pour une durée de contrat de 7 ans.

AMÉNAGEMENT DE CABINET DE A À Z



Conception 3D
salle d'exercices

DE LA TABLE DE MASSAGE AU SOL SPORTIF. GYMNA VOUS ACCOMPAGNE.

(Ré)aménager entièrement votre salle d'exercices ?

Gymna vous accompagne dans votre projet : de la première idée à l'optimisation de l'espace, jusqu'à la réalisation d'un **aménagement entièrement sur mesure**.

Pour tout projet d'aménagement complet, bénéficiez dès maintenant **d'une conception 3D professionnelle offerte**, d'une valeur de **500 €**. Visualisez votre future salle d'exercices avant même sa réalisation et faites vos choix en toute sérénité, avec une vision claire du résultat final.

Envie d'en savoir plus ?

Contactez votre délégué régional pour discuter de votre projet.



**CONCEPTION
3D-GRATUITE
€ 500**




Livre blanc
aménager une
salle d'exercices.

1

- > TABLES DE MASSAGE
- > WINBACK TECAR
- > PHYSIOTHÉRAPIE
- > CRYOCOMPRESSION
- > PRESSOTHÉRAPIE
- > ÉCHOGRAPHIE
- > MESURE & FEEDBACK





gymna.GO SELECT Black Edition

gymna.GO

ROBUSTE ET
ABORDABLE.



**GYMNA.GO. PRÊTE POUR VOTRE CABINET.
LA QUALITÉ GYMNA QUE VOUS CONNAISSEZ.
L'ESSENTIEL, PARFAITEMENT MAÎTRISÉ.**

Un soutien fiable. Dans toutes les positions.

gymna.GO offre à vos patients une base stable et sécurisante, qu'ils soient assis ou allongés.

- réglage en hauteur fiable : vos patients s'installent facilement et vous travaillez dans une position ergonomique.
- appui-tête ou dossier réglable : pour un confort optimal à chaque traitement.
- accoudoirs réglables : pour une détente optimale en position ventrale.

Tout ce dont vous avez besoin. Ni plus, ni moins.

Configurez votre gymna.GO.

Choisissez la configuration qui correspond le mieux à votre pratique :



- ouverture faciale : sans ouverture, standard ou Ergomax.
- revêtement : similicuir vegan 'Classique' - disponible en 12 coloris.
- réglage en hauteur : électrique ou hydraulique.
- mobilité : avec ou sans roulettes.

Choisir la table qui vous convient ? Faisons-le ensemble.
Choisir la bonne table de massage n'est pas toujours évident.
Nos experts sont là pour vous conseiller et vous guider dans votre choix.

**VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE NOS
JOURNÉES PORTES OUVERTES !**

**PROMO
D'AUTOMNE**

**5
ANS DE
GARANTIE
A.L.D. 2**



Leasing gymna.GO à partir de € 44,89/mois, TVAi, 7ans



**GYMNA.GO
SELECT
-25%**



gymna.GO SELECT
Configurations les plus populaires.
Disponibles immédiatement.
Prix avantageux.



gymna.PRO

BASE STABLE. PRÉCISION MANUELLE OPTIMALE.

**Chaque traitement est différent.
gymna.pro s'adapte.**

Entièrement personnalisable jusque dans les moindres détails, gymna.PRO vous permet de travailler sur une table parfaitement adaptée à vos techniques et à vos patients.

**Choisir la table qui vous convient ?
Faisons-le ensemble.**

Nos experts sont à votre écoute pour comprendre vos besoins, vous conseiller et vous aider à choisir la configuration la mieux adaptée à votre pratique.



**PROMO
D'AUTOMNE**

**5
ANS DE
GARANTIE**
A.L.D. 2



GYMNA STABILITY PROFILE

- **la force exercée est transmise** avec la même intensité, sans perte d'énergie.
- robuste et stable : flexion et mouvement minimes sous charge.



TYPES DE COUSSINS

- **linéaires**: rembourrage de 40 mm assurant un confort agréable.
- **progressifs pour manipulations** : double rembourrage, finition résistante.



SUPPORT FACIAL ERGOMAX


- doux, sans coutures et facile à nettoyer.
- réversible, pour s'adapter à chaque patient.



CONSTANT PATIENT POSITION

- table à 3 plans : position allongée, assise ou en cyphose, sans devoir retourner le patient.

Configurez votre gymna.PRO.



**€ 520
D'AVANTAGES**

GYMNA.PRO

Vous optez pour les coussins progressifs pour manipulations ? Profitez gratuitement du **chauffage des coussins** et du **revêtement en similicuir Premium**. Soit un avantage supplémentaire de 520 € ! Et ce, en plus des promotions en cours.

**ENEZ À NOS JOURNÉES
PORTES OUVERTES !**



Leasing gymna.PRO à partir de € 60,54/mois, TVAi, 7ans

ACCESSOIRES POUR TABLES



QINES



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



COUSSINS DÉSINFECTABLES

Pour un positionnement confortable de votre patient !

- cuir artificiel PU de haute qualité, désinfectable de manière optimale.

576905	Rouleau genou / cheville - petit	€ 55,00	€ 49,51
576900	Rouleau genoux - grand	€ 66,01	€ 59,40
576910	Coussin tête / ventre	€ 78,00	€ 70,20
576920	Coussin cale d'appui - petit	€ 61,25	€ 55,12
576915	Coussin cale d'appui - grand	€ 101,85	€ 91,66

Housses en tissu éponge, coloris granite, disponibles pour ces coussins. Mot-clé : HOUSSE.

ASSORTISSEZ VOTRE TABOURET À VOTRE TABLE !



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



GYMNA - TABOURET ROND

Réglage en hauteur facile grâce au levier 360°.

- tabouret polyvalent avec assise ronde et plate.
- hauteur réglable de 54 à 73 cm.

195800	Similicuir Classique	€ 485,00	€ 436,50
195811	Similicuir Premium	€ 555,00	€ 499,50

GYMNA - TABOURET SELLE

Favorise une position assise plus active et ouverte.

- hauteur réglable de 56 à 75 cm.
- roulettes 'self-lock' : bloquées à vide, roulent librement en position assise.

195822	Similicuir Classique	€ 595,00	€ 535,50
195833	Similicuir Premium	€ 675,00	€ 607,50

Châssis en aluminium avec un revêtement en poudre blanc.

TABLE DE MASSAGE POUR BRAS

Pour un traitement optimal du membre supérieur.

- pratique et facile à positionner grâce à 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.
- hauteur réglable en continu de 71 à 120 cm.
- coussin rembourré (43 x 43 cm, coins arrondis), revêtu de similicuir carbon : confortable pour le patient et facile à nettoyer.
- piètement en métal gris clair.

510900	Table de massage bras	€ 449,00	€ 404,10
--------	-----------------------	----------	----------




PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



HOUSSE 'SOFT TOUCH' DÉSINFECTABLE

576790	Housse universelle, ouverture-nez universelle	€ 99,69	€ 89,72
576795	Housse gymna.PRO, ouverture Ergomax, gris foncé ou clair	€ 99,69	€ 89,72

QINES



PROMO SHOP
& EN LIGNE jsq
-15%



HOUSSE DÉSINFECTABLE EN POLYURÉTANE

576760	Sans ouverture-nez	€ 61,00	à p. de € 51,85
576770	Avec ouverture-nez universelle	€ 91,00	à p. de € 77,35
576750	Avec ouverture visage Ergomax	€ 98,00	à p. de € 83,30



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



COUSSINS 'SOFT TOUCH' DÉSINFECTABLES

Coussins en tissu, confortables et faciles à désinfecter.

576787	Coussin facial	€ 68,53	€ 61,68
576785	Coussin / oreiller	€ 56,65	€ 50,98
576783	Rouleau genoux	€ 74,77	€ 67,29

QINES



PROMO SHOP
& EN LIGNE jsq
-15%

HOUSSE EN TISSU ÉPONGE

Housses universelles à haute élasticité.

576670	Avec ouverture-nez	€ 60,00	à p. de € 51,00
576641	Sans ouverture	€ 54,00	à p. de € 45,90
105340	Élastique à clips p. housse - 3 pcs	€ 13,52	€ 11,49

FIN DE SÉRIE : Housse avec ouverture, couleurs Terracotta, Marine et Cream : 1 + 1 GRATUIT (dans la limite des stocks disponibles).

QINES



-15% 1 pc.
3+1 gratuit
6+3 gratuits



PAPIER POUR TABLES DE MASSAGE

- 2 couches, résistant mais doux et absorbant.
- ne 'colle' pas à la peau du patient.
- perforations pour faciliter l'utilisation.

9080490	rouleaux 48 cm x 50 m - 1 carton	€ 48,00	€ 40,80	€ 5,10/rl
9090490	rouleaux 59 cm x 50 m - 1 carton	€ 54,00	€ 45,90	€ 5,74/rl
	3 cartons + 1 gratuit / 48 cm			€ 4,50/rl
	6 cartons + 3 gratuits / 48 cm			€ 4,00/rl
	3 cartons + 1 gratuit / 59 cm			€ 5,06/rl
	6 cartons + 3 gratuits / 59 cm			€ 4,50/rl

MEILLEURS RÉSULTATS.
MOINS DE SÉANCES.
RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE.

LIVE
DEMO



ET SI VOUS POUVIEZ OBTENIR PLUS EN MOINS DE TEMPS ?

Winback réunit la TECAR, le HI-EMS et le HI-TENS dans un seul appareil, pour une approche qui agit plus en profondeur, offre un champ d'action plus large et aide vos patients à progresser plus rapidement.


- TECAR : stimule la récupération de l'intérieur, sur tous les types de tissus.
- HI-EMS : recrutement musculaire ciblé en rééducation.
- HI-TENS : soulagement efficace de la douleur, avec un effet immédiatement perceptible.
- Multifréquence : combinez trois méthodes simultanément.

Le résultat :

- moins de contraintes physiques pour vous.
- plus de confort pour vos patients.

Le saviez-vous ?

La TECAR Winback est également particulièrement adaptée au **traitement des cicatrices**, afin d'améliorer la qualité et la souplesse des tissus après une blessure ou une intervention chirurgicale. Une application encore méconnue de nombreux kinésithérapeutes, mais qui peut faire toute la différence pour vos patients.



Winback s'intègre parfaitement à vos techniques de traitement actuelles.

Applications : lésions musculosquelettiques · affections inflammatoires · troubles lymphatiques · traumatologie · rhumatologie · kinésithérapie du sport · périnée · endométriose · applications esthétiques ...

Découvrez les packs de traitement Winback :

- **Fascia :** travail ciblé sur les tissus conjonctifs et la mobilité.
- **Pelvic :** approche spécialisée pour le périnée et les troubles de la sphère intime.

La technologie Winback, ça se ressent !

Lors de nos Journées Portes Ouvertes, nos thérapeutes vous feront découvrir la technologie à travers un 'traitement'.



Leasing Winback Back3TX
€ 286/mois, TVAi, 7 ans



Plus d'infos

NEW

EDAN PA4 PRO

ÉLECTROSTIMULATION ET BIOFEEDBACK DANS UN SEUL APPAREIL.

MESURER ET TRAITER. SIMULTANÉMENT.

L'Edan PA4 Pro **combine l'électrostimulation et le biofeedback**. Vous suivez ainsi en temps réel ce qui se passe pendant le traitement. Pour une prise en charge plus précise et des progrès mesurables.

Spécialement conçu pour l'urogynécologie et la rééducation postnatale

Un appareil performant pour une patientèle en pleine croissance :

- **urogynécologie** : prise en charge de l'incontinence (par impériosité, par effort ou mixte), du prolapsus et des dysfonctions musculaires.
- **rééducation postnatale** : récupération des muscles du plancher pelvien et restauration du contrôle après la grossesse.
- **rééducation fonctionnelle** : intégration de l'électrothérapie dans des programmes d'exercices actifs.

L'électrothérapie professionnelle, tout-en-un :

- TENS : soulagement efficace de la douleur.
- EMS : renforcement musculaire et rééducation.
- protocoles de traitement spécifiques pour diverses pathologies.
- entraînement adaptatif : les paramètres s'ajustent automatiquement en fonction de la fatigue musculaire.
- paramètres entièrement réglables : pour un traitement personnalisé en fonction de chaque patient.

**VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITÉS
LORS DE NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES.**

**BONUS
SHOWROOM**



Leasing Edan PA4 Pro
€ 85,81/mois, TVAi, 7 ans



PLANCHER PELVIEN ENTRAÎNEMENT ET ACCESSOIRES



MODELE ANATOMIQUE FEMME

Bassin féminin avec ligaments, nerfs, muscles et organes avec **pièces amovibles**.

- grandeur nature, 6 pièces.
- informations détaillées sur la topographie des os, ligaments, vaisseaux, nerfs, muscles du plancher pelvien et des organes génitaux féminins.

9132081 Modèle anatomique € 815,00



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%

DÉSINFECTION ET LUBRIFIANT MÉDICAL

Désinfectant et lubrifiant pour sondes vaginales et anales.

500906	Tristel Duo ULT désinfectant - 250 ml	€ 170,76	€ 153,68
500907	Tristel lingettes sèches - 200 pcs	€ 23,33	€ 21,00
9010785	Umonium sondes	€ 69,47	€ 62,25
823194	Lubrifiant Rodilan	€ 7,90	€ 7,11

POUR VOS PATIENTS



NU-TEK LEVATOR

Mini stimulateur pelvien à 2 canaux.

Application : diverses formes d'incontinence : stress, urgence, mixte • stimulation rectale • avant et après l'accouchement • douleurs pelviennes • amélioration fonction vésicale • réduction symptômes ménopause • thérapie sexuelle.

107335 Nu-Tek € 94,95

PROMO SHOP
& EN LIGNE
-15%



QINES SONDES VAGINALES ET ANALES

- électrostimulation et feedback.

500900	Sonde vaginale	€ 28,77	à p. de € 20,14
500901	Sonde vaginale fine	€ 35,38	à p. de € 24,77
500904	Sonde anale	€ 41,00	à p. de € 28,70

Les sondes Qines sont des sondes à connexions Ø 2 mm universelles.

Profitez de notre REMISE QUANTITATIVE !



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%

CÔNES VAGINAUX

- pour la rééducation pelvienne.
- Ø 32 mm - poids 37 - 45 - 53 - 71 - 110 g.

107330 Cônes vaginaux - set 5 pcs € 44,00 € 39,60

RECHARGEABLE. SANS FIL.

TENS ET ÉLECTROSTIMULATION



PRIX
PROMO

GLOBUS DUO TENS

Compact et immédiatement opérationnel pour la prise en charge des douleurs les plus courantes.

503332 Duo Tens € 139,00



PROMO
SHOP & EN
LIGNE

GLOBUS GENESY 1500

Un appareil polyvalent pour les professionnels.

- TENS – EMS – microcourants – courants interférentiels – courants russes – muscles dénervés – iontophorèse.
- 4 canaux indépendants.

503330 Genesy 1500 € 950,00 € 849,00

UNITÉS SUR SECTEUR & SUR BATTERIE

ULTRASOUND COMPACT

Soulagement de la douleur, relaxation musculaire et amélioration de la qualité tissulaire grâce aux fréquences 1 & 3 MHz.

- têtes multifréquences 1 & 3 MHz, petite tête disponible en option.
- mode continu et pulsé.
- écran tactile couleur 7".
- protocoles de traitement basés sur les données scientifiques et possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes personnalisés.



PRIX
PROMO



Augmentez l'efficacité de vos traitements grâce à DynamUS.

Ce détecteur de vitesse unique vous donne un feedback en temps réel et vous indique si vous déplacez la tête de traitement trop rapidement ou trop lentement.



Leasing US Compact
€ 39,46/mois, TVAi, 7 ans



ACURE 250

Traitez les douleurs persistantes de manière locale et ciblée.

- électrolyse percutanée pour les tendinopathies chroniques, les lésions musculaires, le syndrome de douleur myofasciale ...

PROMO
D'AUTOMNE

BONUS
SHOWROOM



Leasing Acure 250 € 68,18/mois, TVAi, 7 ans



ELEXEOTHÉRAPIE

ÉLECTROTHÉRAPIE ET THÉRAPIE PAR ULTRASONS.
CONCEPTION MODULAIRE ADAPTÉE À VOS BESOINS.

COMMENCEZ PETIT. ÉVOLUEZ À VOTRE RYTHME.

Elexéo est un appareil modulaire, basé sur les données scientifiques, que vous configurez selon vos besoins. Commencez avec ce dont vous avez besoin aujourd'hui et complétez votre équipement au fur et à mesure que votre cabinet évolue.

Unité de contrôle ET

- électrothérapie autonome à 2 canaux pour la neuromodulation et la neurostimulation.

Unité de contrôle US

- thérapie par ultrasons autonome.

Complétez votre équipement avec :

- **module ET** > passez de 2 à 4 canaux d'électrothérapie ou combinez l'électrothérapie avec les ultrasons (Combi).
- **module US** > ajoutez les ultrasons à votre unité ET (Combi).
- **module Vaco** > électrothérapie avec électrodes à vide.
- **module batterie** > pour une utilisation totalement indépendante du secteur.


Que pouvez-vous traiter ?

- soulagement de la douleur · neuromodulation · activation musculaire fonctionnelle · régénération tissulaire · traitements anti-inflammatoires...

Découvrez Elexeo en pratique : lors de nos Journées Portes Ouvertes, nos thérapeutes vous présentent toutes les possibilités.

VENEZ À NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES !

**ACTION DE
REPRISE***
€ 450
À L'ACHAT D'UN
'COMBI'



Leasing Elexeo à partir de € 71,20/mois, TVAi, 7 ans

* Reprise de tout appareil d'électro ou d'US, quels que soient la marque, le modèle ou l'état.



Des douleurs chroniques qui persistent ? La shockwave agit là où d'autres approches atteignent leurs limites.

- **diminution de la douleur** : également dans les affections chroniques et persistantes.
- **régénération tissulaire** : stimule les processus de réparation des tissus lésés.
- **réduction des calcifications et de la fibrose** : une action sur la structure tissulaire, au-delà du simple traitement symptomatique.
- **diminution de l'hypertonie musculaire et de la spasticité** : pour améliorer la mobilité et l'amplitude de mouvement.



Le saviez-vous ?

La thérapie par ondes de choc peut constituer une alternative crédible à une prise en charge chirurgicale, avec un temps de récupération nettement réduit !

SHOCKWAVE

VOS PATIENTS VEULENT DES RÉSULTATS. RAPIDEMENT !

LA SHOCKWAVE RADIALE (RESWT), DES RÉSULTATS EN 6 À 8 SÉANCES EN MOYENNE.



ShockMaster 300 sur Mobile :
mobile et immédiatement
opérationnel.



Applicateur
ergonomique
et léger.

ShockMaster 500:
conçu pour une utilisation
intensive en cabinet.

TESTEZ-LE VOUS-MÊME LORS DE NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES.



Leasing ShockMaster 300 € 205,21/mois,
ShockMaster 500 € 278,82/mois, TVAi, 7 ans

**PRIX
PROMO**

**BONUS
SHOWROOM**

CRYO-COMPRESSION

GAME READY

RETROUVER UNE MOBILITÉ SANS DOULEUR.

ACCÉLÉREZ LA RÉCUPÉRATION FONCTIONNELLE ET LE RETOUR À UNE MOBILITÉ SANS DOULEUR.


La **cryo-compression accélère la récupération**. Après l'effort, en cas de lésion aiguë ou en post-opératoire. Game Ready associe un froid constant (0-10 °C) à une compression dynamique. Deux éléments essentiels pour favoriser une récupération plus rapide et plus efficace.

- **effet anti-inflammatoire** : aide à réduire rapidement et efficacement l'œdème.
- **récupération accélérée** : après une blessure ou une séance d'entraînement intensive.
- **manchons anatomiques** : s'adaptent parfaitement à chaque articulation ou partie du corps.
- **portable et léger** : avec sac de transport pratique et batterie en option.



Manchons anatomiques

GAME READY CRYO COLDPACK



La compression favorise une **diffusion du froid en profondeur** dans les tissus et **optimise** ainsi l'effet thérapeutique de la cryothérapie.



Le saviez-vous ?

Game Ready Med4 Elite : cryothérapie, thermothérapie et compression réunies dans un seul appareil. En moins d'une minute et sans glace, passez d'un refroidissement maximal (3 °C) à une chaleur maximale (45 °C). Idéal pour la thérapie par contraste, aussi bien en récupération sportive que dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique. Prendre en charge deux patients simultanément ? C'est possible !



Game Ready Med4 Elite : thérapie par contraste et compression.



Leasing Basic Pack € 84,10/mois, TVAi, 7 ans

PROMO
D'AUTOMNE

BONUS
SHOWROOM

RÉCUPÉRATION

BLACKROLL FASCIA GUN

Thérapie par percussion haute fréquence ciblant fascias, tendons et muscles. Aide à réduire les tensions, stimuler la circulation locale et favoriser la récupération.

- 4 vitesses (1200-3200 tr/min)
- 4 embouts interchangeables
- en option : **Soft Peaks** pour un massage doux et **Heat Head** pour combiner vibrations et chaleur.



Soft Peaks




Heat Head



577160	Fascia Gun	€ 149,90	€ 129,40
577119	Heat Head		€ 39,90
577126	Soft Peaks		€ 14,90
577124	Sac de transport		€ 29,90

PRIX
PROMO



RÉCUPÉRATION

BLACKROLL RECOVERY COMPRESSION BOOTS

Favorisent le drainage des déchets métaboliques, contribuent à la résorption de l'œdème périphérique et accélèrent la récupération après un effort physique intense ou le maintien prolongé d'une posture statique.

- **3 programmes et 5 niveaux de pression** (20-120 mmHg)
- **5 compartiments pneumatiques superposés** pour une compression séquentielle progressive.
- **compresseur intégré** : compact et sans fil.
- grande autonomie de **batterie**.
- idéal pour la récupération musculaire, les jambes lourdes et en complément du drainage lymphatique.



577093	Compression boots	€ 499,90	€ 449,91
575503	Air Lounger 2,0	€ 199,50	€ 169,57



Créez votre espace récupération avec le Blackroll® Air Lounger 2.0 : surélévation ergonomique des jambes et compresseur intégré.

RÉCUPÉRATION & PRESSOTHÉRAPIE

CAREPUMP LITE 6

Intégrez facilement la pressothérapie dans votre pratique avec le CarePump Lite 6.

De plus en plus de patients recherchent un soutien à la récupération après un effort sportif ou une immobilisation prolongée. Le CarePump Lite 6 est un appareil de pressothérapie **compact et intuitif**, adapté à une utilisation au cabinet comme à domicile. Ses **6 chambres à air indépendantes** se gonflent et se dégonflent de manière séquentielle pour assurer une compression progressive.

- simple à utiliser et facile à intégrer dans votre pratique quotidienne.
- une modalité thérapeutique efficace, sans complexité inutile.

Manchons :

Équipés de 6 chambres à air superposées, avec la **possibilité de désactiver chaque chambre individuellement**. Une fonction pratique lorsqu'une zone doit être épargnée, notamment en présence d'une plaie, d'une cicatrice post-opératoire ou d'une sensibilité locale.

Le CarePump Lite 6 est fourni sans manchons. Les manchons bras, jambe et pantalon sont disponibles séparément, pour s'adapter aux différentes zones de traitement.

119200	Carepump	€ 1.095
--------	----------	---------



VENEZ DÉCOUVRIR LE CAREPUMP
LITE 6 LORS DE NOS JPO !



NEW

RÉCUPÉRATION, DRAINAGE LYMPHATIQUE & PRESSOTHÉRAPIE

LYMPHA-MAT®

LE SYSTÈME QUI SOUTIEN DE MANIÈRE OPTIMALE
VOTRE DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL.

La prise en charge des pathologies lymphologiques complexes nécessite une approche ciblée, au-delà de la compression classique. Lympha-Mat® repose sur le principe du gradient :

- une pression plus élevée en distal, qui diminue progressivement vers le proximal.
- crée une **onde de pression continue** au cours de chaque cycle de compression.
- génère une **montée en pression** qui stimule activement le retour lymphatique et veineux.

Applications cliniques : de la prophylaxie des complications thromboemboliques à la prise en charge du lymphœdème et du syndrome post-thrombotique, Lympha-Mat® vous offre la maîtrise thérapeutique nécessaire pour adapter le traitement aux besoins de vos patients.

Manchons :

- les 12 chambres superposées se gonflent successivement jusqu'à atteindre la pression thérapeutique souhaitée, puis se dégonflent simultanément.
- matériau de haute qualité, extrêmement résistant et lavable en machine.

Lympha-Mat® est le seul système permettant de prendre en charge le tronc, le thorax et la région axillaire, notamment dans le traitement du lymphœdème associé au cancer du sein.

**PROMO
D'AUTOMNE**

LYMPHA-MAT 300N

1 MANCHON* GRATUIT* valeur € 844

LYMPHA-MAT DIGITAL

2 MANCHONS* GRATUITS* valeur € 1.688

* au choix manchon(s) bras ou jambe, ici valeur manchons à jambe indiquée



Lympha-Mat® 300N, utilisable au quotidien



Lympha-Mat® Digital pour un réglage précis de vos protocoles



Lympha-Mat® est proposé sans manchons, avec différents modèles disponibles.

ENEZ TESTER LE 'PRINCIPE DU GRADIENT' LORS DE NOS JPO !

€ Leasing Lympha-Mat 300 € 67,73/mois,
Digital € 99,16/mois, TVAi, 7 ans

L'ÉCHOGRAPHIE EN KINÉSITHÉRAPIE

VOIR CE QUE VOUS PALPEZ

L'échographie n'est plus depuis longtemps l'apanage des radiologues et des médecins. De plus en plus de kinésithérapeutes découvrent ce que l'imagerie apporte directement au cabinet : un diagnostic plus précis, un traitement mieux ciblé et un patient qui comprend mieux ce qui se passe dans son corps.

Là où la palpation vous indique qu'il y a quelque chose, l'échographie vous montre de quoi il s'agit. Muscles, tendons, ligaments, bourses et articulations deviennent visibles en temps réel, pendant le mouvement comme pendant le traitement. Vous disposez ainsi d'un véritable repère clinique qui affine votre perception et étaye vos décisions thérapeutiques.


L'échographie renforce votre expertise clinique

Une image échographique en dit plus que mille mots. Elle vous permet d'objectiver vos observations cliniques, d'étayer vos décisions thérapeutiques et de communiquer avec plus d'impact auprès du patient, du médecin prescripteur et du spécialiste. L'échographie affirme ainsi votre expertise clinique et renforce votre crédibilité en tant que professionnel de santé.




Le saviez-vous ?


L'échographie est également un outil précieux en **rééducation périnéale**. Découvrez ici l'article de Hedwig Neels, MPT, PhD Prof. en Women's & Pelvic Health Fondatrice de 'The Pelvic Floor'




Tendon d'Achilles



Coude latéral



Supra-épineux



Genou antérieur

QUEL APPAREIL CHOISIR POUR VOTRE PRATIQUE ?

Gymna propose deux gammes d'échographie : **Clarius et Vinno**. Chacune a son propre profil et ses propres atouts, mais toutes deux poursuivent le même objectif : rendre l'échographie aussi accessible et pertinente que possible dans la pratique du kinésithérapeute.

Complémentaires, elles répondent à des besoins et à des modes de pratique différents. Le choix ne dépend donc pas uniquement du budget, mais surtout de votre façon de travailler, de votre environnement de pratique et de vos objectifs cliniques.

QUAND CHOISIR CLARIUS ?

Clarius associe une échographie performante à une mobilité maximale.

Ces échographes sans fil offrent une imagerie de haute qualité et intègrent des fonctionnalités d'IA qui vous assistent lors de l'examen et dans l'optimisation des images.

Depuis votre smartphone ou votre tablette, vous avez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Compact, léger et rapidement opérationnel, Clarius vous accompagne au cabinet, à domicile ou sur le terrain.

Pour le kinésithérapeute qui souhaite disposer d'une échographie professionnelle, où et quand il en a besoin.



QUAND CHOISIR VINNO ?

Vinno est le choix idéal si vous recherchez un système d'échographie complet et professionnel, parfaitement adapté à votre pratique et à votre façon de travailler.

La gamme s'étend des modèles compacts au format laptop aux systèmes complets sur chariot. Vous choisissez ainsi la configuration qui correspond le mieux à votre environnement : une solution flexible et portable pour une utilisation mobile, ou une station de travail complète pour un usage quotidien intensif au cabinet.

Vinno prend tout son sens lorsque l'échographie occupe une place centrale dans votre pratique et que vous recherchez un haut niveau de qualité d'image, des fonctionnalités avancées et un confort d'utilisation optimal.

Pour le kinésithérapeute qui recherche une solution d'échographie complète, polyvalente et professionnelle, adaptée à sa façon de travailler.

**VEZ-LES DÉCOUVRIR PAR VOUS-MÊME
LORS DE NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES !**


CLARIUS

L'ÉCHOGRAPHIE DANS VOTRE POCHE

CLARIUS L15

Conçu pour l'échographie musculosquelettique, Clarius associe des performances professionnelles à la simplicité d'un système entièrement sans fil.

- **sans fil et portable** : compact et toujours à portée de main.
- **imagerie de haute qualité** : optimisée pour les applications musculosquelettiques.
- **assisté par l'IA** : des fonctions intelligentes facilitent l'acquisition et l'optimisation des images.
- **utilisation intuitive** : pilotage direct via l'application Clarius sur smartphone ou tablette.
- **utilisable partout** : au cabinet, à domicile ou sur le terrain.



L'échographie m'apporte davantage de visibilité et de repères.

Elle complète mon examen clinique et me permet de cibler davantage mes traitements, avec moins d'essais-erreurs. Lors du suivi et du retour au sport, elle apporte une sécurité supplémentaire.

L'échographie peut également être intégrée à différents traitements tels que l'ESWT, le dry needling, le BFR et le myofeedback.

C'est aussi un excellent outil pédagogique, qui favorise l'adhésion au traitement et améliore la satisfaction des patients.

Ainsi, l'échographie soutient à la fois mes traitements et mon expertise professionnelle.

Geoffrey Jans

Kinésithérapeute, formateur chez
Echografie Vlaanderen & SonoSkills



Leasing Clarius L15 € 77,76/mois, TVAi, 7 ans

**PRIX
PROMO**

À PARTIR DE
€ 4.876
licence
1 an incl.

VINNO

POUR CEUX QUI VEULENT VOIR PLUS LOIN



VINNO A5

L'essentiel, bien pensé.

Compact, léger et intuitif, le VINNO A5 permet d'intégrer facilement l'échographie dans votre pratique quotidienne. Ses deux ports pour sondes vous offrent une flexibilité supplémentaire.



VINNO 6

La performance en toute simplicité.

Une excellente qualité d'image, une utilisation intuitive et une grande polyvalence. Pour les kinésithérapeutes qui recherchent un maximum de possibilités dans un système compact et portable.



VINNO S300

Voir plus. Explorer plus loin.

Une qualité d'image d'une grande précision, associée à des fonctionnalités avancées telles que l'élastographie et l'imagerie 3D/4D. Pour les kinésithérapeutes qui souhaitent élargir leurs possibilités diagnostiques.



Notre partenaire de formation en échographie



Leasing Vinno A5 excl. transducteur
€ 128,03/mois, TVAi, 7 ans

PRIX
PROMO

PROMO
VINNO
PACKS

MESURE & BIOFEEDBACK

EASYBASE

MESURER. ANALYSER. PROGRESSER.

La rééducation gagne en précision lorsqu'elle s'appuie sur des données objectives. La plateforme de force EasyBase vous permet **d'évaluer la force, l'équilibre, la stabilité et les asymétries**, et de suivre leur évolution à l'aide de graphiques clairs.

Du bilan initial au retour au sport, vous objectiviez les progrès de votre patient et adaptez votre prise en charge sur la base de critères mesurables. Adaptée aux sportifs, aux seniors et aux patients en rééducation postopératoire, EasyBase est légère, portable et rapidement opérationnelle au cabinet comme sur le terrain.

Options pratiques

- **JumpGuard** : plus de stabilité et d'espace pour vos tests de saut.
- **ISOframe** : solution innovante et peu encombrante pour réaliser différents tests isométriques.

Découvrez EasyBase lors de nos Journées Portes Ouvertes !

€ Leasing EasyBase € 52,90/mois, TVAi, 7 ans

LIVE
DEMOOFFERT !
JUMPGUARD
VALEUR
€ 299

EASYFORCE

DYNAMOMÈTRE NUMÉRIQUE


Évaluez objectivement la force musculaire en 4 étapes.

EasyForce vous permet de quantifier rapidement, précisément et de manière reproductible la force musculaire maximale. Une évaluation efficace pour le kinésithérapeute, avec des résultats concrets et faciles à suivre pour le patient.

577468 EasyForce € 399,00

OFFERT !
KIT
ACCESSOIRES
Valeur
€ 79

Regardez la
vidéo ici

OFFERT !
FIXATION
TÊTE
Valeur
€ 23

EASYANGLE

GONIOMÈTRE NUMÉRIQUE

Mesurez l'amplitude articulaire en 3 clics.

EasyAngle mesure rapidement et avec précision les amplitudes articulaires et permet également de réaliser des mesures dans le cadre de l'évaluation de la scoliose.

577470 EasyAngle € 288,54



Regardez la
vidéo ici



ISOframe



JumpGuard

Regardez la
vidéo ici



ACTIVFORCE 2**DYNAMOMÈTRE & INCLINOMÈTRE PORTABLE**

Mesurez objectivement la force et l'amplitude articulaire.

ActivForce vous permet de mesurer avec précision et de manière reproductible la force musculaire et l'amplitude articulaire (ROM).

Grâce à l'application gratuite, vous visualisez et enregistrez vos résultats pour objectiver l'évolution de vos patients et étayer vos choix thérapeutiques et vos programmes d'entraînement.

Testez ActivForce lors de nos Journées Portes Ouvertes !

532075 ActivForce 2 € 453,00



NEW

**SEISMOFIT****ESTIMATION DE LA VO₂MAX AU REPOS**

Évaluez objectivement la condition cardiorespiratoire en moins de 3 minutes.

SeismoFit® fournit une estimation cliniquement validée de la VO₂max au repos, sans masque ni test d'effort.

Particulièrement adapté aux kinésithérapeutes qui prennent en charge des patients dont la capacité à l'effort est réduite.

Rapide, sûr et fiable.

Découvrez votre propre VO₂max lors de nos JPO !

579950 SeismoFit Sensor* € 305,00

*sans l'abonnement.



LIVE DEMO



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%

ORBITA**BALLON DE RÉÉDUCATION INTERACTIF**

Visualisez la qualité du mouvement grâce à la lumière.

Orbita fournit un feedback visuel en temps réel : sa couleur varie en fonction de la pression exercée et du mouvement. Un retour immédiat et intuitif, facile à comprendre pour chaque patient. Un outil polyvalent pour travailler la force, la coordination, les réflexes et le contrôle moteur.

585780 Orbita - 19 cm € 435,60 € 392,04



Regardez la
vidéo ici

**LACTATE PLUS****LECTEUR DE LACTATE**

Évaluez rapidement l'effort physique et la récupération.

Avec seulement 0,7 µl de sang, vous obtenez un résultat précis en 13 secondes.

Idéal en rééducation, pour les tests d'effort et le suivi sportif.

Compact, simple d'utilisation et sans calibration.

576170 Lactate Plus € 459,80 € 413,82

576173 Bandelettes de test - 25 pcs € 55,66 € 50,09

PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



NEW

RENDEZ-VOUS À NOS
JOURNÉES PORTES OUVERTES !

2

- > IMBODY
- > FONCTIONNEL
- > DESMOTEC
- > CARDIO & RENFORCEMENT
- > WALL & SOLS SPORTIFS
- > RÉSISTANCE ÉLASTIQUE
- > RÉÉDUCATION DE LA MAIN
- > AIREX & ÉQUILIBRE
- > SYSTÈME DE RANGEMENT







UNE RÉÉDUCATION INTELLIGENTE SUR 1,4 M².

L'IMBODY Pro S associe résistance numérique, logiciel intelligent et mesure objective de la force pour vous permettre de personnaliser la rééducation et d'objectiver les progrès de vos patients, le tout dans un appareil compact.

Sans poids libres ni installation complexe, le servomoteur permet d'ajuster précisément la résistance au kilogramme près, jusqu'à 120 kg. Vous pouvez ainsi doser et faire progresser la charge de manière contrôlée, en fonction des capacités de chaque patient et de l'évolution de sa rééducation.

Cinq modes de résistance pour une rééducation adaptée à chaque patient.

Les modes concentrique et isocinétique permettent de doser précisément le renforcement musculaire et d'accompagner la progression du patient de manière contrôlée. Les modes élastique, excentrique et burn out permettent d'adapter la sollicitation musculaire aux objectifs thérapeutiques et aux capacités du patient, tout en limitant les pics de charge.

Mode Assist : sécurisation de l'exercice en cas de fatigue musculaire

Lorsque le patient n'est plus en mesure de terminer une répétition, le système le détecte automatiquement et réduit la résistance. L'exercice peut ainsi être poursuivi de manière contrôlée et sécurisée, même en cas de fatigue musculaire.

Plus de 650 exercices, 5 modes d'entraînement et des mesures objectives de la force : tout ce qu'il faut pour personnaliser la rééducation et suivre précisément les progrès de vos patients.

Instructions visuelles

Ces instructions affichées sur le grand écran interactif guident le patient vers une exécution correcte et autonome des exercices, tandis que les jeux interactifs renforcent sa motivation et son adhésion au programme de rééducation.

IMBODY Pro S : livré avec banc d'entraînement et 7 accessoires.




Leasing IMBODY € 91,23//mois, TVAi, 7 ans






Grand écran interactif



Plus de 650 exercices



Écran tactile



Développé couché/barre



Élévation de jambe debout
avec sangle de cheville



Soulevé à jambes droites

650+
exercices

5
modes d'entraînement

1.4M²
emprise au sol

120 KG
résistance numérique

**LIVE
DEMO**

Découvrez l'IMBODY Pro S lors de nos Journées
Portes Ouvertes et testez-le par vous-même !

TRAVAIL DE LA RÉACTIVITÉ ET DE L'AGILITÉ



-20%
PENDANT NOS
JOURNÉES
PORTES
OUVERTES



BLAZEPOD

De la rééducation neurologique à la performance sportive.

BlazePod permet de travailler la **vitesse, l'agilité, la force, la mobilité et le temps de réaction** grâce à des stimuli lumineux interactifs. Une approche ludique et motivante, adaptée à tous les patients, de l'enfant au senior.

Polyvalent, BlazePod s'intègre aussi bien aux exercices de rééducation et de préparation sportive qu'au travail tactile, aux activités sportives et aux exercices ludiques. Il convient également à la **rééducation neurologique**, notamment après un AVC, dans la maladie de Parkinson et pour le réapprentissage moteur.

578500 BlazePod Trainer Kit € 468,19 **€ 374,55**

TRAVAIL EN RÉSISTANCE PAR FRICTION



**PROMO SHOP
& EN LIGNE** jsq
-15%

FLOWIN PRO & PHYSIO

Le mouvement fonctionnel, maîtrisé à chaque niveau.

Flowin associe une surface de glisse à des pads ergonomiques pour les mains, les genoux et les pieds. La résistance créée par la friction permet de réaliser des mouvements fluides, contrôlés et sécurisés. Idéal pour travailler le **renforcement fonctionnel, le contrôle moteur et la stabilité**.

575705	Pro - 138 x 98 cm	-10%	€ 299,00	€ 269,10
575711	Physio - 98 x 68 cm	-15%	€ 199,00	€ 169,15

À découvrir lors de nos Journées Portes Ouvertes !



FONCTIONNEL



**PRIX
PROMO**

TOORX - TOUR DE RANGEMENT & HALTÈRES

Ordre et ergonomie dans votre salle d'exercice.

- compacte, avec 10 p. d'haltères de 1 à 10 kg.
- bien organisé et immédiatement à portée de main.

581541 Tour et haltères **€ 664,05**

Prix tour SANS haltères : gymna.be - réf. 581540.



**PROMO SHOP
& EN LIGNE**
-10%

TOORX - SLAM BALL

Pour travailler la puissance et l'explosivité.

- robuste, sans rebond, excellente prise en main.
- pour le renforcement et l'explosivité.
- de 2 à 15 kg - Ø 22 cm.

581572 Slam Ball - 2 kg € 17,90 **€ 16,11**

Prix autres poids : gymna.be - art. 581572.



**PROMO SHOP
& EN LIGNE**
-10%

TOORX - WALL BALL

Un poids fonctionnel et polyvalent.

- travail de la force, de la coordination et de la condition physique.
- robuste, usage professionnel.
- de 3 à 10 kg - Ø 35 cm.

581673 Wall Ball - 3 kg € 56,90 **€ 51,21**

Prix autres poids : gymna.be - art. 581673.



**PROMO SHOP
& EN LIGNE**
-10%

TOORX - INTERVAL TABATA TIMER

Le bon timing fait aussi la différence en rééducation.

- minuteur professionnel pour les exercices fractionnés, Tabata et fonctionnels.
- écran LED clair avec télécommande.

581627 Tabata timer € 249,01 **€ 224,11**

FONCTIONNEL



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%

TOORX - BARRE OLYMPIQUE & DISQUES

- barre olympique - usage professionnel.
- **disques en caoutchouc** robustes et durables.
- poignées intégrées pour une manipulation facile.
- de 1,25 kg à 25 kg.

581556	Barre d'haltères - 180 cm, 15 kg	€ 149,00	€ 134,10
581543	Disque d'haltère - 1,25 kg	€ 18,90	€ 17,01

Rack de rangement : voir gymna.be - réf. 581560.

Autres barres et poids : prix sur gymna.be - art 581556/581543.

NEW



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%

TOORX - DISQUES BUMPER

- revêtement robuste en caoutchouc pour une utilisation professionnelle et durable.
- compatibles avec toutes les barres olympiques Ø 50 mm.
- à l'unité de 5 à 25 kg, code couleur par poids.

581550	Disque d'haltère couleur - 5 kg	€ 29,90	€ 26,91
--------	---------------------------------	---------	---------

Prix autres poids : gymna.be - art. 581550.



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%

TOORX BODY BAR

Barre lestée.

- idéale pour la rééducation et le travail fonctionnel.
- revêtement en mousse confortable.
- de 2 à 6 kg, code couleur selon le poids.


581652	Body Bar - 2 kg	€ 31,90	€ 28,71
--------	-----------------	---------	---------

Prix autres poids : gymna.be - art. 581652.

Toorx étagère de rangement p. Body Bars : gymna.be - art. 581660.



Avancée



TOORX - ESPALIER BOIS PROFESSIONNEL

Conçu pour un usage professionnel intensif.

- structure renforcée en tubes d'acier ovales avec 10 barreaux en bois de hêtre.

576520	Wallbar bois	€ 449,00
576522	Station à dips	€ 279,00
576524	Bras de sécurisation	€ 119,00



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



TOORX - HALF RACK

Du renforcement musculaire à la rééducation fonctionnelle.

- J-cups et bras de sécurité réglables sur 25 niveaux, avec protections.
- barre de traction multigrip et 8 points d'ancrage pour bandes élastiques.
- rangement intégré pour 8 disques et 2 barres.
- charge maximale : 300 kg.

576556	Half Rack	€ 1299,00	€ 1169,10
--------	-----------	-----------	-----------



“
Parfait pour les
espaces réduits.”



**LIVE
DEMO**

OFFRE SPÉCIALE DESMOTEC

PROFITEZ DE LA TVA OFFERTE
SUR DEUX PRODUITS PHARES

DESMOTEC MED COMBO

Évaluation et entraînement réunis dans un système compact.

Le Desmotec Med Combo combine deux dispositifs complémentaires pour vous permettre d'évaluer les capacités de vos patients et de les entraîner au sein d'une même solution de rééducation.

E.BOARD MINI MED

- 4 capteurs de force pour **évaluer objectivement l'équilibre, la force, le saut et l'explosivité.**
- données en temps réel sur tablette via l'application D.Soft, pour adapter immédiatement la prise en charge au cours de la séance.

V.MINI MED

- **système iso-inertiel à volant d'inertie** pour le travail en chaîne cinétique ouverte ou fermée, indépendamment de la gravité.
- léger, **portable** et connecté à une application pour un feedback en temps réel.
- particulièrement adapté au **travail excentrique**, notamment dans la rééducation tendineuse, la récupération après reconstruction du LCA et le renforcement musculaire chez la personne âgée.

La force de la combinaison !

Fixez le V.Mini Med sur l'E.Board Mini Med à l'aide de la station d'accueil : vous pouvez travailler la force des membres inférieurs tout en évaluant simultanément l'équilibre.

Deux objectifs cliniques. Une seule séance.



Leasing Med Combo
€ 64,94/mois, TVAi, 7 ans

TVA
OFFERTE
~~€ 4.779~~
€ 3.950



DESMOTEC V.PLUS

L'entraînement iso-inertiel à son meilleur niveau.

Travaillez l'excentrique. Entraînez plus intelligemment. Visez l'excellence.

DESMOTEC V.PLUS

Le Desmotec V.Plus est une **référence en matière d'entraînement iso-inertiel**. Polyvalent, il associe le travail excentrique par volant d'inertie à un suivi avancé en temps réel via le logiciel D.Soft. Adapté au travail de la **quasi-totalité des groupes musculaires**, il vous permet de guider l'entraînement sur la base de données objectives plutôt que sur de simples sensations.

Pourquoi choisir le V.Plus ?

- travail du corps entier avec un seul appareil compact.
- technologie à volant d'inertie qui s'adapte au mouvement, sans point mort dans l'amplitude.
- jusqu'à 200 kg de force et une puissance maximale de 4.000 W.
- polyvalent en rééducation, prévention des blessures et préparation sportive de haut niveau.
- feedback en temps réel sur les performances et la symétrie musculaire.

Que vous accompagniez des patients, des sportifs amateurs ou des athlètes de haut niveau, le V.Plus s'adapte à chaque profil.

DESMOTEC
Training & Rehab

Leasing Desmotec V.Plus
€ 113,58/mois, TVAi, 7 ans

TVA
OFFERTE
€ 8.360
€ 6.909

CARDIO

ERGO-FIT CYCLE

ERGOFIT CYCLE 400/450

Des premières étapes de la rééducation au reconditionnement à l'effort.

Certains patients ont besoin d'un ergomètre particulièrement accessible : lorsqu'ils ont des difficultés à s'installer, recherchent une utilisation simple ou nécessitent davantage de stabilité et de sécurité.

La gamme ERGOFIT Cycle 400/450 a été conçue pour répondre à ces besoins. **Sans complexité superflue**, elle offre un ergomètre stable, fiable et facile à utiliser au quotidien.

Grâce à son **accès particulièrement bas et large**, même les patients à mobilité réduite peuvent s'installer facilement et en toute sécurité.

La **commande à quatre touches** est claire et intuitive. Avec une plage de puissance de 0 à 400 W, réglable par paliers de 5 W, vous adaptez précisément l'effort aux capacités et à la progression de chaque patient.

Côté pratique, les capteurs intégrés aux poignées et la **ceinture thoracique fournie** facilitent le suivi de la fréquence cardiaque, tandis que les **roulettes de transport** permettent de déplacer facilement l'appareil.

Accessible pour le patient. Simple pour le kinésithérapeute.

Fiable à chaque séance.



**PROMO
D'AUTOMNE**

Leasing Cycle 400 serie à partir
de € 35,52/mois, TVAi, 7 ans

Cycle 400 : réglage horizontal et vertical de la selle par molette.
Cycle 450 : réglage horizontal par molette et réglage vertical assisté par vérin à gaz.

NUSTEP – CROSSTRAINERS ASSIS

UN SEUL MOUVEMENT. QUATRE MEMBRES MOBILISÉS. ADAPTÉ À CHAQUE PATIENT.



Quand un membre aide l'autre, tout le corps se remet en mouvement.

Avec les NuStep T6 PRO et T4r, les membres les plus fonctionnels peuvent accompagner ceux qui le sont moins. Les bras soutiennent le travail des jambes, les jambes celui des bras, et un côté peut aider l'autre. Le mouvement se met ainsi progressivement en place, favorisant la récupération, le renforcement et la confiance du patient.

On parle de **mouvement de marche en position assise**. Mais concrètement, c'est surtout une façon accessible de remettre le patient en mouvement et de l'aider à progresser, étape par étape.

La résistance électromagnétique s'étend de **0 à 1400 W**, d'un niveau extrêmement faible à un effort très intense. Cette large plage rend le NuStep **particulièrement adapté aux patients les plus fragiles** : personnes très déconditionnées, présentant une faible capacité musculaire, douloureuses à l'effort ou reprenant une activité physique après une longue période d'inactivité.

Une résistance qui s'adapte aux capacités de chaque patient.

Pour quels patients ?

Après une intervention chirurgicale ou un AVC, en cas de troubles articulaires ou neurologiques, d'obésité, chez les seniors...

NUSTEP T6 PRO

Mobilisez les quatre membres ensemble ou indépendamment. Adapté aux patients jusqu'à 227 kg.

NUSTEP T4R

Le même mouvement coordonné que le T6 PRO. Affiche les données d'entraînement en temps réel. Fonctionne sans raccordement au secteur pour une liberté de placement maximale.

Adapté aux patients jusqu'à 180 kg.

€ Leasing NuStep T4r € 118,21/mois,
NuStep T6 PRO € 174,27/mois, TVAi, 7 ans



PROMO
D'AUTOMNE

BONUS
SHOWROOM



Cela faisait des années que je ne bougeais presque plus. Aujourd'hui, je peux à nouveau monter les escaliers.

Il y a environ deux ans, ma condition physique était très mauvaise. J'avais beaucoup trop de poids et je souffrais d'arthrose. Monter ou descendre les escaliers était devenu presque impossible.

Sur les conseils de ma kinésithérapeute, j'ai commencé à m'entraîner avec le NuStep. Elle m'a fait débiter avec une résistance très faible, puis a augmenté l'effort très progressivement.

En m'entraînant une demi-heure chaque jour, j'ai énormément progressé physiquement. Aujourd'hui, je peux à nouveau monter les escaliers !

Le NuStep est vraiment un appareil formidable.

J. Meeuwissen, patiente



NuStep T4r

NUSTEP – VÉLO ASSIS

LE VÉLO ACCESSIBLE À TOUS.

NUSTEP RB8 RECUMBENT BIKE

Rééduquer en douceur et en toute sécurité.

Le NuStep RB8 associe confort, sécurité et simplicité d'utilisation dans un vélo semi-allongé particulièrement adapté à la rééducation à faible impact.

Avec **15 niveaux de résistance** et la possibilité de pédaler en avant comme en arrière, vous adaptez facilement l'exercice aux capacités et à la progression de chaque patient.

Le **siège ergonomique pivotant à 360°**, le dossier réglable et les pédales extra-larges avec maintien des pieds facilitent l'installation du patient et assurent un entraînement confortable.

L'**écran tactile HD** offre une utilisation intuitive et permet de suivre clairement les données pendant la séance.

Une solution confortable, accessible et fiable.

Adapté aux patients jusqu'à 227 kg.



NuStep RB8



Leasing NuStep RB8 PRO
€ 127,10/mois, TVAi, 7 ans

**PROMO
D'AUTOMNE**

**BONUS
SHOWROOM**

BH CARDIO



Leasing Tapis roulant BH RCM PRO MED
€ 51,64/mois, TVAi, 7 ans



BH RCM PRO MED – TAPIS ROULANT

Chaque parcours de rééducation commence par un premier pas. Le BH RCM Pro Med permet de le franchir dans des conditions optimales de sécurité et de contrôle.

Tous les patients n'abordent pas le tapis roulant avec la même assurance. Certains hésitent. Certains craignent de tomber. D'autres osent à peine lâcher leur appui. C'est précisément pour eux que le BH RCM Pro Med, équipé de **longues barres d'appui latérales**, a été conçu.

Avec une **vitesse de démarrage de seulement 0,3 km/h**, réglable par paliers de 0,1 km/h, chaque patient peut débiter à son propre rythme. Les longues barres d'appui robustes offrent **sécurité et stabilité** tout au long de l'exercice. Et grâce à l'**arrêt d'urgence magnétique**, une sécurité supplémentaire reste toujours à portée de main en cas de besoin.

Il ne s'agit pas de faire un compromis entre sécurité et possibilités thérapeutiques. Le BH RCM Pro Med réunit les deux.

- surface de course spacieuse de 55 x 155 cm.
- inclinaison jusqu'à 15 %.
- 36 profils d'entraînement, ainsi que des programmes libres et contrôlés par la fréquence cardiaque.
- mesure de la fréquence cardiaque via les capteurs intégrés aux poignées ou une ceinture thoracique (en option).

Adapté aux patients jusqu'à 180 kg.

PROMO
D'AUTOMNE

BONUS
SHOWROOM

TOORX CARDIO

TOORX BRX 3000 – VÉLO


Compact. Silencieux. Efficace. Idéal pour une utilisation semi-professionnelle.

Le TOORX BRX 3000 est bien plus qu'un simple 'vélo d'appartement'. Avec ses **32 niveaux de résistance électronique**, son volant d'inertie de 16 kg au fonctionnement particulièrement silencieux et sa connectivité complète avec 'Zwift et Kinomap', il offre bien plus qu'un simple entraînement cardio. Il transforme chaque séance en une expérience à part entière.

Accès facilité grâce à l'**enjambement bas**. **Pédales extra-larges** avec sangles réglables. Selle réglable **horizontalement et verticalement**. Mesure de la fréquence cardiaque via les capteurs intégrés aux poignées ou une ceinture thoracique sans fil (en option).

- puissance : de 10 à 350 W, réglable par paliers de 5 W.
- 24 programmes d'entraînement.
- connectivité Bluetooth pour utilisation avec les applications iConsole ou Kinomap.

Adapté aux patients jusqu'à 160 kg.



NEW

581350 Toorx Cycle **PRIX PROMO** € 949,05

**VENEZ DÉCOUVRIR LES POSSIBILITÉS
DANS NOS SHOWROOMS**

TOORX TRX 3500 TFT – TAPIS ROULANT

Courir jusqu'à 24 km/h. Ou marcher à son propre rythme.

De la marche à faible vitesse en rééducation à la course intensive, le TOORX TRX 3500 TFT accompagne le patient à chaque étape. Son puissant moteur AC de 4,5 CV en continu (7 ch en pointe), sa **large surface de course** de 60 x 164 cm et son inclinaison jusqu'à 15 % en font un appareil parfaitement adapté à une utilisation semi-professionnelle.

L'écran affiche la vitesse, la fréquence cardiaque, les calories, le nombre de pas, les METs et la température.

La connexion Bluetooth permet une utilisation en temps réel avec Zwift et Kinomap, avec adaptation automatique de la vitesse et de l'inclinaison.

Ceinture thoracique et plateforme de recharge sans fil incluses.

- vitesse : de 0,8 à 24 km/h, inclinaison jusqu'à 15 %.
- 9 programmes d'entraînement.
- arrêt d'urgence.

Adapté aux patients jusqu'à 160 kg.



NEW



**PROMO
D'AUTOMNE**



Leasing TOORX TRX 3500 TFT
€ 53,50/mois, TVAi, 7 ans



TOORX RENFORCEMENT MUSCULAIRE

TOORX LEG CURL/LEG EXTENSION

Gain de place : 1 appareil, 2 mouvements.

Chaque mètre carré de votre cabinet est précieux. Le TOORX LEG CURL/LEG EXTENSION réunit **deux mouvements classiques de renforcement des membres inférieurs** dans un seul appareil compact. Vous pouvez ainsi accompagner vos patients de manière optimale, sans compromis sur le confort ni la précision.



Leasing TOORX Leg Ext/Curl
€ 64,20/mois, TVAi, 7 ans

TOORX HORIZONTAL LEG PRESS

Des premières étapes de la rééducation aux exercices pliométriques les plus exigeants.

Que vous accompagniez un patient qui reprend progressivement après une intervention au genou ou un sportif qui souhaite retrouver toute son explosivité sur le terrain, la TOORX HORIZONTAL LEG PRESS s'adapte à chaque étape.

Sa **faible charge de départ** permet une progression en douceur, tandis que le **siège mobile** et la large plateforme antidérapante permettent d'évoluer vers des exercices plus puissants et dynamiques.



Leasing TOORX Horizontal Leg Press
€ 84,08/mois, TVAi, 7 ans

CENTR × HYROX

Gymna lance une sélection d'équipements dédiée au sport fitness en plein essor à travers le monde.

Hyrox gagne rapidement en popularité, également auprès de vos patients et sportifs. Pour le kinésithérapeute qui accompagne des sportifs dans leur rééducation et leur reprise sportive, bien connaître le matériel utilisé à l'entraînement constitue un véritable atout. C'est pourquoi Gymna propose une **sélection soigneusement composée** de la collection Centr × Hyrox, avec les équipements officiels Hyrox.

NEW



TOORX HIIT

TOORX AIR 5000 - CYCLE

Le HIIT sans limites.

Brûler des graisses et améliorer la condition physique tout en limitant les contraintes pour vos patients. Le TOORX Air 5000 Cycle est silencieux, **ergonomique et à faible impact articulaire**. Idéal pour un entraînement intensif avec une progression adaptée et contrôlée.



TOORX AIR 5000 - RAMEUR

Puissance et fluidité, tout en douceur pour les articulations.

L'aviron est l'une des formes d'exercice les plus complètes. Avec ses **10 niveaux de résistance contrôlés par la fréquence cardiaque** et son très faible impact articulaire, le rameur TOORX Air 5000 trouve naturellement sa place dans tout cabinet de kinésithérapie ou espace d'entraînement.



Leasing Toorx Race Cross Pro
€ 64,21/mois, TVAi, 7 ans



TOORX AIR 5000 - SKI TRAINER

Un entraînement cardio complet, même en position assise.

Le mouvement fluide inspiré du ski de fond sollicite l'ensemble du corps tout en limitant l'impact articulaire. Un atout particulier : les patients qui ne peuvent pas s'entraîner en position debout peuvent eux aussi bénéficier d'un entraînement complet.



TOORX RACE CROSS PRO - HIIT

De la reprise progressive au sprint explosif.

Sans moteur, le Race Cross Pro suit naturellement le rythme de chaque utilisateur : ce sont vos patients et sportifs qui déterminent eux-mêmes leur vitesse. Ses **6 niveaux de résistance** permettent d'adapter progressivement l'intensité, de la remise en mouvement jusqu'aux séances de HIIT les plus exigeantes.



BLOODFLOW RESTRICTION TRAINING

Renforcement musculaire optimal avec une charge minimale.

En tant que kinésithérapeute, vous cherchez constamment des moyens de faire travailler efficacement vos patients, même lorsque l'entraînement avec des charges élevées n'est pas encore indiqué.

Le Blood Flow Restriction Training (BFR) offre précisément cette possibilité. En **limitant temporairement et partiellement le débit sanguin au niveau d'un membre** à l'aide des Occlude Cuffs, le BFR permet de **stimuler les adaptations musculaires et de soutenir la récupération**, tout en travaillant avec de faibles charges.

La pression adéquate est déterminée à l'aide d'un Doppler, sur la base de la pression d'occlusion artérielle (AOP), pour un réglage précis, sûr et entièrement sous votre contrôle.

Pourquoi intégrer le Blood Flow Restriction Training?

- permet un renforcement musculaire efficace avec de faibles charges, tout en limitant les contraintes sur les articulations et les tendons.
- favorise la récupération fonctionnelle et la reprise progressive de l'activité.

**PROMO SHOP
& EN LIGNE
-15%**

581310	Occlude Set Rehab	€ 499,00	€ 424,15
581311	Occlude Set Rehab +	€ 939,00	€ 798,15
9200334	Doppler vasculaire	€ 279,00	€ 237,15

L'application du BFR requiert des connaissances cliniques, des compétences techniques et une formation spécifique.



Showroom Zaventem



Cabinet de kiné Vitaal, Hasselt

▲ ACTIVE WALL 2 x 2 M

Faites de votre mur un véritable outil au service de votre pratique.


L'Active Wall réunit thérapie par l'exercice, confort acoustique et esthétique dans une solution murale polyvalente.

Sa **structure acoustique** contribue à réduire les nuisances sonores dans votre salle d'exercices et crée ainsi un environnement plus agréable, tant pour le thérapeute que pour le patient.

Mais l'Active Wall va bien au-delà du confort acoustique. Intégrez-le à vos exercices actifs et élargissez les possibilités de votre thérapie par l'exercice. Côté esthétique, personnalisez entièrement votre Active Wall avec votre logo, un texte ou une illustration, jusqu'à 4 couleurs, et donnez à votre salle d'exercices une identité qui reflète votre cabinet.

Vous souhaitez aller encore plus loin ? Optez pour un éclairage LED intégré et apportez une touche moderne et dynamique à votre espace.

Actif. Acoustique. À votre image.



Cabinet de kiné 't Eiland, Harelbeke



Cabinet de kiné Barfit, Herent



Showroom Zaventem

SOLS SPORTIFS

Un environnement adapté fait toute la différence.

Les revêtements de sol sportifs en caoutchouc et les pistes de sprint ne sont plus réservés aux centres de sport de haut niveau. Ils trouvent aujourd'hui toute leur place dans les cabinets de kinésithérapie modernes, où ils contribuent au confort, à la sécurité et à l'esthétique de l'espace.

Ils amortissent les chocs, offrent adhérence et stabilité et créent une surface adaptée à la rééducation et à l'entraînement fonctionnel. Ils apportent également à votre cabinet une allure professionnelle et sportive.

Venez découvrir le revêtement de sol le mieux adapté à votre cabinet et aux besoins de vos patients.



Découvrez toute
la gamme

Kiné C, De Haan

**PROMO
D'AUTOMNE
PISTES DE
SPRINT
– € 200**

Cabinet de kiné Kinekt, Poperinge



Cabinet de kiné Kinaxis, Verviers

Cabinet de kiné Vitaal, Hasselt



ReVaKi, UGent

RÉSISTANCE ÉLASTIQUE

FIELDPOWER

Une résistance qui accompagne chaque mouvement.

Et si vos patients pouvaient s'entraîner dans toutes les directions, à leur propre rythme, sans être limités par l'appareil ?

Avec FieldPower, c'est possible.

Grâce à des câbles élastiques, cet appareil innovant offre une **résistance constante**, aussi bien en travail concentrique qu'excentrique, à vitesse lente comme lors de mouvements explosifs, et ce dans toutes les directions.

Sans pics de résistance, il permet un travail contrôlé et adapté aussi bien aux patients de tout âge qu'aux sportifs de haut niveau.

FieldPower accompagne librement chaque mouvement sur une distance de 11 à 21 mètres et se prête particulièrement bien aux exercices avec changements rapides de direction.

De la rééducation au sport de haut niveau, FieldPower s'adapte à chaque objectif.

Envie de découvrir FieldPower dans votre propre cabinet ?
Demandez à tester gratuitement FieldPower !



**PROMO
D'AUTOMNE**
-10% 1 pc.
-20% 2 pc.



Leasing Fieldpower P11
€ 48,34/mois, TVAi, 7 ans

MINIVECTOR

Dès les premières séances.

Plus tôt votre patient peut être remis en mouvement, plus tôt la rééducation peut progresser. En tant que kinésithérapeute, vous le savez mieux que quiconque.

Le MiniVector permet de travailler en **chaîne cinétique fermée** dès les **premières phases d'une prise en charge** conservatrice ou postopératoire, même lorsque la mise en charge doit encore rester limitée.

Le réglage se fait en quelques instants : grâce à 6 élastiques, vous adaptez la résistance jusqu'à environ 30 kg, en fonction des capacités de votre patient à chaque étape de sa rééducation.

Compact et facile à déplacer, le MiniVector s'utilise partout : au chevet du patient, dans la salle d'exercices ou lors d'une visite à domicile.

Un appareil compact qui fait toute la différence.



**PROMO
D'AUTOMNE**
-10%



504768	MiniVector	€ 1.599,00	€ 1.439,10
--------	------------	------------	------------

RÉÉDUCATION DE LA MAIN



BOBO DICE PRO

Des exercices qui donnent envie de participer.

Comment motiver un patient à répéter ses exercices, séance après séance ? Bobo Dice apporte une réponse inattendue : avec des dés.

Quatre dés lumineux et intelligents qui, associés à une **application gratuite et intuitive**, donnent accès à tout un univers d'exercices et de jeux interactifs.

Motricité fine, coordination œil-main, mobilité ou fonctions cognitives : Bobo Dice associe rééducation et défi pour stimuler l'engagement du patient.

Les dés peuvent être utilisés séparément ou simultanément, pour un travail unilatéral comme bimanuel.



Grâce aux housses interchangeables fournies, vous adaptez facilement les exercices :

- **chiffres, grands et petits** : orientation et exercices d'association.
- **couleurs** : association visuelle et exercices cognitifs.
- **formes** : exercices tactiles et sensoriels.
- **D20** : exercices avancés de reconnaissance et de manipulation des nombres avec un dé à 20 faces.

Le véritable atout de Bobo Dice Pro ?

Les progrès deviennent mesurables. Les résultats sont enregistrés et l'évolution peut être suivie et objectivée, aussi bien par vous que par votre patient.

Intelligent, ludique et étonnamment efficace.

510878 Bobo Dice Pro € 549,00



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-20%

SQUEGG

Renforcer la préhension de façon plus motivante.

- Squegg combine un **appareil d'entraînement de la main et un dynamomètre intelligent**. Sa forme ovoïde et souple assure une prise en main confortable, pour un poids de seulement 66 g.
- Adapté à tous les âges, de la rééducation de la main au renforcement musculaire.
- L'application rend les exercices plus motivants grâce à des jeux interactifs et permet de suivre l'évolution de la force de préhension et du niveau d'activité.

579700 Squegg € 112,50 € 90,00



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-25%

DIGIFLEXION - EXERCISEURS POUR LES DOIGTS

Un travail précis, doigt par doigt.

- Travaillez chaque doigt individuellement et ciblez la mobilité, la force et la coordination.
- **6 niveaux de résistance identifiés par couleur** pour une progression graduelle.

514827 Digiflexion + display € 257,50 € 193,13

Également disponible séparément : gymna.be - réf. 514824.

AIREX® TAPIS D'EXERCICE

UN TAPIS COMME UN AUTRE ? PAS QUAND IL S'AGIT D'UN AIREX® !

Conçu pour un usage professionnel et thérapeutique, le tapis AIREX® fait la différence dès le premier contact. Sa mousse à cellules fermées **offre un excellent amorti et contribue à réduire les contraintes articulaires**. Sa surface antidérapante garantit stabilité et sécurité, tout en assurant un confort optimal, que le patient soit couché, assis, à genoux ou en appui.

Hygiénique, le tapis AIREX® n'absorbe pratiquement pas l'humidité grâce à sa structure à cellules fermées et se nettoie en toute simplicité. Résistant, il est conçu pour supporter une utilisation intensive au quotidien en cabinet.

Les modèles **Fitline**, **Coronella** et **Corona** sont disponibles en différents formats, épaisseurs et coloris, afin de vous permettre de choisir le tapis le mieux adapté à chaque exercice.

Un indispensable dans tout espace de traitement.

AIREX® BE BALANCED

LE BON DÉFI, AU BON MOMENT.

L'entraînement de l'équilibre dépend en grande partie de la surface sur laquelle il est réalisé. Les AIREX® Balance Pads créent une **instabilité contrôlée** qui oblige le corps à effectuer de petits ajustements permanents. Ils permettent ainsi de travailler de manière ciblée l'équilibre, la proprioception, la coordination et la stabilité.

La gamme se décline en trois niveaux :

- **Solid** (faible instabilité) : pour débiter la rééducation en toute sécurité.
- **Elite** (instabilité moyenne) : une solution polyvalente pour progresser.
- **Cloud** (forte instabilité) : pour solliciter davantage le contrôle neuromusculaire chez les patients avancés et les sportifs.

Vous pouvez ainsi augmenter progressivement le niveau de difficulté, des premières étapes de la rééducation jusqu'à la reprise sportive.

De plus en plus exigeant, toujours adapté au patient.



Sanitized® prévient durablement la prolifération des bactéries et des moisissures ainsi que l'apparition de mauvaises odeurs sur votre matériel AIREX®.

**PRIX
PROMO**



Découvrez nos offres ! Scannez le QR code.



Tapis



BeBalanced



VENEZ TOUS LES DÉCOUVRIR ET LES TESTER LORS DE NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES !

PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



BOSU PRO EDITION

Deux faces, une multitude de possibilités.

À la fois ballon d'exercice et plateforme d'équilibre, le BOSU Pro Edition permet un travail varié de l'équilibre, de la proprioception, du renforcement musculaire et de la stabilité lombo-pelvienne.

Un équilibre constamment sollicité.

510865	PRO édition - bleu	●	€ 260,00	€ 234,00
510862	PRO black edition	●	€ 325,00	€ 292,50

PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



WOBBLERSMART

L'instabilité, parfaitement maîtrisée.

Une adhérence optimale et 6 niveaux de difficulté réglables permettent d'adapter le travail de l'équilibre et de la proprioception aux capacités de chaque patient.

Mieux maîtriser l'équilibre. Mieux bouger.

510870	Wobblersmart	€ 99,00	€ 89,10
--------	--------------	---------	---------

UNIQUEMENT
PENDANT LES
JPO
-20%



BOBO PRO 2.0

L'équilibre et la stabilité interactifs.

Transformez vos supports d'équilibre existants en outils interactifs grâce à des jeux, des exercices et au biofeedback en temps réel.

L'application permet de personnaliser les séances, de suivre les progrès du patient et de générer des rapports.

510875	BOBO Pro 2.0	€ 899,00	€ 719,20
--------	--------------	----------	----------



PROMO SHOP
& EN LIGNE
-10%



BALANZA

Travailler l'équilibre avec le sourire.

Balanza associe une plateforme en bois à des ballons gonflés d'air pour un travail ciblé de l'équilibre, de la proprioception et de la coordination.

Trois modèles, trois niveaux d'instabilité : Ballstep (1), Freeride (2) et Balanza (3). Plus d'instabilité. Plus de possibilités thérapeutiques.

575812	BallStep	€ 221,72	€ 199,55
575811	Freeride (2 ballons, non illustré) -15%	€ 214,15	€ 182,04
575810	Balanza (1 ballon, non illustré) -15%	€ 201,17	€ 171,00



PLANCHE INCLINÉE

La bonne inclinaison fait toute la différence.

Planche inclinée robuste pour les étirements, la rééducation et le renforcement musculaire.


Réglable sur 4 niveaux d'inclinaison, de 10° à 40°, et pliable.

Chaque degré compte.

531091	Bord hellend	€ 55,00
--------	--------------	---------

TONKEY - GYMNASTIKBALLS

Ballons d'exercice et d'assise.



Découvrez la gamme
TONKEY en ligne.



GRANDE PROMO D'AUTOMNE !

**PROFITEZ DE NOS
OFFRES D'AUTOMNE* !**

**RETROUVEZ 8 PAGES DE
PROMOTIONS DANS LE
DÉPLIANT EN ANNEXE.**



★ Des prix attractifs sur une large gamme de consommables
et de produits pour vos patients.


Qlick




SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE UNIQUE

Qines Qlick est un système de rangement modulaire unique en son genre et 'gagne-place' permettant de ranger du matériel d'exercice dans des cabinets de kiné ou des salles d'entraînement.

Le système est basé sur un ou plusieurs profils muraux sur lesquels vous pouvez 'cliquer' des supports de différentes tailles.



CONFIGUREZ VOTRE PROPRE MUR DE RANGEMENT QCLICK



Comment fonctionne le configurateur ?

Entrez les dimensions de votre mur et déterminez le nombre de profils, de supports et d'étagères dont vous avez besoin. Le matériel d'exercice présenté sert uniquement d'illustration et n'est pas inclus dans la liste des articles.



Configurez ici votre propre mur de rangement.

3

- > PILATES & YOGA
- > POINTS TRIGGER
& FASCIAS







NEW

DÉCOUVREZ LE PILATES & LE YOGA LORS DE NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES !

Découvrez **Liveness Pilates de Toorx Professional** et la gamme professionnelle **Yoga d'AIREX®** : deux approches qui enrichissent votre pratique en kinésithérapie.

Mouvements contrôlés, équilibre et conscience corporelle permettent de travailler de manière ciblée la mobilité, la stabilité, la coordination, le contrôle moteur et la posture.

Avec des équipements professionnels adaptés, variez vos exercices en fonction des capacités et des objectifs de chaque patient.

Découvrez comment le Pilates et le Yoga favorisent le contrôle du corps, la qualité du mouvement et le mouvement fonctionnel, et peuvent ainsi compléter efficacement votre pratique en kinésithérapie.

ENVIE D'EN DÉCOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITÉS ?

VENEZ VOUS INSPIRER LORS DE NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES !

LIVENESS REFORMER PILATES

Découvrez tout le potentiel du Reformer Pilates dans votre cabinet.


Le **Reformer Pilates** offre une solution polyvalente pour proposer à vos patients des exercices ciblés et contrôlés.

Le **chariot coulissant**, les **ressorts à résistance réglable**, les **sangles** et la **barre d'appui** permettent d'adapter précisément la résistance aux capacités et aux objectifs thérapeutiques de chaque patient.

Mobilité, stabilité, renforcement musculaire, coordination et contrôle moteur : un seul appareil pour une grande variété d'exercices thérapeutiques.



Scannez et découvrez toute la gamme Liveness.



Différents modèles au choix, en bois ou en aluminium, avec ou sans système de pliage.



Leasing Liveness Reformer à partir de € 29,66/mois, TVAi, 7 ans

YOGA



LIVENESS – PILATES ROLLER

Idéal pour travailler la stabilité du tronc, l'équilibre, la proprioception et la mobilité.

Polyvalent et facile à utiliser, il s'intègre naturellement dans de nombreux exercices de rééducation.

581490	Rouleau pilates - 45 cm	€ 29,95
581492	Rouleau pilates - 90 cm	€ 44,95

AIREX® HEARTBEAT



AIREX HEARTBEAT – TAPIS SIGNATURE

Le tapis idéal pour le yoga et l'entraînement fonctionnel.

Sa surface ultra-adhérente et antidérapante offre un excellent maintien et une grande stabilité, tout en assurant confort et amorti à chaque mouvement.

Parfait pour les exercices de stabilité du tronc, de mobilité et le travail au sol.

575488	Tapis yoga - 183 x 61 x 0,4 cm	€ 109,95
--------	--------------------------------	----------



LIVENESS – ANNEAU PILATES

Disponible en deux niveaux de résistance, le Pilates Ring permet de travailler efficacement la stabilité du tronc, le renforcement musculaire, le contrôle moteur et la mobilité.

Polyvalent, il s'utilise aussi bien pour les membres supérieurs que pour les membres inférieurs et s'intègre facilement à vos exercices de rééducation.

581487	Anneau pilates - léger	€ 19,95
581486	Anneau pilates - fort	€ 24,95



LIVENESS – SANGLE DE YOGA

La sangle aide vos patients à réaliser les mouvements de manière **progressive et contrôlée**, tout en favorisant le travail de la **souplesse et de l'amplitude articulaire**.

581489	Sangle yoga - 180 x 3,8 cm	€ 9,95
--------	----------------------------	--------



AIREX HEARTBEAT – TONING BALL

Ballon lesté - 1 kg.

Conçu pour un usage professionnel et intensif, ce ballon lesté de sable offre une prise en main agréable grâce à son revêtement souple - Ø 12 cm.

Un accessoire polyvalent pour le Pilates, le yoga, l'entraînement fonctionnel et la rééducation.

575495	Ballon lesté - 1 kg	€ 19,95
--------	---------------------	---------



AIREX YOGA – BLOC EN LIÈGE

Stable et fiable.

Robuste et polyvalent, ce bloc offre un soutien supplémentaire pour adopter une position stable et maîtrisée lors des exercices de yoga et de mobilité.

Fabriqué en liège de haute qualité, il est agréable au toucher, naturellement autonettoyant et respectueux de l'environnement.

575482	Yoga Eco block - liège	€ 20,95
--------	------------------------	---------

POINTS TRIGGER & FASCIA

AIREX® HEARTBEAT



NEW

AIREX HEARTBEAT TRIGGERPOINT

Automassage ciblé.

Compact, cet accessoire permet d'exercer une pression ciblée sur les points gâchettes, les fascias et les tensions musculaires, y compris dans les zones plus difficiles d'accès comme le dos, les épaules et les muscles fessiers.

Grâce à sa ventouse intégrée, il peut être utilisé sans les mains.

575493 Triggerpoint massage tool € 29,95



FASCIQ EASY-PUSH

Set de ventouses pour le travail des points gâchettes.

Conçu pour créer facilement un effet de succion au niveau cutané.

575990 EasyPush cupping set € 32,95

ASCIQ IASTM TOOLS

Mobilisation instrumentale des tissus mous (IASTM).

Ces instruments métalliques ergonomiques permettent une mobilisation ciblée des tissus musculaires et fasciaux, en complément des techniques de thérapie manuelle.

Leurs différentes formes et arêtes permettent de travailler avec précision et de s'adapter aux différentes zones à traiter.



FASCIQ IASTM TOOL - WAVE

Un outil polyvalent pour de multiples applications.

Prise en main des deux côtés.

Son extrémité pointue permet de cibler les plans fasciaux plus profonds et les points gâchettes ; le côté arrondi est idéal pour coudes, genoux, mains et pieds.

575992 Wave € 119,95

NEW



FASCIQ IASTM TOOL - ARTIST

L'outil de précision.

Ses différentes arêtes permettent un travail précis et ciblé sur les zones plus petites ou difficiles d'accès, ainsi que sur les contours anatomiques et les structures spécifiques.

575996 Artist € 87,95

NEW



FASCIQ CUPPING SET 4

Pour stimuler la vascularisation et mobiliser les fascias.

Set de 4 ventouses transparentes de différents diamètres pour adapter le travail à la zone traitée : 4,5 - 6 - 7,5 et 10 cm.

575991 Cupping set € 24,95



FASCIQ WAX

Pour plus d'adhérence et de contrôle.

Pour exercer une pression contrôlée avec les outils IASTM sans que ceux-ci ne glissent trop facilement sur la peau.

575994 Wax - 150 ml € 11,95 € 9,56

PROMO SHOP & EN LIGNE -20%



FASCIQ CREAM

Pour une 'glisse' optimale.

Réduit considérablement les frottements et facilite le glissement des ventouses, des mains sur la peau.

575998 Cream - 150 ml € 11,95 € 9,56

FASCIA

BLACKROLL® FASCIA

Agit sur la douleur, la posture et la fonction.

3 facteurs qui s'influencent mutuellement.

L'exercice avec Blackroll hydrate le fascia par la pression en faveur de la mobilité, de l'intégrité et de la résilience.


PROMO SHOP
& EN LIGNE
-15%



Soft



Standard

Groove :
intensifFlow :
effet de vibration

Scannez et trouvez
tous les prix et les
promotions.



Innovation dans le traitement de la **fasciite** plantaire.



Bandage de pied Push® med FP

**Rester debout et marcher toute la journée
sans douleur !**

- réduit la tension sur l'aponévrose plantaire pendant l'effort, ce qui favorise le processus de guérison.
- se porte directement sur le pied, convient à tous les types de chaussures.
- à utiliser pendant la journée en cas de douleurs aiguës et chroniques.

Bandage ultra-fin, léger et réglable individuellement pour adultes.

Basé sur une technique de taping innovante, développée par le médecin du sport belge **Dr. Filip Parmentier**.



Push for
freedom



Scannez le QR code,
et commandez directement avec **15 % de réduction**
ou prenez **rendez-vous avec un spécialiste produit !**

Push® braces sont distribuées en exclusivité par Advys, membre du groupe INDEQS, dont Gymna fait également partie.

ARCHITIME, SPÉCIALISTE CABINETS DE KINÉ

Le cabinet architectural ARCHITIME est vraiment spécialisé dans la construction / rénovation de cabinets de kiné, salles d'exercice et autres.

Traduire vos souhaits professionnels spécifiques en un concept architectural évident nécessite une expertise particulière.

Gymna vous offre cette expertise grâce à une coopération à long terme avec sa société sœur Architime.



Architecture



Intérieur



Coordination



Construction/
Rénovation

En savoir plus ? Des conseils ?

Un rendez-vous ?


Contactez Architime ou votre
délégué régional.

T 011 151 950

info@architime.be

www.architime.be





BIENVENUE À NOS JPO

CHARLEROI • SA 7 NOV

Centre IFAPME
Chée de Lodelinsart 417 - Gilly

GAND • SA 14 + DI 15 NOV

Showroom Jan Samijnstraat 23 - Gentbrugge

BRUXELLES • SA 21 + DI 22 NOV

Showroom Imperiastraat 16 - Zaventem

DIEPENBEEK • SA 28 + DI 29 NOV

Showroom Groeningeweg 19 - Diepenbeek
de 9h30 à 17h30



Vous ne pouvez pas être présent ?
Contactez votre délégué régional !



DÉLÉGUÉS

- | | |
|---|--|
| <p>① Geert Van Daele
T 0496 16 11 84
geert@gymna-barthels.be
Région Flandre orientale / Hainaut CP
7000 à 7973 sauf 7100 à 7181 et 7780 à 7784</p> <p>② Mathieu Leber
T 0489 34 66 82
mathieu@gymna-barthels.be
Région Liège / Luxembourg / Namur
CP 5500 à 5590</p> <p>③ Xavier Peeters
T 0496 16 11 83
xavier@gymna-barthels.be
Région brux. (institutions) / Brabant
wallon / Hainaut sauf CP 7000 à 7090 et
7190 à 7973 / Namur sauf CP 5500 à 5590</p> <p>④ Brigitte Stas
T 0496 16 11 85
brigitte@gymna-barthels.be
Région Anvers</p> | <p>⑤ Cédric Gielen
T 0486 11 92 17
cedric@gymna-barthels.be
Région Limbourg</p> <p>⑥ Wouter Vlerick
T 0496 16 11 82
wouter@gymna-barthels.be
Région Hainaut CP 7780 à 7784 /
Flandre occidentale</p> <p>⑦ Carl Baeten
Sales Director
T 0495 16 15 21
carl@gymna-barthels.be</p> <p>⑧ Alexandre Lheureux
T 0485 04 74 30
alexandre@gymna-barthels.be
Région bruxelloise (cabinets privés)
Brabant flamand</p> |
|---|--|

SERVICE CLIENTÈLE

☎ 089/510 550
E-mail info@gymna-barthels.be

WWW.GYMNA.BE

gymna



Tous les prix mentionnés dans ce magazine Revaluation sont TVAi (hors Recupel/Bebat, d'où une déviation de quelques centimes avec les prix en ligne).

Les prix 'à partir de' sont calculés avec la ristourne pour quantités la plus élevée (voir en ligne). Les PROMOTIONS sont valables jusqu'au 31 décembre 2026. Les promotions EN LIGNE sont également valables dans nos 'shops-en-showroom'. Le BONUS SHOWROOM (sur une sélection d'articles) et la ristourne SHOP (valable dans nos shops pour le matériel que vous emportez) sont réservés aux visiteurs de notre JPO. Les actions ne sont pas cumulables. Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression ou d'omissions.