

Elexeo

Therapie die meegroeit met uw praktijk

Het modulaire therapie platform voor maximale behandelbaarheid



gymna

The background is a solid teal color with several overlapping, semi-transparent, curved shapes in a lighter shade of teal. These shapes are positioned in the upper left and right areas, creating a layered, organic effect.

Improve **quality of life**



De flexibiliteit die uw praktijk nodig heeft

In uw praktijk is geen enkele patiënt hetzelfde. Of u nu werkt met professionele atleten, ouderen of mensen in een revalidatietraject: uw behandelstrategie moet flexibel en doelgericht zijn.

Elexeo is speciaal ontworpen om mee te bewegen met de noden van uw praktijk. Dit modulaire platform past zich aan u aan – niet andersom.

Elexeo past.
Vandaag, morgen en
ver in de toekomst.

Waarom kiezen voor Elexeo?

Oplossingen voor de echte pijnpunten in uw praktijk.



Modulair & toekomstgericht

Met Elexeo bouwt u aan een platform dat precies past bij uw behandelvisie. Begin eenvoudig en breid uit wanneer uw praktijk daar klaar voor is. Geen overbodige apparatuur, onnodige investeringen, wél maximale efficiëntie.

Behandel waar het nodig is, zonder grenzen

Dankzij de batterijmodule is Elexeo volledig mobiel. Of u nu werkt in meerdere behandelruimtes, bij mensen thuis of op het sportveld: u behoudt altijd alle functionaliteit, zonder concessies.

Het slimme, draagbare design maakt mobiel behandelen eenvoudig en efficiënt.



Gebruiksvriendelijk & snel

Minder instellen, meer behandelen. Verlies geen kostbare tijd met ingewikkelde instellingen. Dankzij het heldere 10-inch touchscreen, plug-and-play modules en de intuïtieve interface bent u in één beweging klaar om te starten, zonder tijdverlies of omslachtige instellingen.

Slimme functies, direct beschikbaar

Behandelprogramma's direct toegankelijk

Contra-indicatiegids voor veilige toepassing

Klinische ondersteuning op maat

Anatomische bibliotheek met 91 regio's en instructievideo's

Automatische en slimme herkenning van aangesloten modules

Navigatie via het touchscreen, net zo soepel als uw smartphone

Hygiënisch, klinisch & duurzaam

Elexeo is gebouwd voor intensief dagelijks gebruik. De robuuste behuizing en hoogwaardige componenten zorgen voor betrouwbaarheid, elke dag opnieuw.

Het volledig glazen voorpaneel is naadloos, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen – ideaal in elke klinische setting. Minder stilstand, lagere kosten en meer tijd voor wat telt: uw patiënt.




3 bewezen therapie toepassingen in één toestel

Elexo ondersteunt **elektrotherapie**, **ultrageluid** en **combinatietherapie**, elk met voorgeprogrammeerde behandel protocollen die u snel op weg helpen.

Voeg de Vaco-module toe om elektroden snel en comfortabel te plaatsen via vacuümtechnologie. Dit zal het patiënt comfort nog vergroten.

Bewezen therapieën in één modulair en intuïtief toestel: betrouwbaar, krachtig en klaar voor elke behandeluitdaging.



Therapieoplossingen op maat

Modulaire mogelijkheden, passend bij uw praktijk.

Dankzij het modulaire concept van Exeio kan u eenvoudig beginnen met een basisopstelling en stap voor stap uitbreiden met extra modules.

Exeio is opgebouwd rond een krachtige basisunit met touchscreen, bevat de interne voeding en is standaard voorzien van één

therapietoepassing. Dankzij het innovatieve **plug-and-play** systeem voegt u moeiteloos extra modules toe. Geen gedoe, alleen maximale flexibiliteit.

Kies zelf uw startpunt, de basis unit

ET controle unit

Het kloppend hart van uw therapiesysteem

De *elektrotherapie* controle unit is ontwikkeld voor geavanceerde neuromodulatie en neurostimulatie, met o.a. TENS, NMES en microstroom. De krachtige 2-kanaals unit ondersteunt alle gangbare stroomvormen en programma's voor spierzenuwbeoordeling, waardoor u één flexibel platform hebt voor uiteenlopende behandelmethodes.



Dankzij de modulaire opzet voedt de controle unit moeiteloos alle aangesloten Exeio modules en bedient u het complete systeem via het hoogwaardige 10-inch capacatieve touchscreen. Volledig compatibel met alle modules, zodat u altijd kan uitbreiden en aanpassen aan de behoeften van uw praktijk.

US controle unit

Therapeutisch ultrageluid op topniveau

De *ultrasound* controle unit is speciaal ontwikkeld voor therapeutisch ultrageluid en biedt twee volledig onafhankelijke ultrageluidkanalen, zodat u gelijktijdig meerdere behandelingen kan uitvoeren. U beschikt over zowel conventioneel ultrageluid als LIUS en LIPUS en opent zo de deur naar geavanceerde behandelopties voor uiteenlopende klachten van het bewegingsapparaat.



De controle unit voedt alle aangesloten modules in uw modulaire opstelling en laat u alles bedienen via het 10-inch capacatieve touchscreen. Standaard wordt zowel de grote als de kleine ultrageluidkop meegeleverd, zodat u elk behandeloppervlak optimaal bereikt en direct aan de slag kan. Beiden maken gebruik van de unieke **DynamUS***-technologie voor nog effectievere behandelingen.

Plug-and-Play modules



Breid uit tot uw ideale samenstelling

ET module

Deze elektrotherapie module biedt exact dezelfde toepassingsmogelijkheden als de ET-controle unit.

Met krachtige neuromusculaire elektrostimulatie (NMES), TENS en microstroom stimuleert u snel spierherstel en verlicht u pijn direct waar het nodig is. Inzetbaar voor spieractivatie, pijnverlichting en



een versneld en geoptimaliseerd weefselherstel.

- Maakt samen met de ET-controle unit een krachtige 4-kanaals elektro-opstelling mogelijk
- Twee volledig onafhankelijke kanalen
- Brede inzetbaarheid bij diverse patiëntprofielen

US module

Deze ultrageluid module biedt exact dezelfde toepassingsmogelijkheden als de US-controle unit.

De grote ultrageluidkop wordt meegeleverd, uitgerust met de unieke **DynamUS***-functionaliteit.



Voor weefselherstel, het afremmen van ontstekingen en diepe warmtebehandelingen. Kies tussen thermische en non-thermische toepassingen, afhankelijk van het doel.


Vaco module

Dankzij de 2-kanaals Vaco-module met zijn stille en krachtige vacuümsysteem plaatst u elektroden snel, eenvoudig en comfortabel.



Batterij module

Dankzij de lange accuduur en het doordachte design, gebruikt u Exeleo waar en wanneer het u uitkomt. Of u nu werkt op het sportveld, bij een huisbezoek of binnen uw praktijk, met de batterij module beschikt u altijd over dezelfde functionaliteit als in uw behandelruimte. Ideaal voor fysiotherapeuten die flexibiliteit en bereikbaarheid belangrijk vinden.



Gymna Mobile Fit

Een ergonomische werkplek

Een compacte, ergonomische trolley op maat gemaakt voor Exeleo, Gymna Ultrasound Compact en Gymna Acure.

Comfortabel in gebruik, zowel zittend als staand. Dankzij het geïntegreerde kabelbeheer blijft uw werkplek netus en overzichtelijk.

De trolley wordt geleverd met een handige lade en

flessenhouder. Vier soepel draaiende zwenkwielen – waarvan twee met rem – zorgen voor maximale wendbaarheid en stabiliteit. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, zodat u altijd hygiënisch kan werken.

Gebruiksklaar geleverd en naar wens uit te breiden met een extra lade of een houderplaat voor de ultrageluidkop.

Vooraf gedefinieerde configuraties

Bij Gymna bieden we drie vooraf samengestelde Elexeo Combi-opstellingen aan, die speciaal zijn ontworpen om therapie en training zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Elke opstelling is zorgvuldig samengesteld en direct klaar voor gebruik, zodat therapeuten zich volledig op hun cliënten kunnen concentreren zonder tijd te verspillen aan langdurige installatieprocedures.

Deze vooraf geconfigureerde instellingen zorgen bij elke sessie voor consistente, betrouwbare resultaten, terwijl ze het risico op fouten verminderen en uw workflow stroomlijnen. Of u nu een beginner bent of een ervaren professional, deze configuraties bieden een evenwicht tussen gebruiksgemak en geavanceerde functionaliteit, waardoor u de flexibiliteit hebt om de instellingen waar nodig aan te passen aan de specifieke behoeften van elke klant.



Combi ET control unit + US module

De basisconfiguratie, perfect voor een breed scala aan toepassingen in de algemene revalidatie. Ideaal voor wie op zoek is naar een betrouwbare en eenvoudige oplossing.



Combi V ET control unit + US module + Vaco module

Een geavanceerdere versie met extra functies, geschikt voor intensievere behandelingen en complexere sessies.



Combi ViP ET control unit + US module + Vaco module + Mobile Fit

Onze premiumconfiguratie biedt volledige functionaliteit, maximale flexibiliteit en uitgebreide instellingsmogelijkheden. Ontworpen voor gespecialiseerde therapie.


Uw ideale Elexeo-opstelling?

Ontdek het met het interactieve Elexeo-kompas. U start vanuit de behandelindicaties die u vaak ziet in uw praktijk, en krijgt meteen advies over welke modules het best passen bij uw werkwijze.

Scan de **QR-code** of ga naar **elexeo.gymna.com**. Zo stelt u snel en eenvoudig een toestel samen dat écht bij u past.



Uw praktijk, uw
route. Elexeo wijst
de weg.



DynamUS



Slimme bewegingsdetectie voor een optimale ultrageluid behandeling

Exleo's ultrageluidskoppen zijn uitgerust met DynamUS, Gymna's bewegingsdetectiesysteem dat u begeleidt tijdens de behandeling. Het helpt u om het juiste dynamische bewegingstempo aan te houden.

Deze gebruiksvriendelijke functie monitort de snelheid waarmee de ultrageluidskop beweegt op de huid van de patiënt en geeft directe, visuele LED-feedback.

Te snel: ineffektieve behandeling – oranje LED brand continu.

Te traag: risico op hotspots en inwendige weefsel schade – oranje LED knippert.



Uw zekerheid voor een optimale behandeltechniek.



GTS - slimme begeleiding bij elke behandeling

Het Guided Therapy System begeleidt u via klinisch redeneren naar de meest optimale behandel keuze.

Via de gebruiksvriendelijke interface selecteert u in enkele klikken het juiste behandelprogramma. U focust op uw patiënt, GTS zorgt voor de juiste parameters, instellingen en ondersteuning.

Zo behandelt u sneller, doelgerichter en met volledige zekerheid.

Wat GTS u biedt:

Klinische informatie: direct gekoppeld aan uw gekozen toepassing of behandelgoal, zodat u elke behandeling goed onderbouwd uitvoert.

Elektrodeplaatsing: duidelijke foto's tonen exact waar en hoe u de elektroden en toebehoren plaatst - voor maximale precisie en optimaal comfort.

Anatomische bibliotheek: inzichtelijke informatie over musculoskeletale structuren, ondersteunt uw keuze bij elke behandeling.

Technische begeleiding: stapsgewijze uitleg over uw gekozen therapievorm, de behandelmethode en individuele parameters.

How-to video's: praktische instructies om het maximale uit Elexeo te halen en voor maximale efficiëntie te gaan bij elke behandeling.

Het resultaat: met GTS werkt u sneller, efficiënter en effectiever terwijl uw patiënten profiteren van doelgerichte zorg met een professionele aanpak.



Uw slimme partner in doelgerichte behandelingen.

Dual modality workflows

Meer effect in minder tijd

Met Elexeo haalt u het maximale uit uw behandelingen dankzij **dual-modality workflows**. Zo kan u uw behandelplan efficiënter en effectiever uitvoeren.

1

Combinatietherapie: combineer elektrotherapie en ultrageluid op hetzelfde letsel voor een versterkt therapeutisch effect.

2

Simultane therapie: behandel 2 verschillende zones of indicaties tegelijkertijd en bespaar waardevolle behandeltime.

3

Voeg de **Vaco-module** toe voor snelle en eenvoudige elektrodenplaatsing via vacuümtechnologie – comfortabel voor uw patiënt en efficiënt voor uzelf.



Ivo Remans

Als productmanager bij Gymna was ik vanaf het allereerste begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van Elexeo. Ons doel was om een apparaat te ontwikkelen dat klinische prestaties combineert met intuïtief gebruiksgemak. Gedurende het hele proces hebben we nauw samengewerkt met therapeuten om praktische vereisten te vertalen naar slimme ontwerpkeuzes. Elexeo betekent een belangrijke stap voorwaarts voor Gymna, zowel op technologisch gebied als wat betreft de ondersteuning van de dagelijkse klinische praktijk.





reddot winner 2025
medical devices and technology design



Start vandaag, groei morgen

Gebruik ons interactieve kompas en ontdek in een paar klikken uw ideale Exlexo-opstelling. Het helpt u om het juiste toestel samen te stellen op basis van uw specialisaties en behandelmethoden.

Scan de QR-code en vind uw Exlexo.



Wij staan voor u klaar

Meer weten? Vraag uw persoonlijke offerte aan of plan een demo in. Wij staan voor u klaar met persoonlijk advies, demo's en ondersteuning.



Elexeo
Improve quality of life



gymna

gymna.be