

Technische gegevens voor Taurus

Type	H (hydraulisch)	E (elektrisch)
Aangeraden lengte gebruiker	140-210 cm	140-210 cm
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg	150 kg
Hoogte van steunpunten onderarm	86,5-132 cm	86,5-136 cm
Breedte tussen steunpunten onderarm	34-47 cm	34-47 cm
Lengte van onderarmsteunen	34 cm	34 cm
Handgrepen	Rond, Ø 3,5 cm	Rond, Ø 3,5 cm
Draaicirkel	91 cm	91 cm
Diameter wielen	12,5 cm	12,5 cm
Breedte wielen	3,1 cm	3,1 cm
Breedte aan voorzijde, afmetingen binnenzijde	48 cm	48 cm
Breedte aan voorzijde, afmetingen buitenzijde	57 cm	57 cm
Breedte aan achterzijde, afmetingen binnenzijde	57 cm	57 cm
Breedte aan achterzijde, afmetingen buitenzijde	66 cm	66 cm
Gewicht van product	18 kg	22 kg
Gebruiksgebied	Binnen	Binnen

Verschillen tussen de modellen

	TOPRO Taurus H Basic	TOPRO Taurus H Premium	TOPRO Taurus E Basic	TOPRO Taurus E Premium
Rij- en parkeerrem op beide handgrepen	✗	✓	✗	✓
De remmen kunnen onafhankelijk van elkaar op elke handgreep worden bediend	✗	✓	✗	✓
Instelbare handgrepen (Hoek en lengte)	✗	✓	✗	✓
Parkeerremmen op alle wielen (voetremmen)	✓	✓	✓	✓
Instelbare steunen voor de onderarmen	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde richtingvergrendeling op de achterwielen (activeren en loslaten met voetpedaal)	✗	✓	✗	✓
Positiesymbolen op de knop voor hoogteinstelling op de handgreep - O = OMLAAG GEEN ACTIE OMHOOG	✗	✗	✓	✓
Elektrische hoogteinstelling	✗	✗	✓	✓
Hydraulische hoogteinstelling	✓	✓	✗	✗
Kan worden gebruikt onder de douche	✓	✓	✗	✗
Kan dienen als steun tijdens opstaan door de gemakkelijke bediening van de handgreep (Belangrijk: is niet bedoeld om patiënten op te tillen)	✗	✗	✗	✓