

RCM SERIES

RCM Pro MED G6515BH

BH

P.V.P.

Tapis de course

Le tapis de course RCM Pro MED est équipé d'un moteur AC optimisé qui atteint des vitesses de 0,3 à 18 km/h et est conçu pour une utilisation semi-professionnelle. Grâce à ses barres latérales, ce tapis de course est idéal pour la rééducation.



Console

Mesures:

Temps, inclinaison, fréquence cardiaque, vitesse, distance, calories

- Poids max. de l'utilisateur: 180Kg
- Poids: 125Kg
- Dimensions: 185cm x 82cm x 154cm
- Puissance: 3,5 HP-AC
- Vitesse: 0.3-18Km/h
- Surface de course: 155x55cm



MOTEUR AC DE 3,5 CV

Moteur AC de 3,5 CV atteignant une vitesse maximale de 0,3 à 18 km/h, permettant des entraînements efficaces adaptés à différents niveaux d'intensité et de condition physique.



BANDE DE COURSE CONFORT

Grâce à son épaisseur, cette bande de course augmente le confort de marche en réduisant l'impact sur la plante du pied.



BARRES LATÉRALES

Le tapis de course comprend des barres latérales auxiliaires pour aider l'utilisateur pendant le processus de rééducation.



INCLINAISON ÉLECTRIQUE

Réglez le niveau d'inclinaison jusqu'à 15 % pour un entraînement plus intense.



Caractéristiques	RCM Pro MED G6515BH
Utilisation	Semi-professionnelle
Poids Maximum Utilisateur	180Kg
Moteur (peak/continu)	3,5 HP-AC
Vitesse	0.3-18Km/h
Inclinaison électrique maximale	15%
ECO mode	Oui
Touches directes "Vitesse"	Oui
Touches directes "Inclinaison"	Oui
Surface de course (L x l)	155x55cm
Système d'amortis	Oui
Contrôle manuel fréquence cardiaque	Oui
Ventilateur	Non
Soft Drop System (SDS)	Non
Roulettes pour le déplacement	Oui
Longueur	185cm
Largeur	82cm
Hauteur	154cm
Poids	125Kg
Pliable	Non
Programmes	
Programmes pré-définis (Prg)	36
Programme aléatoire (RP)	Non
Programmes personnalisés (uprg)	3
Fitness Test (FT)	Non
Programme contrôle fréquence cardiaque (HRC)	3
Programme de récupération (RT)	Non
Body Fat Test (BF)	Oui
Console	
Ecran	LED Dot matrix
Fréquence cardiaque télémétrique	Oui, bande optionnelle
Fréquence cardiaque Bluetooth	Oui, bande optionnelle
iConcept	Oui



Remarques