

gymna[®]

EDITION SPECIALE

gymna.GO

Carbon Black

Basically perfect. Now Boldly Black

FICHE TECHNIQUE

Spécifications techniques

Dimensions (L x l)	205 x 67 cm
Poids	+/- 78 kg (D1) / +/- 79 kg (T3x) / +/- 81 kg (T5x)
Réglage en hauteur	50 - 100 cm
Capacité de levage	Max. 200 kg
Force motrice	6 kN
Utilisation du moteur	Max. 2 min. on / 18 min. off
Tension secteur	100 - 230 VAC, 50 - 60 Hz
Consommation électrique	Max. 2,0 A
Classification d'isolement	Class II
Pièces appliquées	Type BF
Résistant à l'humidité	IP 21
Cadre	Cadre en acier, revêtement par poudre RAL 9004 (noir)
Finition coussin	Linéaire, rembourrage simple 40 kg/m ³
Revêtement	Encre PU noire haut de gamme Sans phtalates, biocompatible, résistante à l'abrasion et ignifuge
Classification	Class I
Conformité	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-12 Directives CE 2017/745 (MDR) & 2012/19/CE 2011/65/UE
CE	
Garantie	2 ans

gymna.GO Carbon Black

fonctionnalités

gymna.GO Carbon Black Series	D1	T3x	T5x
Table 2 pièces	●		
Table 3 pièces		●	●
Accoudoirs			●
Réglage électrique de la hauteur i-Control	●	●	●
Interrupteur de sécurité	●	●	●
Ouverture pour le visage Ergomax	●	●	●
Jeu de roues avec mécanisme de verrouillage	●	●	●
Revêtement en PU haut de gamme	●	●	●



Table de massage dimensions

gymna.GO D1




Table de massage dimensions

gymna.GO T3x





Table de massage dimensions

gymna.GO T5x



MECO010-AFP001 - 825.071 - V.100 - 2025 GYMNA.GO CBE TECHNICAL DATASHEET - FR © GYMNAUNIPHY NV