



14563 en EN 14476).

- Conform ED 93/42/EEG: Voldoet aan de essentiële eisen voor medische hulpmiddelen.
- Kwaliteitsborging: ISO 9001:2015 en EN ISO 13485:2016 gecertificeerd.
- Speciale validaties: Inclusief MEA (Mouse Embryo Assay) en HSSA (Human Sperm Survival Assay).

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

- Reiniging/Pre-Desinfectie: Gebruik een vochtig doekje om al het vuil van het apparaat te verwijderen.
- Desinfectie: Neem een nieuw vochtig doekje en reinig het apparaat minimaal 5 seconden. Laat drogen of spoel af met water indien nodig.

## **EIGENSCHAPPEN**

- Niet-toxisch en veilig: Geen giftige dampen, niet-corrosief, pH-neutraal en huidvriendelijk zonder transdermale toxiciteit.
- Breed spectrum activiteit: Effectief tegen een breed scala aan bacteriën, schimmels en virussen, inclusief Covid-19.
- Milieuvriendelijk: Biologisch afbreekbare impregnerende oplossing zonder schadelijke residuen.