

gymna.PRO T3x, progres prem - Midn Blue

gymna

Art: 280310MB | Merk: [GYMNA](#)



Productinformatie

gymna.PRO. Your table. Your choice!

Kiezen voor een gymna.PRO is kiezen voor **een op-en-top professionele behandeltafel** voor uw behandelingen en **manipulaties**. Gemaakt met de behoeften van de kinesitherapeut voor ogen. **Met gymna.PRO stelt u zelf uw unieke tafel samen**. Onze tafelconfigurator (rechts) toont u alle mogelijkheden. De keuze is aan u!

U koos voor model T3x - professionele behandeltafel met 3 LIGVLAKKEN.

- KORT hoofddeel, **positief en negatief verstelbaar**, geactiveerd door een gasveer.
- middendeel verstelbaar (gasveer) als, 'RUGDEEL' (Constant Patient Position – zie lager).
- vast beendeel.

CONSTANT PATIENT POSITION T MODELLEN : géén voeten meer op het hoofddeel van uw tafel.

- elke 3-delige gymna.PRO tafel laat uw patiënt toe om comfortabel en ontspannen TE ZITTEN, zonder dat hij zich daarvoor moet omdraaien.

UNIEK BIJ T MODELLEN

- zelfs wanneer u opteert voor een 3-delige tafel MET PLI verstelling (cyphose, lumbale flexie), blijft uw gymna.PRO haar 'Constant Patient Position' ZITHOUDING behouden.

ONDERSTEL - gesloten basis: puur en uniek design.

- de **afgeronde vormgeving** van het metalen onderstel maakt de uitstraling van uw massagetafel rustig en elegant.
- alle techniek bevindt zich in de gesloten basis, als het ware onzichtbaar.
- met de **geïntegreerde sleutelschakelaar** vergrendelt u de hoog/laag verstelling (enkel bij elektrische); veilig voor iedereen die in uw praktijk komt als u er niet bent.

GYMNA STABILITY PROFILE - uw eerste keuze is stabiliteit.

- GSP garandeert u een behandeltafel met **een minimale buiging en beweging onder belasting**.
- een solide en stabiele constructie, waarbij - tijdens de behandeling - **uw manipulatiekracht dezelfde intensiteit behoudt**, zonder energieverlies.

OPTIE AANPASSEN BREEDTE KUSSENS

De configurator toont u of het aanpassen van de breedte van de kussens mogelijk is of niet.

- standaard breedte: 67 cm.
- smallere tafel: 60 cm, enkel mogelijk voor gymna.PRO model T3 tafels ZONDER armsteunen of lateraalsteunen.
- bredere tafel: 77 cm, NIET mogelijk voor gymna.PRO model T7 tafels MET lateraalsteunen.

OPTIE 'ONE-CLICK' ARMSTEUNEN - verrassend makkelijk te bedienen.

- 'One-Click' brengt **de twee armsteunen gelijktijdig naar omlaag**.
- beide steunen **kantelen meteen lichtjes naar beneden** waardoor de ellebogen van uw patiënt automatisch naar buiten draaien.
- resultaat: **nek- en schouderzone van uw patiënt zijn optimaal ontspannen bij buikligging**.

(OPTIE) GEZICHTSOPENING MET ERGOMAX - patiënten-comfort en hygiëne gaan hand in hand.

- een gymna.PRO tafel met 'One-Click' armsteunen is **ALTIJD** voorzien van **een hartvormige gezichtsopening met afdekkussens en Ergomax**.
- een gymna.PRO tafel ZONDER armsteunen kan ook voorzien worden van Ergomax.
- De hartvormige gezichtsopening laat ogen en mond van uw patiënt vrij.
- Het Ergomax gezichtskussen is **zacht, naadloos, waterbestendig, afwasbaar en desinfecteerbaar**.
- Ergomax is verwijderbaar en **langs 2 kanten te gebruiken**, dit laatste in functie van de gelaatsvorm van uw patiënt.

OPTIE LATERAALSTEUNEN BIJ HET MIDDENDEEL

- **maximale bewegingsvrijheid** voor u als kinesist, osteopaat, manueel therapeut ...
- neergeklapte lateraalsteunen zorgen ervoor dat uw werkhouding altijd ergonomisch blijft, dicht bij uw patiënt, **zonder spanning op uw schouders of rug**.

OPTIE MOTORVERSTELLING RUGDEEL - moeiteloze instelling voor therapeut.

- om het rugdeel - samen met het hoofddeel - te verstellen, drukt u eenvoudig op een knop.
- uw patiënt kan rustig blijven zitten.
- bediening gebeurt door middel van **ergonomisch gevormde schakelaars** die zich - links en rechts - onder het kussen bevinden.
- er is een duidelijk tastbaar verschil tussen de op- en neerknoppen, én tijdens het drukken wordt uw handpalm verlicht: groen = omhoog, rood = omlaag.

OPTIE MANUELE PLI FLEXI VERSTELLING - méér behandel mogelijkheden.

- een **pneumatische gasveer** zorgt voor een functionele PLI verstelling (cyphose, lumbale flexie) van het middendeel van uw 3-delige gymna.PRO.

OPTIE ELEKTRISCHE PLI VERSTELLING - handig voor therapeut en patiënt.

- een **elektromotor** zorgt voor een makkelijke en efficiënte PLI verstelling (cyphose, lumbale flexie) van het middendeel van uw 3-delige gymna.PRO.
- uw patiënt kan rustig blijven liggen.

- bediening gebeurt door middel van **ergonomisch gevormde schakelaars** die zich - links en rechts - onder het kussen bevinden.
- er is een duidelijk tastbaar verschil tussen de op- en neerknoppen, én tijdens het drukken wordt uw handpalm verlicht: groen = omhoog, rood = omlaag.

U Kiest voor kunstleder type 'CLASSIQUE' - kunstleder van hoge kwaliteit.

- keuze uit 12 kleuren, variërend van klassiek tot tijdloos met ook levendige en vrolijke tinten.
- het **PVC kunstleder** van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

U Kiest voor kunstleder type 'PREMIUM' - kunstleder van extra hoge kwaliteit.

- keuze uit 9 kleuren, klassiek en tijdloos.
- **LEDERLOOK EN LEDER GEWAARWORDING.**
- het **PU kunstleder** van het type 'premium' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

U Kiest voor 'PROGRESSIEVE' KUSSENS - stevig en tegelijkertijd comfortabel - voor manipulaties.

- deze kussens zijn 40 mm dik en hebben een **duo-polstering met een progressieve weerstand.**
- de onderste laag heeft een 'compacte' densiteit van 100 kg/m³ en **zorgt voor de onmisbare stevigheid bij manipulaties.**
- de toplaag heeft een densiteit van 40 kg/m³ waardoor **de zit- en ligervaring van uw patiënt comfortabel blijft.**
- 'progressieve' kussens zijn **afgewerkt met een mooie, solide zadelsteek.**
- zowel 'classique' als 'premium' kunstleder zijn hier mogelijk.

U Kiest voor 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'CLASSIQUE' KUNSTLEDER - soepel en comfortabel.

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor **een aangenaam lig- en zitgevoel bij uw patiënt.**
- de polstering - speciaal voor intensief gebruik - is 40 mm dik, de densiteit is 40 kg/m³.

U Kiest voor 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'PREMIUM' KUNSTLEDER.

- zoals de 'lineaire' kussens met 'classique' kunstleder hierboven maar met een **ANDERE afwerking.**
- afgewerkt met **een mooie, solide zadelsteek.**

OPTIE KUSSENVERWARMING - behaaglijk voor de patiënt die dat wenst.

- **enkel mogelijk bij 'progressieve' kussens.**
- twee verwarmings-pads, respectievelijk in het rug- en het zitdeel, zorgen voor **een comfortabele warmte.**
- standaard staat de verwarming uit.
- de verwarming schakelt u aan of uit naar wens.
- de afstandsbediening werkt draadloos (Bluetooth).
- voor verwarmde kussens **selecteert u de gewenste temperatuur (34 °C – 36 °C – 38 °C).**
- de verwarming valt automatisch uit na 30 minuten.

I-CONTROL BEDIENING - intelligente hoog/laag instelling.

- waar u ook staat rond uw behandeltafel, **met I-Control volstaat één voetbeweging om de hoogte van uw PRO tafel in te stellen.**

- i-Control laat u toe om **de voor u optimale behandelhoogte nauwkeurig te bepalen** dankzij twee verstelmodi.
- **een continue modus** voor het ruim op en neer bewegen.
- **en een start-stop modus** voor kleine, pulserende aanpassingen van 1 à 2 cm.
- het I-Control bedieningskader is gemonteerd 'binnen' het onderstel van uw PRO behandeltafel. Het steekt nergens hinderlijk uit (struikelen), en is **langs de 4 zijden van uw tafel licht en functioneel te activeren**.
- hoogteverstelling: ca. 47-97 cm.
- maximaal hefvermogen: 200 kg.

OPTIE WIELEN - instant verrijdbaar.

- **4 kwalitatieve zwenkwielen** maken het verrijden extra makkelijk.
- uw gymnaRO behandeltafel 'op de wielen' plaatsen (en vice versa) doet u door het pedaal van het **centraal wielhefsysteem** (links en rechts aan het voeteneinde van uw massagetafel) naar omlaag te drukken (of even naar omhoog te trekken).

OPTIE LEDVERLICHTING ONDERKANT FRAME

- keuze uit **14 kleuren**, speciale IR afstandsbediening met AAN- UIT-knop.
- creëert **extra sfeer** in uw praktijk, instelbare helderheid.
- zorgt ook voor **functionele ondersteuning**: groen licht = omhoog, rood licht = omlaag.