



Productinformatie

gymna.GO: Basically perfect!

Kiezen voor een **gymna.GO tafel MODEL T3x** is kiezen voor een **multifunctionele 3-delige basistafel met kort hoofddeel, vast middendeel en verstelbaar been-/rugdeel voor uw behandelingen**. Een basistafel ja, maar wél een Gymna-tafel! Gemaakt met de behoeften van de kinesitherapeut voor ogen. Maar multifunctioneel voor gebruik als onderzoekstafel, gipstafel, massagetafel, relaxatietafel, ...

U KIEST DE OPTIES EN DE KLEUR - zie lager - configureer uw eigen tafel hiernaast.

- met of zonder verstelbare armsteunen.
- een gymna.GO met armsteunen is altijd uitgerust met een standaard peervormige **gezichtsopening** met afdekkussen.
- met of zonder het **hygiënische ERGOMAX** gezichtskussen.
- keuze uit **15 kleuren**.
- hoog/laag verstelling **elektrisch of hydraulisch**.
- onderstel met of zonder **wielen**.

GYMNA-GO KUSSENS - soepel en comfortabel.

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor een **aangenaam lig- en zitgevoel** bij uw patiënt.
- de polstering - speciaal voor intensief gebruik - is 40 mm dik, de densiteit is 40 kg/m3.

TYPE 'CLASSIQUE' BEKLEDING KUSSENS - kunstleder van hoge kwaliteit.

- het **PVC kunstleder** van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.
- reiniging en desinfectie is mogelijk met door Gymna geadviseerde producten.

- keuze uit maar liefst **15 kleuren**, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.

AANTAL LIGVAKKEN GYMNA-GO MODEL T3x

- met model T3x kiest u **voor 3 ligvlakken: 1 kort hoofddeel, een vast middendeel en een verstelbaar rug-/beendeel.**
- de combinatie van deze 3 ligvlakken **laat de meeste basishoudingen toe.**
- u kiest voor een 3-delige behandeltafel **wanneer u zowel behandelingen in zit als in lig** uitvoert.
- de bladverdeling is een optimaal compromis voor grote en kleine personen.
- het KORTE HOOFDDEEL is zowel **positief als negatief verstelbaar** d.m.v. een hoogkwalitatieve gasveer.
- uw patiënt ligt **ontspannen in buikligging** dankzij deze inclinatie.
- gasveer met smalle bedieningshendel aan het hoofdeinde, stoort niet wanneer u behandelt van op een zitkruk.
- het RUG-/BEENDEEL is **verstelbaar tot bijna verticaal** d.m.v. een hoogkwalitatieve gasveer.
- het zorgt voor een **efficiënte ondersteuning van hoofd en schouders van uw patiënt** bij behandelingen in zit.
- gasveer: **duwt het kussen actief naar boven** en verlicht daardoor uw werk; geruisloos, betrouwbaar en afgeremd, dus nooit plotse onaangename verstellingen.

OPTIE ARMSTEUNEN GYMNA-GO MODEL T3x

- rechthoekige steunen.
- verstelbaar in hoogte voor **een maximale ontspanning van de schouder- en nekspiergroep** van uw patiënt in buikligging.
- niet afneembaar.

(OPTIE) STANDAARD PEERVORMIGE GEZICHTSOPENING

- een gymna.GO tafel **met armsteunen is altijd uitgerust met een standaard peervormige gezichtsopening** voor een gelijkmatige verdeling van de druk op het gezicht.
- in ALLE ANDERE GEVALLEN is deze gezichtsopening een optie.
- ogen en mond van uw patiënt blijven vrij.
- met afdekkussentje.

OPTIE GEZICHTSOPENING MET ERGOMAX - patiënten-comfort en hygiëne gaan hand in hand.

- hartvormige gezichtsopening met afdekkussen en Ergomax, **veel ruimte voor ogen en mond van uw patiënt.**
- het Ergomax gezichtskussen is zacht, naadloos, waterbestendig, **afwasbaar en desinfecteerbaar** met courante desinfectiemiddelen.
- Ergomax is verwijderbaar en langs 2 kanten te gebruiken, in functie van de gelaatsvorm van uw patiënt.
- met afdekkussentje.

GYMNA.GO ONDERSTEL

- solide, robuust en zeer betrouwbaar **stalen frame** met afgeronde vormen.
- **robotgelast** en afgewerkt met een halfmatte witte poedercoating, sterk en duurzaam.
- onderkant poten voorzien van **antislipdoppen**, geen ongewenst verschuiven van uw tafel.
- afstand vloer / onderstel: ca. 15 cm, **voldoende ruimte dus om probleemloos te werken met een patiëntenlift** (UITGEZONDERD bij bediening met i-Control).

OPTIE I-CONTROL HOOG/LAAG BEDIENING - intelligente elektrische hoog/laag instelling.

- waar u ook staat rond uw behandeltafel, **met I-Control volstaat één voetbeweging om de hoogte van uw GO tafel in te stellen.**
- i-Control laat u toe om de voor u optimale behandelhoogte nauwkeurig te bepalen dankzij twee verstelmodi.
- **een continue modus** voor het ruim op en neer bewegen.
- en **een start-stop modus** voor kleine, pulserende aanpassingen van 1 à 2 cm.
- hoogteverstelling: ca 50-100 cm, makkelijk voor uw patiënt, **ergonomisch voor uw rug.**
- maximaal hefvermogen: 200 kg.
- elektromotor: 6000 N.

OPTIE VOETSCHAKELAAR HOOG/LAAG BEDIENING

- hoog/laag verstelling met een elektrische voetschakelaar.

OPTIE HYDRAULISCHE VOETPOMP HOOG/LAAG BEDIENING

- hoog/laag verstelling **onafhankelijk van het stroomnet** door het herhaaldelijk duwen op de pedaal.
- hoogteverstelling: ca 52-99 cm.
- hydraulische pomp: 10.000 N.

OPTIE WIELEN

- **4 zwenkwielen** voor het makkelijk verplaatsen van uw tafel, bv. bij het schoonmaken.
- 2 aparte wielhefsystemen, 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteneinde van het onderstel.