

adhome

CATALOGUS 2023

Hulpmiddelen
voor buitengewone
mensen



HELPDESK VOOR PRODUCTADVIES

info@advys.be
+32 (0)78 151 171

ONLINE CATALOGUS

ADVYS heeft naast de Adhome-selectie een enorm breed gamma van aanvullende producten.

Het volledige gamma is vlot te raadplegen op www.advys.be

U kunt zoeken op:

- productnaam
- productreferentie
- producttype



adhome



INHOUDSTAFEL

In de badkamer en het toilet

douche	3
badplanken en badzitjes	8
handgrepen / wandbeugels	9
kleine hulpmiddelen in en rond het bad	12
lichaamsverzorging	14
toiletverhogers en -kaders	17
toiletstoelen	19
hygiëne	22

In de slaapkamer

veiligheid en mobiliteit in en rond het bed	23
hulpmiddelen voor positionering	25
bescherming tegen doorligwonden	26
aankleden	29

Eten en drinken

bestekken	33
borden en bordranden	38
bekers	41
slabben	49
in de keuken	50

Mobiliteit

kleine verplaatsingen	57
loophulpmiddelen	62
rolstoelaccessoires	66
rolstoelkledij	67

Gezondheid

pillendoosjes	69
comfort & wellness	71
zitcomfort	76
braces	78
oefenen thuis	79

In huis

huishouden en ontspanning	82
grijpers	84
lezen en schrijven	85
trippel-/werkstoelen	87

Douchestoeltje met ronde zitting

Lichtgewicht en stabiele douchetaboeret in aluminium met kunststof zitting.

- hoogteverstelbaar



	zitting	vloeroppervlak	gewicht	max. belasting		
• standaard model Dino 34 - 52 cm	Ø 32 cm	32,5 x 32,5 cm (min. hoogte) 34,5 x 34,5 cm (max. hoogte)	1,6 kg	130 kg	AD104299	€ 53,00
• hoog model 51 - 61 cm	Ø 34 cm	34,5 x 34,5 cm (min. hoogte) 35,5 x 35,5 cm (max. hoogte)	1,5 kg	113 kg	AD045217	€ 69,70



Douchestoel met gevormde zitting Duro

Veilige douchetaboeret in aluminium met gevormde en geperforeerde kunststof zitting. Deze is voorzien van 2 ingewerkte handvatten voor betere stabiliteit. Verkrijgbaar met of zonder rugleuning.

- hoogteverstelbaar van 40 tot 52 cm
- zitting: 50 x 30 cm
- vloerbasis: 48,5 x 49,5 cm (min. hoogte),
50,5 x 53,5 cm (max. hoogte)
- gewicht: 2 / 2,9 kg
- maximale belasting: 130 kg

- taboeret **AD149289** € 66,00
- met rugleuning **AD149291** € 87,00



Douchezit met handsteunen Days

Douchezit voorzien van handsteunen voor een gemakkelijke en veilige transfer.

Aluminium frame met geperforeerde kunststof zitting.

- hoogteverstelbaar van 46 tot 59 cm
- zitting: 37 x 28 cm
- vloerbasis: 50 x 36 cm (min. hoogte), 51 x 39 cm (max. hoogte)
- gewicht: 2,8 kg
- maximale belasting: 160 kg



AD135579 € 97,50



Douchestoel Adhome

Ideale douchestoel voor kleine ruimtes. De comfortabele, bredere zitting is vervaardigd in hoogwaardige kunststof, voorzien van een antislip laag en een drainage opening. De pootjes zijn vervaardigd in geanodiseerd aluminium en voorzien van antislip voetjes.

- hoogteverstelbaar van 39 tot 54 cm
- zitting: 50 x 30 cm
- afstand tussen de armleuningen (optie): 51,5 cm
- vloerbasis: 55 x 34 cm (min. hoogte), 58 x 38 cm (max. hoogte)
- gewicht: 1,8 / 2,4 kg
- maximale belasting: 150 kg



- standaard

AD162640	€ 81,00
----------	---------
- met rugleuning

AD162641	€ 112,00
----------	----------
- optie: armsteunen, hoogte 19 cm (per paar)

AD162642	€ 43,00
----------	---------

Hoge douchestoel Prima Modular

Attractieve lichtgewicht douchestoel met geperforeerde kunststof zitting. De armsteunen en de rugleuning zijn zeer gemakkelijk weg te nemen voor reiniging, stockage en om mee te nemen op verplaatsing. De aluminium poten zijn voorzien van antislip voetjes.

- hoogteverstelbaar van 41 tot 56 cm
- totale hoogteverstelling (rugleuning inbegrepen): van 68 tot 83 cm
- zitting: 40 x 31 cm
- afstand tussen de armleuningen: 53 cm
- vloerbasis: 42,5 x 49 cm (min. hoogte), 48 x 53 cm (max. hoogte)
- gewicht: 2 kg
- maximale belasting: 190 kg



AD101326 € 170,00

Douchezit voor muurbevestiging Profilo

Design douchezitting voorzien van drainagegootjes. Model Compact is ideaal voor kleine doucheruimtes. Opgeklapt neemt de zitting weinig ruimte in.



- combinatie van kunststof, aluminium en inox
- zitting Compact: 39 x 30,5 cm
- zitting standaard/met steunpoten: 42 x 47 cm
- hoogteverstelling steunpoten: van 40 tot 55 cm
- rugleuning (optie): 38,5 x 21 x 5,5 cm
- antislip armsteunen (optie): 45 x ± 6 cm
- maximale belasting zonder steunpoten: 125 kg, met steunpoten: 150 kg

- Compact

AD162623	€ 144,00
----------	----------
- standaard

AD162624	€ 205,00
----------	----------
- standaard, met steunpoten

AD162625	€ 244,00
----------	----------
- armsteunen (per paar)

AD162626	€ 185,00
----------	----------
- rugleuning

AD162627	€ 79,00
----------	---------

Bewezen kwaliteit

Douchezit voor muurbevestiging Days



In de gebogen kunststof zitting bevinden zich 2 ingewerkte handvatten voor meer veiligheid.

- hoogte van 40 tot 55 cm (model met steunpoten), te kiezen bij de installatie
- zitting: 49 x 28 cm
- diepte vanaf de muur: uitgeklaapt 38 cm, opgeklaapt slechts 12 cm
- maximale belasting: 114 kg (zonder steunpoten), 160 kg (met steunpoten)

- zonder steunpoten **AD135649** € 75,00
- met steunpoten, in aluminium **AD136947** € 107,50

Douchestoel voor muurbevestiging Ropox

Deze kwalitatieve, opklapbare douchestoel biedt een comfortabele, veilige ondersteuning. Hij is vervaardigd uit slijtvaste materialen, voelt niet koud of hard aan en is makkelijk te reinigen.

- hoogte van 45 tot 57,5 cm (model met steunpoot), te kiezen bij installatie
- zitting: 47 x 42,5 cm
- diepte vanaf de muur: uitgeklaapt 55 cm, opgeklaapt slechts 12,5 cm
- maximale belasting: 150 kg (zonder steunpoot), 200 kg (met steunpoot)

- | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| opties | • zonder steunpoot | AD162588 | € 530,00 |
| | • met steunpoot | AD141938 | € 770,00 |
| | • rugleuning en armsteunen | AD160940 | € 660,00 |
| | • rugleuning | AD162590 | € 245,00 |
| | • hoog/laag unit voor zitting+rug | AD160941 | € 550,00 |



Douchestoel voor muurbevestiging EASA

Comfortabel opklapbare douchestoel voorzien van armsteunen en rugleuning. De bekledingen zijn makkelijk te verwijderen voor reiniging.

- hoogtestelbaar van 46 tot 61,5 cm
- zitting: 46 x 55 cm (tot muur)
- maximale belasting: 190 kg

AD150803 € 520,00



Gekende kwaliteit



Douche-/toiletrolstoel met wielen, aluminium, Deluxe Days

Volledig waterbestendige en eenvoudig te reinigen douche-/toiletrolstoel, met afneembare zitting.

Het kussen heeft vooraan een uitsparing voor de intieme hygiëne. Een sluitstuk is voorzien om de toiletemmer af te dekken. Met wegklapbare armsteunen voor gemakkelijke transfers.

- zitting: B x D x H: 45,7 x 42,5 x 54 cm
- afstand tussen armsteunen: 46,5 cm
- vrije ruimte onder de zitting: 46,5 cm
- maximale belasting: 125 kg

Buitenmaten:

- model met kleine wielen, L x B x H: 55,5 x 55,5 x 99 cm
- model met grote wielen achteraan, L x B x H: 69 x 69 x 99 cm

- 4 kleine wielen **AD080264** € 600,00
- met grote wielen achteraan **AD080265** € 725,00



Douche-/toiletstoelen Etac

Etac is een zeer gekend kwaliteitsmerk binnen de wereld van de aangepaste hulpmiddelen.



Douchestoeltje ronde zitting Etac Easy

Stabiele douchetaboeret in aluminium met kunststof zitting.

- hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
- zitting: Ø 40 cm

• Etac Easy taboeret	AD167151	€ 145,00
• optie: zachte zitting, donkergrijs	AD167775	€ 92,40

- vloerbasis: 49,5 x 49,5 cm (min. hoogte), 53,5 x 53,5 cm (max. hoogte)
- gewicht: 2,8 kg
- maximale belasting: 150 kg

Variant met draaischijf voor vlotte transfers

• Etac Easy Swivel met draaischijf	AD167776	€ 299,00
------------------------------------	-----------------	----------



Douchestoel hoekmodel Etac Edge

Driehoekig model in aluminium met kunststof zitting. De zitting kan lichtjes gekanteld worden om het rechtstaan te vergemakkelijken.

- hoogteverstelbaar van 44 tot 59 cm (standaardversie), van 37 tot 44 cm (lage versie)

- zitting: 45 x 40,5 cm
- vloerbasis: standaardversie 50 cm (min. hoogte), 52 cm (max. hoogte), lage versie 49 cm (min. hoogte), 50 cm (max. hoogte)
- gewicht: standaardversie 2,6 kg, lage versie 2,4 kg
- maximale belasting: 130 kg

• standaardversie	AD167152	€ 110,00
• lage versie	AD167773	€ 120,00
• optie: zachte zitting, donkergrijs	AD167774	€ 93,00

Douche-/toiletstoel met wielen Etac Clean

In roestvrij staal met kunststof zitting, rugleuning, armsteunen en voetsteun. De ergonomische zitting heeft een verlaagde voorzijde en een opening achteraan voor een optimale persoonlijke verzorging. Hierdoor is hij ook bruikbaar als toiletstoel. De armsteunen kunnen gemakkelijk verwijderd of weggeklapt worden. De voetsteun kan gemakkelijk onder de zitting geschoven worden zodat hij niet in de weg zit bij transfers.

Tal van opties zijn mogelijk op aanvraag vb. toiletemmer, rug- en zitbekleding, veiligheidsgordels, zeepbakje, ...

- zitting: 48 x 44 cm
- totale breedte: 50 cm
- totale hoogte: 98 - 107 cm, afhankelijk van model
- gewicht: 13,5 kg - 14,5 kg, afhankelijk van model
- maximale belasting: 130 kg



met vaste zithoogte

44 cm		49 cm		55 cm		
wit	lichtgroen	wit	lichtgroen	wit	lichtgroen	
AD167784	AD167786	AD167214	AD167178	AD167695	AD167576	op aanvraag
		AD167682	AD167788	AD167683	AD167789	op aanvraag
				AD167693	AD167694	op aanvraag

met verstelbare zithoogte, 47,5 - 60 cm, enkel wit

- 4 kleine vergrendelbare wielen **AD167790** op aanvraag

Douchestoel Etac Swift

Modulaire douchestoel, in aluminium en kunststof. Zeer eenvoudig uit elkaar te nemen om te reinigen en gemakkelijk mee te nemen. Met een uitsparing vooraan en brede antislip voetjes.

- hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm (standaardversie), van 34,5 tot 42 cm (lage versie)
- hoogte met rugleuning inbegrepen: van 80 tot 95 cm (standaardversie), van 72,5 tot 80 cm (lage versie)

- zitting: 54 x 41 cm
- opening: 13 x 11,5 cm
- afstand tussen de armsteunen: 54 cm
- vloerbasis: 54 x 50 cm
- gewicht: 3,1 kg (taboeret), 3,9 kg (douchestoel met armsteunen), 4,7 kg (douchestoel met rugsteun en armsteunen)
- maximale belasting: 130 kg

douchestoel met arm- & rugleuning

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| • standaardversie, grijs | AD167153 | € 245,00 |
| • standaardversie, lichtgroen | AD167778 | € 275,00 |
| • lage versie, grijs | AD167780 | € 210,00 |

taboeret

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| • standaardversie, grijs | AD167674 | € 145,00 |
| • standaardversie, lichtgroen | AD167777 | € 160,00 |
| • lage versie, grijs | AD167779 | € 160,00 |

opties voor taboeret

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| • rugsteun, grijs | AD167670 | € 68,00 |
| • rugsteun, lichtgroen | AD167782 | € 66,00 |
| • armsteunen, grijs (per paar) | AD167675 | € 55,00 |
| • armsteunen, lichtgroen (per paar) | AD167783 | € 56,50 |

opties voor alle varianten

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------|
| • zachte rugbekleding, donkergrijs | AD167671 | € 47,00 |
| • zacht zitkussen, donkergrijs | AD167673 | € 84,20 |
| • zeephouder, grijs | AD167669 | € 34,00 |
| • zeephouder, lichtgroen | AD167781 | € 34,00 |



Douche-/toiletstoel Etac Swift Commode

Variante van de douchestoel Swift. Kan licht voorover gekanteld worden om het rechtstaan te vergemakkelijken. Standaard voorzien van comfortabele zit- en rugbekleding. Inclusief toiletemmer met goed afsluitend deksel dat automatisch sluit wanneer de toiletemmer wordt verwijderd. Voorzien van een grotere opening: 30 x 21,5 cm.

- | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| • Swift Commode | AD167668 | € 299,00 |
| • optie: zeephouder grijs | AD167669 | € 34,00 |



Andere producten van Etac, verkrijgbaar op aanvraag:



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil-2 met grote wielen achteraan



Etac Swift Mobil Tilt-2

Badplank Savannah®



Met witte kunststof stroken waardoor het water snel kan wegstromen. De fixatieklemmen onderaan zijn afgerond en passen zich aan de vorm van het bad aan.

Een handgreep met een antislip laag is afzonderlijk te verkrijgen.

- gewicht: ± 2 kg
- maximale belasting: 190 kg

binnenbreedte bad

	binnenbreedte bad		
• 66 x 23 cm	48,3 - 58,4 cm	AD029809	€ 65,00
• 69 x 23 cm	50,8 - 61 cm	AD026820	€ 65,00
• 71 x 23 cm	53,3 - 63,5 cm	AD029810	€ 65,00
• 76 x 23 cm	58,4 - 68,6 cm	AD029811	€ 70,00
• optie: handgreep		AD023281	€ 14,90



Badplank met gekleurde handgreep

Badplank met stevige geperforeerde en voorgevormde zitting. Ook verkrijgbaar met een draaischijf, de ideale oplossing als transfers moeilijk zijn:

- men brengt de schijf naar de buitenkant en gaat erop zitten
- men draait zich en brengt de benen in het bad
- vervolgens schuift men met de schijf naar het midden van de badplank

	afmetingen	binnenbreedte bad	max. belasting		
• standaard	70 X 35 cm	38 - 61 cm	150 kg	AD160966	€ 65,50
• extra breed	78 X 35 cm	42 - 67 cm	150 kg	AD160967	€ 82,00
• met draaischijf	72,5 X 35 cm	42 - 67 cm	150 kg	AD160968	€ 117,00

Badzit Savannah®

Sterk en comfortabel kunststof badzitje. Snelle afvoer van het water tussen de zitstroken. Alle onderdelen zijn vervaardigd in roestvrij materiaal. 4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.


- zitting: 45,5 x 29 cm
- vloerbasis: 34,5 x 30 cm
- gewicht: 2,2 / 3,2 kg
- maximale belasting: 190 kg

• 20 cm hoog	AD023291	€ 76,20
• 30 cm hoog	AD023292	€ 82,00



Hangende badzit

Deze geperforeerde badzit hangt op de rand van het bad met antislip doppen die het bad niet beschadigen. De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.



1



2



3

Beschikbaar in 3 modellen:

	rugleuning	hoogte rugleuning	hygiënische uitsparing	zitting	binnenbreedte bad	max. belasting		
1	zonder	/	zonder	41 x 23 cm	58,5 - 67 cm	100 kg	AD072300	€ 79,00
2	met	38 cm	zonder	41 x 22 cm	54 - 73 cm	100 kg	AD160084	€ 118,00
3	met	36 cm	met	41 x 41 cm	61 - 80 cm	120 kg	AD094757	€ 149,00

Beugels en grepen speciaal voor de badkamer

Belangrijke opmerking: met de vermelde 'maximale belasting' wordt de kracht bedoeld die wordt uitgeoefend op de beugel of greep, niet het lichaamsgewicht. De werkelijke belasting ligt meestal lager en hangt af van de stevigheid waarmee de beugel of greep bevestigd is.

Multifunctionele en verstelbare handgreep voor op de badrand Hugo

De meest complete, stabiele greep voor op de badrand.

Voordelen:

- 2 handgrepen, 1 bovenaan en 1 opzij: deze laatste kan men links of rechts plaatsen
- op de bovenste horizontale greep mag men met zijn volle gewicht steunen

Volledig roestvrij. De klem is bekleed om het bad niet te beschadigen.

Met 4 extra plaatjes als opvulling voor de holte tussen bad en handgreep.

- verstelbare hoogte boven de badrand: 8 tot 14 cm
- totale breedte: 39 cm
- klem: bereik van 2,9 tot 13,5 cm
- gewicht: 2,5 kg
- maximale belasting: 120 kg

AD150842 € 205,00



Handgreep voor op de badrand - dwarsrichting

Stabiele handgreep voor een stevige steun bij het in en uit bad stappen. Volledig in kunststof waardoor hij aangenaam aanvoelt.

De klem is bekleed om het bad niet te beschadigen.

- hoogte boven de badrand: 41 cm
- klem: bereik van 6,3 tot 14 cm
- gewicht: 2,4 kg
- maximale belasting: 110 kg

AD155976 € 67,00

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA

Gemaakt uit verzinkte inox met daarrond een kunststof antislip coating Natural Touch®. Bestaat in verschillende uitvoeringen.

- Ø greep: 3,2 cm
- maximale belasting: 150 kg

Modern design van hoge kwaliteit



gebogen 135°

L-vorm zonder douchekop

L-vorm met douchekop en aansluitings slang


- recht
- 30 cm
 - 45 cm
 - 60 cm
 - 90 cm

- 27,5 x 27,5 cm
- 35 x 67 cm, links
- 35 x 67 cm, rechts
- 46 x 120 cm, links
- 46 x 120 cm, rechts

	wit	antraciet	
	AD152971	AD155033	€ 91,00
	AD152970	AD155034	€ 102,00
	AD152969	AD155035	€ 132,00
	AD152968	AD155036	€ 150,00
	AD155037	AD155038	€ 155,00
	AD155039	AD155040	€ 196,00
	AD155041	AD155042	€ 196,00
	AD149518	AD153058	€ 449,00
	AD149517	AD153059	€ 449,00

Wandbeugels om te boren

Omdat er grote verschillen bestaan in de soorten ondergrond, zijn de schroeven niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven. De maximale belasting hangt in de eerste plaats af van de correcte bevestiging en de ondergrond.



Wandbeugel geanodiseerd aluminium

Ergonomische, ovale wandbeugel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium, geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Wordt geleverd in standaard lengtes, maar kan ook eenvoudig ingekort worden.

De montagesteunen zijn vervaardigd in versterkte kunststof, de afdekkappen in ABS. Inclusief schroeven en pluggen in roestvrij staal. Voor holle-wand bevestiging worden fischer pluggen geadviseerd.

- Ø greep: 3,5 x 2,5 cm (ovaal)
- vrije ruimte achter de handgreep: ± 5 cm



• wit - 40 cm	AD162650	€ 36,00
• wit - 50 cm	AD162651	€ 39,00
• wit - 60 cm	AD162652	€ 41,00
• zwart - 40 cm	AD168876	€ 42,00
• zwart - 50 cm	AD168877	€ 46,00
• zwart - 60 cm	AD168878	€ 48,00

Wandbeugel kunststof met fijne ribbels

Vervaardigd in sterke kunststof met een fijn geribbelde structuur. Bevestiging met schroeven die netjes afgedekt worden met een afdekklaasje.


- Ø greep: 3,6 cm
 - vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
- | | | |
|-----------|-----------------|---------|
| • 30,5 cm | AD024536 | € 19,50 |
| • 41 cm | AD024538 | € 24,20 |
| • 61 cm | AD024540 | € 26,80 |



Wandbeugel kunststof met antislip ribbels Prima

Stevige beugel met een kern van aluminium en voorzien van antislip ribbels, waardoor hij ook met vochtige handen veilig blijft. De gebogen versie is zeer nuttig in het toilet. Bevestiging met schroeven die netjes afgedekt worden met een afdekklaasje (zie foto). De zwarte variant is ook geschikt voor gebruik buitenshuis.

- Ø greep: 3,5 cm
- vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm



• wit - 30 cm	AD096591	€ 23,00
• wit - 40 cm	AD096592	€ 26,00
• wit - 45 cm	AD096593	€ 29,00
• wit - 60 cm	AD096594	€ 40,00
• wit - gebogen - 40 cm	AD096596	€ 43,00
• zwart - 45 cm - geschikt voor gebruik buiten	AD101436	€ 30,00

Wandbeugel staal

Wandbeugel met een witte of verchroomde gladde structuur. Bevestiging met zichtbare schroeven.

- Ø greep: 3,2 cm
- vrije ruimte achter de handgreep: 5 cm

	epoxy gecoat wit		verchroomd	
• 30,5 cm	AD024503	€ 22,40	AD024504	€ 32,60
• 45 cm	AD024505	€ 26,80	AD022283	€ 42,20
• 61 cm	AD024507	€ 30,90	AD024508	€ 48,40
• 91 cm	AD024509	€ 39,60	AD024510	€ 57,10



Wandbeugel verchroomd met antislip ribbels

Verchroomde wandbeugel met een geribbelde structuur. Bevestiging met zichtbare schroeven.

- Ø greep: 2,5 cm
- vrije ruimte achter de handgreep: 3,8 cm



• 30 cm	AD024526	€ 29,10
• 40,6 cm	AD027443	€ 29,10
• 45 cm	AD024527	€ 30,20
• 60 cm	AD024528	€ 34,90
• 81 cm	AD027446	€ 34,90

Wandbeugel inox met antislip ribbels

Wandbeugel in hoogglans gepolierd edelstaal, 100% roestvrij. Met geribbelde structuur. Zeer degelijke en zware kwaliteit. Bevestiging met zichtbare schroeven.

- Ø greep: 3 cm
- vrije ruimte achter de handgreep: 7 cm



• 30 cm	AD127242	€ 51,00
• 50 cm	AD127243	€ 63,00
• 60 cm	AD167058	€ 68,00

Wandbeugel op zuignap Solido

De zuignappen hebben een Ø van 12 cm, de Ø van de handgreep is 3,5 cm. Solido heeft geen veiligheidsindicator: het is aangewezen om ze regelmatig te controleren. De korte versie van 10 cm lengte is bedoeld voor 1 hand. Kan eveneens gecombineerd worden met de zelfklevende inox muurplaatjes als de ondergrond poreus of ongelijk is, of als de tegels kleiner zijn dan 14 cm. Het is ook aangewezen om wandbeugels op zuignappen en hun ondergrond regelmatig te reinigen en de beugels terug te plaatsen: een reinigingsset voor zuignappen is eveneens verkrijgbaar.



• vaste lengte - 10 cm (32,5 cm totale lengte)	AD075953	€ 51,00
• vaste lengte - 32 cm (58 cm totale lengte)	AD075954	€ 76,00
• vaste lengte - 62 cm (88 cm totale lengte)	AD075955	€ 114,00
• verstelbaar van 22 tot 34,5 cm (44 - 57 cm totale lengte)	AD101712	€ 77,00
• zelfklevende inox muurplaatjes - 14,5 x 14,5 cm (per 2)	AD121319	€ 46,75
• reinigingsset voor zuignappen - 1 flacon 100 ml + reinigingsdoek	AD155855	€ 32,00

Wandbeugels op zuignappen

Ideaal voor plaatsen waar niet kan of mag geboord worden en voor tijdelijk gebruik zoals op reis. Ook zeer praktisch voor professionele zorgverstrekkers bij hun huisbezoeken en advisering; in een oogwenk kan men hiermee de juiste plaats uitproberen, ook indien men kiest voor een geboorde vaste beugel. Er zijn 2 types verkrijgbaar: met of zonder veiligheidsindicator. De veiligheidsindicator meet permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet langer veilig is. Meer producten van Mobeli® vindt u op onze website www.advys.be.



Andere modellen verkrijgbaar op aanvraag

Wandbeugel op zuignap Mobeli® met veiligheidsindicator

Mobeli® is een Duits product, van de hoogste kwaliteit en TÜV getest. De zuignappen hebben een Ø van 12 cm, de Ø van de handgreep is 3,5 cm. Tal van toepassingen met deze zuignappen zijn mogelijk: toiletbeugels, badverkorters, stangen voor het bad ...

Het bevestigen of verwijderen van deze handgrepen vereist enige kracht, wat kan verminderd worden door het optionele verlengde handvat te gebruiken. Dit kan over de hendel blijven zitten; men kan dan bv. opteren voor een handvat op elke zijde. Op een

poreuze of ongelijke ondergrond, of bij tegels kleiner dan 14 cm, is een wandbeugel op zuignap niet geschikt. Inox muurplaatjes kunnen dit oplossen: deze hebben een sterke kleeflaag, maar kunnen nadien zonder beschadiging verwijderd worden. Mobeli® beugels zijn gemakkelijk uit elkaar te halen en kunnen dus vlot mee op reis.



- vaste lengte - 21 cm (43 cm totale lengte)
- vaste lengte - 35 cm (57 cm totale lengte)
- verstelbaar van 22 tot 34,5 cm (totaal 44-56,5 cm)
- verstelbaar van 34 tot 46,5 cm (totaal 56-68,5 cm)
- verlengd handvat voor de Mobeli® zuignaphendel
- zelfklevende inox muurplaatjes - 14,5 x 14,5 cm (per 2)
- reinigungsset voor zuignappen - 1 flacon 100 ml + reinigungsdoek

AD121380	€ 159,50
AD121306	€ 181,50
AD121307	€ 214,50
AD121311	€ 225,50
AD167068	€ 34,00
AD121319	€ 46,75
AD155855	€ 32,00



TIP VOOR DE DUURZAAMHEID:
reinig frequent de zuignappen en hun ondergrond!

ROTH
MOBELI®



Stapelbare badopstap Savannah®, met antislip comfortlaag

De hoogte van 1 element is 10 cm, met vervolgens telkens 5 cm verhoging, doordat elk element 5 cm over het volgende schuift. Alle elementen zijn gelijk. Bv. men wenst 20 cm te verhogen: 3 elementen volstaan (10 + 5 + 5 cm).

Maximum 6 elementen, met een totale hoogte van 35 cm.

Men kan ook de opstapjes zijdelings aan elkaar clippen, waardoor men een groter oppervlak of een trapje verkrijgt.

- 38 x 48 cm
- gewicht van elke module: 1,3 kg
- maximale belasting: 190 kg

• per stuk **AD023423** € 62,90



Stapelbare bad opstaptegels, met antislip structuur

Hoogte van elke tegel: 2,5 cm.

- 45 x 35 cm
- gewicht: 3,4 kg
- maximale belasting: 190 kg

• per 4 **AD101400** € 95,00



Antislip douche- en badmat

Gemaakt uit natuurlijk rubber, die schimmel- en bacteriewerend is. Voorzien van kleine zuignapjes over de volledige oppervlakte.

• 54 x 54 cm **AD023416** € 23,60

• 56 x 56 cm **AD023412** € 30,60

• 57 x 35,5 cm **AD023415** € 22,40

• extra lang: 95 x 35 cm **AD026885** € 32,90

Antislip veiligheidsstrips/-cirkels voor bad, douche en badkamer

Zelfklevend, zacht aanvoelend. Gemakkelijk reinigbaar.




- 21,6 x 1,9 cm (per 20) **AD023202** € 12,50
- 24,5 x 2,5 cm (per 12) **AD162643** € 16,00
- cirkels Ø 3,5 cm (per 32) **AD162644** € 15,00



Badspons op buigbare metalen steel

U kunt de steel van deze spons buigen om hem zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw individuele behoefte. De steel heeft een verdikt grijs handvat.

- 61 cm **AD023429** € 20,70



Ergonomische lichaams-/haarborstels en kammen met verlengd handvat Etac

Zeer mooi gamma met ergonomisch design waardoor ze erg goed in de hand liggen en weinig druk uitoefenen op de gewrichten.

De haarwasborstel is zo ontworpen dat hij elke plaats van het hoofd kan bereiken en dus de vingers kan vervangen. De sponskussentjes zijn vervangbaar (op aanvraag).

- haarwasborstel - 30 cm **AD167184** € 33,50
- lichaamsborstel - 37 cm **AD167189** € 33,50
 - rugborstel - 77 cm **AD167179** € 43,00
 - haarborstel - 30 cm **AD167180** € 32,50
 - haarborstel - 37 cm **AD167181** € 33,50
 - kam - 30 cm **AD167182** € 27,50
 - kam - 37 cm **AD167183** € 32,50



Lichtgewicht badborstel

Om gemakkelijk rug of benen te wassen. Zeer zachte borstel om kwetsuren te vermijden.

- 38 cm **AD131401** € 25,60



Teenwasser met verlengd handvat

Deze borstel helpt personen die hun voeten en tenen niet of moeilijk kunnen bereiken.

- 71 cm, incl. 2 tampons **AD023438** € 31,50
- reserve tampons (per 3) **AD167725** € 4,80

Handdoek met handvatten en bijhorend washandje

Een strook van 80 x 10 cm met 2 handvatten maakt moeilijke plaatsen bereikbaar, zoals voeten of rug.

De ene zijde is een badspons, de andere zijde is ruwer en dient voor het scrubben.

- AD023440** € 32,90



Zeepdispenser voor éénhandig gebruik

Geschikt voor badkamer en keuken.

Vul de dispenserhalf met wasmiddel of handzeep en water. Schud grondig. Met een lichte druk op de bovenkant stroomt de exacte hoeveelheid zeep uit op een spons, borstel of in de hand.

- kunststof, transparant/zwart
- silicone, gemarmerd
- silicone, wit/grijs

AD165777 € 18,00

AD167066 € 31,00

AD167067 € 31,00



Handborstel op zuignappen voor éénhandig gebruik


Met 2 zuignappen om te fixeren zodat men makkelijk de handen, voeten, nagels kan reinigen zonder dat men 2 handen nodig heeft.

AD165797 € 13,80

Nagelvijl op zuignappen voor éénhandig gebruik

Met 2 zuignappen om te fixeren zodat men makkelijk de nagels kan vijlen zonder dat men 2 handen nodig heeft.

AD165799 € 25,30



Nagelknipper op zuignappen, met vergrootglas

Het grote handvat om de nagels te knippen is eenvoudig te bedienen met de arm, de pols of vinger. Het vergrootglas wordt bevestigd met een kleine magneet op de nagelknipper en maakt dat men nauwkeuriger kan zien tijdens het nagelknippen. Het vergrootglas is ook draaibaar voor een nog nauwkeuriger gezichtsveld. Voorzien van een nagelvijl met licht gebogen punt voor het schoonmaken onder de nagels.

- afmetingen nagelknipper: 10 x 5,6 x 3,5 cm
- vergrootglas: Ø 3,8 cm, vergroting x 4

AD167584 € 30,00



3-in-1:
knippen, vijlen,
reinen

Aangepaste nagelknippers

De **vingernagelknipper** is ontworpen voor mensen met beperkte handfunctie. Op de duwhendel is een brede antislip vorm met een zachte coating bevestigd. Dit geeft een hefboom effect waardoor weinig kracht vereist is. Gemonteerd op een kunststof antislip voetje voor meer stabiliteit. Ook voorzien van een nagelvijltje.

Met de lange **teennagelknipper** moet men zich minder diep voorover buigen. De handvatten zijn ook voorgevormd en voorzien van een zachte coating voor comfort en controle. Het grote contactoppervlak zorgt voor een goede drukverdeling tijdens het knippen. De verlengde snijvlakken zijn vervaardigd in roestvrij staal, staan in een lichte hoek voor een natuurlijke polshouding en zijn licht gekarteld, zodat zij niet wegslijpen tijdens het knippen.

Ideaal voor mensen met pijnlijke vingergewrichten zoals bij artritis.

- vingernagelknipper, groen
- lange teennagelknipper, groen

AD002795 € 18,00

AD156761 € 22,00



Tubeknijper


Zeer handig hulpmiddel voor mensen met weinig kracht, maar wel met de functie van beide handen. Deze knijper zorgt ervoor dat u gemakkelijk alle tandpasta of zalf uit de tube krijgt, zonder dat de vingers veel kracht moeten zetten.

• per 2 **AD021315** € 7,20



Tubeknijper met staander

Door te draaien aan de vleugelschroef krijgt men makkelijk de gewenste hoeveelheid tandpasta of crème uit de tube, zonder veel kracht. Voorzien van antislip onderaan.



AD168727 € 3,80



Opblaasbaar haarwasbekken voor gebruik in bed

Comfortabel bekken met een vorm die uw nek en schouders goed ondersteunt. U kunt het opblazen met de mond of met een hand- of voetpomp (niet inbegrepen). Bij type **AD168311** is er wel een handpomp inbegrepen, alsook een waterreservoir.

Het haarwasbekken is voorzien van een drainagebuisje.

Opblaasbare haarwasbekkens hebben een beperkte levensduur:

bewaard in opgeblazen toestand en goed afgedroogd gaan ze langer mee.

• 64 x 52 cm, vinyl, compact

AD160970 € 43,75

• 64 x 52 cm, vinyl, set met waterreservoir en handpomp

AD168311 € 59,90



Opblaasbaar haarwasbekken voor gebruik aan de lavabo

De nekuitsparing is anatomisch gevormd voor een groter comfort.

De afgebeelde doucheslang van 140 cm lengte is een optie. U kunt deze aansluiten op de meeste badkamerkranen.

• 60 x 35 cm, PVC blauw

AD149347 € 55,00

• optie: douchekop met aansluitslang 140 cm

AD149351 € 35,00



Waterproof gipshoes voor het douchen Sealcuff

Deze beschermingshoes schuift men over een gipsverband, spalk, infuus, catheter, ... om deze te beschermen tijdens het douchen, zwemmen, ... Voorzien van een stevige elastische rand als afsluiting. Makkelijk aan te brengen met 1 hand. Geschikt voor gebruik onder de douche, in het zwembad of aan zee. Duurzame kwaliteit. Voor volwassenen. Latexvrij.

- hand **AD167427** € 22,50
- halve arm **AD167428** € 24,00
- hele arm **AD167429** € 27,50
- voet **AD167430** € 26,00
- half been **AD167431** € 27,50
- heel been **AD167432** € 27,50

Bewezen kwaliteit



Toiletverhoger Savannah®

Uiterst comfortabele gevormde toiletverhoger die op bijna alle standaard toiletten past. De klemmen zijn voorzien van antislip en zijn gemakkelijk te hanteren. Het deksel is eenvoudig te plaatsen of te verwijderen.

- 37 x 41 cm
- maximale belasting: 190 kg

zonder deksel	• 5 cm - wit	AD023514	€ 41,70
	• 10 cm - wit	AD023519	€ 35,00
	• 13,2 cm - wit	AD023520	€ 110,90
met deksel	• 5 cm - wit	AD023515	€ 50,40
	• 10 cm - wit	AD023518	€ 55,20
	• 13,2 cm - wit	AD023521	€ 123,20
	• reserveklemmen wit (2)	AD155724	€ 7,40



Past ook op vierkante toiletten

Toiletverhoger Serenity

Deze toiletverhoger is ontworpen om zoveel mogelijk op een standaard toiletbril te lijken. Makkelijk te reinigen door de gladde aflijning en hoogglansafwerking. Deze toiletverhoger past op standaard toiletten maar ook op vierkante toiletten! Perfect combineerbaar met de plasbeschermer Derby P-Guard (AD101354) op pag. 22: bij elke Serenity toiletverhoger wordt standaard hiervoor een bevestiging bijgeleverd. Deksel apart verkrijgbaar.

- maximale belasting: 220 kg
- 5 cm **AD156754** € 40,00
- 10 cm **AD156753** € 44,00
- enkel deksel **AD156755** € 22,00

Toiletverhoger met handgrepen

Deze toiletverhoger heeft vooraan een lichte uitsparing voor intieme reiniging. Hij wordt bevestigd op het toilet met 3 aanpasbare klemmen. De handgrepen zijn bekleed met zacht materiaal dat een goede grip geeft.

- hoogte handgrepen: 19 cm
- afstand tussen handgrepen: 44,5 cm
- maximale belasting: 180 kg

- 10 cm **AD027353** € 230,00



Toiletverhoger TSE 120 met opklapbare armsteunen, hoogteverstelbaar

Compacte toiletverhoger met deksel en wegklapbare armsteunen. Met hygiëne-uitsparing voor- en achteraan. Hij is hoogteverstelbaar in 3 standen.

De stevige bevestiging met klem-systeem komt in de plaats van de gewone bril.

- maximale belasting: 120 kg
- hoogteverstelbaar 8,5 - 12 - 15,5 cm **AD165778** € 119,00





Toiletkussen voor gewoon toilet of toiletstoel

Dit kussen, in de vorm van een toiletverhoger, wordt met 4 klittenbanden bevestigd aan de gewone bril. Hierdoor kunt u het gemakkelijk aanbrengen en verwijderen. Het oppervlak bestaat uit gemakkelijk te reinigen wit vinyl.

- 5 cm **AD023609** € 34,90
- 10 cm **AD023610** € 47,00

Gel/viscokussen voor toiletstoel

Compact en comfortabel gelkussen, speciaal ontworpen voor het gebruik op een toiletstoel. Er wordt een sluitstuk bijgeleverd om de opening te vullen, zodat het ook kan gebruikt worden als volwaardig zitkussen. Met antislip basis en een waterafstotende, afneembare en machinewasbare hoes (30°C).



- 40 x 40 x 2,5 cm **AD159822** € 175,00



Toiletkader

Stevig toiletkader, in de hoogte verstelbaar.

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:

- **staal, wit gecoat**: vaste breedte van 59 cm, in de hoogte verstelbaar van 69,5 tot 85 cm. De diepte is 46 cm. Gewicht: ± 3,5 kg.
- **aluminium**: zowel in de hoogte (62,5 tot 79 cm) als in de breedte (51 tot 56 cm) aanpasbaar. De diepte is 49 cm. Gewicht: slechts 2,8 kg, wat nuttig is bij dagelijkse verplaatsingen. Door zijn stevigheid en formaat ook geschikt voor zwaardere personen.

Het prijsverschil is te wijten aan het type materiaal en de maximale belasting.

max. belasting

- staal, wit gecoat

160 kg	AD136962	€ 99,00
--------	-----------------	---------
- aluminium, met aanpasbare breedte

190 kg	AD023620	€ 170,80
--------	-----------------	----------

Intieme reiniger

Ontworpen om de anale zone via de voorkant te bereiken. Op het uiteinde bevinden zich insnijdingen die het toiletpapier vasthouden. Model 3 is zeer gemakkelijk te bedienen. Het papier wordt eerst stevig vastgegrepen en door op de knop te drukken vervolgens vlot losgelaten zonder het te moeten aanraken. Beide versies zijn verkrijgbaar in een opvouwbare versie om gemakkelijk mee te nemen.



- | | | vaste lengte | | plooibaar | | | | |
|---|-------------|--------------|-----------------|-----------|---|-------|-----------------|----------|
| 1 | • standaard | 26 cm | AD023703 | € 53,50 | 2 | 12 cm | AD023704 | € 57,30 |
| 3 | • Easywipe | 37,5 cm | AD060139 | € 100,80 | 4 | 19 cm | AD162660 | € 105,00 |



Toiletstoel TS 130

Bijzonder kwalitatieve en stabiele toiletstoel met stalen kader. Comfortabele gepolsterde bril, zitkussen, rugleuning en armsteunen. Gemakkelijk te reinigen: de bril en het zitkussen zijn opklapbaar en gemakkelijk weg te nemen. Kleur: zwart/grijs.

AD149402 € 195,00

- hoogteverstelbaar van 50 tot 64 cm
- zitting intern: 43 cm breed, 44 cm diep
- vloerbasis: 50 x 58 cm (min. hoogte), 55 x 62 cm (max. hoogte)
- gewicht: 8,5 kg
- maximale belasting: 130 kg

Luxe toiletstoel/-zetel

Traditionele, luxueuze toiletstoel die uitstekend past in een klassiek interieur. De armleuningen zijn hoog genoeg om steun te geven bij het rechtkomen of neerzitten. De volledige stoel is makkelijk te reinigen.

Verkrijgbaar in 2 varianten:

1 Model Basket Weave: houten toiletstoel met wit/beige kunststof geweven bekleding. Met comfortabel zitkussen. De zitting is wegneembaar en heeft een kunststof toiletemmer met deksel en handvat. Dit model is niet hoogteverstelbaar.

- zithoogte: 46 cm
- binnenbreedte van de zit: 44 cm
- vloerbasis: 55 cm vooraan x 44 cm zijdelings x 43 cm achteraan
- gewicht: 7,2 kg
- maximale belasting: 160 kg

2 Model Walton: toiletstoel in aluminium met witte of donkerbruine kunststof geweven bekleding. Met comfortabel zitkussen en onder de wegneembare zitting een kunststof toiletemmer met handvat en deksel voorzien van een sluitsysteem om morsen te voorkomen.

Dit model is wel hoogteverstelbaar.

- zithoogte: 42 tot 58 cm
- binnenbreedte van de zit: vooraan 49 cm, achteraan 40 cm
- vloerbasis: 58 cm vooraan x 46 cm zijdelings x 40 cm achteraan
- gewicht: 10 kg
- maximale belasting: 190 kg



1

• beige AD096589 € 580,00



2

- beige AD162581 € 580,00
- donkerbruin AD162582 € 580,00
- reserve emmer AD166520 € 110,00

Toiletrolstoel TRS 130 met voetsteunen

Toiletstoel in verchromd staal met 4 wieltjes, waarvan 2 geremd. Voorzien van afneembare en hoogteverstelbare voetsteunen. De armsteunen zijn wegklapbaar voor een vlotte transfer. Kleur: zwart/grijs.

AD135757 € 229,00

- zitting: breedte 44 cm, diepte 42,5 cm
- totale breedte: 56 cm
- zithoogte: 52 cm
- Ø toiletemmer: 30 cm
- vrij ruimte onderaan: 43 cm hoogte
- wielen: Ø 12,4 cm
- gewicht: 14,4 kg
- maximale belasting: 130 kg



Opklapbare toiletbeugel Ropox

Kwaliteitsvolle toiletbeugel met extra brede ellipsvorm voor een bredere steunvlak. De gegolfde versie heeft vooraan een verhoging van 8 cm voor een optimale steunhoogte bij het staan en het zitten. Bij de rechte beugel krijgt u hetzelfde effect door deze te combineren met de stevige steunknop in optie.

Opgeklapt is de beugel 13 cm van de muur verwijderd.

- verkrijgbaar in 2 lengtes: 76 en 90 cm
- breedte van het steunvlak: 6 cm
- maximale belasting op het uiteinde: 110 kg (76 cm) en 80 kg (90 cm)



	76 cm	90 cm	
• gegolfd	AD160015	AD121200	€ 250,00
• recht	AD160014	AD121184	€ 230,00
• steunknop	AD121189		€ 43,50
• toiletrohouder	AD121191		€ 43,50



NIEUW

Hoogteverstelbare lavabo Ropox Quickwash

De "Quick Wash" is de ideale lavabo voor gebruik in zit en in stand. Door het ontgrendelen van de lavabo kan deze zachtjes naar voor en naar beneden bewegen. Dit zorgt voor een maximaal bereik.

De lavabo wordt geleverd inclusief mengkraan, flexibele aansluit-slangen en overloop.

Voor meer informatie of offerte: www.advys.be

- lavabo 50 x 43 cm, hoog/laag unit, mengkraan + flexibels **AD168399** prijs op aanvraag

Ropox Toilet Lifter

De Ropox Toilet Lifter is een gloednieuwe hoog-laag unit, ideaal om uw toiletgebruik te vergemakkelijken en langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Verkrijgbaar in een manuele of een elektrische versie en combineerbaar met comfortabele toiletbeugels.

De meeste standaard hangtoiletten zijn op dit toestel te monteren. Voor meer informatie of offerte: www.advys.be.

prijs op aanvraag

NIEUW





Opklapbare toiletbeugel Days

Beugel in gecoat staal met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Blokkeringsmechanisme in verticale stand. Met steunpoot, voor extra stabiliteit en tegelijk minder spanning op de muurbevestiging.

- lengte: 74 cm
- hoogteverstelbaar tussen 72 en 92 cm
- muurfixatieplaat: 23 x 10 cm
- maximale belasting: 125 kg

• met steunpoot **AD140733** € 100,00

Opklapbare toiletbeugel Premium

Mooi afgewerkte toiletbeugel in staal. Blokkeringsmechanisme in verticale stand. De muurfixatie is voorzien van afdekkapjes zodat de vijzen niet zichtbaar zijn (montagemateriaal niet bijgeleverd). In optie is een toiletrolhouder verkrijgbaar, die makkelijk te monteren is.

- muurfixatieplaat: 10 x 13,5 cm
- maximale belasting: 125 kg



NIEUW

• wit - 60 cm	AD168927	€ 98,00
• wit - 70 cm	AD168928	€ 104,00
• wit - 80 cm	AD168929	€ 110,00
• zwart - 70 cm	AD168931	€ 110,00
• RVS - 60 cm	AD168933	€ 120,00
• RVS - 70 cm	AD168934	€ 132,00
• RVS - 80 cm	AD168935	€ 144,00

opties

• toiletrolhouder, wit	AD168936	€ 16,00
• toiletrolhouder, zwart	AD168937	€ 16,00
• toiletrolhouder, RVS	AD168938	€ 16,00

Bidet voor op het toilet

Handig voor het wassen van de intieme zone. Past op de meeste standaard toiletten, kan niet gecombineerd worden met een toiletverhoger.

AD160972 € 11,80





Urinaal

Goed te reinigen urinalen, voorzien van gradaties voor het meten van de vochtbalans. Het model voor mannen is voorzien van een afsluitdop.

met handvat

• man, 1 liter	AD045372	€ 10,40
• vrouw, 0,8 liter	AD045373	€ 11,30
• optie: reinigingsborstel	AD168379	€ 5,00

zonder handvat

• man, 1 liter, met lange hals	AD168376	€ 7,00
• vrouw, 1 liter, met deksel	AD168377	€ 7,00

Bedpan

Eenvoudige bedpan voor algemeen gebruik in witte kunststof. Anatomische vorm met brede rand. Zeer goed reinigbaar met heet water.

- 27 x 39 cm.

AD168429 € 25,30



Bedpan met deksel BioCote® Selina

Kwaliteitsbedpan met laag profiel en voorzien van een deksel. Vervaardigd in polypropyleen, waardoor het steriliseerbaar is tot 137°C.

- 33,5 x 24,5 cm, 5 tot 8 cm diep
- 1 liter

AD023710 € 37,30



Plasbeschermer Derby P-Guard

Een plasbeschermer is vooral bedoeld om ongelukjes te vermijden wanneer een man of jongen zittend urineert. Hij kan gekleefd worden op een bestaand toilet of op een toiletverhoger.

AD101354 € 45,00



Urineverwijderaar Uri-Go®

Urinegeuren en -vlekken hebben een groot effect op het levenscomfort. Met Uri-Go® zijn de urinegeurtjes vanaf nu verleden tijd.

Wordt geleverd in een handige sprayfles en kan overal toegepast worden waar het nodig is: op vloeren en wanden, op toiletten, gebruiksvoorwerpen, kledij...

- sprayfles 750 ml AD071406 € 15,50

AANRADER

Weg met onfrisgeurtjes!



Ook voor kids

Squat-N-Go opvouwbaar steuntje voor toilet

Voor een correcte houding tijdens het toiletbezoek. Een natuurlijke gehukte houding tijdens de ontlasting vermindert het persen, constipatie en de kans op aambeien. De universele vorm maakt dit steuntje geschikt voor elk toilet. Voozien van antislip onderaan voor stabiliteit. Makkelijk te reinigen, compact en makkelijk op te bergen.

- 40 x 25 x 18 cm
- gewicht: 1 kg

• wit	AD167001	€ 24,95
• grijs	AD167727	€ 24,95
• zwart	AD167728	€ 24,95
• groen	AD167729	€ 24,95
• blauw	AD167730	€ 24,95



Houten bedtafeltje

Houten tafeltje dat over de bovenbenen gezet wordt. Rondom bevindt zich een klein boardje om te beletten dat voorwerpen van het blad schuiven.

Verstelbaar in 5 verschillende hoeken.

- afmetingen blad: 54 x 31 cm

AD024482 € 69,70




Bedtafel op 4 wieltjes, waarvan 2 rembaar

Dit bedtafeltje bestaat in 2 uitvoeringen:

- met 1 **blad** 55 x 40 cm in houtprint, het blad kan licht schuin gezet worden
- met 1 **kantelbaar blad** 60,5 x 38,7 cm in houtprint en 1 **kleiner vast blad** 38,7 x 20,5 cm: hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld het groot blad schuin te zetten tot 45° om te lezen en tegelijk een kop koffie binnen handbereik te hebben

Alle bladen zijn rondom voorzien van een klein boardje om te beletten dat voorwerpen van het blad schuiven.

- met 1 blad **AD135663** € 104,20
- met 1 vast en 1 kantelbaar blad **AD160081** € 190,00



Eenvoudige bedsteun voor beide zijden

Deze steun schuift onder de matras en kan worden aangepast op 94 of 140 cm. Hierdoor krijgt u 2 stevige handgrepen aan beide zijden. Demonteerbaar voor gemakkelijk transport.

- hoogte van de grepen: 44,5 cm
- maximale belasting: 127 kg

AD127337 € 75,00



Bedsponde-transferhulp aanpasbaar Stander™

2 in 1:

- een stevige transferhulp die u vlot volledig naar beneden klapt
- een veilige bedsponde waarvan de lengte aanpasbaar is van 65 tot 105 cm, met een tussenklik op 85 cm

Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.

Een handige opbergtas met vakken is inbegrepen.

- gewicht: 6,3 kg
- maximale belasting: 180 kg

AD149599 € 199,00





Bedsponde - transferhulp RST

Roestvrij stalen transferhulp in een strakke neutrale uitvoering, die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps.

- hoogteverstelbaar van 42 tot 53 cm
- kader: 88 x 51 cm
- gewicht: 2,6 kg
- maximale belasting: 100 kg

AD156773 € 79,00



Glijlatten voor bed/transferbeugel op lattenbodem

De meeste bedsponden/transferhulpen hebben een kader onder de matras. Bij lattenbodems, zeker bij de verstelbare modellen, is een setje met glijlatten aangewezen. Deze worden vastgeklemd op elk type lattenbodem en zorgen voor extra veiligheid en gebruiksgemak.

- afmetingen: 35 x 3 cm

• set van 4 AD156771 € 20,50



Optrekbeugel-zelfoprichter op voet

Deze 'bedpegegaai' of perroquet wordt onder en achter het bed geschoven en tovert een gewoon bed om in een ziekenhuisbed. U kunt de beugel uit elkaar nemen in 3 delen om die gemakkelijker te transporteren en te stockeren. Verkrijgbaar in 2 types staander en 1 type voor muurbevestiging.

TIP VAN ONZE EXPERT

Kijk bij de keuze niet naar het lichaamsgewicht maar hou rekening met uw gezondheidstoestand. Laat u eventueel adviseren.

Staander

- max. trekkracht 75 kg AD159824 € 189,00
- max. trekkracht 125 kg AD168182 € 230,00

Muurbevestiging

- max. trekkracht 100 kg AD168026 € 235,00

Meubelverhogers in kunststof, voor meubilair met of zonder poten

Set van 4 sterke verhogers waarmee u meubels kan verhogen zoals stoelen, bedden, sofa's of tafels. Kunnen onderling aan elkaar verbonden worden met een verbindingsset voor extra veiligheid.



- traploze verstelling door een schroefstelsysteem
- verhoging van 3,8 tot 10 cm
- geschikt voor verschillende pootvormen: rond, vierkant, wieltes tot een Ø van maximaal 7 cm
- ook geschikt om vast te schroeven aan een meubel, bijvoorbeeld een sofa of bed zonder pootjes (via de bijgeleverde plaatjes)
- neutraal, weinig opvallend uitzicht
- kleur: zwart
- maximale belasting: 700 kg (verdeeld over 4 verhogers)

• set van 4 AD135806 € 89,00

• verbindingsset - 1 kruis AD161229 € 36,00

• verlengstuk voor verbindingsset AD161230 € 15,00

Meubelverhogers in bamboe

Set van 4 stevige verhogers uit milieuvriendelijk bamboe.

Er zijn 2 types:

- **kubussen** van 9,3 cm met in 3 zijden een gat van 1,6 cm diepte met verschillende \emptyset : 3,2 / 5,1 / 7,6 cm. De effectieve verhoging is 7,7 cm.
- **hoge blokken** van 15,5 cm met een gat bovenaan van \emptyset 7,5 cm en een verbrede voet van 14,6 x 14,6 cm voor grotere stabiliteit. De effectieve verhoging is 13,5 cm.
- maximale belasting: 380 kg (verdeeld over 4 verhogers)

- 9,3 cm, set van 4 **AD156757** € 79,00
- 15,5 cm, set van 4 **AD156758** € 120,00



Bedladder

Eenvoudige bedladder met 4 kunststof grepen van 20 cm breed en een \emptyset van 2,5 cm. Ze overbruggen telkens 18 cm. Wordt gefixeerd met een nylon snoer achteraan het bed.

- lengte: 3 m
- 4 handvatten

AD024000 € 38,40

Uitvalmat voor naast het bed

Deze mat is vervaardigd uit een brandvertragend schuim en voorzien van een ademende en afwasbare PU hoes. De mat is vouwbaar in 3 en voorzien van een strap/handvat om gemakkelijk weg te bergen.

- opgevouwd: 180 x 60 x \pm 5 cm
- opgevouwd: 60 x 60 x \pm 15 cm
- maximale belasting: 100 kg



AANRADER
bij gevaar voor
vallen uit bed



AD104330 € 195,00



Verstelbare rugsteun voor bed, met hoofdkussentje

Deze losse steun is bedoeld voor een gewoon bed en maakt het mogelijk om een gemakkelijker positie aan te nemen voor het eten, het lezen,...

De rug is bekleed met een ademende nylon stof. Een comfortabel kussentje (met velcro bevestiging) wordt meegeleverd.

- afmetingen: 50 x 65 cm
- inclinatie: 5 standen
- maximale belasting: 113 kg

AD168232 € 68,50



Wigvormig contourkussen voor de onderbenen

Uitstekende drukverdeling door het gebruik van traagschuim. Het kussen neemt zachtjes de ligpositie en vorm aan van de onderbenen.

Zorgt voor een aangenaam en rustgevend gevoel.

Afneembare en afzonderlijke wasbare hoes.

- 70 x 60 x 20 cm **AD159845** € 89,00



Opblaasbaar wigkussen voor in bed

Dit opblaasbaar kussen is speciaal ontworpen voor een relaxte houding. Gemakkelijk om mee te nemen op uitstap of op reis. Ook nuttig als hoofd- of rugsteun. Een pompje wordt bijgeleverd.

- afmetingen: 70 x 50 cm
- dikte: 10 tot 20 cm, afhankelijk van het opblazen

AD168418 € 31,60

Konbanwa Leg Pillow: abductiekussen knieën

Het Konbanwa Leg Pillow is een ergonomisch ovaalvormig kniekussen dat comfortabel tussen de knieën past, waardoor het je lichaam 's nachts de nodige ondersteuning geeft. De handige band zorgt ervoor dat het kussen tijdens de nacht niet afzakt. Zorgt voor een optimale drukverlaging en een rechte uitlijning van de wervelkolom, heupen en het bekken. Verlicht pijn in je rug, heupen, benen en knieën, verbetert de bloedcirculatie en zorgt voor een correcte slaaphouding. Gemaakt van geventileerd schuim. Het kussen is compact en is makkelijk op te bergen in een tas of koffer. De hoes is afneembaar en kan gewassen worden op 30°C. De hoogwaardige kwaliteit van de hoes zorgt ervoor dat het kussen lang meegaat.

- afmetingen: 26 x 24 x 14 cm

AD168269 € 27,45



Abductiekussens knieën

Voorgevormd kussen dat tussen de knieën geplaatst wordt.

Het kussen wordt met klittenband bevestigd.


Alle kussens zijn geschikt voor in zijlig, kussen 3 is ook geschikt voor in ruglig omdat het ook open kan gebruikt worden voor ondersteuning van de hielen.

1. **AD162661**: 26 x 21 x 16 cm
2. **AD162688**: 24 x 19 x 14 cm
3. **AD149865**: 52 (open) x 19 x 8,5 cm

1 • met stevig foam **AD162661** € 29,00

2 • met visco foam **AD162688** € 46,50

3 • met visco foam - elastisch (traagschuim) **AD149865** € 42,50



Hiel- en elleboogbeschermers GelBodies™

Comfortabele beschermers voorzien van een siliconen gelkussen. Gelbodies™ zijn ontwikkeld voor langdurig gebruik. Nochtans raden we u aan ze niet langer te dragen dan 12 uur per dag.

Bij twijfel voor de juiste maat, neemt u de grotere maat. Voor de hielen kunt u opteren voor een versie met extra bescherming aan de zijkanten. Dat is nuttig bij zijlig.

U kunt de gel verwijderen indien u de kous wil wassen.

Het siliconen gelkussen mag in geen geval in de wasmachine of droogkast.

1 Voor hiel en elleboog - per paar:

• S - 20-25 cm	AD121053	€ 67,50
• M - 25-30 cm	AD121054	€ 67,50
• L - 30-36 cm	AD121055	€ 67,50
• XL - 36-41 cm	AD121056	€ 67,50

MAATNAME



2 Voor de hiel met extra bescherming opzij - per paar:

• S - 20-25 cm	AD121064	€ 76,00
• M - 25-30 cm	AD121062	€ 76,00
• L - 30-35 cm	AD121063	€ 76,00



Hiel- en elleboogbeschermkous met Akton™ Gel

Comfortabele rekbare kous met een Akton™ Gel pad voor een effectieve bescherming door een maximale drukverdeling. Akton™ Gel is ontwikkeld voor langdurig gebruik. Nochtans raden we u aan de beschermers niet langer te dragen dan 12 uur per dag. U kunt de gel verwijderen indien u de kous wil wassen. Het siliconen gelkussen mag in geen geval in de wasmachine of droogkast. Verkrijgbaar per paar.

• S - 23 cm	AD026714	€ 71,90
• M/L - 28 cm	AD026715	€ 71,90
• XL - 33 cm	AD026716	€ 71,90



Hielbeschermer Heel Protector

Beschermt de hiel en zorgt dat de voet in de juiste positie blijft liggen.

Het gebruik van een speciale binnenvoering zorgt voor minder wrijving.

De hielopening bevordert de circulatie en maakt eenvoudige controle mogelijk.

Wordt geleverd met een speciale waszak.

- latexvrij
 - machinewasbaar tot 40°C
 - geschikt voor droogkast op lage t°
- per stuk **AD163703** € 54,50



Ringvormige hielbeschermer Adhome

Dit ringvormige kussen brengt de hiel volledig los van de onderlaag.

De vulling bestaat uit een comfortabele holle gesiliconiseerde polyestervezel.

De sluiting is in klittenband. De bekleding in hoogwaardig PU is rekbaar, ademend en ondoordringbaar. Het kussen is machinewasbaar tot 40°C.

- per stuk **AD159947** € 64,00



Waterdichte matrasbeschermer

2 lagen:

- een ondoordringbare PU laag
- daarop molton (100% katoen) of badstof-stretch
- machinewasbaar tot 95°C



	Molton	Badstof	
• 50 x 90 cm	AD155775	AD155776	€ 15,00
• 75 x 100 cm	AD155771	AD155773	€ 19,00
• 90 x 150 cm	AD155772	AD155774	€ 27,00

Matrashoes incontinentie

Waterdichte matrashoes in flexibele vinyl. Geluideloos, duurzaam en huidvriendelijk.

- machinewasbaar tot 95°C



• 90 x 200 cm	AD168359	€ 19,90	• 160 x 200 cm	AD168360	€ 29,00
• 140 x 200 cm	AD168273	€ 19,90	• 180 x 200 cm	AD168361	€ 29,00

Positioneringskussens

Deze kussens zijn geschikt voor de ondersteuning van bepaalde lichaamsdelen. De vulling bestaat uit fijne polystyreenkorrels. De afmetingen slaan op een volledig uitgerekt kussen. De kussens zijn voorzien van een afwasbare, waterdichte en ademende PU hoes en zijn machinewasbaar tot 90°C.

Een afzonderlijk te bestellen katoen-polyester sloop kan zorgen voor extra comfort en hygiëne. De slopen zijn machinewasbaar tot 60°C.

Andere kussens: zie onze website www.advys.be.

• groot rechthoekig kussen voor onder de benen of de achter rug PL8 - 55 x 10 cm	AD159828	€ 61,00
	• sloop PL8	AD161064
• klein rechthoekig kussen voor onder de arm PL10 - 40 x 15 cm	AD159830	€ 43,00
	• sloop PL10	AD161065
• driehoekig kussen voor onder de knieën PL12 - 55 x 30 x 25 cm	AD159832	€ 89,00
	• sloop PL12	AD161067
• groot hoefijzerkussen voor in rug- of zijlig PL16 - 161 cm	AD159835	€ 132,00
	• sloop PL16	AD161069
• groot slangvormig kussen voor in zijlig PL17 - 180 cm	AD159827	€ 163,00
	• sloop PL17	AD161063
• klein hoefijzerkussen voor de nek PL18 - 45 cm	AD159843	€ 59,00
	• sloop PL18	AD161072

Advies van onze ergotherapeuten...

Hiel-, elleboogbeschermers en positioneringskussens zorgen voor meer steun en/of verminderde druk op ledematen en gewrichten wanneer u zit of ligt.

Deze hulpmiddelen zijn ook ideaal om doorligwonden te voorkomen.

Een schema voor het correct gebruiken van positioneringskussens kan u vinden op onze website www.advys.be

Meer kussens zoals bijvoorbeeld nekkussentjes maar ook kussens om uw zitcomfort te verhogen, vindt u eveneens in deze catalogus op pag. 72, 75 en 76 en op onze website.



SlipLift® Traveler: slijpessaantrekhelp, opvouwbaar

De alom bekende SlipLift® is de winnaar van het tv-programma 'De Bedenkers' op één. Pierre van Den Broecke maakte het originele ontwerp voor zijn zus, ADVYS is de producent. De SlipLift® is exclusief via ADVYS verdelers verkrijgbaar. Het is bedoeld voor diegenen die om de een of andere reden moeilijk hun voeten kunnen bereiken en kan gebruikt worden voor slips, maar ook voor lange broeken die elastisch zijn bovenaan. Gemakkelijk op te bergen of mee te nemen op reis.

- standaard - opening 34 x 18 cm

AD136939	€ 41,50
----------	---------
- XXL - opening 41,5 x 20,5 cm

AD149285	€ 51,00
----------	---------



Knopenhaak en ritstrekker

Een knopenhaak is vooral bedoeld voor mensen met fijnmotorische problemen. Het handvat is verdikt voor een betere greep.

U schuift een inox lus over de knoop, vervolgens trekt u aan de lus en maakt u tegelijk een draaibeweging.

De variant in de gekende BIG- GRIP™ kwaliteit (voorheen Good Grips®) is zeer geschikt voor kleine knoopjes zoals van hemden/blouses, ...

- 1 • knopenhaak met verdikt handvat

AD024271	€ 12,50
----------	---------
- 2 • combinatie met ritstrekker

AD024273	€ 9,20
----------	--------
- 3 • knopenhaak BIG- GRIP™

AD136999	€ 26,00
----------	---------



Kousenaantrekker


Eenvoudige kousenaantrekker, bedoeld voor mensen die moeilijk hun voeten kunnen bereiken, maar die wel hun beide handen kunnen gebruiken. Bestaat uit een plooibaar plastic gootje waaraan een lint bevestigd is. Model AD024262 is voorzien van een inkeping om de kous makkelijker op zijn plaats te houden tijdens het aantrekken.

- standaard

AD024260	€ 10,40
----------	---------
- met kleine inkeping

AD024262	€ 9,20
----------	--------
- dubbel, voor panty's

AD024264	€ 17,10
----------	---------





AANRADER
2 in 1!

Kousenaantrekker/verlengde schoentrekker

Dit is een combinatie van een kousenaantrekker en een schoenlepel. Bedoeld zowel voor links- als rechtshandigen, vermits u de koker kunt draaien. Aan de andere kant bevindt zich een schoentrekker. Die is voorzien van een uitsparing voor het uittrekken van sokken.

AD024270 € 25,30



Kousenaantrekker Comfort bekleed met badstof

Deze comfortabele kousenaantrekker heeft een speciaal design om een kous/sok gemakkelijk rond de hiel te schuiven. De nylon binnenbekleding zorgt voor minimale weerstand, de badstof buitenkant geeft voldoende wrijving om de kous lang genoeg tegen te houden tot deze volledig rond de voet zit. Stevige en gemakkelijke handvatten. Enkel te reinigen door handwas.

AD160987 € 16,90

Kousenaantrekker voor drukkousen, op kader

Deze kousenaantrekker heeft een metalen frame met een plastic coating om de drukkous over te schuiven.

Het oppervlak is glad waardoor de kous niet beschadigd wordt. Bedoeld voor mensen die wel hun beide handen kunnen gebruiken, maar die door een beperkte mobiliteit hun voeten niet meer kunnen bereiken. De handvatten zijn uittrekbaar en 90° draaibaar, waardoor ze steeds de perfecte positie aannemen.



- enkel AD045571 € 45,70
- panty AD060253 € 69,50

Aangepaste schoentrekkers

Verschillende varianten:

- 1 economische kunststof versie met antislip aan het handvat
- 2 versie 2 in 1 in kunststof met rugkrabber
- 3 metalen versie met op het uiteinde een handvat in soepele antislip kunststof en een haak om de trekker gemakkelijk op te bergen
- 4 metalen, lichtgewicht versie met een verend gedeelte dat de beweging volgt bij het aantrekken van de schoen. Voorzien van een kunststof handvat met een lusje om de trekker gemakkelijk op te bergen.



2 in 1!



- 1 • kunststof, 60 cm AD168317 € 6,00
- 2 • 2 in 1, kunststof, 56 cm AD168357 € 13,30
- 3 • metaal, kunststof handgreep, 60 cm AD024250 € 16,00
- 4 • metaal, lichtgewicht, met veer, 60 cm AD045565 € 42,20

Ook last bij het aan- of uittrekken van steunkousen?

Het aan- en uittrekken van therapeutische steun-, druk- of compressiekousen zijn vaak moeizame handelingen die dagelijks terugkeren. Bij zorgprofessionals staat deze opdracht bij de top 3 van zwaar belastende handelingen. Voor veel ouderen is deze activiteit niet meer zelfstandig mogelijk. Arion heeft een volledige lijn ontwikkeld voor elk type kous, gebaseerd op zeer glijdende stoffen. Elk product is voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.

Aan- en uittrekhulp Arion voor druk- of steunkousen

Bij de keuze van het meest geschikte hulpmiddel houdt men rekening met:

- drukkous met open of gesloten teen?
- enkel voor het aantrekken of ook voor het uittrekken?



- Aantrekken Open teen Easy-slide
- Aan- en uittrekken Open teen Sim-Slide

XS < 34	S 34-36	M 37-38,5	L 39-41	XL >42	
AD155873	AD155874	AD155875	AD155876	AD155877	€ 35,20
	AD155904	AD155905	AD155906	AD155907	€ 46,80

- Aantrekken Gesloten teen **Magnide**
- Aan- en uittrekken Gesloten teen **Magnide 2 in 1**

M < 39	L 39-43	XL >44	
AD155901	AD155902	AD155903	€ 49,00
AD161051	AD161053	AD161054	€ 68,20



SlideX	M - Ø van het been < 20 cm	AD155957	€ 22,60
	L - Ø van het been > 20 cm	AD155958	€ 22,60



Antislip handschoenen	S - < 7,5 cm	AD155998	€ 11,60
per paar	M - 7,5 - 8,5 cm	AD155996	€ 11,60
	L - 8,5 - 9,5 cm	AD155997	€ 11,60

Soms is het moeilijk om een steunkous hoog genoeg op te trekken, bv. bij een liesmodel. Het verlengstuk SlideX kan dan als hulpmiddel de taak vereenvoudigen. **Maatname:** lange kous - Ø bovenbeen gewone kous - Ø kuit

Antislip handschoenen zorgen er voor dat er minder kracht nodig is en ze verlengen hierdoor ook de levensduur van de drukkousen.



Andere Arion hulpmiddelen: zie ook pag. 60 en 71.



Quickshoelace elastische schoenveters

De elastische veters van Quickshoelace hebben een heel innovatief ontwerp met 3 grote troeven: ze zijn tijdsbesparend, vereenvoudigen het leven en zijn bovendien ook een modieus schoenenaccessoire. Past in elke veterschoen en heeft een universele lengte van 120 cm die men gewoon kan afknippen op de gewenste lengte. Verkrijgbaar in diverse, ook gedurfde kleuren. Geschikt voor alle generaties, van kinderen tot senioren!

Wordt geleverd in een metalen doosje en omvat:

- 1 paar elastische schoenveters met Q-logo (lengte: 120 cm, dikte: 7 mm)
- 4 metalen bevestigingen
- 4 metalen schijfjes (schuifregelaars, stoppers)
- 4 schroefjes

De metalen deeltjes zijn roestvrij.



TIP

Een gebruikersvideo vindt u op www.advys.be

standaard

• wit	AD167051	€ 19,25
• beige	AD168267	€ 19,25
• bruin	AD167046	€ 19,25
• grijs	AD167041	€ 19,25
• zwart	AD167040	€ 19,25
• koper	AD168268	€ 19,25
• zilver	AD167042	€ 19,25
• goud	AD168329	€ 19,25
• rood	AD167043	€ 19,25
• turquoise	AD167047	€ 19,25
• blauw	AD168325	€ 19,25
• marineblauw	AD167045	€ 19,25
• fuchsia	AD168326	€ 19,25
• paars	AD167044	€ 19,25
• geel	AD168327	€ 19,25

neon

• oranje	AD167048	€ 19,25
• roze	AD167049	€ 19,25
• groen	AD167050	€ 19,25
• geel	AD168328	€ 19,25
• rainbow	AD168324	€ 19,25

**KLASSIEKE
STIJL**



Klassieke elastische schoenveters

- extra fijn, 3 mm zwart - 65 cm (2 paar) **AD044318** € 18,90



Spiraelveters

standaard, 5mm

• bruin (1 paar) - 100 cm	AD168363	€ 6,70
• zwart (1 paar) - 100 cm	AD168364	€ 6,70
• blauw (1 paar) - 100 cm	AD168365	€ 6,70
• wit (1 paar) - 100 cm	AD168366	€ 6,70

Alle bestekken zijn geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur, tenzij anders vermeld.



Aangepast bestek Senior

Bestekset uit roestvrij staal, bestaande uit 1 vork, 1 mes, 1 eetlepel en 1 theelepel. De dikkere handvatten bieden meer controle bij verminderde grijpfunctie, verminderde kracht, ... Vaatwas is niet aan te raden.

- gewicht: 32 g
- set van 4 **AD167711** € 28,75

Aangepast bestek Kura Care

Kura Care is een perfect voorbeeld van het Universal Design concept: de anatomische grepen zijn onopvallend door hun 2 kleuren en antislip. De gekleurde streep in het handvat is zorgvuldig gekozen, zodat het veel minder opvalt dat het handvat gebogen is. De kinderversie is uitgevoerd in aantrekkelijke kleuren, de volwassen versie is stijlvol donkergrijs/wit of rood/wit voor personen met visuele problemen of dementie. Verkrijgbaar in set maar ook afzonderlijk op aanvraag, zie ook onze website www.advys.be.

- lengte handvat: 12,8 cm (volwassenen), 10 cm (kinderen)
- gewicht: van 50 tot 55 g

- set van 3, volwassen versie donkergrijs/wit **AD150328** € 32,00
- set van 3, volwassen versie rood/wit **AD157136** € 32,00
- set van 3, kinderversie, felle kleuren **AD150329** € 22,00



Aangepast bestek Newstead

Newstead handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch, vervaardigd uit ABS en latexvrije rubber. De verzwaarde versie is bedoeld voor personen met tremor. De standaardversie is enkel in set verkrijgbaar, van de verzwaarde versie zijn de bestekken ook afzonderlijk verkrijgbaar op aanvraag, zie ook onze website www.advys.be.

- lengte handvat: 13,8 cm

- set van 4 **AD045639** gewicht: 80 g € 79,20
- set van 4 **AD045649** verzwaarde versie: 130 g € 85,00



TERUG
VERKRIJGBAAR

Lichtgewicht bestek met schuim handvat

Extra lichtgewicht bestek. Handvatten in stevig lichtgrijs schuim met ribbels voor een betere grip. Vaatwas is niet aan te raden.

- lengte handvat: 11,5 cm
- gewicht: van 30 tot 45 g

- mes **AD024385** € 13,70
- vork **AD024386** € 16,60
- lepel **AD024387** € 16,00
- koffielepel **AD024388** € 16,60
- set van 4 **AD024389** € 52,40



Lichtgewicht gebogen bestek met schuim handvat

Gebogen versie van de lichtgewicht bestekken. Het speciale 90° kantelmes kan ook worden gebruikt door éénhandigen. Vork en lepel zijn 40° gebogen. Vaatwas is niet aan te raden.

- mes 90° **AD024390** € 18,40
- vork 40° rechts, voor de linkerhand **AD024391** € 14,20
- vork 40° links, voor de rechterhand **AD024392** € 14,20
- lepel 40° rechts, voor de linkerhand **AD024393** € 14,20
- lepel 40° links, voor de rechterhand **AD024394** € 14,20

BUDGETTIP!



NIEUW
VERKRIJGBAAR
IN 2 VARIANTEN



Stabiele en dynamische lepel ELISPOON

De ELISpoon maakt het mogelijk om meer gecontroleerd en zelfstandig te eten met beperkte hand- en/of armmobiliteit. Een systeem van tegengewicht en rotatieassen houdt de lepel stabiel ongeacht hoe men de hand of arm draait, buigt of beweegt, waardoor men het voedsel makkelijk kan opscheppen en het er niet afvalt. Bevat geen elektrische componenten of batterijen voor makkelijk gebruik en reiniging. Geschikt voor rechts- en linkshandig gebruik.

Verkrijgbaar in 2 versies: theelepel en soeplepel. De grote lepel is geschikt voor soep en warme maaltijden, de kleinere lepel voor het dessert. De kleine lepel wordt ook aangeraden voor kinderen of mensen met beperkte mondmotoriek.

- lengte handvat: 15,5 cm
- gewicht: 68 g (theelepel), 78 g (soeplepel)

• theelepel	AD168838	€ 150,00
• soeplepel	AD168839	€ 180,00

Aangepast en buigbaar bestek BIG-GRIP™

Het bestek BIG-GRIP™ heeft zachte antislip handvatten die een goede houvast bieden, ook indien men ze met vochtige handen gebruikt. De comfortabele grepen zijn tot 3,5 cm dik en gemaakt van een zacht rubberachtig materiaal met flexibele ribbels die zich aan iedere hand aanpassen. Er is 1 buigbaar punt zodat de lepels en vorken in de gewenste hoek gebogen kunnen worden, zowel links als rechts, in principe 1 maal. De verzwaarde versie is bedoeld voor personen met tremor.

- lengte handvat: 11cm

Good Grips® is nu BIG-GRIP™:
identieke uitstekende kwaliteit



	gewicht: 80 g		verzwaarde versie: 170 g	
• mes Rocker	AD127408	€ 21,00	AD168770	€ 42,00
• mes Rocker getand	AD127412	€ 36,50		
• vork	AD127407	€ 21,00	AD168753	€ 42,00
• eetlepel	AD127411	€ 21,00	AD168754	€ 42,00
• theelepel	AD127409	€ 21,00	AD168863	€ 42,00

Aangepast bestek Henro-Grip®

Dit mooie Scandinavische bestek is volledig uitgevoerd in kunststof. Het gamma omvat een lepel, een kantelmes en een vork/lepelcombinatie. Die laatste wordt 'Spork' genoemd. In de kinderversie bepaalt de kleur of het een links- of rechtshandig bestek betreft: blauw is voor rechtshandigen, groen voor linkshandigen. De volwassen versie is discreet donkergrijs of rood. De rode versie is speciaal voor personen met visuele problematiek of Alzheimer.



Kinderversie

- Spork: vork/lepel rechts
- Spork: vork/lepel links
 - lepel rechts
 - lepel links
 - kantelmes

	kinderversie	volwassen versie		
	groen (li) of blauw (re)	donkergrijs	rood	
• Spork: vork/lepel rechts	AD127268	AD155985	AD156238	€ 15,20
• Spork: vork/lepel links	AD127269	AD155986	AD156239	€ 15,20
• lepel rechts	AD127270	AD155987	AD156240	€ 15,20
• lepel links	AD127271	AD155988	AD156241	€ 15,20
• kantelmes		AD160034	AD160035	€ 15,20



2-in-1 gecombineerd bestek

De Handy is een stevige vork/lepel, ook wel 'Spork' genoemd, die lichtjes hol is waardoor voeding er minder makkelijk afvalt. De Knork™ is een vork/mes combinatie waarbij de snijfunctie gebeurt door een kantelbeweging, waardoor men extra druk kan zetten.



- 1 • Handy AD165921 € 17,00
- 2 • Knork™ AD072533 € 43,10

Lichtgewicht éénhandig bestek

Uiterst lichte schuimhandvatten met een Ø van 2,8 cm. Het Nelsonmes snijdt door het mes te kantelen, niet door een zaagbeweging uit te voeren. Vaatwas is niet aan te raden.



BUDGETTIP!

- vork/lepel AD045667 € 18,40
- Nelsonmes (mes/vork) AD045666 € 19,50

Advies van onze ergotherapeuten...

Hoe kiest u een aangepast bestek? Kies voor een:

- bestek met verdikt handvat als uw handkracht verminderd is
- lichtgewicht bestek als uw algemene kracht verminderd is
- verzwaard bestek als u last heeft van tremor
- gebogen of buigbaar bestek als de beweeglijkheid van uw pols verminderd is waardoor de vork of lepel niet meer in de goede hoek in de mond komt

Kantelmes T-Knife

Handig voor personen met te weinig kracht in de vingers en met beperkte fijne motoriek. Bij een kantelmes wordt de kracht in het verlengde van de arm uitgeoefend, hierdoor is er minder belasting in de pols. Tevens is er minder kans op verschuiven van het te snijden voedsel. Lemmet vervaardigd uit inox.

- lemmet - 10 cm **AD022983** € 71,90



Anti-kwetsuur bestek

Deze kunststof bestekken zijn speciaal vervaardigd om zich niet te kunnen verwonden.

- lengte handvat: 12 cm (mes), 13 cm (vork en lepel)
 - gewicht: 13 g (vork), 14 g (mes), 15 g (lepel)
- | | | |
|---------------|-----------------|--------|
| • mes groen | AD168235 | € 2,80 |
| • lepel wit | AD168237 | € 2,80 |
| • lepel zwart | AD168843 | € 2,80 |
| • vork zwart | AD168236 | € 2,80 |



Tremor hulpstukje voor eetlepel

Bevordert zelfstandig eten: het voedsel blijft in de lepel ondanks tremor. Discreet, past op standaard lepels. Vervaardigd uit thermoplastisch rubber (TPE). Vaatwasmachinebestendig op matige temperatuur.

- per stuk **AD163730** € 6,60
- per 3 **AD163731** € 19,40



Bestekhouder Multi-Holder

De Multi-Holder is gemaakt van zachte, rekbare stof en is bruikbaar voor bestekken, pennen, borstels, kammen, ... Geschikt voor links- en rechtshandigen.

AD024411 € 22,40

Verdikking voor gewoon bestek Elan, Ornamin

Elan is een verdikking met uitstekende antislip eigenschappen. Eigentijdse vormgeving, bedoeld voor een gewone dagdagelijkse vork of lepel. De opening is plat en is 15 x 2 mm groot. Vaatwasbestendig.

- rood **AD155009** € 5,50
- zwart **AD155010** € 5,50





Gewichtsmanchet voor de pols

Een gewichtsmanchet zorgt door zijn extra gewicht voor minder beven of tremor en dus meer stabiliteit bij het bewegen. Wordt vaak gebruikt door personen met Parkinson, o.a. tijdens maaltijdmomenten. Bevestigd met klittenband. Zwaardere versies op aanvraag, zie ook onze website www.advys.be.

- 0,5 kg (per 2) **AD168340** € 13,75

Houder voor bestek of pen GripoBalls en Gripofix

GripoBall is een originele bolvormige verdikking van 4 cm Ø die men over bestekken, pennen of tandenborstels schuift. Men kan ook 2 of 3 verdikkingen na elkaar steken of de verdikkingen verzwaren met metalen kogeltjes (bijvoorbeeld bij tremor).

Gripofix is een strap rond de hand die men ook met een Gripoball kan combineren. Met Gripofix kan men bestek, een tandenborstel, schrijfgerei, ... fixeren.

De GripoBall en Gripofix zijn ook verkrijgbaar in kinderversie:

Mini-GripoBall en **GripoKid**.

Vaatwasbestendig.



- Gripoballs, per 3, blauw **AD156293** € 20,50
- optie: verzwaringkogeltjes inox 10 g (per 5) **AD156865** € 16,75
 - Gripofix strap, zwart **AD160954** € 21,50
 - Gripofix strap, wit **AD160955** € 21,50
- Gripofix strap, transparant **AD166773** € 21,50
- 1 Gripoball, 1 Gripofix wit en 5 verzwaringkogeltjes 10 g **AD167112** € 40,00
- 1 Gripoball, 1 Gripofix zwart en 5 verzwaringkogeltjes 10 g **AD160956** € 40,00
- 1 Gripoball, 1 Gripofix transparant en 5 verzwaringkogeltjes 10 g **AD166774** € 40,00



kinderversie

- Mini-Gripoballs, per 3, rood **AD167113** € 20,50
- GripoKid strap, zwart, 2 stuks **AD162725** € 21,50
- 3 Mini-Gripoballs, 2 Gripokids, zwart **AD167116** € 31,00



Alle borden, bordranden en bekers zijn in principe geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur tenzij anders vermeld.

Bordrand

Bordrand met 3 klemmen voor platte borden tussen 19 en 25,5 cm Ø. Polypropyleen (PP) is een zachtere kunststof, meer bestand tegen breuken, maar minder tegen krassen.

ABS is zeer hard en krasbestendig, maar kan eventueel breken als men de ring te ver opentrekt



TIP

bevestig de bordrand tegen de scheprichting in!



- | | | |
|-------------|----------|---------|
| • PP wit | AD024423 | € 6,60 |
| • PP rood | AD160962 | € 8,20 |
| • ABS wit | AD142032 | € 15,50 |
| • ABS blauw | AD142028 | € 15,50 |
| • ABS rood | AD142030 | € 15,50 |

Bord met opstaande rand en zuignap

NIEUW

Dit antislip kunststof bord met opstaande rand maakt het gemakkelijker om zelfstandig te eten. Door de opstaande rand kan het voedsel makkelijk opgescheept worden. Microgolfbestendig op matige t°.

- Ø: 24 cm
- hoogte: 6 cm

- | | | |
|--------|----------|---------|
| • wit | AD168371 | € 21,20 |
| • rood | AD168373 | € 23,60 |



Bord met opstaande rand

Het unieke ontwerp maakt dit bord geschikt voor alle soorten gerechten, van soep tot dessert. Door de opstaande rand kan het voedsel makkelijk opgescheept worden. Microgolfbestendig.

- Ø 24 cm
- hoogte: 5,7 cm



- | | | |
|---------------------|----------|---------|
| • wit | AD166971 | € 32,80 |
| • rood | AD166972 | € 32,80 |
| • optie: wit deksel | AD166973 | € 13,70 |

Bord met verhoogde rand Scoop

Lichtgewicht bord in polypropyleen met een rubberen antislip ring onderaan. De laagste rand is slechts 1,3 cm hoog, waardoor u gemakkelijk aan het voedsel kunt. De rand loopt op tot 3,8 cm aan de hoogste zijde.

Microgolfbestendig: het bord zelf wordt niet warm!

- Ø 23 cm - wit **AD027395** € 28,00



Ovalen bord Manoy

Dit melamine bord is ovaal gevormd.

Eén zijde is extra hoog en dient hierdoor als stootrand.

Om het verschuiven te beletten combineert men ze best met een antislipmatje, bv. Dycem®. Niet microgolfbestendig.

- afmetingen: 23 x 16 cm (kleine versie), 28 x 20 cm (grote versie)
- gewicht: 200 g (kleine versie), 260 g (grote versie)
- hoogte: 2,5 cm (kleine versie), 3 cm (grote versie)

- klein - 23 cm **AD024417** € 19,80
- groot - 28 cm **AD024418** € 26,80

VERNIEUWDE
VERSIE



Bord met 3 vakken

In melamine: is bestand tegen krassen, maar is niet microgolfbestendig. Met antislip voetjes onderaan.

- hoogte: 3 cm

- Ø 22 cm - wit **AD168227** € 24,10



Isolerend bord met deksel

Dit kunststof bord heeft 2 vakken en is voorzien van een deksel. Men doet warm water of gemalen ijs in de opening, die wordt afgesloten met de schroefdop. Onderaan is een antislip ring voor de nodige stabiliteit. Een transparant deksel wordt bijgeleverd. Microgolfbestendig.

- Ø 22 cm **AD160969** € 15,70

Geschikt voor koude
en warme gerechten!





Een aangepast bord integreert vaak de voordelen van een bordrand, zonder dat men deze telkens moet aanbrengen en verwijderen. Een kunststof bord breekt zelden bij normaal gebruik. Een breuk of barst blijft echter steeds mogelijk, afhankelijk uit welk type kunststof de bordranden zijn vervaardigd of hoe het eventueel valt.

Assymetrisch bord met ingebouwde opstaande rand Ornamin

Borden met een discrete schuine bodem, zodat het voedsel naar 1 kant geschoven wordt waar het tegen een overhellende boord terecht komt. Het klassiek bord is verkrijgbaar in kunststof SAN. Het dessertbord en de soepkom zijn verkrijgbaar in kunststof melamine, zowat de sterkste kunststof.

Maar melamine is niet microgolfbestendig, de variant SAN is dat wel. Men kan kiezen tussen neutrale of gekleurde varianten. De gekleurde varianten bieden visueel comfort bij personen met visuele problemen en triggeren personen met dementie om de voedselopname te stimuleren. De bordranden zijn voorzien van een antislip ring onderaan.



Klassiek bord Ø 27 cm

SAN

• wit	AD166907	€ 23,80
• wit met blauwe rand	AD166908	€ 30,00
• wit met gele rand	AD166912	€ 30,00
• wit met groene rand	AD166915	€ 30,00
• wit met rode rand	AD166917	€ 30,00
• wit met cassis rand	AD166919	€ 30,00
• wit met donkergroene rand	AD166921	€ 30,00

Dessertbord Ø 20 cm

Melamine

• wit	AD141011	€ 33,50
• wit met blauwe rand	AD141037	€ 40,00
• wit met gele rand	AD141038	€ 40,00
• wit met groene rand	AD141039	€ 40,00
• wit met rode rand	AD141036	€ 40,00

Soepkom Ø 15,5 cm

Melamine

• wit	AD127321	€ 22,70
• wit met blauwe rand	AD149251	€ 27,20
• wit met gele rand	AD149254	€ 27,20
• wit met groene rand	AD149252	€ 27,20
• wit met rode rand	AD149253	€ 27,20

Isolerend bord Thermo Ornamin

U doet warm water in 1 van de openingen onder de gekleurde antislip grepen. Men kan het bord ook vullen met gemalen ijs om langdurige koeling te bekomen. Onderaan bevindt zich een antislip ring.

Dit bord is verkrijgbaar in kunststof melamine (witte binnenkant) en polypropyleen (buitenkant). Melamine is beter bestand tegen krassen, maar is niet microgolfbestendig.

Thermoborden gaan langer mee als ze enkel met de hand afgewassen worden.

Andere kleuren op aanvraag.

Bord Ø 25,5 cm

• wit - blauw	AD141275	€ 38,90
• wit - cassis	AD141277	€ 38,90
• wit - rood	AD141283	€ 38,90
• wit - donkergroen	AD167076	€ 38,90

Diep bord Ø 19 cm

• wit - blauw	AD141265	€ 34,70
• wit - cassis	AD141267	€ 34,70
• wit - rood	AD141273	€ 34,70
• wit - donkergroen	AD167077	€ 34,70



Geschikt voor koude en warme gerechten!



De bekers van **Ornamin** zijn in Duitsland gemaakt en vallen op door hun hoge kwaliteit en mooie design. De ergonomische aanpassingen zijn tegelijk zo onopvallend mogelijk. Vervaardigd uit zeer duurzame kunststof en nagenoeg onbreekbaar bij normaal gebruik.

Tevens geschikt voor de microgolf en de vaatwasser op matige temperatuur.

Andere kleuren op aanvraag.

Beker SAN Ornamin 350 of 450 ml

Deze lichtgewicht, economische beker past goed in de hand, is stabiel en geschikt voor koude en warme dranken. Stapelbaar en dus ruimtebesparend.

Beschikbaar zonder handvat of met 1 groot open handvat, nl. de variant **Culinar**.

- Ø 9 cm

350 ml

• glashelder	AD160991	€ 4,40
• wit	AD160993	€ 4,40
• linnen grijs	AD167102	€ 4,40
• salie groen	AD167104	€ 4,40
• zwart	AD167687	€ 4,40

450 ml

• glashelder	AD161101	€ 5,20
• wit	AD162343	€ 5,20
• linnen grijs	AD167108	€ 5,20
• salie groen	AD167110	€ 5,20



Beker Culinar (met handvat)

• volledig wit	AD156334	€ 16,50
• geel/wit	AD156326	€ 16,50
• blauw/wit	AD156324	€ 16,50
• groen/wit	AD156328	€ 16,50
• rood/wit	AD156330	€ 16,50
• cassis/wit	AD167095	€ 16,50
• linnen grijs/wit	AD167096	€ 16,50
• salie groen/wit	AD167098	€ 16,50




In optie is een afsluitbaar drinkdekseltje in polypropyleen/TPE verkrijgbaar om drank langer op temperatuur te houden en de beker veilig te transporteren. Met het drinkdeksel kan men meer gecontroleerd drinken bv. bij tremor of Parkinson.

Ook een gesloten dekseltje is verkrijgbaar in optie.

De bijhorende deksels zijn niet microgolfbestendig.

• zwart, met opening	AD162339	€ 5,20
• zwart, zonder opening	AD167743	€ 5,20







Isolerende beker Ornamin

Deze sterke en mooie drinkbeker van Ornamin is dubbelwandig en heeft zeer goede isolerende eigenschappen. De beker is verkrijgbaar in verschillende aantrekkelijke kleuren en voorzien van een ergonomisch handvat. Door zijn vorm valt hij moeilijk om. Combineerbaar met de verschillende types Ornamin tuitjes (zie verder).



GEWONE BEKER



BEKER MET TRECHTERVORM



Dezelfde beker bestaat ook met een trechtervormige binnenkant, waardoor hij dezelfde functie heeft als een neusbeker. U hoeft het hoofd echter niet achteruit te buigen om vlot te kunnen drinken.

Grote voordelen:

- u kunt de beker niet verkeerd vastnemen, wat bij een neusbeker wel vaak gebeurt
- de beker is combineerbaar met de verschillende types Ornamin tuitjes (zie verder)
- er is geen uiterlijk verschil met de gewone isolerende beker
- verkrijgbaar met 1 of 2 handvatten



Thermo 204: 320 ml

klassieke beker met 1 handvat

• rood	AD141253	€ 12,70
• geel	AD141249	€ 12,70
• groen	AD141251	€ 12,70
• blauw	AD141245	€ 12,70
• cassis	AD141247	€ 12,70
• donkergroen	AD167078	€ 12,70

Thermo 205: 200 ml, trechtervorm met 1 handvat

• groen	AD141261	€ 11,60
• rood	AD141263	€ 11,60
• blauw	AD141255	€ 11,60
• geel	AD141259	€ 11,60
• cassis	AD141257	€ 11,60
• donkergroen	AD167079	€ 11,60

Thermo 815: 200 ml, trechtervorm met 2 handvatten

• groen	AD153010	€ 12,70
• rood	AD153012	€ 12,70
• blauw	AD153004	€ 12,70
• geel	AD153008	€ 12,70
• cassis	AD153006	€ 12,70



Eenvoudige drinkbeker Ornamin 250 ml

De discrete maatverdeling aan de binnenzijde helpt bij het opvolgen van de vochtbalans. De buitenzijde is licht antislip. Verkrijgbaar in verschillende aantrekkelijke transparante kleuren. Combineerbaar met de verschillende types tuitjes van Ornamin (zie verder). In polypropyleen.

• transparant	AD070811	€ 3,00
• rood	AD070808	€ 3,00

• blauw	AD070807	€ 3,00
• groen	AD070806	€ 3,00

Beker met 2 handvatten Ornamin 250 ml

Deze stevige beker in polypropyleen ligt steeds goed in de hand en is verkrijgbaar in verschillende aantrekkelijke transparante kleuren. Combineerbaar met de verschillende types tuitjes van Ornamin (zie verder).

• transparant	AD067283	€ 9,30
• blauw	AD067384	€ 9,30
• oranje	AD140916	€ 9,30

• turquoise	AD167119	€ 9,30
• groen	AD167120	€ 9,30



Drinktuitjes Ornamin

Robuuste tuitjes voor de verschillende Ornaminbekers van pag. 42-43. Telkens een setje van 2 met een grote en kleine opening.

- Ø kleine opening: 4 mm
- Ø grote opening: 13 x 6 cm (ovaal)

• transparant	AD149385	€ 7,80
---------------	-----------------	--------



TYPE 813

Drinkdekseltje Ornamin

Een drinkdeksel is bedoeld om gecontroleerd te drinken, bv. personen met motorische problemen, tremor,...

Het is een hulpmiddel dat weinig opvalt en tevens zorgt voor een goede isolatie, waardoor warme dranken minder snel afkoelen.

811 heeft aan 1 zijde een drinkopening van 9 x 3 mm en is lichtjes hol, zodat eventuele restdruppels niet langs de kant lopen.

813 is een diep dekseltje met 4 drinkgleuven waardoor men langs verschillende zijden kan drinken.

814 is een diep dekseltje met 12 gaatjes. Ideale oplossing voor personen met tremor, bv. bij Parkinson.

Bij schudden of beven blijft de vloeistof grotendeels onder het dekseltje, als de beker aan de mond is, vloeit deze geleidelijk door de 12 openingen.

Enkel geschikt voor de Ornaminbekers van pag. 42-43.



TYPE 814

TYPE 811

• drinkdekseltje 811, met 1 opening, transparant	AD079649	€ 3,80
• drinkdekseltje 813, verzonken met 4 gleuven, transparant	AD165935	€ 3,80
• drinkdekseltje 814, verzonken met 12 openingen, transparant	AD149558	€ 3,80

VERNIEUWD
DESIGN



Waterglas Caipi 250 ml

Ultrastevig waterglas in polycarbonaat met het uitzicht van een gewoon glas.

- Ø 8,3 cm
- hoogte: 9 cm
- stapelbaar

AD166979 € 4,60



1



2

- | | | | |
|---|----------|----------|--------|
| 1 | • 250 ml | AD166978 | € 5,40 |
| 2 | • 310 ml | AD166977 | € 8,10 |

Elegant wijnglas 250 of 310 ml

Dit wijnglas in polycarbonaat heeft de verfijnde look van een echt wijnglas maar is stevig genoeg om tegen een stootje te kunnen.

- Ø 7,6 (250 ml) of Ø 6,9 cm (310 ml)
- hoogte: 16,8 cm (250 ml) of 21 cm (310 ml)



Beker met 1 handvat 280 ml

Eenvoudige, kleurige beker in polycarbonaat. Microgolfbestendig.

- Ø 7,7 cm
- hoogte: 10 cm

- pacific blauw AD166981 € 4,90

Isolerende soepkom met deksel 450 ml

Duurzame, ultrasterke dubbelwandige soepkom in kunststof. Microgolfbestendig.

- Ø 12,5 cm
- hoogte 6,8 cm



- soepkom AD166963 € 16,70
- optie: bijhorend hermetisch dekseltje AD166964 € 1,70



Isolerende beker met deksel 250 ml

Deze dubbelwandige beker in polypropyleen wordt best in combinatie met het optionele deksel gebruikt: zo blijven dranken tot 45 minuten warm en kan men zich niet verbranden tijdens transport.

- Ø 8,3 cm (beker) en 8,6 cm (deksel)
- hoogte beker: 7,5 cm
- microgolf- en vaatwasbestendig

- beker AD166961 € 10,90
- optie: bijhorend hermetisch dekseltje AD166962 € 1,70

Rillenbeker 200 ml

Mooie en praktische beker in helder polycarbonaat met een zeer goede greep. In optie zijn 2 tuitjes verkrijgbaar met 4 en 8 mm Ø, alsook een bekerhouder met een handvat voor een betere grip. U kunt de ventilatiegaatjes van de tuitjes afsluiten met een bijgeleverd rubberen dopje, waardoor de beker nauwelijks lekt als hij omvalt. Hij zorgt bovendien voor gedoseerd drinken. Microgolf- en vaatwasbestendig.



Bekers

• transparant	AD021224	€ 4,60
• glashelder	AD156251	€ 4,60
• blauw	AD066176	€ 5,90
• oranje	AD066179	€ 5,90
• groen	AD066175	€ 5,90
• fuchsia	AD066177	€ 5,90
• paars	AD066178	€ 5,90
• geel	AD066180	€ 5,90

Sets

• beker, transparant met 2 tuitjes 4 - 8 mm	AD149412	€ 11,50
• beker, transparant blauw met 2 tuitjes 4- 8 mm	AD149414	€ 13,25

Opties

• drinktuitje kleine opening 4 mm	AD021223	€ 3,60
• drinktuitje grote opening 8 mm	AD021293	€ 3,60
• bekerhouder: geel	AD050301	€ 8,90

Tremorbeker Sasscup 150 ml

Beker in polypropyleen met waaivormig inzetstuk, waardoor de bewegingen van de vloeistof vertraagd worden zoals bij een golfbreker. Hierdoor is de beker uiterst geschikt voor mensen met een tremor. Men kan het open handvat eventueel ook over de hand klemmen. De beker kan worden gebruikt in combinatie met ingedikte dranken. Ingedikte dranken en dranken met een consistentie zoals drinkyoghurt zullen langzamer stromen, maar kunnen wel gedronken worden. Men kan de waaier gemakkelijk in de beker klikken en verwijderen via het geïntegreerde handvatje. De waaier past niet in bekercups met een andere vorm. Microgolf- en vaatwasbestendig.

- Ø beker: 8 cm
- hoogte beker: 10 cm

• transparant	AD168181	€ 32,95	• oranje	AD167607	€ 32,95
• geel	AD167601	€ 32,95	• rood	AD167608	€ 32,95
• grijs	AD167605	€ 32,95	• wit	AD167609	€ 32,95
• groen	AD167606	€ 32,95	• zwart	AD167611	€ 32,95
			• blauw	AD167612	€ 32,95



Tremorbeker Easi 2

Keramische witte beker met uniek waaivormig inzetstuk, waardoor de bewegingen van de vloeistof vertraagd worden zoals bij een golfbreker. Hierdoor is de beker uiterst geschikt voor mensen met tremor. Men kan de waaier gemakkelijk verwijderen met het meegeleverde inox haakje. De waaier is gemaakt uit een vrij harde kunststof en past niet in andere bekercups.

• keramische beker met waaier	AD045707	€ 70,40
• reserve waaier	AD045708	€ 38,10



Total Cup® 200 ml

Vermindert het risico op verslikken bij personen met een dysfagie (slikstoornis). Ontwikkeld vanuit praktijkervaring en wetenschappelijke kennis.

Verkrijgbaar in 4 types: met slikdosering van 5, 10, 15 of 20 ml. 20 ml per stok is de maximaal aan te bieden slokgrootte bij dysfagie. De beker is modulair op te bouwen: deze kan gebruikt worden met of zonder het inzetstuk voor slikdosering en met 1 of 2 handvatten of zonder handvatten. De beker is voorzien van een maatstreep op 200 ml. De bredere drinkrand zorgt ervoor dat de neus in de beker past bij het drinken waardoor men het hoofd niet achterwaarts moet bewegen. Het kleuraspect aan de Total Cup® prikkelt de zintuigen terwijl de transparante beker visuele feedback geeft. Vaatwasbestendig.



- 5 ml slikdosering

AD168943	€ 51,00
----------	---------
- 10 ml slikdosering

AD168942	€ 51,00
----------	---------
- 15 ml slikdosering

AD167054	€ 51,00
----------	---------
- 20 ml slikdosering

AD167055	€ 51,00
----------	---------

Handycup® schuine beker met 2 tuitjes 237 ml

De Handycup® is een handige en originele beker voor kinderen en volwassenen om het drinken te vergemakkelijken.

- het schuine design maakt het slikken vlotter zodat u het hoofd niet achterwaarts moet bewegen, de Handycup® werkt als een neusbeker
- 2 grote handvatten
- brede voet waardoor de Handycup® niet makkelijk omvalt
- transparant zodat steeds duidelijk is hoeveel er nog in de beker zit
- vaatwasbestendig tot max 65°C in een huishoudelijke vaatwasser
- geschikt voor de microgolfoven (in principe zijn ook de tuitjes geschikt voor de microgolfoven maar dit wordt afgeraden voor het behoud van de duurzaamheid)
- 2 tuitjes inbegrepen: opening van 4 mm voor dranken en 8 mm voor onder meer soep en yoghurt



HANDY-CUP®

- transparant clear

AD075869	€ 18,50
----------	---------
- transparant met ml maataanduiding

AD075892	€ 20,00
----------	---------

- groen transparant

AD075871	€ 18,50
----------	---------
- blauw transparant

AD075870	€ 18,50
----------	---------
- rood transparant

AD075872	€ 18,50
----------	---------

NIEUW

Ergonomische neusbeker 250 ml

Deze neusbeker is zo gevormd dat hij makkelijk vast te houden is. Vaatwasbestendig en microgolfbestendig op matige temperatuur.

- transparant **AD168840** € 18,50



CamoCup drinkbeker 120 ml

De beker CamoCup® is ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met zuig-, drink- en slikproblemen. Het schuine design maakt het slikken makkelijker zodat men het hoofd niet achterwaarts moet bewegen. De beker biedt ondersteuning aan kinderen tijdens het leren drinken maar ook wanneer de overgang van borstvoeding naar flesvoeding of van flesvoeding naar beker moeilijk is. Ook bij volwassenen biedt de beker ondersteuning tijdens het drinken.

Door de ovale 'snavelvorm' loopt de vloeistof langzaam uit de beker waardoor deze makkelijker te doseren is. De beker is ook voorzien van een klein gootje waardoor de vloeistof niet zijdelings langs de mond naar buiten kan lopen.

Nopjes t.h.v. het lipbereik stimuleren de slikreflex.

De geribbelde structuur helpt bij verminderde grijpfunctie of verminderde kracht in de handen.

De brede basis zorgt voor stabiliteit.

De CamoCup® is ook voorzien van duidelijke maataanduidingen per 20 ml.

Deze beker is zeer geschikt voor beleiders om personen met slikproblemen te helpen drinken.

- hoogte: 10 cm
- geschikt voor microgolf, vaatwasser en sterilisatie

NIEUW



- transparant **AD168684** € 16,50
- rood **AD168686** € 16,50
- petrol **AD168688** € 16,50
- lila **AD168689** € 16,50
- geel **AD168690** € 16,50
- blauw **AD168691** € 16,50
- anthraciet grijs **AD168692** € 16,50





Neusbeker Nasalto 200 ml

Deze neusbeker zorgt ervoor dat het hoofd en de nek niet naar achter moeten gebogen worden waardoor men makkelijker kan slikken en minder morst.

Vaatwasbestendig.

- Ø 8,5 cm
- hoogte: 10 cm

• transparant **AD166976** € 8,10

Afgeschuinde neusbeker Nosey Cup met 2 handvatten 250 ml

De Nosey Cup is een neusbeker met een weinig opvallende uitsnijding die er voor zorgt dat het hoofd en de nek niet achterwaarts moeten gebogen worden. Hierdoor is het slikken gemakkelijker en de kans op morsen minder. Voorzien van 2 open handvatten, lichtjes schuin geplaatst voor een natuurlijke grijphouding. Vervaardigd in helder polycarbonaat, microgolf- en vaatwasbestendig.



AD149652 € 23,60

“One Way” rietjes Pat Saunders

Deze rietjes zijn voorzien van een bolletje dat als een terugslagklep werkt, waardoor ze met vloeistof gevuld blijven ook als u even stopt met zuigen. Zo kan u rustig drinken zonder dat u te veel lucht inslikt. Deze rietjes zijn uitgerust met een clip, waardoor u ze aan de bovenrand van de beker of het glas kunt bevestigen. In de set bevinden zich een groot rietje van 26 cm en een kleiner van 18 cm, beide met 6 mm Ø.

• set van 1 klein (18 cm) en 1 groot (26 cm) **AD098761** € 10,25



Clips voor rietjes

Witte klemmetjes om rietjes beter op hun plaats te houden.

• per 10 **AD149308** € 14,00

Bekerhouder antislip Dycem®

Antislip bekerhouder in originele Dycem® kwaliteit. Maakt ook de basis breder, zodat een glas of beker moeilijker omvalt. Geschikt voor een Ø tussen 6 en 8 cm.

• limoen groen **AD155975** € 15,00
 • blauw **AD018504** € 15,00



Geruite grote slab

Deze water vaste slab bestaat uit 2 lagen:

- vooraan: 100% polyester, Schotse ruit
- achteraan: PVC-laag, volledig waterdicht
- sluiting met klittenband
- 91 x 43 cm
- handwas

• XL - blauw/groen **AD162723** € 16,30



Grote slab, in badstof, met opvangzone

Grote slab met ondoorlaatbare voering uit PU. Onderaan kan men een plooi/gootje maken om voedingsresten op te vangen. Sluiting met drukknoppen.

- 90 x 45 cm
- machinewasbaar tot 95°C
- droogkastbestendig op matige temperatuur

• XL - lichtblauw	AD161000	€ 18,10
• XL - lichtgroen	AD162604	€ 18,10
• XL - wit	AD162662	€ 18,10



Grote slab, mooi afgewerkt, in badstof, met opvangzone

Met een waterdichte achterzijde. Onderaan kan men een plooi/gootje maken om voedingsresten op te vangen. Sluiting met drukknoppen.

- 80 x 43 cm
- machinewasbaar tot 40°C
- droogkastbestendig op matige temperatuur

• L - rood	AD140908	€ 51,20
• L - donkerblauw	AD140842	€ 51,20
• L - koningsblauw	AD149862	€ 51,20



Bandana slab

Deze originele discrete slab heeft de vorm van een bandana. Mooi afgewerkt, in badstof met een waterafstotende nylon achterzijde. Andere kleuren zijn op aanvraag.

- machinewasbaar tot 40°C
- droogkastbestendig op matige temperatuur

Trendy



	jongeren		volwassenen	
• donkerblauw	AD140843	€ 21,90	AD140844	€ 24,70
• rood	AD140909	€ 21,90	AD140910	€ 24,70
• koningsblauw	AD149499	€ 21,90	AD149501	€ 24,70
• grijs			AD166538	€ 24,70





Slabben voor éénmalig gebruik

Voorzien van een anti-leklaag. Onderaan is een gootje om voedingsresten op te vangen.

- 64 x 36 cm

• per 50 **AD161237** € 12,10

Slabhouders

Handig hulpmiddel om slabben of handdoeken op hun plaats te houden. De 2 knijpers zijn verbonden door een fijne ketting.

- totale lengte: 50 cm

AD161241 € 10,60



Boterhamplankje kunststof

Rechthoekig plankje met 2 boorden. Voor linkshandigen moet het plankje met de randen naar rechts geplaatst worden, voor rechtshandigen moet het met de randen naar links geplaatst worden. Er is ook een model met fixatiepinnen. De 9 inox pinnen zitten op een verwijderbaar cirkeltje dat in de plank past. Vaatwasbestendig.

- 25,5 x 18 cm

• zonder fixatiepinnetjes **AD024331** € 18,90
 • met fixatiepinnetjes **AD045595** € 24,20



Verkrijgbaar in kleine en grote versie

Boterhamplankje Ornamin

Kunststof rechthoekig plankje, verkrijgbaar in attractieve kleuren. Er zijn 3 opstaande boorden, zodat het geschikt is voor links-, rechts- en éénhandige personen.

Een interessante optie is de clip met pinnetjes. Hierdoor kan het plankje ook gebruikt worden om bv. fruit te snijden.

Beschikbaar in 2 groottes.

De versie in 22 x 17 cm is vervaardigd uit melamine en voorzien van antislip onderaan.

De versie in 28,5 x 21 cm is vervaardigd uit TPE (met silicone) en is volledig antislip.

De clip met pinnetjes is dezelfde voor beide boterhamplankjes en is vervaardigd in kunststof PBT.

Vaatwasbestendig.

Boterhamplankje

	22 x 17 cm		28,5 x 21 cm		incl. clip met fixatiepinnetjes			
					22 x 17 cm		28,5 x 21 cm	
• wit	AD075920	€ 33,50			AD149387	€ 43,40		
• rood	AD075921	€ 33,50	AD165940	€ 34,70	AD149389	€ 43,40	AD165942	€ 44,50
• geel	AD075922	€ 33,50	AD165944	€ 34,70	AD149391	€ 43,40	AD165947	€ 44,50
• blauw	AD075923	€ 33,50	AD165948	€ 34,70	AD149393	€ 43,40	AD165951	€ 44,50
• groen	AD150760	€ 33,50	AD165952	€ 34,70	AD156779	€ 43,40	AD165954	€ 44,50

Prijs voor beste design!

Design boterhamplank Theomatik, voor éénhandig gebruik

Deze boterhamplank werd genoemd naar de bedenker Theo Willen, vrijwilliger in een revalidatiecentrum. Het compact, hygiënisch ontwerp is gemaakt uit kunststof en voorzien van antislip inkepingen aan de zijkant om bijvoorbeeld kleine verpakkingen boter, confituur, ... in te fixeren zodat men ze makkelijk kan openen. Het bijgeleverde wegneembare mesje kan gemakkelijk de zakjes van suiker, thee en beleg openen. De maaltijd wordt voorbereid op het handig antislip bordje, dat voorzien is van een insnijding langs de opstaande randen om zelf een boterham doormidden te kunnen snijden. Het bordje is afzonderlijk afneembaar. Vaatwasbestendig.

- afmetingen plankje: 30 x 17 x 6 cm
- afmetingen inkepingen: Ø 2 tot 6 cm
- gewicht: 900 g

AD165930 € 56,99



Gevestigde waarde

Universele keukenfixatieplank ETAC

Kunststof keukenplank met verschillende fixatiemogelijkheden, geschikt voor éénhandig gebruik. Met zuignapvoetjes, verplaatsbare staafjes en inox pinnen om een kom of etenswaren tussen te fixeren.

- 31 x 29,5 x 3,5 cm

AD167177 € 120,00

etac
Creating Possibilities



Kitchen Workstation

Multifunctionele kunststof keukenplank met verschillende fixatiemogelijkheden:

- wegneembare rasp met een beschermkap
- 2 boorden
- wegneembare inox pinnen
- wegneembare klem die open kan tot 11 cm met ronde of rechte rand voor potten of borden

Met zuignapvoetjes.
Vaatwasbestendig.

- 50 x 30 x 10 cm

AD027131 € 162,40

Gekende kwaliteit





Bokaalopener set voor 3 formaten, incl. flessen- en bokaalopeners

Pottenklemsysteem voorzien van 3 conische openingen, bekleed met antislipmateriaal. Inclusief 3 losse bokaal- en flessenopeners in antislipmateriaal die na gebruik in het systeem kunnen opgeborgen worden. De onderzijde is ook voorzien van antislip, ideaal voor éénhandig gebruik. Voor allerlei potten en flessen (ook flessen van 2 l) met een Ø van 2 tot 10 cm.

AD160799 € 33,00

Antislipmatjes Dycem®

Originele en vertrouwde topkwaliteit van Dycem®: 3,2 mm dik, gif- en reukvrij. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

14 cm rond

• blauw	AD002836	€ 14,00
• rood	AD002837	€ 14,00
• limoen groen	AD150808	€ 14,00

Kleine placemat 25 x 18 cm

• blauw	AD002843	€ 24,00
• rood	AD002844	€ 24,00

Placemat 35 x 25 cm

• blauw	AD002847	€ 37,00
• rood	AD002848	€ 37,00

Grote placemat 45 x 38 cm

• blauw	AD002851	€ 59,00
• rood	AD002852	€ 59,00

19 cm rond

• blauw	AD005041	€ 18,00
• rood	AD002840	€ 18,00
• limoen groen	AD150809	€ 18,00



Bokaal- of flessenopener Dycem®

Handig, klein en soepel antislip hulpmiddel in de originele en gekende topkwaliteit van Dycem®.

Voor alle flessen of bokaalen met een schroefdoop. Vooral bedoeld voor mensen met een verminderde kracht, maar in combinatie met een antislipmatje ook geschikt voor éénhandig gebruik. Ook handig voor het openen van deuren, knoppen van verwarming, gasvuur,... Gif- en reukvrij.

• voor flessen, limoen	AD163795	€ 7,00
• voor flessen, metaalblauw	AD006875	€ 8,00
• voor bokaalen, metaalblauw	AD006516	€ 10,00

Flessenopener
ook verkrijgbaar in
Adhome-kleur limoen



NIEUW



Keukenmes met ronde ergonomische handgreep

Keukenmes in roestvrij staal met een verdikt, gesloten handvat dat zorgt voor een natuurlijke polshouding. Met een zaagbeweging kan voedsel vlot gesneden worden. De aangegeven lengte is deze van het lemmet.

gewicht: 175 g (chefmes), 164 g (broodmes)

1 • chefmes - 19,5 cm	AD168725	€ 21,60
2 • broodmes - 20,5 cm	AD168726	€ 21,60



Keukenmes met ergonomische handgreep Easi-Grip®

Deze roestvrij stalen messen hebben een verdikt, ergonomisch gevormd antislip handvat dat zorgt voor een natuurlijke polshouding. Lichtgewicht: 120 à 130 g. De aangegeven lengte is deze van het lemmet.

• gevorkt mes - 15 cm	AD006095	€ 26,00
• vleesmes - 20 cm	AD006094	€ 26,00
• broodmes - 20 cm	AD006093	€ 26,00



Bavarian Edge messenslijper

De Bavarian Edge messenslijper slijpt en polijst professioneel alle keukenmessen, ook gekartelde. Eenvoudige bediening dankzij de X-Cross-technologie die zich flexibel aanpast aan elk mesblad. Extreem bestendig en duurzaam. Voorzien van antislip voetjes onderaan. Niet geschikt voor keramische messen.

AD168270 € 26,95



Ergonomische dunschiller met vingergreep

Ontworpen om de kracht van de arm te benutten zonder pols en vingers te belasten. Plaats de middelvinger in de flexibele lusing, de vleugels zorgen voor extra stabilisatie. Door zijn flexibiliteit is deze dunschiller geschikt voor verschillende vingergroottes. Het snijmes is gemaakt van roestvrij staal en volgt flexibel de contour van de groenten en het fruit. Een mesafdekking is inbegrepen om het mes langer scherp te houden en de vingers te beschermen.

• donkergrijs, met rechte snijmesjes	AD167071	€ 11,25
• lichtgrijs, met getande snijmesjes	AD167072	€ 11,25



Dunschiller met vingerfixatie

Voor wie moeite heeft met het gebruiken van een gewone aardappelschiller. Men stopt de vingers langs achter door de houder, het snijmes volgt flexibel de contouren van de vruchten en groenten. Kleuren kunnen variëren.

BUDGETTIP!

AD165775 € 8,80



VERNIEUWDE
VERSIE



Zelfopenende keukenschaar

Vernieuwde versie van de gekende keukenschaar van Peta. Met grote comfortabele ergonomische handvatten waardoor de kracht van de hele hand kan worden gebruikt. De handvatten zijn ook voorzien van een zachte coating voor een goede grip. De roestvrij stalen snijbladen zijn gekarteld om het item dat wordt gesneden goed te kunnen grijpen. Een verborgen veermechanisme maakt de schaar zelfopenend. Een veiligheidssluiting houdt de schaar dicht als ze niet in gebruik is. Niet geschikt voor de vaatwasmachine.

• 23,3 cm AD168723 € 25,00

Bokaalopener Jarkey

Deze originele en stevige bokaalopener laat het vacuüm uit de pot ontsnappen waardoor deze vlot kan geopend worden.

AD021307 € 7,40



Multi Opener 6-in-1

Deze Multi Opener heeft verschillende functies: hij opent probleemloos bokalen met schroefdeksels, flessen met draaidoppen of kroonkurken, conservenblikken met trekkring en drankblikjes. Zijn antislip oppervlak en zijn uitgeknipte design zorgen voor een stevige greep.

AD072516 € 35,80



Opener voor blik met trekking J-Popper

De blikopener J-Popper werkt als een hefboom. Hierdoor is hij bijzonder geschikt voor personen met een verzwakte greep.




AD021309 € 7,40



Ulla® slimme sensor voor regelmatig drinken

Compact apparaatje om rond een glas of drinkfles te bevestigen. Via bewegings, kantel- en lichtsensoren detecteert Ulla® wanneer u drinkt. Het geeft een subtiel lichtsignaal elke 30 à 40 minuten als u vergeten bent om te drinken. Ulla treedt automatisch in werking wanneer u in de buurt bent en gaat in slaapmodus wanneer u weg gaat. Geschikt voor glazen en flessen van verschillende formaten en temperaturen tussen 0 en 70°. Inclusief bevestigingsbandje van silicone, 1 knoopcelbatterij en handleiding.

- afmetingen: 4 x 2,5 x 1 cm
- gewicht: 28 g



1	• wit - cactus	AD168815	€ 31,00
2	• wit - koala	AD168816	€ 31,00
3	• wit - sweet heart	AD168817	€ 31,00
4	• groen - be-YOU-tiful	AD168818	€ 31,00
5	• blauw	AD168819	€ 31,00
6	• zwart	AD168820	€ 31,00
7	• roze - you got this	AD168821	€ 31,00

Uccello kantelbare waterkoker

Designvolle, elektrische waterkoker met geïntegreerd veilig kantelsysteem. Voorzien van een ergonomische handgreep. Ideaal voor personen met weinig kracht in de handen of de armen.

- afmetingen: 29,8 x 24,2 x 24,7 cm
- materiaal waterkoker, houder en basis: kunststof
- materiaal verwarmingselement: roestvrij staal
- verwijderbare antikalkfilter: roestvrij staal
- waterniveau-indicator
- aan-lampje
- grote antislip basis
- gewicht: 1,7 kg



- zwart/wit, 1,5 liter **AD167698** € 79,95

Uitwringingsysteem voor de vaatdoek

Dit unieke systeem is uitermate geschikt voor mensen met zwakkere handen. Men trekt het binnenste deel (piston) uit de cilinder en steekt de natte vaatdoek in het toestel. Vervolgens komt de piston terug op zijn plaats. Gebruik het lichaamsgewicht om op de dikke antislip kop te duwen. De vaatdoek is uitgeperst en kan verwijderd worden uit het toestel.

AD066036 € 47,00



Vershoudsysteem CleverTray

Slim en milieuvriendelijk herbruikbaar alternatief voor plasticfolie, aluminiumfolie of vershoudzakjes. Deze innovatieve, bijna luchtdichte verpakkingsoplossing heeft een bakje als basis voorzien van een afneembaar deksel met herbruikbare folie die strak rond het voedsel sluit en het vers houdt. Geschikt voor bijvoorbeeld vleeswaren, etensresten van het avondeten, gesneden groenten en fruit, ... Stapelbaar en ruimtebesparend.

- kleur: wit/rood
- mag in koelkast en vriezer
- het onderste gedeelte is microgolfbestendig

- standaardversie: 30 x 23 x 3 cm [2 stuks] **AD167708** € 28,75
- XL versie: 39 x 27 x 3 cm [1 stuk] **AD167709** € 24,00



Dienblad antislip met onderaan bonenzak

Vormbaar kussen met afneembaar dienblad. Het dienblad is voorzien van een antisliplaag, zodat eetgerei er niet afglijdt. Wordt ook gebruikt om bv. telefoon, afstandsbedieningen of boeken binnen handbereik te hebben. Eveneens geschikt voor laptop.

Het dienblad kan eenvoudig verwijderd worden via velcro strips en kan afzonderlijk gebruikt worden. Zonder het dienblad kan het kussen gebruikt worden als steunkussen. Zeer geschikt voor gebruik in de rolstoel en in bed. Zwarte tray met zwart kussen.

De hoes is afneembaar en machinewasbaar op 30°C.

- standaard 46 x 38 cm **AD166778** € 84,00
- mini 42,5 x 23 cm **AD165927** € 67,00

Advies van onze ergotherapeuten...

Veel mensen overbelasten hun handgewrichten, zelfs op jonge leeftijd. Tijdig kleine hulpmiddelen inschakelen die het knijpen, draaien en wringen verminderen, verlengt de pijnvrije levensduur van gewrichten.

Draaikussen

Zacht draaikussen, gebaseerd op 2 lagen, met daartussen de stof van een glijdlaken. Geschikt voor gebruik in een stoel of zetel, bed of auto. Onderaan is er een antisliplaag, de bovenzijde is een dun kussen. Niet wasbaar.

- Ø 43 cm
- maximale belasting: 120 kg

• voor zittende transfers **AD155979** € 36,50



Draaikussen op kunststof plaat

Dit draaikussen heeft onderaan een stevige vaste schijf met daarop een comfortabel kussen van 5 cm dikte met een hoes van kunstvlacht.

- Ø 40 cm
- hoes: machinewasbaar tot 30 °C
- maximale belasting: 120 kg

• voor zittende transfers **AD127241** € 61,00



Draaischijf Turntable

Turntable bestaat uit hard en gemakkelijk te reinigen materiaal, waardoor het zeer goed bruikbaar is voor transfers met schoenen, transfers buiten, aan de auto, ...

- Ø 40,5 cm
- maximale belasting: 125 kg

• voor staande transfers **AD168682** € 71,50



Onze expertise in ergotherapie is er voor u!



Vlot in en uit de auto

Een aantal hulpmiddelen kunnen het in- en uitstappen makkelijker maken:

De **Metro Car** is een compact, stevig en eenvoudig hulpmiddel dat het in en uit de auto stappen vergemakkelijkt. Hij heeft een roestvrij stalen schacht en een zachte antislip greep. De Metro Car past in de rechthoekige beugel van de sluiting van de meeste autodeuren.

- maximale belasting: 130 kg

De **Autoglide** is een speciaal type glijd- en draaikussen, ontwikkeld voor het vlot in- en uitstappen van een auto.

Dit soepel draaikussen kan ook vlot zijwaarts verschuiven, de begeleider kan eventueel aan lussen meehelpen. De stof is ademend, zodat ook bij langere ritten het comfort gewaarborgd is.

- machinewasbaar tot 60°C



• Metro Car **AD149861** € 55,00

• AutoGlide - 44 x 46 cm **AD080440** € 122,00

Bed transferbeugel lichtgewicht Econorail Stander™

Lichtgewicht bed transferhulp in geanodiseerd aluminium.

- de bovenzijde van de greep is met antislip bekleed
- kan volledig uit elkaar worden genomen en getransporteerd in een compact meegeleverd tasje, handig om mee te nemen op reis

Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.

- hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 54 cm
- kader: 50 x 40 cm
- gewicht: slechts 700 g
- maximale belasting: 136 kg

- met handige reistas **AD149605** € 107,00



Bed transferbeugel BedCane™ Stander

Mooie transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps.

- hoogteverstelbaar van 48 tot 55 cm
- kader: 58,4 x 48,2 cm
- gewicht: 5,4 kg
- maximale belasting: 136 kg

- met handige opbergtas 4 vakken **AD149594** € 176,00



Bed transferbeugel Mobility Rail Stander™

Deze beugel heeft een deel dat kan uitklappen, daardoor kan hij in de meest optimale positie gezet worden voor de transfer. De bovenzijde van de greep is gepolsterd. Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.

- hoogteverstelbaar van 53 tot 110 cm
- hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 44 tot 56 cm
- hoogte van de vloer tot de onderkant van de matras: 34 tot 54 cm
- breedte beugel: 47,5 cm
- gewicht: 4,4 kg
- maximale belasting: 136 kg

- met steun op de grond + handige opbergtas 4 vakken **AD149603** € 170,00



Transferhulp met 2 handvatten Handy Handle Stander™

Bij het recht helpen van iemand die neerzit, belast men vaak onnodig zijn rug en is het moeilijk om de persoon correct vast te nemen. Met dit handig en ergonomisch gevormd hulpmiddel kan men vlot en veilig iemand uit de zetel, rolstoel, bed of auto recht helpen.




AD161038 € 29,90

Transferhulp voor de zetel Stander™

Een solide stalen kader dat onder de zetel geschoven wordt en voorzien is van antislip voetjes. Het grote handvat is in de hoogte verstelbaar en aanpasbaar voor linker- of rechterzijde. Voorzien van een handig wegzwenkbaar werktafeltje.

- handvat: hoogteverstelbaar van 87,5 tot 102 cm
- tafelhoogte: hoogteverstelbaar van 66,5 tot 81 cm
- vloerbasis: lengteverstelbaar van 51 tot 91,5 cm
- hoogte vloerbasis: 4,2 cm
- maximale belasting tafel: 13,5 kg
- totale maximale belasting : 113,5 kg



AD149595 € 325,00



Bed transferbeugel

Transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps.

- hoogteverstelbaar van 40 tot 52 cm
- kader: 31 x 44 cm
- gewicht: 2 kg

AD142806 € 75,00

Rechte transferplank

Transferplank in milieuvriendelijk bamboe, de uiteinden zijn dunner om een soepele glijbeweging mogelijk te maken.

- maximale belasting: 190 kg
- lang type 76 cm, met 1 handvat

AD156775 € 67,00



Gebogen transferplank

Deze transferplank heeft een gebogen vorm en kan daardoor in zeer veel verschillende situaties gebruikt worden, bijvoorbeeld van stoel naar rolstoel, naar het toilet, de auto.

Verkrijgbaar in 2 versies:

- milieuvriendelijk bamboe: maximale belasting tot 190 kg
- kunststof: maximale belasting tot 152 kg



- bamboe - 65,6 cm **AD156777 € 89,00**
- kunststof - 70 cm **AD025300 € 151,20**



Transferlaken tunnelvorm HyperGlideToo®

De HyperglideToo® is gemaakt van een uniek weefsel, speciaal voor transfers. Het weefsel combineert uitzonderlijke stevigheid, zachtheid, soepelheid en glijdcapaciteit door zijn extreem lage wrijvingsweerstand. Hyperglide Too® is in tunnelvorm gestikt en ideaal om bijvoorbeeld iemand hogerop te brengen, te positioneren en voor wisselhouding.

- machinewasbaar tot 80°C

• 70 x 70 cm	AD156021	€ 35,00
• 130 x 90 cm	AD156025	€ 76,00



Transferlaken Arion Trans-Slide

Groot glijdlaken van Arion, gereputeerde fabrikant van o.a. aantrekthulpen voor drukkousen. Het speciaal gecoate "high tenacity" weefsel heeft een hoge slijtvastheid en is dubbellaags toegepast. De Trans-Slide is toepasbaar in elke willekeurige richting binnen de bedgrenzen.

De variant 2 is gemaakt in zeer glad materiaal dat bewerkt is met een unieke coating. Samen met de dubbellaagse toepassing, zorgt dit voor een ultra glad product en een zeer hoge wrijvingsreductie. Dit zorgt ervoor dat de benodigde fysieke inspanning voor zorgvrager én zorgverlener tot een minimum wordt beperkt.

Geschikt voor transfers van corpulente personen.

1: geschikt voor chemisch reinigen, desinfectie en voor industriële wasmachine tot 95°C

2: niet geschikt voor wasmachines door de speciale coating! Wel makkelijk afwasbaar (best nadrogen met een handdoek). Daarom wordt aangeraden om het product voor 1 enkele persoon te gebruiken.

1 • Tri-Clean, 145 x 90 cm	AD155989	€ 97,90
2 • 125 x 90 cm - extra glad materiaal	AD168246	€ 97,90

Sta-op hulp met visco-elastische zitting

Draagbaar lichtgewicht kussen dat van elke stoel een liftstelsel maakt door een pneumatische cilinder of een elektrische motor. Kan gemakkelijk aangepast worden aan het gewicht van de gebruiker. Voorzien van een zwart visco-elastisch kussen geschikt voor langdurig zitten. Makkelijk dicht te vouwen (tot 5 cm dikte) voor transport.



Pneumatisch: totaalgewicht van 4 kg:

- standaardversie voor personen van 35 tot 105 kg
- zwaardere versie voor personen van 90 tot 160 kg

De elektrische versie weegt 6,2 kg en is geschikt voor personen tot 136 kg.

• standaard	AD149855	€ 279,00
• zware versie	AD149856	€ 279,00
• elektrische versie	AD149857	€ 429,00

HEPRO

SCANDINAVISCH
DESIGN

NIEUW
EXCLUSIEF

Transferpaal Gripo™

Transferhulp bestaande uit 1 paal met zeer veel mogelijkheden. De paal wordt zonder te boren vastgeklemd tussen vloer en plafond op elke gewenste plaats, ook als er geen muur in de buurt is. De transferpaal kan met tal van opties uitgebreid worden zoals verschillende handrepen, douchezit, ...

- voor plafonds van 210 tot 300 cm hoogte
- gewicht: 4,7 kg
- maximale belasting van het toestel zelf: 150 kg, indien correct geplaatst



opties

- standaard - hoogteverstelling 210 tot 300 cm
 - driehoekige handgreep
- bedpapegaai met optrekbeugel
 - plafondplaat
- wegklapbare douchezit
- twee zijdelingse armleuningen
- dubbele horizontale handgreep
- dubbele horizontale armsteun
 - universele connectors
 - combi handgreep
 - zachte grip
 - verticale handgreep

AD168757	€ 550,00
AD168758	€ 120,00
AD168759	€ 275,00
AD168760	€ 175,00
AD168761	€ 525,00
AD168762	€ 499,00
AD168763	€ 115,00
AD168764	€ 270,00
AD168765	€ 115,00
AD168766	€ 155,00
AD168767	€ 84,00
AD168834	€ 200,00

Voetenheffer Leg Lifter

Een voetenheffer heeft onderaan een stijve lus waarvan men de vorm kan aanpassen. Handig om de voeten in en uit het bed, de auto of van de rolstoelvoetensteun te helpen als de kracht in de benen ontbreekt.

- standaard, 86,4 cm, half stijve lus onderaan
 - lang, 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan
- lang, 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan, met 2 handvatten

AD025208	€ 13,70
AD027155	€ 32,60
AD027156	€ 34,90



Belgische producent van hoogkwalitatieve wandelstokken. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding! Standaard voorzien van een polslusje. Andere kleuren/varianten verkrijgbaar: zie onze website.

BESTSELLER!



Pluiose wandelstok 2-delig, standaard handvat

Basismodel, hoogteverstelbaar van 80 tot 104 cm.

- zwart **AD167815** € 21,60
- grijs **AD167818** € 19,30



Pluiose wandelstok 5-delig, opvouwbaar

Opvouwbare wandelstok met clip om wandelstok samen te houden. Inclusief een transparant kunststof opbergzakje.

- hoogteverstelbaar van 82 tot 93 cm

- zwart **AD167821** € 21,00
- grijs **AD167825** € 19,30



Pluiose wandelstok met anatomische handgreep

Speciaal ontwikkeld voor personen met artritis in de handen, maar ook voor de gewone gebruiker is de voorgevormde handgreep comfortabel. De opvouwbare versie is voorzien van een clip om de wandelstok samen te houden.

- hoogteverstelbaar van 76 tot 102 cm

- zwart, rechts **AD167816** € 20,40
- zwart, links **AD167817** € 20,40
- grijs, rechts **AD167819** € 19,50
- grijs, links **AD167820** € 19,50

opvouwbare versie, hoogteverstelbaar van 82 tot 90 cm

- zwart, rechts **AD167822** € 28,80
- zwart, links **AD167823** € 28,80



Pluiose wandelstok Fantasie 4-delig, opvouwbaar

Wandelstok met gebogen houten handvat in fantasie-motief. Voorzien van een opbergzakje.

- hoogteverstelbaar van 80 tot 91 cm

- 1 • Bird **AD167831** € 56,90
- 2 • Blue **AD167826** € 56,90
- 3 • Swift **AD167832** € 56,90
- 4 • Teatime **AD167830** € 56,90
- 5 • Autumn **AD167828** € 56,90
- 6 • Denise **AD167836** € 56,90
- 7 • Japan **AD167827** € 56,90
- 8 • Manon **AD167829** € 56,90

Pluiose wandelstok Loyal, opvouwbaar

Opvouwbare wandelstok die rechtop blijft staan d.m.v. een kogelscharnier met 4 doppen.

Voorzien van een standaard recht handvat met LED lichtje. Inclusief zwart opbergzakje met reservedoppen en batterijen.

- hoogteverstelbaar van 84 tot 94 cm

- zwart **AD167824** € 72,50



Pluiose wandelstokparaplu

Combinatie van een stevige wandelstok en een kwaliteitsvolle paraplu. Voorzien van een mooi massief houten handvat. De hoogteverstelbare versies zijn niet voorzien van een uittrekbare wandelstok, de versies met vaste hoogte wel.

hoogteverstelbaar van 82 tot 94 cm vaste hoogte 86 cm

• zwart	AD167837	€ 57,50	AD167840	€ 57,50
• grijs	AD167838	€ 57,50	AD167841	€ 57,50
• blauw	AD167839	€ 57,50	AD167842	€ 57,50




Pluiose wandelstokstoeltje

2 types:

- 1 met 3 poten. Dichtgevouwen is het geheel een stevige wandelstok met klassiek wandelstokhandvat. Zithoogte verstelbaar van 46 tot 56 cm.
- 2 met 4 poten, zwarte nylon zitting en schouderriem om makkelijk te dragen. Vaste zithoogte van 54 cm.
- maximale belasting: 100 kg

1 • koperkleur	AD167844	€ 69,60
2 • zwart	AD167845	€ 69,60



PREMIUM DESIGN

Het Spaanse merk Finna vervaardigt attractieve, handgemaakte wandelstokken van hoogwaardige kwaliteit. Andere kleuren/varianten verkrijgbaar: zie onze website.



Finna wandelstok, vaste hoogte, standaard handvat

Klassieke wandelstok in beuk. De standaardversie heeft een handvat in kunststof.

Bij model Derby (luxe versie) is het handvat bekleed met een aangename zachte coating.

- vaste hoogte van 95 cm

1 • klassiek	AD167887	€ 27,00
2 • Derby	AD167933	€ 93,00

ONZE TIP:

draag het lusje tussen duim en wijsvinger voor het geval men de grip zou verliezen



Finna wandelstok telescopisch, standaard handvat

Basismodel in aluminium. Voorzien van een aanpasbaar lusje.

- hoogteverstelbaar van 59 tot 98 cm

• zwart	AD167863	€ 63,00
---------	-----------------	---------



Finna wandelstok plooi- en verstelbaar

Plooibare wandelstok, handig om mee te nemen. Praktisch, lichtgewicht aluminium. Met clip om wandelstok samen te houden en zwart nylon zakje. Zeer kleurrijk gamma!

- hoogteverstelbaar van 82 tot 90 cm



1 • Salvador	AD167903	€ 75,50
2 • Chess granaat	AD167911	€ 75,50
3 • Miro	AD167914	€ 75,50
4 • Groen met bloemen	AD167913	€ 75,50
5 • Vichy	AD167905	€ 67,50
6 • Margaruta	AD167910	€ 67,50
7 • Bordeaux met bloemen	AD167907	€ 67,50
8 • Gaudi	AD168116	€ 67,50
9 • Grijs geruit	AD167908	€ 67,50
10 • Goudkleurig met bloemen	AD167909	€ 67,50

Wandelstokstabilisator Stabicane

Niet altijd heeft men iets in de buurt waar men zijn wandelstok kan tegen steunen. Stabicane is hiervoor een praktische oplossing. Het is een zwarte rubberen voet die er voor zorgt dat een wandelstok of kruk blijft staan terwijl men zijn handen vrij heeft. Ook zorgt hij voor meer veiligheid op een gladde of natte ondergrond. De combinatie met een plooibare wandelstok is minder aan te raden.

- geschikt voor wandelstokken met een gewicht tot 500 g
- Ø 10,5 cm, gewicht: 240 g
- maximale belasting: 130 kg



Stabilisator Stabicane

• voor wandelstokken met Ø 16 - 18 mm	AD155808	€ 37,00
• voor wandelstokken met Ø 19 - 21 mm	AD155807	€ 37,00

Eiffel wandelstok

De Eiffel biedt meer stabiliteit dan een standaard wandelstok. Men heeft de keuze tussen een brede en een smallere basis, met 3 of 4 pootjes. Een grotere basis geeft meer stabiliteit, maar is minder handig in kleine ruimtes.

- maximale belasting: 125 kg

	grondoppervlak	hoogte		
• smalle basis 3 poten	16,5 x 14 cm	69 - 94 cm	AD135575	€ 45,00
• smalle basis 4 poten	12,5 x 12,5 cm	69 - 94 cm	AD024728	€ 45,00
• brede basis 3 poten	38 x 31 cm	74 - 100 cm	AD140817	€ 52,50
• brede basis 4 poten	38 x 26 cm	74 - 100 cm	AD140809	€ 52,50





Kleine accessoires voor wandelstokken en krukken

- polslusje voor wandelstok, bruin **AD162716** € 2,80
- polslusje voor wandelstok, zwart **AD162714** € 2,80
- wandelstokhouder, voor steun op de tafel **AD024799** € 6,60
- uitklapbaar extra horizontaal handvat voor meer steun tijdens het opstaan **AD156178** € 22,00
- ijsdop **AD162664** € 7,80

Loopkader Universal

Stevige aluminium loophulp, opvouwbaar.

- hoogteverstelbaar van 79 tot 97 cm
- breedte tussen handvatten: 43 cm
- vloerbasis: 51,5 x 49,2 cm
- gewicht: 2,3 kg
- maximale belasting: 110 kg



AD168870 € 78,75



Rollator Gigo 2G

Vernieuwde versie van de gekende lichtgewicht rollator Gigo.

Deze versie is iets minder breed en is iets hoger verstelbaar. Wordt standaard geleverd met een comfortabele zit, mandje, tablet, wandelstokhouder, kantelhulp en gepolsterde rugleuning die bij deze versie afneembaar en opvouwbaar is.

- hoogteverstelbaar van 83 tot 96 cm, in 6 etappes
- breedte: 61,5 cm
- afmetingen, opgevouwen: 100 x 61,5 x 28 cm
- zitting: 34 x 33,5 cm
- zithoogte: 54 cm
- breedte tussen de handvatten: 40,5 cm
- Ø wielen: 20 cm
- gewicht: 7,8 kg
- maximale belasting: 120 kg




AD168678 € 176,00



Drempelplaat aluminium

De entree van uw woning is makkelijk toegankelijk met deze gebruiksvriendelijke drempelhelp van lichtgewicht aluminium. Voorzien van ribbels tegen uitglijden, een handvat en 2 bevestigingsgaten. Montagemateriaal niet inbegrepen.



aluminium kleur

- tot 150 kg, 78 x 20 cm voor drempels tot 3 cm **AD162632** € 46,00
- tot 150 kg, 78 x 40 cm voor drempels van 3 tot 7 cm **AD162633** € 109,00
- tot 150 kg, 78 x 54 cm voor drempels van 5 tot 15 cm **AD162634** € 144,00
- tot 300 kg, 75 x 20 cm voor drempels tot 7 cm **AD163742** € 150,00
- tot 300 kg, 75 x 40 cm voor drempels van 7 tot 15 cm **AD163743** € 213,00

met donkergrijze poedercoating

- tot 150 kg, 78 x 20 cm voor drempels tot 3 cm **AD162635** € 62,00
- tot 150 kg, 78 x 40 cm voor drempels van 3 tot 7 cm **AD162636** € 115,00
- tot 150 kg, 78 x 54 cm voor drempels van 5 tot 15 cm **AD162637** € 150,00



Paraplu voor rollator

Stevig scherm, beveiligd tegen overwaaien. Instelbaar in verschillende standen, eenvoudig inklapbaar en makkelijk te verwijderen. Inclusief een houder die compatibel is met de meeste standaard rollators met zowel een ronde als ovale buisvorm.

- Ø scherm: 105 cm
geschikt voor volgende buisdiktes:
ronde buis: 1,8/2/2,2/2,5 cm
ovale buis: tot 6 cm
geschikt voor een lichaamslengte van 150 tot 195 cm
- gewicht: 1 kg



- olive **AD162728** € 107,00
- beige **AD163449** € 107,00
- rood **AD163450** € 107,00

Handwarmers voor rollator

Handwarmers om over de handvatten van een rollator te bevestigen. De buitenzijde is waterdicht. Wordt bevestigd via velcro en drukknoppen.

- materiaal buitenzijde: polyamide met PU-laag
- materiaal binnenzijde: polyester
- handwas

- per paar **AD162727** € 22,90



Opbergtas voor achteraan de rolstoel Economy

Deze waterdichte nylon opbergtas past op bijna elke rolstoel. Voorzien van ritssluiting en handvatten.

- kleur: zwart
- L x B x H: 36 x 39 x 15 cm

- AD025212** € 69,80



Veelzijdige opbergtas voor achteraan de rolstoel Deluxe

Waterdichte en extra sterke opbergtas die over de rugleuning van bijna elke rolstoel past. Wordt bevestigd aan de handvatten van de rolstoel door 2 stevige lussen. Voorzien van een vak voor kleine spullen en 2 zijzakjes voor bijvoorbeeld een drinkbus. Binnenin is er nog een extra waterdicht compartiment, bijvoorbeeld voor een gsm. Het hoofdvak is extra bekleed en opgevuld voor extra bescherming.

- kleur: zwart
- L x B x H: 40 x 60 x 15 cm

- AD080387** € 112,00



Hoes voor scooter

Waterdichte nylon hoes, geschikt voor bijna alle drie- of vierwielige scooters. De onderste boord is elastisch, zodat hij goed aansluit en blijft zitten.

- L x B x H: 145 x 68 x 140 cm
- machinewasbaar tot 40°C

- AD024884** € 91,40



Met deze beschermingen bent u gewapend tegen de koude dagen. Compatibel met verschillende types rolstoelen, zowel manueel als elektrische. Handwas is aan te raden.

Rolstoelponcho

De ideale bescherming tegen onverwachte regenbuien. Deze waterdichte poncho is voorzien van een ritsluiting en aantekbare kap. Hij biedt bescherming voor het bovenlichaam en een extra lengte voor de knieën.

- tot de knieën **AD025214** € 65,90
- tot de voeten **AD025215** € 62,60
- tot de voeten, met mouwen **AD025216** € 94,10



Scooterponcho met volledige bescherming van gebruiker en scooter

Lichtgewicht poncho die zowel gebruiker als scooter beschermt. 100 % waterdichte nylon met een ritsluiting ter hoogte van de borst. Door het doorzichtige gedeelte blijft u het bedieningspaneel goed zien, bovendien schijnt de scooterverlichting erdoor. Universele maat voor drie- of vierwielers.

AD024887 € 94,10

Benen- en onderlichaamsbescherming met kunstvacht voor rolstoel

Warme bescherming. Een lange rits maakt gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk. Verhoogd ruggedeelte met straps voor bevestiging aan de rolstoel. In combinatie met een regenponcho bent u gewapend tegen elk weer.

- heupomtrek: max. 140 cm

AD025218 € 115,90



Extra warme benen- en onderlichaamsbescherming voor rolstoel, met aangepaste maat

De bovenrand kan dichtgesnoerd worden om warmteverlies tegen te gaan.

- waterafstotend

	lengte hoes	omtrek hoes t.h.v. de lenden		
• n° 1 - kind tot 6 jaar	80 cm	80 cm	AD155765	€ 125,00
• n° 2 - kind tot 12 jaar	100 cm	90 cm	AD155766	€ 125,00
• n° 3 - junior tot 16 jaar	125 cm	110 cm	AD155767	€ 125,00
• n° 4 - volwassen M	135 cm	120 cm	AD155768	€ 125,00
• n° 5 - volwassen L	145 cm	130 cm	AD155769	€ 125,00
• n° 6 - volwassen XXL	155 cm	140 cm	AD155770	€ 125,00



Pillensplijter compact

Deze splijt medicatie in 2. Er is een klein vakje voorzien om enkele pillen mee te nemen of om de ongebruikte helften in op te slaan.

- wit **AD161049** € 4,60
- blauw **AD162419** € 4,60



Compacte pillenverbrijzelaar met opbergvakje

Deze werkt door middel van een schroefbeweging. In het deksel bevindt zich een kleine opbergruimte om enkele pillen mee te nemen. Handig door zijn klein formaat. Het schroefdeksel heeft inkepingen zodat u weinig kracht hoeft te zetten.

AD149564 € 8,90

Pillenvergruizer met opbergvakje

Zet niet-gecoate medicatie om in kleinere stukjes of poeder door een eenvoudige schroefbeweging. Voorzien van een klein opbergvakje.

AD160999 € 13,80



Pillenverwijderaar

Makkelijk te bedienen: u legt de pillenblistertussen en met weinig kracht kan u het pilletje eruit drukken. Vervolgens kan u het pilletje uit het uittrekbare opvangbakje nemen.

- wit/grijs **AD167218** € 7,90

Pillendoosje met alarm

Deze pillendoos heeft 2 vakken en is voorzien van een LCD display. Men kan 1 signaal programmeren. Het alarm kan eenvoudig gereset worden zodat het afgaat op dezelfde tijdsperiode als bij de laatste instelling.

- 5 x 9 x 2,5 cm
- werkt op batterij LR44 (inbegrepen)

AD168321 € 16,90



ANABOX®

ANABOX® behoort tot het hoogste kwaliteitssegment en wordt in Duitsland gemaakt. Deze medicatiedoosjes zijn bijzonder goed doordacht. De dagdoosjes hebben 5 vakken, met een iets groter ochtendvak dan de rest. Uit statistieken blijkt namelijk dat de meeste medicatie 's morgens wordt genomen. Het 5de vak is een extra vak voor reserve medicatie of voor medicatie bij noodzaak. De doosjes hebben onderaan noppen waardoor het makkelijker gebruikt kan worden door mensen met reuma en bevende handen. De weekdoosjes hebben een halfronde vorm waardoor de medicatie er gemakkelijk uit te nemen is en het doosje makkelijk kan gereïngd worden. Alle afkortingen zijn in het Nederlands, Frans is mogelijk op aanvraag.

Pillendoosje ANABOX® voor 1 week, 1 vak per dag

Afgeronde en compacte pillendoos met 1 compartiment per dag. Aantrekkelijke kleuren en transparante dekseltjes. De luxe versie is in het zwart uitgevoerd met discrete goudkleurige opdruk. Dit pillendoosje zit in een stijlvol lederen etui en past hierdoor perfect in elke handtas. Een ideaal geschenk!

- L x B x H: 13,6 x 5,1 x 2 cm



- 1 • standaard, diverse kleuren
- luxe versie in lederen etui, zwart, glad
 - luxe versie in lederen etui, bruin, glad
- 2
- luxe versie in lederen etui, bruin, met structuur
 - luxe versie in lederen etui, rood, met structuur
 - luxe versie in lederen etui, zwart, met structuur

AD155882	€ 12,00
AD155886	€ 36,50
AD163441	€ 36,50
AD163799	€ 36,50
AD163442	€ 36,50
AD167200	€ 36,50



Pillendoosje ANABOX® voor 1 dag, 5 vakken

Zeer handig en compacte dagdoseerder met 5 vakjes waarbij het ochtendvak iets groter is dan de rest, tevens is er een extra vijfde reservevak. Verkrijgbaar in aantrekkelijke kleuren en transparante dekseltjes.

- L x B x H: 11,3 x 4,2 x 2,5 cm

- diverse kleuren

AD155884

€ 5,70

Pillendoos ANABOX® voor 1 week, met 4 of 5 vakjes per dag

De weekbox bestaat uit 7 dagdoseerders die makkelijk in en uit de box kunnen geplaatst worden.

Er zijn 2 varianten verkrijgbaar:

- weekbox met 7 dagdoseerders, onderverdeeld in 5 vakjes (18 x 12 x 5 cm)
- nieuwe, compacte weekbox met 7 dagdoseerders, onderverdeeld in 4 vakjes (14,5 x 11,5 x 4,5 cm)



In de weekbox met 7 dagdoseerders en 5 vakjes zitten de doosjes schuin opgesteld zodat u in 1 blik ziet of alle medicatie genomen is. Bij deze variant kan het vijfde vak gebruikt worden voor reserve medicatie. Op elke dagdoseerder staat de naam van de dag.



Compacte versie

Kinderversie

- volwassenen, compact - met symbolen, wit **AD166779** € 20,00
- volwassenen, compact - met symbolen, limoen **AD166910** € 20,00
- volwassenen, compact - met symbolen, lichtblauw **AD168391** € 20,00
- volwassenen, elke dag andere kleur - nl **AD155880** € 23,00
- volwassenen, blauw - nl **AD155878** € 23,00
- kinderen, elke dag andere kleur - nl **AD155932** € 23,00

ANABOX® 2GO

Drinkfles met geïntegreerd Anabox® pillendoosje met 7 vakjes. Zo heeft u altijd uw medicatie en vloeistof bij de hand. Het pillendoosje is eenvoudig afneembaar van de fles. De flesdop kan met een eenvoudige druk op de knop geopend worden: let wel dat u eerst de beveiligingsring van de knop naar beneden zet vooraleer u op de knop drukt. De vakjes van het pillendoosje zijn voorzien van een eenvoudige nummering van 1 tot 7.

- materiaal fles: sterke kunststof met kunststof deksel voorzien van siliconen sluitring
- afmetingen fles: 29 cm hoog, Ø 8 cm breed
- afmetingen pillendoosje: 13,6 x 5,1 x 2 cm
- afmetingen elk vakje van pillendoosje: 37 x 17 x 16 mm
- gewicht: 181 g
- vaatwasbestendig (enkel fles)

NIEUW



- bordeaux - 700 ml **AD168882** € 30,00
- oranje - 700 ml **AD168883** € 30,00
- turquoise - 700 ml **AD168884** € 30,00

Pillbase Travel

De Pillbase Travel is een handige, compacte pillenetui om mee te nemen op reis. Voorzien van verstelbare binnenvakken om overzichtelijk blisterverpakkingen, bijsluiters, ... in op te bergen. Er zitten bovendien handige gekleurde kaarten bij om de diverse pillen te labelen.

- L x B x H: 20 x 13,5 x 7 cm

- zwart/blauw **AD167590** € 25,95



Saturatiemeter/Oxymeter

Deze compacte vingertop-oxymeter geeft zeer nauwkeurig de saturatie en de polsslag weer. Makkelijk en betrouwbaar in gebruik. Enkel voor volwassenen.

- instelbare helderheid, 6 weergavemodi
- accuraatheid van 98%
- laag energieverbruik
- met batterij indicator
- automatische uitschakeling: na 8 seconden inactiviteit
- batterijen: 2 x AAA (inbegrepen)

BESTSELLER!



AD167597

€ 38,50

Thermoskin artritis compressiehandschoenen

Anatomisch ontworpen handschoenen die warmte en gelijkmatige compressie bieden. Hierdoor wordt de lichaamswarmte vastgehouden en de bloedsomloop gestimuleerd. De handpalmzijde is voorzien van een structuurlaag voor extra grip.

De open vingertoppen zorgen voor een beter gevoel bij aanraking en grip. Om de juiste maat te bepalen, dient u de handomtrek t.h.v. de knokkels te meten.

- materiaal: buitenkant in nylon, binnenkant in polyester en laagje rubber ertussen
- handwas



• XS - 15 tot 17 cm	AD167059	€ 39,95
• S - 18 tot 20 cm	AD167060	€ 39,95
• M - 21 tot 23 cm	AD167061	€ 39,95
• L - 24 tot 26 cm	AD167062	€ 39,95
• XL - 27 tot 29 cm	AD167063	€ 39,95
• XXL - +30 cm	AD167064	€ 39,95



Arion Dactyna aantrekhulp bij compressiehandschoenen

Aantrekhulp bij brandwonden of bij het herstel van littekens op de hand. Het dragen van compressiehandschoenen bij brandwonden of voor litteken herstel is ongemakkelijk, maar is essentieel voor een optimale genezing. Omdat het aantrekken van compressiehandschoenen ook zeer pijnlijk kan zijn, kan dit de fysieke en psychische toestand van de persoon beïnvloeden. Dactyna ondersteunt mantelzorgers en zorgverleners in het aantrekken van compressiehandschoenen en bevordert zo de therapietrouw.

- Kids - XS - (vingerlengte: 6 cm) - per 5 stuks AD168335 € 36,30
- S - (vingerlengte: 6,5cm) - per 5 stuks AD168332 € 36,30
- M - (vingerlengte: 7,5cm) - per 5 stuks AD168333 € 36,30
- L - (vingerlengte: 8,5cm) - per 5 stuks AD168334 € 36,30



ARION
simply smile



Visco-elastisch nekkussen

Het nekkussen geeft u een comfortabele ondersteuning in lig of zit, vb. tijdens het reizen of televisiekijken. Het traagschuim visco zorgt ervoor dat uw nekspieren perfect ontspannen. De zachte hoes van velours is behandeld tegen huismijt en hypoallergeen. De hoes is machinewasbaar tot 40°C.

- visco 50 met velours hoes **AD104250** € 49,75



**VERNIEUWDE
VERSIE
20% GROTER
+ MEMORY FOAM**



VOOR



NA

Side Sleeper Pro - Memory Foam


Dit hoofdkussen is speciaal ontworpen voor zijslapers en heeft een ergonomisch design met een uitsparing voor het oor. Het kussen zorgt voor een goede ondersteuning van hoofd, nek en schouders. Bevordert eveneens de natuurlijke positie van de ruggenwervel. Het zorgt er bovendien voor dat de luchtwegen geopend worden tijdens de slaap, waardoor snurken wordt verminderd. De vulling van het kussen bestaat uit traagschuim dat zich naar het lichaam vormt, zodat het aanvoelt alsof het kussen op maat gemaakt is. Inclusief 1 machinewasbare hoes (op lage temperatuur) en 1 zakje extra memory foam.

- hoofdkussen voor zijslaap **AD168957** € 32,50

Warmte/koude pakking met kleivulling Soft Touch

Beschikbaar in rechthoekige versies (in verschillende maten) en in een versie met 3 secties: deze laatste is buigbaar in elke hoek voor een maximale dekking van gewrichten en spieren. Geschikt voor de microgolfoven en diepvries. De temperatuur houdt ongeveer 30 minuten aan. Voorzien van een vorstvrije bekleding waardoor direct contact met de huid mogelijk is. Zelfs onder -20°C blijft het zacht. Gevuld met 100% natuurlijke klei en dus niet giftig.

rechthoekig	• S - 15 x 25 cm	AD167018	€ 11,00
	• M - 20 x 30 cm	AD167019	€ 16,50
	• L - 25 x 35 cm	AD167020	€ 16,50
trisectioneel	• 20 x 40 cm	AD166928	€ 26,50



BESTSELLER

MyCare+ rugband

Pijn in de rug, nek en schouders komt vaak door een verkeerde houding. Deze rugband ondersteunt de juiste houding tijdens het staan, zitten of lopen. Wordt onder de kleding gedragen. Geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

- handwas op 30°C
- M - verstelbaar tot 80 cm buikomtrek **AD166999** € 27,50
- L - verstelbaar tot 95 cm buikomtrek **AD166998** € 27,50
- XL - verstelbaar tot 110 cm buikomtrek **AD167000** € 27,50

AANRADER
voor gespannen
spieren

VERNIEUWD
MODEL



Shiatsu massagekussen

Dit massagekussen met warmtefunctie vermindert pijn en spanning aan de spieren. De 4 massagekoppen maken knedende bewegingen en masseren zo de spieren los. Regelbaar via het eenvoudige bedieningspaneel dat zich op het kussen zelf bevindt. Geschikt voor nek, schouders, rug, billen en benen. Inclusief gebruikshandleiding.

- afmetingen: 41 x 18 x 18 cm
- werkt op stroom (kabel inbegrepen)
- gewicht: 1,8 kg

AD167004

€ 59,95

LegEX beentrainer

Cardio-toestel voor gebruik in zitpositie om de beenspieren actief te houden zonder zelf te bewegen: ideaal voor personen die minder mobiel zijn. Met 2 gemotoriseerde voetpedalen die de stap-beweging simuleren. Instelbaar in 3 verschillende snelheden. Inclusief afstandsbediening en gebruikshandleiding.

- afmetingen: 20 x 45,5 x 38 cm
- werkt op stroom (kabel inbegrepen)
- batterijen: 1 x CR2032 (handbediening) bijgeleverd
- gewicht: 4,6 kg



AD166997

€ 117,50

Vibration Leg Trainer - multifunctionele trilplaat

Stimuleert de spieren zonder dat men zelf actief moet bewegen. Geschikt voor gebruik in zit. Constante bewegingen bootsen de natuurlijke spieractiviteit van het stappen/lopen na. Voorzien van een ingebouwde acupressuur massageroller die al dan niet samen met de bewegingsfunctie kan gecombineerd worden. Er is keuze uit 5 programma's en 20 snelheden zodat het toestel kan ingesteld worden naar de noden en wensen. Het verbetert de bloedcirculatie, vermindert spataderen en biedt verlichting bij onrustige en pijnlijke benen en voeten. Tevens werkt het toestel algemeen op uithoudingsvermogen en spierontspanning. Een gebruik van 20 minuten per dag is aangeraden. Het toestel kan gebruikt worden voor been- en voetmassage, rugmassage of armmassage. Meer info hierover vindt u in de handleiding. Werkt op stroom. Inclusief afstandsbediening.

- afmetingen: 46 x 41 x 18,5 cm
- gewicht: 4,10 kg

NIEUW
VERKRIJGBAAR
VANAF FEBRUARI
2023



AD168865

€ 140,00

NIEUWE
VARIANT

Circulation Maxx spierstimulator

Vermindert o.a. gezwollen voeten of enkels en pijn in de benen. Via de voeten worden elektrische impulsen door het lichaam gestuurd die de spieren doen pompen voor een betere doorbloeding. De 4 bijgeleverde zelfklevende elektrodepaden kunnen ook op de rug of schouders geplaatst worden. Compact, dus makkelijk mee te nemen op verplaatsing. Inclusief afstandsbediening en gebruikshandleiding. Niet geschikt voor gebruik door personen met pacemaker!

NIEUWE VARIANT: Circulation Maxx Reflexology met ingebouwde voetreflexologiekaart. Inclusief extra TENS-apparaatje met 6 massageprogramma's voor zenuwstimulatie van andere delen van het lichaam. Bij dit apparaatje worden ook 4 zelfklevende elektrodepaden extra bijgeleverd.

afmetingen:

- 1 34 x 32,5 x 5 cm
- 2 37 x 43 x 8 cm

gewicht:

- 1 1,3 kg
- 2 1 kg

- werkt op stroom (kabel bijgeleverd) maar ook op batterijen (niet bijgeleverd)
- nodige batterijen: 4 x AA (toestel, indien niet gebruikt op stroom), 2 x AAA (afstandsbediening), 2 x AAA extra voor het TENS apparaat bij 1

1	• Circulation Maxx Reflexology	AD168962	€ 189,95
2	• Cicalution Maxx Reviver	AD166833	€ 179,95
	• optie: contactgel - 200 ml	AD168032	€ 4,95



Revitive Medic spierstimulators

Medisch hulpmiddel voor actieve verbetering van de bloedsomloop in de benen en voeten m.b.v. van OxyWave-technologie. Klinische testen tonen aan dat zwellingen, pijn en krampen in de benen verminderen.

Met verschillende intensiteitsniveaus voor training volgens behoefte. De 2 bijgeleverde zelfklevende elektrodepaden kunnen ook op de rug of schouders geplaatst worden. Inclusief afstandsbediening en gebruikshandleiding.

- afmetingen van alle versies: Ø 37 cm
- nodige batterijen: 2 x AAA (afstandsbediening), inbegrepen
- gewicht: +/- 4,4 kg

3 versies:

1 Revitive Medic Pharma

Met standaard IsoRocker-systeem: doet het enkelgewricht licht kantelen (hiel-teen beweging) terwijl de beenspieren samentrekken en ontspannen. Werkt op stroom (kabel bijgeleverd).

2 Revitive Medic

Vernieuwd model: diepere werking op de aders. Met geavanceerd 20° IsoRocker-systeem: voor een groter bewegingsbereik van het enkelgewricht. Draadloos gebruik door oplaadbare batterij!

3 Revitive Arthrose-Knie

Het unieke knieprogramma stimuleert met professionele intensiteit de spieren in uw dijen, benen en voeten. Ook voorzien van het geavanceerde 20° IsoRocker-systeem. Draadloos gebruik door oplaadbare batterij!

Zie onze website voor andere Revitive producten.



Voor gebruik op blote voeten

Verder lopen zonder pijn

	• Revitive Medic Pharma	AD167219	€ 359,00
	• Revitive Medic met oplaadbare batterij	AD167741	€ 399,00
	• Revitive Arthrose-Knie met oplaadbare batterij	AD168395	€ 419,00

Revitive Aerosure

Ademhalingshulpmiddel waarvan klinisch onderzoek aantoonde dat het kortademigheid en hoesten bij mensen met COPD helpt verminderen, wat de levenskwaliteit aanzienlijk verbetert.

De Revitive Aerosure is het enige apparaat op de markt dat 2 werkingsmodi biedt om de ademhalingsspieren te trainen d.m.v. vibratietherapie:

- modus om makkelijker te ademen
- modus voor evacuatie van slijm

Ditzelfde principe van ademhalingstraining wordt gebruikt door fysiotherapeuten en revalidatieklinieken.

Het gebruik van Revitive Aerosure is ontworpen voor:

- verbetering van chronische hoest
- verbetering van kortademigheid
- vermindering van het gevoel van beklemming op de borst, geassocieerd met kortademigheid
- versterking van de ademhalingsspieren

Ook geschikt voor personen met bronchiëctasieën, cystische fibrose en astma. Inclusief Revitive Aerosure vervangbare kop, oplaadstation en netsnoer, gebruikershandleiding en opbergkoffertje. Reserve mondstukjes zijn verkrijgbaar op aanvraag, zie ook onze website www.advys.be.

NIEUW
VOOR BETERE
ADEMHALING



AD167758 € 209,00

Revitive Ultrason

Medisch hulpmiddel ontworpen om het genezingsproces van spierblessures te versnellen en pijn te verlichten. De Revitive Ultrasound Therapy is geschikt voor de behandeling van zowel oude als nieuwe blessures zoals verstuikingen, verrekkingen, kneuzingen, sportblessures, pees- en gewrichtsbandblessures. Het apparaat beschikt over 3 intensiteitsniveaus en 3 behandelingsduren. Een akoestische trilling stimuleert weefsel tot 4 cm onder het huidoppervlak. Het apparaat is geschikt voor personen met een spierletsel, spierpijn en overbelaste spieren en is met name effectief voor de schouders en onderrug. Inclusief Revitive Ultrasoundgel, oplaadstation met kabel, gebruikshandleiding, draagtasje.

NIEUW
verlicht pijn



- Revitive Ultrason **AD167759** € 209,00
- optie: contactgel - 200 ml **AD168441** € 14,50



Visco-elastisch zitkussen

Het zitkussen is gemaakt van gesneden viscoschuim met een dichtheid van 50 kg. Hierdoor werkt het drukverlagend. De hoogwaardige PU 210 hoes is afwasbaar, waterdicht en ademend. De hoes is tevens antibacterieel.

- 43 x 43 x 7 cm **AD104265** € 93,50



Verhogingskussen

Stevig schuimkussen dat u kunt gebruiken als de bestaande zitting te laag is. Als u hoger zit, kunt u gemakkelijker recht komen uit de zetel.

- gewicht: 230 g
- maximale belasting: 79 kg
- 44 x 44 x 10 cm, zonder hoes **AD098926** € 49,00

Egg Sitter gelkussen

Comfortabel orthopedisch gelkussen met honinggraat patroon voor ondersteuning van de rug en ruggengraat. Zeer geschikt voor auto-stoelen, gewone stoelen, bureaustoelen, ... Inclusief beschermhoes. Handwas (zowel kussen als beschermhoes).

- afmetingen: 44 x 34 x 5 cm
- gewicht: 1,5 kg




• 44 x 5 x 34 cm **AD168814** € 48,00

Ringkussen

Ringvormig kussen, waardoor er geen druk is op de stuit.

Visco ringkussen inclusief badstof hoes

• Ø 45 cm - lichtgroen	AD162665	€ 54,00
• Ø 45 cm - donkerblauw	AD162679	€ 54,00
• reserve hoes - lichtgroen	AD162680	€ 12,60
• reserve hoes - donkerblauw	AD162681	€ 12,60



Opblaasbaar rubber kussen inclusief disposable hoes en pompje

• Ø 45 cm	AD162713	€ 47,00
• reserve disposable hoesjes (10)	AD162735	€ 19,60

Curble actieve zitschelpen

Ondersteunt de heupen voor meer drukverdeling zodat een groter en langer zitcomfort wordt ervaren. Gemaakt van zeer elastisch materiaal. Duwt de lumbale wervelkolom naar zijn meest natuurlijke houding om te beletten dat men zou beginnen doorzakken.

Geschikt voor dagelijks gebruik, zelfs op een bank of in bed. Gebruik in de auto wordt afgeraden. Geschikt vanaf 12 jaar.

2 versies:

Curble Comfy en **Curble Wider**, 5 cm breder

Het grootste verschil is het frame en het spanningsgevoel dat het teweeg brengt. Het Wider-model heeft een sterkere spanning, de bredere rugleuning, de grotere zitdiepte en de verhoogde rand duwen de lenden en het bekken omhoog voor een betere lichaamshouding.

Het Comfy-model heeft een meer flexible rugleuning en minder spanningsgevoel, waardoor het meer geschikt is voor mensen met weinig flexibiliteit en die niet langdurig op een meer rigide zitschelp zoals het Wider-model kunnen zitten.

- materiaal: PVC en memory foam, luchtdoorlatend
- afmetingen:
Curble Comfy: 34 x 33 x 33 cm
Curble Wider: 31,5 x 38 x 31,5 cm
- gewicht: Curble Comfy: 800 g, Curble Wider: 880 g



Curble Comfy

Curble Wider



Curble Comfy

• grijs	AD167205	€ 80,00
• blauw	AD167206	€ 80,00
• rood	AD167207	€ 80,00

Curble Wider

• zwart	AD167211	€ 90,00
• rood	AD167212	€ 90,00
• grijs	AD167213	€ 90,00

Fixatiegordel SafeBelt®

Comfortabele en stevige 15 cm brede gordel die achteraan de rolstoel bevestigd wordt. De binnenkant is antislip en fluweelzacht. Indien hij vooral dient om het onderuit schuiven te beletten is het aan te raden hem te combineren met een One Way Glide (zie hieronder).

- fixatiegordel bekken

AD041974	€ 147,00
----------	----------
- fixatiegordel middel

AD049971	€ 99,00
----------	---------
- verlengstuk 100 cm

AD156740	€ 50,00
----------	---------



One way glide

One Way is gebaseerd op een glijdaken, maar dan eentje die slechts in 1 richting kan schuiven. De persoon kan zichzelf naar achter schuiven, al dan niet met hulp van een hulpverlener, maar kan dan niet meer terug onderuit schuiven.

- voor zetel 45 x 45 cm - antislip

AD016757	€ 178,00
----------	----------
- voor rolstoel 37 x 43 cm - antislip

AD021432	€ 165,00
----------	----------



Hand anti contractuur therapie Care

Deze hulpmiddelen houden de hand zoveel mogelijk in een natuurlijke positie en beschermen de handpalm tegen huidbeschadiging. Bij het vinger contractuur kussentje zorgt de vingerspreiding voor ruimte tussen de vingers en vermindert de druk op de handpalm. Het handpalm kussentje is verkrijgbaar in 2 maten. De handkegel heeft een harde conische kern. Alle varianten zijn voorzien van een elastische band om ze op hun plaats te houden. Er wordt aanbevolen om minstens iedere 2 uur het kussentje/de kegel te verwijderen om de huidconditie te beoordelen. Machinewasbaar tot 60°C.



- voor vingers, 13 x 8,5 cm

AD168347	€ 29,25
----------	---------
- voor handpalm, small 5 x 11 cm

AD168348	€ 25,75
----------	---------
- voor handpalm, large 6,5 x 12 cm

AD168349	€ 28,00
----------	---------
- kegelvorm, 12,5 x 4 cm

AD168350	€ 29,25
----------	---------

Neo-G orthopedische sportondersteuning

Neo-G is een kwalitatieve reeks sportbraces die variabele compressie en ondersteuning geven tijdens of na belastende activiteiten. Vervaardigd in Neopreen van slechts 2 mm dik, waardoor de brace niet alleen lichtgewicht en ademend is maar ook gemakkelijk kan gedragen worden tijdens werk- of sportactiviteiten.

Onderhoud:

- met de hand te wassen op 30°C
- drogen op kamertemperatuur
- geen strijkijzer gebruiken

Neo-G braces

- polsband R+L

AD142003	€ 28,00
----------	---------
- polswrap R+L

AD142004	€ 28,00
----------	---------
- pols met versterking R

AD142016	€ 35,00
----------	---------
- pols met versterking L

AD142015	€ 35,00
----------	---------



- duim R+L

AD142018	€ 37,00
----------	---------
- tenniselboog R+L

AD142001	€ 31,00
----------	---------
- elleboog R+L

AD142002	€ 37,00
----------	---------



- schouder R+L

AD167604	€ 55,00
----------	---------



- knie, opening R+L

AD142009	€ 37,00
----------	---------
- knie, opening, met versterking R+L

AD142010	€ 61,00
----------	---------
- knie, gesloten R+L

AD142008	€ 35,00
----------	---------
- knie, met scharnierfunctie R+L

AD142011	€ 74,00
----------	---------



- enkel R+L

AD142014	€ 35,00
----------	---------
- onderrug

AD142005	€ 48,00
----------	---------
- onderrug, met versterking

AD142006	€ 71,00
----------	---------



NIEUW

Neo-G Airflow pols- en duimbrace

- small

AD168713	€ 19,00
----------	---------
- medium

AD168714	€ 19,00
----------	---------
- large

AD168715	€ 19,00
----------	---------

Neo-G Hallux Valgus Soft Support

- links

AD168886	€ 23,00
----------	---------
- rechts

AD168887	€ 23,00
----------	---------



Technologie voor
beter welzijn

adhome


 NIEUW

NeuroSocks

Met uniek ingeweven VOXX-HPT patroon dat het zenuwstelsel stimuleert en het lichaam in balans brengt. Voorzien van een extra voering aan de onderzijde voor extra comfort. Biedt voldoende ventilatie boven en onder de tenen zodat deze koel en droog blijven en blaren voorkomen worden. Antibacterieel, naadloos. Machinewasbaar tot 40°C.

- 1 **Mini-Crew Athletic:** voor sportieve activiteiten en een actieve levensstijl
- 2 **Wellness Crew:** subtiele look voor dagelijks gebruik
- 3 **Athletic No-Show:** lage sokken die geschikt zijn voor lage modellen van sportschoenen/sneakers



1	• small 35-38, wit	AD168078	€ 44,00
	• medium 39-42,5, wit	AD168079	€ 44,00
	• large 43-46, wit	AD168080	€ 44,00
	• X-large 47-50, wit	AD168081	€ 44,00
	• small 35-38, zwart	AD168082	€ 44,00
	• medium 39-42,5, zwart	AD168083	€ 44,00
	• large 43-46, zwart	AD168084	€ 44,00
	• X-large 47-50, zwart	AD168085	€ 44,00

2	• small 35-38, zwart	AD168086	€ 44,00
	• medium 39-42,5, zwart	AD168087	€ 44,00
	• large 43-46, zwart	AD168088	€ 44,00
	• X-large 47-50, zwart	AD168089	€ 44,00
	• small 35-38, wit	AD168295	€ 44,00
	• medium 39-42,5, wit	AD168274	€ 44,00
	• large 43-46, wit	AD168275	€ 44,00
	• x-large 47-50, wit	AD168276	€ 44,00
	• small 35-38, zwart	AD168296	€ 44,00
	• medium 39-42,5, zwart	AD168277	€ 44,00
• large 43-46, zwart	AD168278	€ 44,00	
• x-large 47-50, zwart	AD168279	€ 44,00	



2 handvatten en katrol voor schouderoefeningen met deurbevestiging

Dit economisch en eenvoudig oefensysteem kan aan vrijwel elke deur met een standaard dikte bevestigd worden.

- kunststof handvatten **AD156203** € 15,25
- houten handvatten **AD160821** € 16,75

Elastische therapieband

Deze elastische oefenband is van een uitstekende kwaliteit. Latex-vrije varianten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Voor uw dagelijkse
beweging

Met latex

• soft - geel	1,5 m	AD160833	€ 5,75	5,5 m	AD006487	€ 18,00
• medium - rood	1,5 m	AD160834	€ 6,60	5,5 m	AD006488	€ 19,25
• firm - groen	1,5 m	AD160835	€ 7,40	5,5 m	AD006489	€ 20,25
• X-firm - blauw	1,5 m	AD160836	€ 8,25	5,5 m	AD006490	€ 25,00
• XX-firm - zwart	1,5 m	AD160837	€ 9,60	5,5 m	AD006491	€ 28,50



Oefenhalters

De halters zijn bekleed met een aangename zachte vinyl laag in aantrekkelijke kleuren.



• 0,5 kg - fuchsia (per 2)	AD150783	€ 9,90
• 1,0 kg - geel (per 2)	AD150784	€ 18,00
• 1,5 kg - rood (per 2)	AD150785	€ 25,00
• 2,0 kg - groen (per 2)	AD150786	€ 31,75
• 3,0 kg - blauw (per 2)	AD150787	€ 48,50
• 4,0 kg - zwart (per 2)	AD150788	€ 60,50
• 5,0 kg - grijs (per 2)	AD150789	€ 73,50



Oefenfietsje

Voor eenvoudige bewegingstherapie op de kamer, in bed, voor in de zetel of rolstoel. De weerstand is regelbaar. Het fietsje heeft antislip voetjes. Bij de versie met een digitale display leest u de volgende gegevens af: het aantal omwentelingen, de tijd en de calorieën die u heeft verbruikt. Het fietsje is compact en licht waardoor u het gemakkelijk kunt meenemen. De digitale versie is opvouwbaar, bij deze versie is een knoopcelbatterij ingebrepen.

- standaard **AD025454** € 69,00
- digitaal **AD168053** € 70,00

BluFit Tiger mini crosstrainer

Compacte en krachtige mini crosstrainer voor arm- en/of beentraining, met 8 instelbare weerstandsniveaus voor een geleidelijke training. Verbeter het energiepeil en de werking van de spieren alsook de soepelheid van de gewrichten met een lage impact voor de knieën. Het toestel is eenvoudig in zit te gebruiken op zowel een harde als zachte ondergrond. Inclusief handleiding.

- afmetingen: 27 x 17 x 26 cm
- nodige batterijen: 2 x AA (niet inbegrepen)
- gewicht; 6,5 kg

AD168864 € 184,50



Kleine spalk voor vingergewrichtjes Oval 8

Weinig opvallende 3-punts vingerspalk in huidskleur en 1,6 mm dik. Toepasbaar bij o.a. hyperextensie, boutonnière, swan neck, laterale deviatie, mallet en ter preventie van een trigger finger. Bruikbaar voor alle vingers, ook voor de duim. Omdat een vinger kan zwellen of ontzwellen, wordt de Oval 8 steeds in een setje van 3 verkocht met telkens 3 opeenvolgende maten. Het is belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk de juiste maat te kiezen: meet de omtrek van het vingerkootje ter hoogte waar de spalk moet komen, best met een lintmeter of een touwtje. Neem vervolgens de correcte maat aan de hand van onderstaande tabel.



- set met n° 2-3-4 (4,3 - 4,95 cm) - XS **AD160721** € 32,50
- set met n° 4-5-6 (4,95 - 5,7 cm) - S **AD160722** € 32,50
- set met n° 6-7-8 (5,7 - 6,14 cm) - M **AD160723** € 32,50
- set met n° 8-9-10 (6,14 - 6,8 cm) - L **AD160724** € 32,50
- set met n° 10-11-12 (6,8 - 7,4 cm) - XL **AD160725** € 32,50
- set van 3 met n° 13-14-15 (7,65 - 8,2 cm) - XXL **AD160726** € 32,50
- basisset van 14 verschillende (4,3 - 8,2 cm) **AD160720** € 68,30



Buddy Loops vingerspalk

Een effectieve en comfortabele bescherming voor vingers die zijn aangedaan door bijvoorbeeld reuma, artrose of een trauma. Vermindert pijn en functieverlies. Door de Buddy loops kan de aangedane vinger eenvoudig worden gespalkt aan de naastgelegen vinger: plaats een vinger in de lus en wikkel de Buddy Loop om de vinger ernaast. Men kan 2 Buddy Loops combineren indien nodig. Vervaardigd uit nylon, lycra en foam. Handwas.

- set van 3, 19 mm, grijs **AD168850** € 18,00
- set van 3, 13 mm, zwart **AD168851** € 17,00

Oefenballetjes gel

Oefenballetjes om de spierkracht en soepelheid in vingers en hand te verbeteren. Aangenaam om vast te houden en door de gelstructuur veilig voor de gewrichten. Tevens geschikt als anti-stressbal. Verkrijgbaar in ronde of ei-vorm.



ronde oefenballetjes Ø 5 cm

• X-soft - roze	AD025705	€ 6,60
• soft - blauw	AD025706	€ 6,60
• medium - groen	AD025707	€ 6,60
• firm - oranje	AD025708	€ 6,60
• X-firm - zwart	AD025709	€ 6,60

eivorm, Eggsercizer 6 x 4,5 cm

• X-soft - geel	AD006196	€ 12,00
• soft - rood	AD006147	€ 12,00
• medium - groen	AD006146	€ 12,00
• firm - blauw	AD006145	€ 12,00
• X-firm - zwart	AD006144	€ 12,00

Kneepasta voor handoefeningen Putty


Geurloze oefenpasta die geen sporen achterlaat op de hand. Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, latexvrij en hypoallergeen. Verkrijgbaar in 5 sterktes.

Potjes van 113 g, voldoende voor de meeste handoefeningen.

Andere formaten zijn op aanvraag, zie ook onze website www.advys.be.



• X-soft - beige	AD026043	€ 17,80
• soft - geel	AD026059	€ 17,80
• medium - rood	AD026061	€ 17,80
• firm - groen	AD026063	€ 17,80
• X-firm - blauw	AD026065	€ 17,80



Vingertrainer Flex-lon

Flex-lon heeft afzonderlijke veertjes voor elke vinger. In tegenstelling tot veel andere handoefenmaterialen kan een sterke vinger hier geen compensatie bieden aan een zwakkere.

Flex-lon is vergelijkbaar met Digi-flex®.

Een informatie/oefenboekje is inbegrepen.

• 0,35 kg / 1,1 kg - beige	AD161218	€ 25,00
• 0,7 kg / 2,3 kg - geel	AD006133	€ 25,00
• 1,4 kg / 4,5 kg - rood	AD005256	€ 25,00
• 2,3 kg / 7,3 kg - groen	AD006134	€ 25,00
• 3,2 kg / 10,4 kg - blauw	AD006135	€ 25,00
• 4,1 kg / 14,1 kg - zwart	AD006136	€ 25,00



Sleutelhulp Keywing, voor 1 sleutel

Deze compacte sleutelhulp schuift men simpelweg over de sleutel en geeft een bredere grip bij het omdraaien van de sleutel.

- roze **AD168369** € 12,00
- groen **AD168368** € 12,00
- blauw **AD168367** € 12,00
- set van 3: blauw, groen, roze **AD168370** € 29,00



Sleutelhulp Key Turner

Gebogen handvat om sleutels vast te houden voor meer grip om de draai beweging makkelijker te maken. Na gebruik kunnen de sleutels in het handvat opgeborgen worden.

- 2 sleutels **AD024576** € 15,50
- voor 1 tot 3 sleutels **AD168945** € 12,70



Tavolino opvouwbare bijzettafel

Compacte, inklapbare bijzettafel. Dit tafeltje is licht, dus vlot verplaatsbaar. Eenvoudig verstelbaar in verschillende hoogtes en hoeken waardoor het ideaal is om te gebruiken tijdens verschillende activiteiten: lezen, schrijven, eten, werken op de laptop, ...



- materiaal: werkblad in kunststof, poten in metaal
- afmetingen: 52 x 39 x 52 (minimale hoogte)/ 70 cm (maximale hoogte)
- verstelbaar in 6 hoogtes
- inclineerbaar in 3 hoeken
- afstand tussen poten: 45 cm
- gewicht: 2,2 kg
- maximale belasting: 22 kg



- wit **AD167685** € 27,50



Speelkaartenhouder in beuk halfrond voor op tafel

Mooie licht gebogen speelkaartenhouder in beuk.

- klein - 34 cm **AD018153** € 13,50
- groot - 49 cm **AD018152** € 16,50

Speelkaarten en speelkaartenhouder voor op tafel

Originele speelkaartenhouder in witte kunststof.

Door de V-vorm kan men de kaarten gemakkelijk plaatsen, ook als men een minder goede controle over de handbewegingen heeft.

Extra Visible-kaarten hebben een normale grootte maar hebben een extra grote opdruk. Speciaal voor personen met visuele problemen.

- speelkaartenhouder - 30 cm **AD135644** € 10,00
- speelkaarten Extra visible - zonder figuren **AD021766** € 8,95

Ronde speelkaartenhouder voor in de hand

2 schijfjes die bij elkaar gehouden worden met een veer. Men plaatst de kaarten samen in 1 pakje in de houder en draait aan de schijven: ze vormen automatisch een mooie waaier.

AD049918 € 10,00

NIUW:
SPELLETJES
IN XL VERSIE

Rummikub XL

Het bekende gezelschapspel Rummikub met duidelijke cijfers. De bedoeling is groepen of rijen te verzamelen en deze uit te leggen of bij de tegenstander aan te bouwen. De stenen zijn 38 mm hoog, de cijfers zelf zijn duidelijk en in reliëf gedrukt, 16 mm hoog en 4 mm dik.

AD018293 € 59,00



Scrabble XL

Het bekende spel waarvan het spelbord, spelregels en de letterblokjes in XL-versie zijn uitgevoerd, waardoor het spel ook geschikt is voor personen met visuele problemen. Bovendien is het spelbord voorzien van een "tilelock" systeem, dat ervoor zorgt dat alle blokjes op hun plaats blijven.

Het bord kan makkelijk gedraaid worden door een balvormige pin op de onderkant, waardoor het altijd leesbaar is voor alle spelers.

- afmetingen: 37 x 37 cm (spelbord), 2,5 x 2,5 cm (blokjes)
- nederlandstalige versie **AD168250** € 55,00

Mens erger je niet XL

Het bekende spel in XL-versie met licht uitgefreesde cirkels, zodat de figuren moeilijker omvallen of verschuiven.

- afmetingen: 50 x 50 cm (spelbord), 6 cm (pionnen)

AD053179 € 88,00



Grijper RevoReach™

RevoReach™ is een robuuste, bijzonder goed uitgekiende én lichtgewicht grijp-hulp. Voorzien van een antislip ergonomisch handvat en antislip grijpers. Het voorste deel kan over 360° draaien. Type Griplock heeft aan de linkerzijde van het handvat een extra hendeltje 'Griplock' waarmee u het voorwerp kunt blokkeren. U kunt ook kiezen voor een automatische blokkering en een 'half-weg'-blokkering. Dit laatste is interessant als u kleine voorwerpen goed wilt controleren.



• Xcel - 66 cm	AD112990	€ 29,10
• Xcel - 81 cm	AD112991	€ 31,50
• Griplock - 66 cm	AD112988	€ 31,50
• Griplock - 81 cm	AD112989	€ 33,80

Grijper Handi-Reacher

De verlengde arm Handi-Reacher heeft 1 vaste grijp-arm en 1 beweegbare. Op de top zit een magneetje voor het opnemen van kleine metalen voorwerpen. De grijper heeft een kledinghaak. De handgreep is bedoeld voor de volle hand zodat u maximaal kracht kan zetten.

• kort - 61,3 cm	AD025123	€ 11,60
• standaard - 76,6 cm	AD025125	€ 14,20
• extra lang - 89,4 cm	AD027834	€ 16,00



Grijper Pick-up

De verlengde arm Pick-up is een lichtgewicht grijper waarbij de beide grijp-armen tegelijk bewegen. Deze grijp-armen kunnen ook roteren. Op de top bevindt zich een magneetje voor het opnemen van kleine metalen voorwerpen. Deze reacher bevat ook een clip om hem vast te maken aan een wandelstok of loophulp.

• 75 cm	AD025131	€ 30,20
---------	-----------------	---------



Grijper met zuignappen Suction Tip

Aluminium grijper met op het uiteinde 2 stevige rubberen zuignappen. De overbrenging van de kracht gebeurt door metalen strips i.p.v. touw, wat minder onderhevig is aan slijtage. Kortere versie op aanvraag.

• 50 cm	AD168445	€ 25,30
• 75 cm	AD168048	€ 26,20



NIEUW:
PLOOIBAAR,
MAKKELIJK MEE
TE NEMEN

Grijper opvouwbaar

Met comfortgreep om de grijpfunctie te bedienen. Op de top is er een magneetje voor het opnemen van kleine metalen voorwerpen.

- 53 cm, (opgevouwd: 33 cm) **AD168946** € 26,20



Penverdikkingen

Handig setje met 9 verschillende schrijfhulpen en penverdikkingen.

- AD149401** € 27,00



Penverdikking, driekantig holle greep

Zachte kunststof penverdikking, driekantig en licht uitgehold voor een stevige greep.

- Ø boring: 8 mm
- per 3 **AD024680** € 10,40



Leesliniaal

Leeslijnen vergroten slechts in 1 richting. Letters worden daardoor langer, terwijl de breedte niet wordt gewijzigd.

- lengte 30 cm, vergroting x 2 **AD162710** € 14,50

Vergrootglas met halskoordje, met geïntegreerde lens

Kunststof vergrootglas dat met 2 zachte voetjes tegen het lichaam rust. Hierdoor zijn de handen vrij. Dat is nuttig bij handwerk of het vasthouden van een tijdschrift of boek. Een tweede kleine lens met een vergroting x 4 helpt bij het zien van details.

- Ø 10,5 cm, vergroting x 2 **AD167704** € 32,80



Vergrootblad

Soepel vergrootblad dat men in de hand kan houden. Lichtgewicht.

- afmetingen: 27 x 19 cm
- vergroting: x 3 à 4

AD161037 € 17,20



'Nu inclusief
USB oplaadkabel'



Vergrootglas op voet

Loep op 4 voetjes, voorzien van LED lichtjes. Met het meegeleverde halskoordje ook bruikbaar als borduur- of leesloep.

- afmetingen loep: 24 x 16 x 11 cm
- vergroting: x 3,5
- batterijen: 3 x AAA (niet inbegrepen)

AD161036 € 20,00



Vergrootglas op staander

Loep op een statief met verzwaarde voet. Hierdoor hebt u de handen vrij en kunt u het vergrootglas in verschillende hoeken en op verschillende afstanden plaatsen.

- afmetingen : 25 x 18 cm
- vergroting: x 4
- lengte statiefarm: zowel onderste deel als bovenste deel zijn beiden 26,5 cm

AD121585 € 59,00

The Book Seat™ boekensteun

The Book Seat™ is een Australisch ontwerp dat wereldwijd gepatenteerd is. Met deze handige boekensteun kan men overal comfortabel handenvrij lezen.

Dunne of dikke boeken, groot of klein, met of zonder hardcover, ... een digitale tablet of e-reader: deze worden allen perfect ondersteund door The Book Seat™.

Hij past zich aan elke oppervlakte en positie aan: vb. in bed, op het strand, in een hangmat, op schoot of in de zetel. Een plexiglas klepje zorgt ervoor dat het boek open blijft liggen.

Met geïntegreerd zakje voor vb. een leesbril, zonnebril, mobiele telefoon, ...

Voorzien van een lus bovenaan om ergens aan te hangen. Kan ook gebruikt worden als reiskussen.

Geschikt bij verminderde grijpfunctie, nek- en schouder klachten.

- materiaal: imitatie suède (buitenzijde), positioneringsbolletjes (binnenzijde)
- afmetingen: 30 x 29 x 24 cm
- onderhoud: reinigen met zachte borstel of licht vochtig doekje en zacht reinigingsmiddel
- niet geschikt voor wasmachine



- olijf AD167655 € 45,00
- grijs AD167660 € 45,00
- rood AD167662 € 45,00
- turquoise AD167666 € 45,00
- marineblauw AD167667 € 45,00

Trippel-/werkstoelen Vela

De referentie voor werkstoelen voor het stimuleren van een actieve afwisselende houding en de autonomie tijdens de dagdagelijkse activiteiten!

Op deze pagina's staat slechts een beperkt aanbod vermeld. Er zijn tal van andere types, hoogtes, kleuren en opties mogelijk: zie onze website www.advys.be



Vela Tango 700/700E

Ideaal voor een dagelijks zitcomfort.

Verkrijgbaar met verschillende types zittingen en rugleuningen. Bestaat in een manuele versie (Tango 700) en een elektrische versie (Tango700E). De elektrische versie maakt dat men heel vlot gevarieerde houdingen kan aannemen: door een eenvoudige druk op een knop helpt de stoel u veilig en met een minimum aan inspanning opstaan.



Vela Salsa gamma

Compacte trippel-/werkstoelen voor afwisseling tussen zittende en staande activiteiten. Verkrijgbaar met verschillende types rugleuningen en zittingen.

Vela kinderstoelen Tango 100/100ES

Meegroeistoelen voor het dagelijks zitcomfort van kinderen. Verkrijgbaar in verschillende maten en types van rugleuningen en zittingen.



Tips

Op onze website www.advys.be vindt u infofiches waar u heel eenvoudig de gewenste keuzes kan aankruisen. Bezoek ook de website van Vela, waar u de gewenste stoel zelf kan configureren: www.vela.eu/build-a-chair.

Adhome is een concept van **ADVYS** bv
Manta 20
9250 Waasmunster

info@advys.be
www.advys.be



adhome

Verkrijgbaar bij uw vertrouwde verdeler, apotheek,
bandagist, zelfstandige verstrekker of zorgwinkel:

Aanbevolen verkoopprijzen btw incl. geldig tot 31 december 2023.
De afbeeldingen kunnen soms licht verschillen van het geleverde product.
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.