

## Duo 200 - blanc

Art: 320220 | Marque: GYMNA

**gymna**

**3 435,12 €**

Prix unitaire TVA incl.



### Informations sur le produit

Le Duo 200 est un appareil de base pour l'électrothérapie. Le Duo 200 est équipé d'un écran tactile intuitif orné de symboles clairs représentant des actions simples à prendre. Un mode d'emploi n'est même pas nécessaire. Crucial pour cet appareil est l'alliance de l'intuitivité aux découvertes scientifiques les plus avancées. La satisfaction du patient reste l'objectif premier. **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- écran tactile avec commande simple, action et réaction rapides.
- disponible en blanc ou en noir.
- 2 régulateurs d'intensité indépendants.
- NOUVEL électro :
  - TENS : l'intégration des derniers protocoles TENS vous offre un éventail de configurations.
  - stimulation des muscles : réalisation mise en place simple de courbes I/T, la

- représentation de l'intensité des pulsations p. ex. est pour vous une aide supplémentaire.
- représentation de la localisation des électrodes à l'écran.

### **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES Électrothérapie**

- 2 canaux entièrement indépendants.
- courants TENS, courants NMES, courants d'interférence, courants continus, courants diadynamiques, CC/CV, iontophorèse, programmes de rééducation périnéale
- courant de sortie 0-80 mApk pour courants continus, 0-120 mApk pour courants alternatifs.
- courbes IT.

Idéal pour les visites à domicile grâce à un sac de transport spécialement conçu (en option - art. 302.955).