

# gymna.GO - Bobath 2, commande à pied, roulettes, ***gymna*** ouverture visage, 100cm - Apricot

Art: 168820APS | Marque: **GYMNA**

**6 195,44 €**

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Une bonne table de Bobath est un outil important pour le thérapeute Bobath. En particulier dans les premiers stades de la réhabilitation, **une surface de travail large et stable** est essentielle. Souvent, le thérapeute lui-même prend place sur la table pour offrir un soutien encore meilleur au patient ou le patient prend la table comme support pour ses premiers pas. Au cours de ce processus, une pression considérable est exercée sur un côté de la table. Grâce aux **renforts supplémentaires** dans le cadre, ces forces de torsion sont mieux absorbées et c'est de loin la table de traitement Bobath la plus stable que Gymna ait jamais fabriquée.

**La sécurité est primordiale** : des formes arrondies, un interrupteur de sécurité, des capuchons antidérapants - permettant au thérapeute et au patient de travailler dans un cadre absolument sûr.

**VOUS CHOISISSEZ LES OPTIONS ET LA COULEUR - configurez votre propre table ci-contre.**

- avec ou sans ouverture visage standard en forme de poire.
- avec ou sans le coussin facial hygiénique ERGOMAX.

- 100 ou 120 cm de largeur.
- choix de 15 couleurs.
- châssis avec ou sans roulettes.

#### **COUSSINS GYMNA.GO - souples et confortables**

- le rembourrage relativement doux des coussins "linéaires" permet à votre patient de se sentir à l'aise en position couchée ou assise.
- votre patient se sent en sécurité, est confortablement allongé et peut se détendre de manière optimale.
- le rembourrage - spécialement destiné à un usage intensif - a une épaisseur de 40 mm, sa densité est de 40 kg/m<sup>3</sup>
- Les bords rembourrés évitent les points de pression douloureux sur les membres.
- dimensions standard: 120 x 205 cm, option : 100 x 205 cm.

#### **REVÊTEMENT DES COUSSINS TYPE "CLASSIQUE" – simili cuir de haute qualité.**

- le simili cuir en PVC de type "classique" est sans phtalate, résistant, biocompatible et ignifuge.
- le nettoyage et la désinfection sont possibles avec les produits recommandés par Gymna.
- un choix de pas moins de 15 couleurs, du classique et intemporel au vif et joyeux.

#### **OPTION OUVERTURE VISAGE STANDARD EN FORME DE POIRE**

- excellente relaxation du patient en décubitus ventral.
- répartition uniforme de la pression sur le visage.
- les yeux et la bouche de votre patient restent libres.
- avec coussin d'obturation.

#### **OPTION OUVERTURE VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.**

- ouverture faciale en forme de cœur avec coussin d'obturation et coussin Ergomax.
- beaucoup d'espace pour les yeux et la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est doux, sans couture, imperméable, lavable et désinfectable avec les désinfectants courants.
- Ergomax est amovible et peut être utilisé des deux côtés, en fonction de la forme du visage de votre patient.

#### **NOMBRE DE PLANS DE COUCHAGE : 2**

- Un dossier long et une partie pour les jambes fixe. Le dossier est réglable de 0 à 80° à l'aide de deux vérins pneumatiques.
- Extra sûr: le vérin pneumatique se verrouille en cas d'actionnement non désiré ou accidentel du levier.

#### **GYMNA.GO CHÂSSIS**

- cadre en acier solide, robuste et très fiable, aux formes arrondies
- robot-soudé et fini avec un revêtement en poudre blanc semi-mat, solide et durable.
- pieds munis de capuchons antidérapants, aucun glissement indésirable de votre table.
- distance entre sol et châssis : environ 15 cm, soit un espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-personne.

#### **RÉGLAGE HAUT/BAS ÉLECTRIQUE**

- standard avec un interrupteur à pied électrique.
- disponible en option avec un interrupteur manuel électrique (art.168168)

- réglage de la hauteur : environ 49 - 99 cm.

#### **OPTION ROULETTES**

- 4 roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement de votre table, par exemple pour le nettoyage.
- 2 systèmes distincts de levage des roulettes, 1 à l'extrémité avant et 1 à l'extrémité arrière du châssis.