

Dax savon doux - recharge distributeur - 1 l

gymna

Art: 9074195 | Marque: [DAX](#)



Informations sur le produit

LE SAVON DOUX DAX est un savon **non parfumé** qui convient parfaitement à l'hygiène quotidienne des mains, même si celles-ci doivent être lavées fréquemment.

- sans parabènes ni autres substances allergènes.
- l'ajout de glycérine comme agent hydratant fait que le savon ne dessèche pas la peau.

Disponible en flacon pompe 600 ml - bidon 5 l - recharge 1 l pour les distributeurs Dax (art.9072195 ou 9166195).