

Lactate Plus - bandes de test - 25 pièces

gymna

Art: 576172



Informations sur le produit

Bandes de test pour le Lactate Plus - Indispensable pour des mesures fiables

Les bandes réactives pour le Lactate Plus sont indispensables pour mesurer les valeurs de lactate. Chaque paquet contient **25 bandes de test** et est conçu pour être utilisé en combinaison avec le lactomètre Lactate Plus.

Caractéristiques principales:

- **Pas d'étalonnage nécessaire:** l'ouverture d'une nouvelle boîte de bandelettes de test ne nécessite aucun étalonnage, ce qui rend l'utilisation facile et rapide, sans manipulation supplémentaire.
- **Longue durée de conservation :** les bandes de test ont une **durée de conservation de 24 mois** à partir de la date de fabrication, ce qui permet de les utiliser pendant longtemps sans se soucier de la détérioration ou de la perte de qualité.
- **Facilité de conservation :** les bandes peuvent être conservées à température ambiante **entre 15 et 30°C** sans nécessiter de réfrigération, ce qui rend le stockage particulièrement pratique.
- **Mesures fiables :** ces bandes sont spécialement conçues pour être utilisées avec le lactatémètre Lactate Plus, tu peux donc toujours compter sur des **résultats cohérents et précis**.