

Avancée d'espalier - 79 x 80 cm

gymna

Art: 100178



Informations sur le produit

Le mécanoportique est un petit cadre de suspension fixé sur un cadre de sport. C'est en quelque sorte un petit morceau de "cage de Rocher" avec de nombreux points d'attache pour les aides à la mécanothérapie.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 1 panneau en tube carré plein
- les mailles carrées - de 5 x 5 cm chacune - sont constituées d'un tressage en fer.
- dimensions (p x l x h) : 80 x 79 x 85 cm.
- poids : 9 kg.
- peut être placé sur n'importe quel cadre de sport en quelques secondes, sans vis ni clips.
- avec un espalier, permet toutes les combinaisons possibles de thérapie par poulies.