


Modèle Anatomique - épaule avec ligaments

gymna

Art: 576005 | Marque: [RUDIGER ANATOMIE](#)



Informations sur le produit

Modèle fonctionnel et représentatif de l'épaule. La partie supérieure du bras, l'omoplate et la clavicule sont reliés par des ligaments flexibles. Ainsi les mouvements naturels et anatomiques corrects sont possibles: abduction, adduction, flexion, extension, endorotation et exorotation. Le modèle est disposé sur un support solide et peut être détaché.