

gymna.ONE - T7, progres prém, chauffant, roulette, ***gymna*** ergomax - Ash Black

Art: 160374AB | Marque: GYMNA

9 400,03 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

CHASSIS : type gymna.One GSP Le châssis gymna.ONE unique se distingue par ses lignes épurées et innovantes ainsi que l'utilisation de **matériaux naturels et durables, comme l'aluminium coulé et le bois.**

- satisfait à la norme GSP. GSP est l'acronyme de Gymna Stability Profile:
 - structure équilibrée unique qui veille à ce que votre table garantisse **une stabilité et un traitement optimaux dans toutes les conditions.**
 - l'amplitude de mouvements est absolument minimale, même en cas de lourdes manipulations.
- mécanisme des roues : d'un seul mouvement du pied, votre table s'élève sur ses 4 roues pivotantes.
- pieds équipés d'embouts antidérapants, pas de glissement de votre table pendant les manipulations
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- réglage de la hauteur : env. 52 - 102 cm

TYPE DE COUSSINS : densité haute La densité élevée de ces coussins Luxe est le résultat d'un **double rembourrage spécial**, à savoir un cœur dur de 4 cm et une couche moelleuse par-dessus.

- la surface de couchage totale épouse la **forme du corps** : petite en dessous et au-dessus, large au centre.
- en raison du niveau de résistance supérieur, les coussins sont plus fermes, ce qui induit **moins de perte d'énergie, voire aucune**, lors de lourdes manipulations.
- chauffage de coussins : **3 positions de température** (env. 34, 36 et 38 °C) à activer par le biais d'une commande à distance sans fil dotée d'un minuteur et d'une fixation aimantée.
- les coussins sont recouverts d'un simili cuir en PVC « soft touch » de première qualité :
 - **agréable au toucher et ne colle pas.**
 - retardateur de flammes, résiste au sang et à l'urine, facile à nettoyer
- **finitions de luxe avec une solide assise.**

ouverture-visage unique et large avec coussin Ergomax, pour davantage de détente en décubitus ventral. Le coussin Ergomax peut être lavé et est imperméable. **NOMBRE DE PLANS** : 3 - courte tête, partie centrale et long dossier/jambière, tous réglables. Vous optez pour une table de massage à 3 plans si vous procédez à des traitements en position assise ou en décubitus. TÊTIÈRE COURTE à inclinaison positive et négative à l'aide d'1 vérin pneumatique

- votre patient est allongé en toute décontraction grâce à l'inclinaison.
- surtout indiqué pour des massages, des relaxations, des traitements et/ou des manipulations en décubitus
- vérin pneumatique :
 - silencieux, fiable et amorti, donc jamais de réglages soudains désagréables
 - **pousse le coussin activement vers le haut** et vous facilite la tâche.
 - leviers placés de façon intuitive, aux poignées souples, toujours à portée de main et à l'endroit précis où vous espérez qu'ils soient.

PARTIE CENTRALE : réglable avec 2 vérins pneumatiques

- rend votre table également adéquate pour, notamment, la flexion lombaire, la position de Trendelenburg ou la traction manuelle.

LONG DOSSIER/JAMBIÈRE : réglable jusqu'à pratiquement la position verticale avec 2 vérins pneumatiques

- soutien efficace de la tête et des épaules de votre patient lors de traitements en position assise