

Miroir orthopedique mobile

gymna

Art: 100137



Informations sur le produit

Un miroir orthopédique est utilisé pour le diagnostic de posture, la correction de posture et la thérapie par le miroir. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- verre miroir poli de 6 mm d'épaisseur.
- quadrillage d'un côté : 10 x 10 cm.
- monté dans un cadre métallique.
- équipé de roulettes pivotantes.
- Dimensions du miroir : 160 x 80
- Dimensions avec cadre : 185 x 86 x 51