

# BH rameur - Kingston

**gymna**

Art: 564355.N | Marque: BH



## Informations sur le produit

Le rameur BH Kingston est conçu pour un usage semi-professionnel et convient donc parfaitement à une utilisation en cabinet de kinésithérapie.

### ROBUSTE ET ERGONOMIQUE

- le cadre est renforcé, ce qui garantit la durabilité et la stabilité.
- le design est **ergonomique**, les séances d'entraînement intensives ne posent aucun problème.
- siège haut, **facile à monter et à descendre pour vos patients**.
- pédales antidérapantes réglables.

### RÉSISTANCE DYNAMIQUE

- système de résistance à air dynamique : plus votre patient rame vite, plus il ressent de la résistance.
  - idéal pour adapter l'intensité au niveau de l'utilisateur.
- un mécanisme de chaîne de haute qualité assure une résistance douce et authentique à chaque coup de rame.

### MONITEUR LCD

- moniteur intuitif et fonctionnel.
- affiche la distance parcourue, le temps, la vitesse, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, les RPM et le Wattage.
- mesure de la fréquence cardiaque possible avec une ceinture thoracique (non incluse).

### CONCEPT FTMS

- support intégré pour tablette ou smartphone.
- connexion Bluetooth avec plusieurs applications d'entraînement populaires.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- poids chargeable : 140 kg.
- poids du volant : 5 kg.
- dimensions (LxLargxH) : 244 x 51 x 114 cm.
- poids : 26 kg.
- roulettes de transport.