

BH rameur - Kingston

gymna

Art: 564355 | Marque: [BH](#)



Informations sur le produit

Le **rameur BH Kingston** est conçu pour **un usage semi-professionnel** et convient donc parfaitement à une utilisation en cabinet de kinésithérapie.

ROBUSTE ET ERGONOMIQUE

- le cadre est renforcé, ce qui garantit la durabilité et la stabilité.
- le design est **ergonomique**, les séances d'entraînement intensives ne posent aucun problème.
- siège haut, **facile à monter et à descendre pour vos patients**.
- pédales antidérapantes réglables.

RÉSISTANCE DYNAMIQUE

- système de résistance à air dynamique : plus votre patient rame vite, plus il ressent de la résistance.
 - idéal pour adapter l'intensité au niveau de l'utilisateur.
- un mécanisme de chaîne de haute qualité assure une résistance douce et authentique à chaque coup de rame.

MONITEUR LCD

- moniteur intuitif et fonctionnel.
- affiche la distance parcourue, le temps, la vitesse, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, les RPM et le Wattage.
- mesure de la fréquence cardiaque possible avec une ceinture thoracique (non incluse).

I.CONCEPT FTMS

- support intégré pour tablette ou smartphone.
- connexion Bluetooth avec plusieurs applications d'entraînement populaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- poids chargeable : 140 kg.
- poids du volant : 5 kg.
- dimensions (LxLargxH) : 244 x 51 x 114 cm.
- poids : 26 kg.
- roulettes de transport.