

BH RS900 tapis roulant - LED - home use

gymna

Art: 564335 | Marque: BH



Informations sur le produit

Ce tapis roulant pourvu d'une surface de course extra large est approprié à une utilisation intensive à domicile (7- 20 h/semaine) et offre toutes les fonctionnalités d'un tapis roulant professionnel. Le grand écran LED est équipé de la technologie I.concept, vous permettant de connecter le tapis roulant à votre application d'entraînement préférée (Zwift, Kinomap, ...).

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :

- Grande surface de course (55 x 150 cm) pour un entraînement confortable et sûr.
- Facile à 'replier' pour un gain d'espace - les dimensions de l'appareil plié sont alors de 137 x 92 x 166 cm.
- Commandes via les boutons sous l'écran (touches rapides pour la vitesse et l'inclinaison sur l'écran).
- Touches rapides pour la vitesse et inclinaison supplémentaires sur les poignées des deux côtés.
- L'absorption des chocs se fait par des élastomères pour réduire les risques de blessure ou de surcharge.
- Moteur DC : 2,5/4 CV
- Vitesse de 1 à 22 km/h, par paliers de 0,1 km/h.
- Pente : max. 15%
- Mesure du rythme cardiaque via les poignées ou par la ceinture thoracique analogue ou télémétrique (pas incluse)
- Support pour tablette ou smartphone sous l'écran.
- Porte-bidon.
- Clé de sécurité en cas de chute : le moteur se coupe automatiquement.
- 2 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roulettes de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
 - Écran tactile LED

- Connexion Bluetooth i.concept FTMS, pour des applications d'entraînement comme Zwift, Kinomaps, ou avec des accessoires comme une ceinture thoracique, des écouteurs, votre smart watch, ...
- Connexion jack et USB pour la musique (haut parleurs intégrés)
- 1 programme de démarrage rapide
- 8 programmes prédéfinis (profils)
- 3 profils programmables
- 3 programmes de contrôle du rythme cardiaque
- Paramètres : temps, distance, vitesse (km/h), temps pour 1 km, % de pente, consommation de calories, fréquence cardiaque

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions LxlxH : 200 x 92 x 159 cm
- Poids : 114 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 150 kg
- Fonctionne sur secteur.