

Toorx Professional Banc plat - banc d'entraînement ***gymna***

Art: 576570 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional flat bench** est un banc d'entraînement plat et non réglable pour effectuer des exercices de musculation, soit avec des haltères libres ou des haltères, soit en combinaison avec une machine Smith, un multipresse, un demi-rack,

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **roulable:** grâce aux deux roues de transport et à la poignée, facile à déplacer dans la pièce
- **construction robuste::** cadre en tubes d'acier ovales (100×50 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **sûr:** poids maximal chargeable (utilisateur + poids) : 400 kg
- **rembourrage confortable:** coussins de 65 mm d'épaisseur avec revêtement PU de haute qualité.
- **finition:** double revêtement en poudre lourde pour une meilleure résistance aux rayures.

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 120,9 x 52 x 44,6 cm
- Poids : 27 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 135 kg
- Capacité de charge maximale : 400 kg