

Mambo haltère - recouverts de Néoprène - 3,0 kg - ***gymna***

bleu (2 pcs)

Art: AD169120 | Marque: **MAMBO**



Informations sur le produit

Les **haltères Mambo** sont des haltères en fonte avec un revêtement en vinyle ou Néoprène.

- le revêtement en **vinyle** est facilement lavable ou peut être traité avec un désinfectant à base d'eau.
- le revêtement en **Néoprène** est doté d'un grain supplémentaire qui lui confère une adhérence supérieure.

Disponibles en 7 poids avec un code couleur assorti.

Le support d'haltères convient pour 6 haltères.