

# BH Magsys - Long Magbridge

**gymna**

Art: 564745 | Marque: BH



## Informations sur le produit

**BH Magsys est un système modulaire utilisé pour l'entraînement fonctionnel, l'entraînement par suspension, l'entraînement par résistance élastique, le HIIT, le cross-training, l'entraînement individuel ou en groupe, ...**

- 100% adaptable, il vous permet d'utiliser votre espace de manière optimale.
- la structure renforcée - en acier de 33 mm d'épaisseur - peut être fixée au mur ou au sol (selon le modèle).
- chaque modèle (wall, structure de base) est équipé d'un espalier, de crochets et de points de suspension pour les entraîneurs de suspension, les bandes élastiques, les battle ropes, ... mais peut également être complété par des étagères ouvertes et fermées pour le rangement des équipements d'exercice, des landmines, la station dip station et la station step.

### **BH MAGSYS LONG MAGBRIDGE**

**Installation autonome de 2 structures de base, reliées par un pont avec des monkey bars.**

- 2 espaliers avec 11 échelons chacun.
- 2 pull up bars en saillie.
- 12 points de suspension.
- 8 crochets (en bas) pour les élastiques, les battle ropes, ...
- 2 monkey bars de 5 échelons - 1 plat et 1 en pente.
- dimensions (long x larg x h) : 740 x 120 x 254 cm.
- poids : 585 kg.
- est monté de façon autonome dans le sol.

Les accessoires tels que les étagères, les landmines, ... sont vendus séparément et ne sont pas inclus.

*Votre délégué se fera un plaisir de vous conseiller dans le choix de la composition des modules BH Magsys qui convient le mieux à votre cabinet ou salle d'exercices.*