

# Manchette lestée Cuff - cheville et poignet - 0,5 kg - ***gymna***

**par pièce**

Art: 586000



## Informations sur le produit

Deze gewichtsmanchetten zijn geschikt voor pols en enkel.

Ze worden bevestigd met dubbele klittenband van 36 cm.

De maximale omtrek van het lidmaat is 50 cm.

Het kleinste gewicht van 500 g wordt ook gebruikt door personen met tremor of Parkinson om de handbewegingen te inhiberen.

Elk gewicht heeft zijn eigen kleur.

Per stuk.