

Slashpipe mini bleu

gymna

Art: 577415 | Marque: SLASHPIPE



Informations sur le produit

Le Slashpipe est un outil d'entraînement pour exercer **la stabilité, la coordination, la sensorimotricité, la force et l'équilibre chez tout type de patient.**

A l'intérieur du tube transparent en polycarbonate résistant **le liquide se déplace de manière incontrôlée, exigeant l'action de tous les muscles** pour maintenir le corps en équilibre.

- l'entraînement est renforcé par l'aspect visuel et auditif de l'eau en mouvement, créant ainsi un effet holistique.
- selon la position de départ et le mouvement, on peut mettre l'accent sur l'entraînement de la stabilité du tronc ou plutôt sur l'entraînement de la stabilité des épaules ou des bras.
- les poignées sont réglables et peuvent être déplacées pour faire varier le niveau.
- dimensions : longueur 120 cm - diamètre 6 cm.
- poids : environ 2,250 kg.
- disponible avec liquide orange ou bleu (sélectionner ci-contre)