

Veste Lympha-mat - droite - gris - connecteur blanc **gymna**

Art: 110200 | Marque: LYMPHAMAT



Informations sur le produit

Cette demi-veste est un manchon pour le drainage lymphatique du bras droit et du quadrant supérieur droit du torse.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 12 chambres à air superposées où la pression diminue progressivement.
- La compression commence au bout des doigts et se poursuit à travers les bras jusqu'au dos, au thorax et à l'abdomen.
- La pression est exercée d'un côté, le brassard étant fixé sur le côté opposé à l'aide d'un "boléro" sans compression.
- Une arrivée d'air se fait par la partie dorsale pour une liberté de mouvement et un confort de port maximum.
- Couleur : gris.

- Pour des patients ayant une circonférence de bras allant jusqu'à 55 cm et une circonférence abdominale allant jusqu'à 134 cm.
- **Extensions** disponibles en option :
 - 10 cm pour [bras](#).
 - 13 cm pour [dos](#).
 - 13 cm pour [poitrine](#).

Le connecteur gris est conçu pour le [Lympha-mat Digital](#).

Le connecteur blanc est conçu pour le [Lympha-mat 300N](#).

Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en op de 300Plus).