

Salli SwingFit siège selle - metal

Art: 505436MEN | Marque: **SALLI**

gymna

780,00 € ~~975,01 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Salli est garant d'une assise saine toute au long de la journée. Les sièges-selles en 2 parties de Salli sont brevetés dans le monde entier et sont d'une excellente qualité. Se pencher en avant, tourner, tendre et se déplacer, vous le faites sans effort. La forme spécifique du tabouret vous oblige, sans peine, à adopter une position active où vous utilisez à la fois vos jambes et votre dos. Cela agit comme une sorte de formation qui renforce les muscles du dos. Par ailleurs, la position adéquate réduit la tension au niveau des lombaires et des épaules. L'assise «ouverte», en angle de 135°, prévient la fatigue dans les jambes grâce à une meilleure circulation sanguine et lymphatique dans les membres inférieurs. **SWINGFIT:**

- système de disque mobil très unique.
- la selle suit chacun de vos mouvements quel qu'en soit la direction.
 - d'une manière saine et efficace, vous faites de la gymnastique pour le bas du dos.

- améliore la mobilité, la force et le métabolisme du bas de dos.
- active le corps entier.

SIEGE:

- 2 parties distinctes en cuir de qualité 'A2' en 5 coloris
 - Grâce à ces 2 parties, il n'y a guère de pression sur les vaisseaux sanguins et les nerfs de la pelvienne. Il améliore la santé génitale des hommes et des femmes
 - le large de l'ouverture entre les 2 parties est réglable

CHASSIS:

- Stable grâce à son piètement à 5 branches monté sur roulettes
- Réglable en hauteur à l'aide d'un verin à gaz, 59 - 78 cm. Des verins à gaz plus courts ou plus longs disponibles sur demande.
- Charge maximale : 120 kg

En option: anneau réglable en hauteur, sur lequel les pieds peuvent se reposer quant le tabouret est utilisé en position haute.