

# gymna.PRO Q6, linéaire, roul, ergomax - Anthracit **gymna**

Art: 183860AN | Marque: GYMNA

7 070,06 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

**gymna.PRO. Your table. Your choice!**

Choisir gymna.PRO, c'est choisir **une table de massage professionnelle de haut niveau** pour vos traitements et **manipulations**. Conçue pour répondre aux besoins des physiothérapeutes. **Avec gymna.PRO, vous composez votre propre table unique**. Notre **configurateur de table** (à droite) vous montre toutes les possibilités. A vous de choisir !

**Vous avez choisi le modèle Q4 : une table de massage professionnelle avec 4 PLANS DE COUCHAGE.**

- COURTE tête, à **inclinaison positive et négative**, activée par un vérin pneumatique.
- dossier réglable par moteur électrique.
- assise réglable par un deuxième moteur électrique.
- coussin de jambes dont l'inclinaison s'adapte automatiquement à l'inclinaison de l'assise.
- **l'actionnement des moteurs électriques** se fait au moyen **d'interrupteurs ergonomiques** situés - à gauche et à droite - sous les coussins.

- il y a une différence claire et tangible entre les boutons haut et bas, et lorsque vous appuyez, votre paume est éclairée : vert = vers le haut, rouge = vers le bas.

## SPÉCIFIQUE POUR LES MODÈLES Q

- les 4 plans réglables font que le corps de votre patient soit **toujours soutenu de façon optimale**.
- la répartition en 4 surfaces de couchage est **anatomiquement optimale pour des traitements en position assise ou mi-couchée**.

## CHÂSSIS : socle fermé, design pure et unique.

- la **forme arrondie** du châssis **en métal** de votre gymna.PRO résulte en une silhouette sereine et élégante.
- toute la technologie se trouve - invisible - dans le socle fermé.
- votre table est munie d'un **interrupteur à clé intégré** qui bloque le réglage en hauteur (modèle électrique uniquement), et ce afin d'éviter tout danger pour les personnes s'approchant de votre table en votre absence.

## GYMNA STABILITY PROFILE - votre premier choix est la stabilité.

- le 'Gymna Stability Profile' ou GSP (Profile de Stabilité Gymna) vous garantit une table de massage développant **un fléchissement minimal en cas de fortes manipulations**.
- une **construction solide et stable**, qui fait que **la puissance de votre manipulation soit maintenue**, sans perte d'énergie.

## OPTION ADAPTATION DE LA LARGEUR DES COUSSINS

Le configurateur vous indique si le réglage de la largeur des coussins est possible ou non.

- largeur standard : 67 cm.
- table plus étroite : 60 cm, uniquement possible pour les tables gymna.PRO modèle Q SANS accoudoirs ni supports latéraux.
- table plus large : 77 cm, NON possible pour les tables gymna.PRO modèle Q AVEC supports latéraux.

## OPTION ACCOUDOIRS 'ONE CLICK' - une facilité de réglage hors du commun.

- l'unique système 'One Click' règle la position des 2 accoudoirs **simultanément**.
- en descendant, les accoudoirs exécutent **un léger mouvement basculant**, de ce fait les coudes de votre patient s'orientent automatiquement vers l'extérieur.
- ce faisant, en coucher ventral, la posture adoptée par votre patient sera davantage **plus naturelle et détendue**.

## (OPTION) OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- une table gymna.PRO MUNIE d'accoudoirs 'One Click' est TOUJOURS pourvue d'une **ouverture pour le visage en forme de cœur** (avec coussin d'obturation) et d'un coussin facial Ergomax.
- une table gymna.PRO SANS accoudoirs peut également être munie d'Ergomax.
- l'ouverture-visage en forme de cœur n'entrave ni les yeux, ni la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est **doux, sans coutures, imperméable, lavable et désinfectable**.
- Ergomax est amovible et **utilisable des deux côtes**, en fonction de la forme du visage de votre patient.

## OPTION SUPPORTS LATÉRAUX POUR LE DOSSIER.

- **liberté de mouvement accrue** pour vous en tant que kinésithérapeute, ostéopathe, thérapeute manuel ...

- des **supports latéraux abaissés** font que votre position de travail reste ergonomique à tout moment du traitement; au plus près de votre patient, sans contrainte scapulaire ou dorsale.
- couvrant toute la longueur de la section thoracique, ces supports vous donnent beaucoup de liberté de mouvement.

#### **VOUS CHOISISSEZ LE SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - matériau de qualité élevée.**

- **15 couleurs**, allant du classique à l'intemporel en passant par des tons vifs et gais.
- le simili cuir **en PVC** du type 'classic' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

#### **VOUS CHOISISSEZ LE SIMILI CUIR 'PREMIUM' - revêtement de qualité supérieure.**

- **8 couleurs**, classiques et intemporelles.
- LOOK ET TOUCHER 'VRAI CUIR'
- le simili cuir **en PU** du type 'premium' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

#### **VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'PROGRESSIFS' - fermes et confortables à la fois - pour des manipulations.**

- ces coussins ont une épaisseur de 40 mm et **un rembourrage à 2 couches avec une résistance progressive.**
- la couche inférieure a une densité 'consistante' de 100 kg/m<sup>3</sup> et présente **la fermeté nécessaire pour effectuer des manipulations.**
- la couche supérieure a une densité 'souple' de 40 kg/m<sup>3</sup> afin de **conserver tout confort pour votre patient.**
- les coussins 'progressifs' ont **une finition avec une belle et solide couture 'façon sellier'.**
- les cuirs artificiels "classique" et "premium" sont tous deux possibles.

#### **VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - des coussins souples et confortables.**

- le rembourrage relativement souple des coussins 'linéaires' est **agréable et confortable pour votre patient.**
- ce rembourrage - spécialement pour usage intense - a une épaisseur de 40 mm, la densité est 40 kg/m<sup>3</sup>.

#### **VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'PREMIUM'.**

- comme les coussins linéaires ci-dessus mais avec une AUTRE finition.
- finition avec une **belle et solide couture 'façon sellier'.**

#### **OPTION COUSSINS CHAUDS - chaleur agréable pour le patient qui le désire.**

- deux coussinets chauffants - respectivement intégrés dans le dossier et l'assise - génèrent **une chaleur agréable et confortable.**
- selon les souhaits de votre patient, vous éteignez ou vous allumez le chauffage, et ce par l'intermédiaire d'une télécommande sans fil (Bluetooth).
- vous avez le choix parmi **trois réglages de la température** (34 °C – 36 °C – 38 °C).
- le chauffage est automatiquement coupé après 30 minutes.

#### **COMMANDE I-CONTROL - système intelligent pour le réglage de la hauteur.**

- à partir de n'importe quel point situé à la périphérie de la table, **un mouvement de pied suffit pour régler la hauteur de votre gymna.PRO.**
- i-Control vous permet de régler **'votre' hauteur de traitement optimale** très précisément grâce à deux modes de réglage.
- **le mode continu** pour les amples réglages de la hauteur.

- **le mode start-stop** pour des petites adaptations finées de 1 à 2 cm.
- le cadre de commande I-Control est monté sous le châssis de la table. Il ne gêne nulle part (pour éviter d'éventuels trébuchements) et est néanmoins **accessible sur les 4 côtés de votre table**.
- réglage de la hauteur: env. 47-97 cm.
- capacité de levage maximale: 200 kg.

#### **OPTION ROULETTES - instantanément déplaçable.**

- **4 roulettes pivotantes** permettent de déplacer votre table aisément.
- pour placer votre gymnastique 'sur roulettes' (et vice versa), il vous suffit de d'actionner la pédale du système à roulettes (à gauche et à droite du châssis, côté pied).

#### **OPTION ÉCLAIRAGE LED SOUS LE CHÂSSIS.**

- choix de **14 couleurs**, télécommande IR spéciale avec bouton ON/OFF.
- crée une atmosphère agréable dans votre cabinet, luminosité réglable.
- fournit également un support fonctionnel : lumière verte = vers le haut, lumière rouge = vers le bas.