

Tabouret gymna.PRO - finition Classique - Anthracite

Art: 195800AN | Marque: GYMNA

gymna

445,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Les tabourets de Gymna s'adaptent parfaitement aux tables de traitement de Gymna. Ensemble, ils donnent une apparence professionnelle à votre cabinet.

L'ASSISE

- coussin rond et confortable, d'un diamètre de 35 cm.
- recouvert du **même similicuir Classique** que les tables de massage réglables en hauteur, sans phtalates et biocompatible.

- agréable, ne colle pas à la peau.
- robuste, souple, couleur inaltérable.
- retardateur de flamme, résistant au sang et à l'urine.
- facile à nettoyer à l'aide d'une eau savonneuse (savon au pH neutre)
- peut être désinfecté avec des produits sans alcool.
- choix parmi 15 couleurs: votre tabouret dans la même couleur que votre table de massage.

CHASSIS

- réglage unique de la hauteur : levier à 360° pour un accès facile.
- réglable en hauteur d'env. 54 à 73 cm à l'aide d'un vérin pneumatique
- base roulante en aluminium à cinq bras, diamètre 50 cm.
- laque en poudre blanche résistant aux rayures.
- fourni avec des roulettes souples "auto-bloquantes" : le tabouret est fixé lorsqu'il n'y a pas de poids dessus, dès que vous vous asseyez, les roues se débloquent et le tabouret peut facilement rouler.
- charge maximale : 150 kg.