

Sonde linéaire A4-12L - Vinno A5

gymna

Art: 568251 | Marque: [VINNO](#)



Informations sur le produit

Transducteur pour échographes Vinno A5 - A4-12L broadband linear array.

- Pas fin, haute résolution.
- Applications : vasculaire, petites parties du corps.
- Gamme de fréquences : 4,0 -12,1 MHz.
- Doppler à ondes (waves) pulsées, Doppler couleur, Doppler puissance, harmonique.
- Réglage de la fréquence de plusieurs images en modes 2D, harmonique, Doppler couleur et Doppler onde (wave).