

# Ergofit Vector Hip Extension MED - blanc

**gymna**

Art: 512191 | Marque: **ERGOFIT**



## Informations sur le produit

L'Ergofit Vector Hip Extension est un appareil destiné à renforcer le bas du dos et les cuisses. Les principaux groupes musculaires sollicités sont Mm. gluteï et Mm. ishiocrurales.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- peut être installé dans un espace limité
- fonctionnement simple
- accent mis sur l'ergonomie et l'accessibilité
- éclairage indirect par LED et design moderne

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- version standard
  - avec limiteur de ROM
  - poids intermédiaire : par paliers de 2,5 et 5 kg
- Version CVT (=Connected Vitality Touchscreen)
  - écran tactile couleur
  - indique la position de début et de fin de l'exercice
  - feedback en temps réel pendant l'exécution (poids, nombre de répétitions, rythme)
  - lecteur de carte à puce (RFID)
  - compatible avec le logiciel du système Vitality

### OPTIONS

- châssis
  - cadre noir avec blindage blanc de la pile de poids
  - cadre noir avec blindage noir des poids
- couleurs du rembourrage

- noir - avec coutures noires, vertes ou rouges
- anthracite (charcoal)
- cactus (vert)
- sky (bleu) - avec broderie bleue ou jaune
- cerise (rouge)
- smoke (brun)
- couleurs de l'éclairage LED
  - rouge
  - vert
  - bleu
  - blanc

## Spécifications

- dimensions (L x L x H) : 100 x 125 x 155 cm
- poids : 2,5 kg - 90 kg, réglable par 2,5 kg
- poids de départ : 2,5 kg
- poids total de la machine : 259 kg
- poids max. de l'utilisateur : 200 kg
- produit médical de classe I selon MDR 2017/745