

Pulse oxymètre/Saturomètre - enfant 3 -12 ans

gymna

Art: AD168978



Informations sur le produit

Cet **oxymètre digital** compact affiche avec précision la saturation et le pouls. Utilisation simple et fiable. Rechargeable via un câble USB inclus. Convient aux enfants de 3 à 12 ans.

Spécifications :

- luminosité réglable, 6 modes d'affichage
- précision de mesure de 98%
- peu de consommation d'énergie avec indicateur de batterie
- SpO2 marge d'erreur de 2%
- arrêt automatique : après 8 secondes d'inactivité
- avec batterie au lithium, rechargeable via câble USB