

# Toorx Bumper Plate - 5 kg - noir/blanc - par pièce

**gymna**

Art: 581550 | Marque: [TOORX](#)



## Informations sur le produit

Les Toorx Bumper Plates sont conçues pour une utilisation intensive dans les cabinets professionnels et les salles de sport. Grâce au diamètre intérieur de 51 mm, elles s'adaptent parfaitement à toutes les cannes olympiques (50 mm). L'anneau intérieur en acier inoxydable permet d'enfiler et de retirer les plaques en douceur et confortablement, même en cas d'utilisation régulière .

Le revêtement en caoutchouc robuste assure non seulement la durabilité, mais aussi une prise en main agréable lors de la manipulation. De plus chaque poids est facilement identifiable grâce au code couleur clair.

Disponible individuellement dans les poids suivants:

- 5 kg - blanc
- 10 kg - vert
- 15 kg - jaune
- 20 kg - bleu
- 25 kg - rouge