

Ergofit Vector Leg Flexion MED - blanc

gymna

Art: 512211 | Marque: [ERGOFIT](#)



Informations sur le produit

L'Ergofit Vector Leg Flexion est un appareil destiné à renforcer le haut de la jambe. Les principaux groupes musculaires sollicités sont les Mm. ischio-crurales, les Mm. gastrocnémiens.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- peut être installé dans un espace limité
- fonctionnement simple
- accent mis sur l'ergonomie et l'accessibilité
- éclairage indirect par LED et design moderne

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- version standard:
 - avec limiteur de ROM
 - poids intermédiaire : par paliers de 2,5 et 5 kg
- Version CVT (=Connected Vitality Touchscreen)
 - écran tactile couleur
 - indique la position de début et de fin de l'exercice
 - feedback en temps réel pendant l'exécution (poids, nombre de répétitions, rythme)
 - lecteur de carte à puce (RFID)
 - compatible avec le logiciel du système Vitality

OPTIONS

- châssis
 - cadre noir avec blindage blanc de la pile de poids
 - cadre noir avec blindage noir des poids
- couleurs du rembourrage

- noir - avec coutures noires, vertes ou rouges
- anthracite (charcoal)
- cactus (vert)
- sky (bleu) - avec broderie bleue ou jaune
- cerise (rouge)
- smoke (brun)
- couleurs de l'éclairage LED
 - rouge
 - vert
 - bleu
 - blanc

Spécifications

- dimensions (L x l x h) : 145 x 105 x 155 cm
- poids : 7,5 kg - 117,5 kg, réglable par 2,5 kg
- poids de départ : 7,5 kg
- poids total de la machine : 323 kg
- poids max. de l'utilisateur : 200 kg
- produit médical de classe I, selon la directive MDR 2017/745