

# Dauerbinde F Bande élastique - 8 cm x 7 m

**gymna**

Art: 9257260 | Marque: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



## Informations sur le produit

**DAUERBINDE F, DES SOUTIENS DE QUALITÉ DURABLE** Grâce à sa composition unique - 63 % de coton, 28 % de polyamide et 9 % d'élasthanne, ce qui permet une compression variable et une très grande extensibilité (jusqu'à 155 %) - Dauerbinde F se prête parfaitement à une utilisation comme bandage de soutien et de soulagement de la pression pour les ligaments et les articulations. Ces longs bandages extensibles ont une pression de repos élevée et n'ont donc pas besoin d'être retirés lorsque le patient se repose ou dort. Grâce à leur facilité d'utilisation, même les personnes peu expérimentées peuvent facilement les appliquer. Grâce à leur tissu doux, le tissu adhère bien au corps. Ce bandage est lavable et facile à nettoyer.

### APPLICATIONS

- pour la thérapie par compression (lymphologie et phlébologie)
- pour le soutien et le soulagement du système musculaire
- protection des membres
- prévention des ecchymoses

### AVANTAGES

- Facile à appliquer - même pour les personnes peu expérimentées
- tissu souple qui s'adapte facilement au corps
- grande résistance à la traction
- très souple, flexible, bonne déformation
- extensible jusqu'à 155%

### CARACTÉRISTIQUES

- pression de repos élevée, pression de travail faible
- structure du tissu

- couleur crème
- doux pour la peau
- tissu respirant