

Thera-Band Hand Xtrainers - fort - vert

Art: 579591 | Marque: THERA-BAND

gymna

16,53 € ~~17,40 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le **TheraBand Hand Xtrainer** est un produit idéal pour la thérapie de la main, en cabinet ou à domicile. Les exercices d'extension et de flexion sont possibles sur quatre niveaux de résistance progressive. Cela signifie que les articulations des doigts peuvent être à la fois fléchies et étirées pendant l'entraînement de la main.

Le matériau de haute qualité (polyuréthane) - connu pour le TheraBand hand trainer - permet également des applications au froid et à la chaleur (convient pour le réfrigérateur ou le micro-ondes) et peut être désinfecté dans de l'eau bouillante.

Spécifications

Disponible en quatre résistances :

- rouge : moyenne
- vert : fort
- bleu : extra fort

- noir : spécial fort

Diamètre : 12 cm

Matériau : polyuréthane