

TORK distributeur savon S2 - 475 ml - noir

Art: 1845206 | Marque: **TORK**

gymna

49,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Distributeur TORK S2 pratique pour savons liquides

- pour les recharges TORK du type S2.
- facile à utiliser, aussi pour **les enfants et les personnes âgées**.
- nettoyage et remplissage commodes : pour vous un gain de temps.
- matériau : matière synthétique.
- couleur combinaison blanc/transparent ou noir/transparent.
- contenu : 475 ml.
- dimensions (h x larg x prof) : 21,1 x 11,4 x 11,1 cm.
- livré sans savon.